

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765804907050 din 15 decembrie 2025
Obiectul achiziției: Reagenți PCR pentru 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1						
Truse pentru extragerea, transcrierea și amplificarea acizilor nucleici						
Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C	R-V1-Mod(RG,iQ,Mx,Dt)-CE AmpliSens® HCV-FRT K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Republica Cehă Rusia	Ecoli Dx, srl AmpliSens®	1. Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Să conțină control pozitiv și negativ. 4. Controlul intern, să se vizualizeze în aceeași reacție cu ARN-ul specific. 5. Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei C să se	1. Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Conțin control pozitiv și negativ. 4. Controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ARN-ul specific. 5. Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei C se	

				efectueze in o singura reactie, in amplificator. 5. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitari. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	efectuiază in o singura reactie, in amplificator. 6. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitari. Sensibilitate trusa la extragerea din 100μl de material biologic ≥ 100 UI/ml	
Trusă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B	R-V5-Mod(RG,iQ,Mx,Dt)-CE AmpliSens® HBV-FRT K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Republica Cehă Rusia	Ecoli Dx, srl AmpliSens®	1. Trusă completă pentru pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Să conțină control pozitiv și negative. 4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeași reacție cu ADN-ul specific. 5. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5	10. Trusă completă pentru pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 11. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția virusului hepatitei B, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 12. Trusa conține control pozitiv și negative. 13. Controlul intern, se vizualizează in aceeași reacție cu ADN-ul specific. 14. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 15. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 16. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5	

				8. Reagenți IVD pentru diagnostic uman. 9. Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml	17. Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml	
Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D	R-V3(RG,iQ,Mx,Dt)-CE AmpliSens® HDV-FRT K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Republica Cehă Rusia	Ecoli Dx, srl AmpliSens®	1. Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor - Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Să conțină control pozitiv și negativ. 4. Controlul intern, să se vizualizeze în aceeași reacție cu ARN-ul specific. 5. Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei D să se efectueze în o singură reacție, în amplificator. 6. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. Program de amplificare unic pentru pozițiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9. Reagenți IVD pentru diagnostic uman. 10. Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml	11. Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 12. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 13. Trusa conține control pozitiv și negativ. 14. Controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ARN-ul specific. 15. Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei D se efectuează în o singură reacție, în amplificator. 16. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 17. În instrucțiunea de utilizare a trusei este indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 18. Program de amplificare unic pentru pozițiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 19. Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml	

Trusă pentru extragerea, amplificarea, transcrierea și diferențierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C	H-0256-1-3-CE AmpliSens® HCV-genotype-FRT PCR kit (REVERTA-L included) K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Republica Cehă Rusia	Ecoli Dx, srl AmpliSens®	- Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - <u>1a, 1b, 2, 3a, 4</u> în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, să nu necesite reagenți suplimentari. - Să conțină control pozitiv și negative. - Controlul intern, sa se vizualizeze in aceas reactie cu ARN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	- Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - <u>1a, 1b, 2, 3a, 4</u> în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, și nu necesită reagenți suplimentari. - Trusa conține control pozitiv și negative. - Controlul intern, se vizualizează in aceas reactie cu ARN-ul specific. - Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	
Trusa pentru extragerea, amplificarea, și diferențierea genotipurilor A, B, C, D a virusului hepatitei B	H-1982-1-3-CE AmpliSens® HBV-genotype-FRT PCR kit K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Republica Cehă Rusia	Ecoli Dx, srl AmpliSens®	- Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, să nu necesite reagenți suplimentari. - Să conțină control pozitiv și negative.	- Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea și diferențierea genotipului, și nu necesită reagenți suplimentari. - Trusa conține control pozitiv și negative.	

				4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceea reactie cu ARN-ul specific. 5. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 6. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. Program de amplificare unic pentru pozitile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	12. Controlul intern, se vizualizează in aceea reactie cu ARN-ul specific. 13. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 14. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 15. Program de amplificare unic pentru pozitile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	
LOT 2 Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici						
Trusă pentru extragerea, amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului	RT-12 quany CMV K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Italia Republica Cehă	CLONIT srl Ecoli Dx, srl	1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția Citomegalovirusului, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceea reactie cu ADN-ul specific. 4. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5. Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6. Măsurarea cantității să fie indicata în copii pe mililitru.	1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. 2. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția Citomegalovirusului, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Sunt inclus obligator controlul intern si se identifică in aceea reactie cu ADN-ul specific. 4. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5. Trusa conține set de reagenți pentru calibrare, calibratorii sunt lichizi, gata de lucru.	CE/ISO

				7. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. În trusa să fie inclus control negativ și controlul pozitiv (cu indicarea cantității acestuia) al etapei de extragere. 9. Program de amplificare unic pentru pozițiile 2.1; 2.2; 2.3 10. Reagenți IVD pentru diagnostic uman. Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării.	6. Măsurarea cantității este indicată în copii pe mililitru. 7. În instrucțiunea de utilizare a trusei este indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. În trusa este inclus control negativ și controlul pozitiv (cu indicarea cantității acestuia) al etapei de extragere. 9. Program de amplificare unic pentru pozițiile 2.1; 2.2; 2.3 20. Reagenți IVD/CE pentru diagnostic uman. Extragere totală a acizilor nucleici prin metoda precipitării.	
Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Herpes tip VI	RT-30 quany HHV 6 K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Italia Republica Cehă	CLONIT srl Ecoli Dx, srl	1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă și cantitativă a AND Herpes tip VI, în regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Herpes tip VI, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Să fie inclus obligator controlul intern și să se identifice în aceeași reacție cu ADN-ul specific. 4. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5. Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6. Măsurarea cantității să fie indicată în copii pe mililitru. 7. În instrucțiunea de utilizare a trusei să fie indicată programarea și modul de	10. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția calitativă și cantitativă a AND Herpes tip VI, în regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 11. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Herpes tip VI, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 12. În trusă sunt incluși obligator controlul intern și se identifică în aceeași reacție cu ADN-ul specific. 13. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 14. Trusa conține set de reagenți pentru calibrare, calibratorii sunt lichizi, gata de lucru. 15. Măsurarea cantității este indicată în copii pe mililitru. 16. În instrucțiunea de utilizare a trusei este indicată programarea și modul de	CE/ISO

				analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 21. Program de amplificare unic pentru pozitiiile 2.1; 2.2; 2.3 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. In trusa sunt inclusi control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 22. Program de amplificare unic pentru pozitiiile 2.1; 2.2; 2.3 18. Reagenti IVD/CE pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	
Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Epstein - Barr	RT-13 quany EBV K2-9-Et-100-CE RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Italia Republica Cehă	CLONIT srl Ecoli Dx, srl	1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, detecția calitativă și cantitativă a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Epstein-Barr, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceas reactie cu ADN-ul specific. 4. Să fie posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 5. Să conțină set de reagenți pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6. Măsurarea cantității să fie indicata în copii pe 1.9mililitru. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea	10. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, detecția calitativă și cantitativă a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 11. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția AND Epstein-Barr, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 12. Este inclus obligator controlul intern si se identifică in aceas reactie cu ADN-ul specific. 13. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. 14. În trusă este inclus set de reagenți pentru calibrare, calibratorii sunt lichizi, gata de lucru. 15. Măsurarea cantității este indicata în copii pe 1.9mililitru. 16. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 17. In trusa sunt inclusi control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea	CE/ISO

				cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 23. Program de amplificare unic pentru pozitile 2.1; 2.2; 2.3 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 24. Program de amplificare unic pentru pozitile 2.1; 2.2; 2.3 18. Reagenti IVD/CE pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	
Trusa pentru extragerea, amplificarea concomitentă si diferentierea Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydo phil a pneumoniae,	R-B42-100-F-CE Mycoplasma pneumoniae/Chlamydo phil a pneumoniae-FRT PCR kit RIBO-prep nucleic acid extraction kit	Republica Cehă Rusia	Ecoli Dx, srl AmpliSens®	1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția concomitentă, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydo phil a pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. 3. Să conțină control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern sa se vizualizeze in aceas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor - Gene Q. 8. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	9. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea și detecția concomitentă, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydo phil a pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 10. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 11. Trusa conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare. 12. Controlul intern se vizualizează in aceas reactie cu ADN-ul specific. 13. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 14. Nu necesită aparataj suplimentar la cel existent in laborator. 15. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor - Gene Q. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.	
Mediu de transport cu mucolitic	VL301712 TRANSPORT MEDIUM WITH MUCOLYTIC AGENT	Turcia	VISION BIOTECHNOLOGY	1. Mediul de transport cu mucolitic, destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus.	5. Mediul de transport cu mucolitic, destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus.	CE,ISO

				2. Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. 3. Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic. 4. Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate înaltă. 5. Material de testare: raclaje/fracții de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele, sediment urinar. Ambalaj 50-100ml.	7. Compoziția mediului de transport garantează o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. 8. Conservantul previne proliferarea microorganismelor nespecifice, previne degradarea celulară și permite depozitarea pe termen lung a materialului clinic. 9. Mucoliticul dizolvă mucusul cu vâscozitate înaltă. 10. Material de testare: raclaje/fracții de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele, sediment urinar. Ambalaj 50ml	
LOT 3 Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detectia cantitativă a virusului hepatitei D						
Trusă completa pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detectia cantitativă a virusului hepatitei D	847-0207400542 RoboGene HDV RNA Quantification Kit 2.0 847-0259200603 INSTANT Virus RNA/DNA Kit	Germania	ROBOSCREEN DIAGNOSTICS	1.Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detectia cantitativa a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, Quant Studio 5, pentru diagnostic uman. 2.Certificat CE-IVD cu numar de înregistrare, valabil pentru anul 2026, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 3.În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detectia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru.	1.Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detectia cantitativa a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, Quant Studio 5, pentru diagnostic uman. 2.Certificat CE-IVD cu numar de înregistrare, valabil pentru anul 2026, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 3.În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea, transcrierea, amplificarea și detectia	CE/ISO

				4. Transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D sa se efectueze in o singura regatie, in amplificator. 5. Sa fie inclus obligator control intern si sa se identifice in aceea reactie cu ARN-ul specific. 6. Sensibilitatea trusei < 20 UI/ml. 7. Prioritate se va da produselor care conțin primeri de oligonucleotide și sonde de hidroliză dublu marcate (TaqMan). 8. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene si Quant Studio 5. 9. Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectueze automat, fara calcule suplimentare. 10. In trusa sa fie inclus control negativ si pozitiv. 11. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii.	virusului hepatitei D, și nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru. 4. Transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D se efectuează in o singura regatie, in amplificator. 5. În trusă sunt inclus obligator control intern si se identifică in aceea reactie cu ARN-ul specific. 6. Sensibilitatea trusei < 20 UI/ml. 7. Trusa conțin primeri de oligonucleotide și sonde de hidroliză dublu marcate (TaqMan). 8. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene si Quant Studio 5. 9. Analiza si interpretarea rezultatelor se efectuează automat, fara calcule suplimentare. 10. In trusa sunt inclusi control negativ si pozitiv. 11. Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii.	
--	--	--	--	--	--	--

Nume: Victoria Olaru

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL BIOGENETIX SOLUTIONS

Email: victoria.olaru@biogenetix.ro

Adresa socială: mun. Chisinau, str. Aerodromului 10

Data: 06.01.026