

Набор д/окраски мазков по Граму на 100 предм. ст., (Окраска по Граму 100), Агат, наб.

Арт. 19806



Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам.

Рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. Процедура окрашивания мазков не превышает 10 минут.

Состав набора:

1. Раствор генциана фиолетового (фенол – 10 г/л, кристаллический фиолетовый – 10 г/л, спирт этиловый – 10%), 100 мл – 1 флакон
2. Раствор Люголя (йод – 3,3 г/л, калий йодистый – 6,7 г/л, концентрат) 100 мл – 1 флакон
3. Раствор фуксина Циля (фенол – 50 г/л, основной фуксин – 10 г/л, спирт этиловый 10%), 10 мл – 1 флакон