

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:				<i>21073542 din 20.02.2023</i>				
Obiectul achiziției:				<i>Achiziționarea reactivelor imunologie genetica, conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic</i>				
Lot	COD CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lot nr. 1 Genetica						
1.1	33600000-6	ipsogen JAK2 MutaQuant Kit	673523, ipsogen JAK2 MutaQuant Kit (24) CE	Germania	Qiagen	Aplicare: identificarea mutației V617F. Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR. Număr de reacții: 24 IVD	Aplicare: identificarea mutației V617F. Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR. Număr de reacții: 24 IVD	ISO, CE
1.2	33600000-6	7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II	4351151, 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II	SUA	Thermo Fisher	Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: Cy 3, Cy 5, Texas Red Tipul de calibrare: Spectrală Include: Conține trei plăci optice de reacție cu 96 de godeuri, care conțin standarde de vopsea fluorescentă Cy3 Texas Red și Cy5 Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500	Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: Cy 3, Cy 5, Texas Red Tipul de calibrare: Spectrală Include: Conține trei plăci optice de reacție cu 96 de godeuri, care conțin standarde de vopsea fluorescentă Cy3 Texas Red și Cy5 Utilizare cu: Sistem RT-PCR 7500	ISO, CE

1.3	33600000-6	7300 & 7500 Real Time PCR Systems TaqMan RNase P 96-Well Instrument Verification Plate	4350584, TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate for 7300/7500 Systems, 96-well	SUA	Thermo Fisher	Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM Tipul de calibrare: Calibrarea RNase P, placa de verificare a instrumentului Linia de produse: TaqMan Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500	Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM Tipul de calibrare: Calibrarea RNase P, placa de verificare a instrumentului Linia de produse: TaqMan Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500	ISO, CE
1.4	33600000-6	Hemolytic	137, Hemolytic	Rusia	Epidemiology Institute	100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT	100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT	ISO, CE
1.5	33600000-6	7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I	4349180, 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I	SUA	Thermo Fisher	Metoda de detectare: Fluorescenta Colorant: FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA , VIC, SYBR, Green. Tipul de calibrare: Spectrală Include: Include o placă de fundal, șapte plăci de calibrare spectrală cu standardele de colorare FAM / SYBR Green I, VIC / JOE și NED / TAMRA / ROX și o placă de calibrare ROI Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500	Metoda de detectare: Fluorescenta Colorant: FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA , VIC, SYBR, Green. Tipul de calibrare: Spectrală Include: Include o placă de fundal, șapte plăci de calibrare spectrală cu standardele de colorare FAM / SYBR Green I, VIC / JOE și NED / TAMRA / ROX și o placă de calibrare ROI Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500	ISO, CE
Lot Nr 2. Hormonii								

2.1	33600000-6	Cortizol cu calibratori, 80-96 teste ELISA	3625-300A	SUA	Monobind	Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cortizol cu calibratori, 96 teste ELISA, Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	ISO, CE
2.2	33600000-6	Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA	9025-300A	SUA	Monobind	Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător	Parathormon (PTH) 96 teste ELISA, Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător	ISO, CE
		Lot Nr 3. Reagenti Imunologici						
3.1	33600000-6	HBsAg, 96 teste ELISA	SAG.CE.96	Italia	DIA PRO	Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producator	Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producator	ISO, CE
3.2	33600000-6	Anti-HCV sumar, 96 teste ELISA	CVAB.CE.96	Italia	DIA PRO	Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	ISO, CE
3.3	33600000-6	Control pentru Tireglobulina	TG-300	SUA	Monobind	3 x 2 x 3 ml	Control pentru Tireglobulina, 3 x 2 x 3 ml	ISO, CE
3.4	33600000-6	Control Anti-TPO/Anti-TG	AIT-101	SUA	Monobind	Control Anti-TPO/Anti-TG , cu doua nivele 2 x 3 x 1 ml	Control Anti-TPO/Anti-TG , cu doua nivele 2 x 3 x 1 ml	ISO, CE

3.5	33600000-6	RPR-latex test	044500A	Marea Britanie	LORNE	500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ, card de aglutinare de unica folosinta, bagheta pentru omogenizare si pepeta	500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ, card de aglutinare de unica folosinta, bagheta pentru omogenizare si pepeta	ISO, CE
-----	------------	----------------	---------	-------------------	-------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Albisoara 64/2