

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		Nr. 21000356		Data: 22.11.2018		Alternativa nr. nu sunt	
Denumirea licitației: Achiziționarea utilajului comercial							
Nr. D/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
0	1	2	3	4	5	6	7
1	33100000-1	Perfuzorizat	Perfuzor Compact Plus	Germany	B/Braun	conform FDA	corespunde (anexa nr.1)
						ISO, CE	8

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perpelița Igor**

în calitate de: **Director General**


Ofertant: **TECIE INTERNATIONAL CO SRL**

Adresa: mun. Chișinău, Str. Calea Orheiului 103/3



Pompă de infuzie(perfuzor) cuseringă				Dispozitivoforit
Descriere	Acestgrup de produseincludepompepentrușeringi cu cerințeavansate, au rata reglabilă de flux, prevăzutepentruanestezie, folosirea de durată la patulbolnavului, pentrutransportareapaciențilorgravi, pot fi instalateseringipînă 60 ml.			Perfuzor Compact Plus® Ref.N8717030
Parametrul			Specificația	Specificația
Display	Dateafișate	Doza	Da	Da. P.18 (Instruction for Use)
		Concentrația	Da	Da. P.18 (Instruction for Use)
		Intervalul de blocare	Da	Da. P.18 (Instruction for Use)
		Rata fluxului	Da	Da. P.18 (Instruction for Use)
		Cerințefată de pacient	Da	Da. P.30 (Instruction for Use)
		Posibilitatea de a uni 2 sau 3 pompe, fărăaccesoriiadaugatoare	Da	Da. P.11 (Instruction for Use)
		Alarmer	Da	Da. P.34-36 (Instruction for Use)
Proprietățilepompei	Rata fluxului	Pasul de incrementare	0.01 mL/h	Da. P.46 (Instruction for Use)
		Calculul automat	Da	Da. P.19 (Instruction for Use)
	Volumulinfuziei	Pasul de incrementare	0,1-9999 ml, pasul 0,01	Da. P.45 (Instruction for Use)
		Rata	1 – 1800 ml/h	Da. P.11 (Brosura Compact Plus)
	Dozareabolusului	Pasul de incrementare	0.01	Da. P.44-46 (Instruction for Use)
		Doza bolus maximalădupăreducereabolusului	≤0,2 ml	Da. P.28,45 (Instruction for Use)
		Umplerealinieiautomată	Da	Da. P.33 (Instruction for Use)
	Gama KVO, ml/h		între 1 și 10	Da. P.46 (Instruction for Use)
	Trecereaînregim de așteptare		Da	Da. P.27

			(Instruction for Use)
	Eroarea	≤2%	Da. P.45 (Instruction for Use)
	Chemareasistentă	Da	Da. P.12 (Instruction for Use)
	Limitaocluziei	1,2 Bar ± 0,2	Da. P.47 (Instruction for Use)
Caracteristici de siguranță	Protecție la curgereliberă din sistem	Da	Da. P.23 (Instruction for Use)
	Protecție la pătrunderealichidelorîndispozitiv	IP 34	Da. P.44 (Instruction for Use)
	Biblioteca medicamentelor	≥ 3000	Da. P.29 (Instruction for Use)
	Limitile soft pentru rata, dosa, bolus volum	Da	Da. P.30 (Instruction for Use)
	Limitareaccesprinbuton de blocare a tastelorsauprinparolă	Da	Da. P.25 (Instruction for Use)
Detectareamărimiiseringii 2,3,5,10,20,30,50,60 ml (săaccepteseringi de la diferițiproducători)		Da	Da. P.26 (Instruction for Use)
Alarમેșiindicatori	Ocluziesus/jos	Da	Da. P.34-36 (Instruction for Use)
	Eroaredeflux	Da	Da. P.34-36 (Instruction for Use)
	Aerînsistem	Da	Da. P.34-36 (Instruction for Use)
	Eroaredesistem	Da	Da. P.34-36 (Instruction for Use)
	Rezervorgol	Da	Da. P.34 (Instruction for Use)
	Perfuziapesfîrșite	Da	Da. P.34 (Instruction for Use)
	Bateriedescărcată	Da	Da. P.34 (Instruction for Use)
	Baterieepuizată	Da	Da. P.35 (Instruction for Use)
Alarmăsonoră	Volumreglabil	Da	Da. P.23 (Instruction for Use)
	Butonmodsilentios	Da	Da. P.23



				(Instruction for Use)
Jurnalul de evidență	Numărul de evenimente memorate		≥1000	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
	Evenimente stocate	Butoane apășate	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
		Coduri de eroare	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
		Alarmer	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
		Medicamente injectate	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
		Cantitatea infuzată	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
		Setări	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
		Bolus solicitat	Da	Da. P.20-21, P.46 Service Program (Instruction for Use)
Accesorii	Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		Da	Da. P.15 (Instruction for Use)
	Cablul de conectare la rețea		100-240V, 50-60 Hz	Da. P.44 (Instruction for Use)
Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	Da	Da. P.13, P.44 (Instruction for Use)
	Baterie	Reîncărcabilă	Da	Da. P.37 (Instruction for Use)
		Timp de operare	≥10h la 5 ml/h	Da. P.44-46 (Instruction for Use)

