



# An integral part of your total patient care.

Bayer Syringes for MEDRAD® Injection Systems.





## Bayer Syringes: Designed, Manufactured and Warrantied as Part of the Total Fluid Delivery System.



Bayer Syringes for MEDRAD® Injection Systems ensure optimal device performance, thereby enhancing patient safety.

Made at our facility in the United States, we have supplied over 300 million syringes to 20,000 hospitals and imaging centers worldwide – testament to the quality and trust radiology professionals have placed in Bayer Syringes.


Our goal is to continue providing syringes and disposables of the highest quality, so you can provide the best quality care to your patients.





# There is No Substitute For Quality.

At Bayer, our syringes are made according to strict quality and reliability controls at every step of the production process. Only Bayer Syringes and disposable products have been specifically designed, manufactured, and validated to work reliably with corresponding Bayer injection systems. As syringes are part of the total injection system, this means your injector is ready to perform even the most demanding protocols.



**Designed for your MEDRAD® Injector**  
Bayer Syringes are designed, tested and warranted as integral components for your Bayer MEDRAD® Injection Systems.

**Strict Vendor Qualification**  
Each supplier has been carefully chosen, audited and certified to provide materials that completely adhere to our chemical composition and purity specifications.

**Precision Manufacturing**  
Our US-based manufacturing facility produces syringes to extremely tight tolerances. The volume of silicone coating inside the syringe barrel is precisely controlled. This facilitates optimal device performance and accurate fluid delivery.

**Robust Packaging**  
Every syringe package adheres to strict specifications and rigorous environmental and transportation simulation testing. This ensures your syringes arrive at your facility sterile and uncompromised.

# Every Part Matters.

Nothing is more important than your patients' safety. For over 50 years, we have been dedicated to optimizing every aspect of the syringe manufacturing process to assure the highest levels of total fluid delivery performance. Bayer Syringes play an integral role in safely delivering imaging fluids to your patients. Every product is made from reliable components to help you provide high quality care.

**Legally-required Medical-grade Material**  
Specific, medical-grade materials are selected via a strict vendor qualification process to ensure optimal injector performance and patient care.

**Confirmed Biocompatibility**  
Our product development process and material sourcing procedures adhere to internationally required biocompatibility standards, ensuring the safety profile of your syringes.

**100% Inspection for Particulates**  
Bayer thoroughly inspects each and every syringe barrel for particulates. That reduces patient risk and provides an additional level of patient safety.







## Maximize Performance. Minimize Risk.

At every step of the way, our products are made with your patients' care at top of mind.

### Tried and Tested

Each Bayer Syringe is made to work seamlessly with your MEDRAD® injector, increasing your Total Fluid Delivery System reliability while minimizing unnecessary repair costs.

### Dependable Supply

Our supply chain exceeds target on-time shipment metrics with over 98% fulfillment rate while minimizing delivery times.

### Patient Care Prioritized

Every quality control check that a Bayer Syringe undertakes is a step towards ensuring total patient care. That's what makes Bayer Syringes reliable, reputable and a top choice for radiology professionals worldwide.

## Bayer Syringes: Your First Choice

Syringes that are not custom designed and manufactured for your MEDRAD® system as Bayer Syringes are can impact the performance of your radiology suite and commitment to patient care.

### Here's why:



Lab tests performed with non-Bayer syringes found instances where the syringe is technically incompatible with the Bayer MEDRAD® injector<sup>1</sup>



Non-compatible syringes may deliver the incorrect dose.



Non-compatible syringes can fail.



Bayer cannot guarantee the performance of your injector with non-Bayer syringes and disposables<sup>2</sup>



If a syringe not manufactured by Bayer causes injector malfunction, your Bayer MEDRAD® injector warranty may be invalidated<sup>2</sup>



**Commit to quality.  
Choose Bayer Syringes: an integral  
part of your Total Injection System.**

<sup>1</sup>) References on file.

<sup>2</sup>) MEDRAD® Stellant CT Injection System with Certegra® Workstation, Rev. C. Bayer, Indianola, PA, USA, 2018.



Bayer reserves the right to modify the specifications and features described herein or to discontinue any product or service identified in this publication at any time without prior notice or obligation. Please contact your authorized Bayer representative for the most current information.

All patient data that appear in this document are fictitious. No actual patient information is shown.

Bayer, the Bayer Cross, MEDRAD, Stellant, MEDRAD Stellant, Stellant FLEX, MEDRAD Stellant FLEX, MEDRAD FluiDots, FluiDots, Radimetrics, Certegra P3T, Certegra, P3T and VirtualCare are trademarks owned by and/or registered to Bayer in the U.S. and/or other countries. Other trademarks and company names mentioned herein are properties of their respective owners and are used herein solely for informational purposes. No relationship or endorsement should be inferred or implied.

© 2018 Bayer. This material may not be reproduced, displayed, modified or distributed without the express prior written consent of Bayer.



Bayer HealthCare LLC  
100 Bayer Boulevard  
P.O. Box 915  
Whippany, NJ 07981  
U.S.A.  
Phone: +1-412-767-2400  
+1-800-633-7231  
Fax: +1-412-767-4120



**Manufacturer**  
Bayer Medical Care Inc.  
1 Bayer Drive  
Indianola, PA 15051-0780  
U.S.A.  
Phone: +1-412-767-2400  
+1-800-633-7231  
Fax: +1-412-767-4120

More information on  
[radiologysolutions.bayer.com](http://radiologysolutions.bayer.com)





**MEDRAD® Mark 7 Arterion**

**Disposable Syringe**

150 ml with Quick Fill Tube

**Seringue jetable -**

150 ml avec canule de remplissage rapide



Non-pyrogenic fluid path.  
Ligne d'injection apyrogène.



Do not use if package is opened or damaged.  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton.  
1200psi (8273kPa)

Attention: Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte. 1200psi (8273kPa)



Single Use Only. Usage unique strict.

**STERILE**

R Sterilized using irradiation. Stérilisé par irradiation.

**NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX**

Not made with Natural Rubber Latex.

N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

**REF**

Catalog Number  
Référence catalogue

**ART 700 SYR**



Date of Manufacture  
Date de fabrication

**2020-04-13**



Use By  
Utiliser  
avant le

**2022-04-13**

**LOT**

Lot Number  
Numéro de lot

**8414461**



(01)00616258005546  
(11)200413  
(17)220413  
(10)8414461

**1**



**Bayer Medical Care Inc.**  
1 Bayer Drive  
Indianola, PA 15051-0780  
U.S.A.

**EC REP**

**Bayer Medical Care B.V.**  
Horsterweg 24  
6199 AC Maastricht Airport  
The Netherlands

Rx Only. Refer to warnings and cautions on instruction sheet.

Uniquement sur ordonnance. Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde figurant dans le mode d'emploi.

Assembled in USA / Assemblé aux États-Unis

Patent Information:

Information sur les brevets:  
[www.ripatents.bayer.com](http://www.ripatents.bayer.com)

**Bayer**

**CE** 0086

P60729385  
Rev. 9



(01)00616258005546



**MEDRAD® Mark 7 Arterion**

**Disposable Syringe**

150 ml with Quick Fill Tube

**Seringue jetable -**

150 ml avec canule de remplissage rapide



Non-pyrogenic fluid path.  
Ligne d'injection apyrogène.



Do not use if package is opened or damaged.  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton.  
1200psi (8273kPa)

Attention: Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte. 1200psi (8273kPa)



Single Use Only. Usage unique strict.

**STERILE**

R Sterilized using irradiation. Stérilisé par irradiation.

**NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX**

Not made with Natural Rubber Latex.

N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

**REF**

Catalog Number  
Référence catalogue

**ART 700 SYR**



Date of Manufacture  
Date de fabrication

**2020-04-13**



Use By  
Utiliser  
avant le

**2022-04-13**

**LOT**

Lot Number  
Numéro de lot

**8414461**



(01)00616258005546  
(11)200413  
(17)220413  
(10)8414461

**4**



**Bayer Medical Care Inc.**  
1 Bayer Drive  
Indianola, PA 15051-0780  
U.S.A.

**EC REP**

**Bayer Medical Care B.V.**  
Horsterweg 24  
6199 AC Maastricht Airport  
The Netherlands

Rx Only. Refer to warnings and cautions on instruction sheet.

Uniquement sur ordonnance. Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde figurant dans le mode d'emploi.

Assembled in USA / Assemblé aux États-Unis

Patent Information:

Information sur les brevets:  
[www.ripatents.bayer.com](http://www.ripatents.bayer.com)

**Bayer**

**CE** 0086

P60729385  
Rev. 9



(01)00616258005546