

**Appavisc**

Производитель:

# Appasamy Ocular Devices Private Limited

boomiyampet, Pondicherry

---

[Appasamy Ocular Devices Private Limited](#)



[Аппависк](#)



[Аппависк](#)

## **Название**

Аппависк

## **Состав/Концентрация**

Раствор гипромеллозы 2 %

## **Молекулярный вес**

Не менее 80 000 дальтон

## **Коэффициент вязкости**

не менее 5000 cps при 20 0C

### **Дозировка, способ применения**

В градуированных шприцах по 3 мл (канюля 25 G)

В стеклянном флаконе по 5 мл (канюля 23 G)

### **Показания**

Вещество используется при первичной, или вторичной трансплантации линз, факоэмульсификации, хирургическом лечении травм и дисфункции слезных желез. Это вспомогательное диагностическое средство, применяемое при процедуре с контактными линзами, гониоскопии. это защитное и смазывающее вещество, используемое в офтальмологии

### **Особенности**

Осмолярность 300 mOsmol/l. Стерильность. Высокая степень очистки. Апирогенность. Без консервантов. Кислотность среды от 6,0 до 7,8 pH. Коэффициент пропускания раствора – 90-95%. Коэффициент преломления среды - 1,3-1,4.

<https://eyepress.ru/item.aspx?55629>