

# Lumina 3D-e Clinic



**Opțiune de a rula două programe diferite simultan**

**Setări de timp și intensitate pentru fiecare program**

**Memorie pentru programe + opțiune de redenumire: 200 de poziții**

**Programe unice ale noii generații 3D-e**

**Clinica Lumina 3D-e**

**Parametrii tehnici**

**Tehnologie**

**Tehnologia Biomag® patentată 3D-e**

**a doua generație de terapie magnetică pulsată 3D**

**Programe**

**6 programe inovatoare 3D-e**

**cu efect terapeutic pentru o gamă largă de simptome**

**Afișa**

**Atingere de culoare**

**Timp de aplicare reglabil**

**5-90 minute**

**Ieșiri**

**4 ieșiri**

**canale complet independente pentru cele mai noi aplicatoare  
Biomag®**

**Intensitate**

**35 mT**

**pentru fiecare ieșire**

**Setarea intensității**

**1-100%**

**Programe independente**

**Posibilitatea de a rula până la 2 programe independente**

**Redenumirea programelor**

**200 de posturi**

**pentru redenumirea programelor**

**Frecvență**

**1-81 Hz**

**pentru aplicații de terapie magnetică de joasă frecvență**

## **Repetarea programului**

**Da**

**se poate porni auto-repetarea**

---

## **Aplicator pentru dispozitiv**



**:**

### **SL60-P - Aplicator inel de terapie PEMF**

**Avantajele și parametrii aplicatorului inel:**

**Fund plat pentru aplicații convenabile.**

**Acțiune profundă și asupra zonei trunchiului.**

**Diametru 600 mm; adâncime 340 mm.**

**MIMI 1,5 mT.**

**Conector 1 x JACK 3,5 mm.**

---

### **Aplicator- A12PL - PEMF Therapy Mat Aplicator**

**Avantajele și parametrii aplicatorului mat:**

**Aplicare confortabilă pe tot corpul.**

**Cel mai mare aplicator de mat Biomag.**

**Lungime 1 780 mm; latime 600 mm; inaltime 40 mm.**

**Tehnologie 3D patentată.**

**Posibilitatea de îmbinare într-o formă închisă și fixare.**

**MIMI 2,4 mT.**

**Conector 3 x JACK 3,5 mm.**

**Greutate: 3,68 kg.**

