


<h2>TECHNICAL DATA SHEET</h2>	REVISED ON: 10/10/2024
	CREATED ON: 07/01/2024
	TOT. NR OF PAGES: 1

BRAND: MEDICI BY ENDOMED	MODEL: RIGID ENDOSCOPE FOR LAPAROSCOPY
DESCRIPTION: RIGID ENDOSCOPE	CODICE: 10314UE.HD

MANUFACTURED BY:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
RISK CLASS:	IIA
STERILIZATION:	NON STERILE
ISO:	ISO 13485: 2016
DESCRIPTION:	Rigid endoscope for laparoscopy operations, HD technology
TECHNICAL SPECIFICATIONS:	Ø5 mm, WL314 mm, without ratchet, DOV 30°
INDICATIONS:	
PACKAGING:	RIGID CARTON EXTERNAL PACKAGING, SINGLE PACKAGING IN PREFORMED SPONGE.
GTIN:	8057714419392
CND:	
RDM:	
STERILIZATION:	

SCHEDA TECNICA

REVISIONATA IL: 10/2/2024

CREATA IL: 07/01/2023

TOT. PAG: 1



MARCA: MEDICI BY ENDOMED	MODELLO: PINZE ISTEROSCOPICHE ALLIGATORE
TIPO: PINZE ISTEROSCOPICHE	CODICE: 4641016

PRODOTTO DA:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
CLASSE CE:	I
STERILIZZAZIONE:	FORNITO NON STERILE
ISO PRODUTTORE:	ISO 13485: 2016
DESCRIZIONE:	PINZE ISTEROSCOPICHE DA PRESA MEDICI, ALLIGATORE, SEMIRIGIDE
SPECIFICHE TECNICHE:	Ø5 CH /WL 34 CM
INDICAZIONI:	
CONFEZIONAMENTO:	CONFEZIONE ESTERNA IN CARTONE RIGIDO, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE IN PVC NON STERILE.
GTIN:	8057714411198
CND:	L0699
RDM:	1729955
STERILIZZAZIONE:	<p>La sterilizzazione deve essere eseguita secondo un convalidato processo di sterilizzazione a vapore DIN ISO 13060 / EN 17665 (metodo vuoto frazionato) in una sterilizzatrice secondo le norme EN 285.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura 134°C (273°F) - Tempo di attesa: min. 5 Minuti (se necessario fino ad un massimo di 18 minuti) - Tempo di essiccazione: minimo 10 minuti. <p>Osservare strettamente le avvertenze d'uso del produttore della sterilizzatrice.</p> <p>Gli strumenti non devono essere utilizzati in sterilizzatrici ad aria calda.</p>

SCHEDA TECNICA

REVISIONATA IL: 15/3/2024

CREATA IL: 07/01/2023

TOT. PAG: 1


MARCA: MEDICI BY ENDOMED
MODELLO: SET TUBI MONOUSO
TIPO: TUBI MONOUSO PER POMPA DI IRRIGAZIONE
CODICE: 5201-63

PRODOTTO DA:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
CLASSE CE:	I
STERILIZZAZIONE:	FORNITO STERILE
ISO PRODUTTORE:	ISO 13485: 2016
DESCRIZIONE:	SET TUBI MONOUSO (SUTS) PER POMPA DI IRRIGAZIONE.
SPECIFICHE TECNICHE:	DA CAMBIARE DOPO OGNI PROCEDURA
INDICAZIONI:	
CONFEZIONAMENTO:	10 TUBI IN CONFEZIONE STERILE
GTIN:	
CND:	
RDM:	
STERILIZZAZIONE:	<p>La sterilizzazione deve essere eseguita secondo un convalidato processo di sterilizzazione a vapore DIN ISO 13060 / EN 17665 (metodo vuoto frazionato) in una sterilizzatrice secondo le norme EN 285.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura 134°C (273°F) - Tempo di attesa: min. 5 Minuti (se necessario fino ad un massimo di 18 minuti) - Tempo di essiccazione: minimo 10 minuti. <p>Osservare strettamente le avvertenze d'uso del produttore della sterilizzatrice.</p> <p>Gli strumenti non devono essere utilizzati in sterilizzatrici ad aria calda.</p>

SCHEDA TECNICA

REVISIONATA IL: 15/3/2024

CREATA IL: 07/01/2023

TOT. PAG: 1



MARCA: MEDICI BY ENDOMED

MODELLO: SET TUBI MONOUSO PER POMPA DI IRRIGAZIONE

TIPO: TUBI MONOUSO PER POMPA DI IRRIGAZIONE

CODICE: 5201-62

PRODOTTO DA:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
CLASSE CE:	I
STERILIZZAZIONE:	FORNITO STERILE
ISO PRODUTTORE:	ISO 13485: 2016
DESCRIZIONE:	SET TUBI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER POMPA DI IRRIGAZIONE (DUPP).
SPECIFICHE TECNICHE:	TEMPO DI UTILIZZO UN GIORNO
INDICAZIONI:	
CONFEZIONAMENTO:	CONFEZIONE STERILE
GTIN:	
CND:	
RDM:	
STERILIZZAZIONE:	<p>La sterilizzazione deve essere eseguita secondo un convalidato processo di sterilizzazione a vapore DIN ISO 13060 / EN 17665 (metodo vuoto frazionato) in una sterilizzatrice secondo le norme EN 285.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura 134°C (273°F) - Tempo di attesa: min. 5 Minuti (se necessario fino ad un massimo di 18 minuti) - Tempo di essiccazione: minimo 10 minuti. <p>Osservare strettamente le avvertenze d'uso del produttore della sterilizzatrice.</p> <p>Gli strumenti non devono essere utilizzati in sterilizzatrici ad aria calda.</p>

SCHEDA TECNICA

REVISIONATA IL: 15/3/2024

CREATA IL: 07/01/2023

TOT. PAG: 1

MARCA: MEDICI BY ENDOMED

 MODELLO: SET TUBI MONOUSO PER
 POMPA DI IRRIGAZIONE

TIPO: SET TUBI PER POMPA DI IRRIGAZIONE

CODICE: 5201-61

PRODOTTO DA:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
CLASSE CE:	I
STERILIZZAZIONE:	FORNITO STERILE
ISO PRODUTTORE:	ISO 13485: 2016
DESCRIZIONE:	SET TUBI MONOUSO PER POMPA DI IRRIGAZIONE PAZIENTE (SUPP)
SPECIFICHE TECNICHE:	DA COLLEGARE AL SET DUPP E ALLA CAMICIA DELL'ENDOSCOPIO
INDICAZIONI:	
CONFEZIONAMENTO:	FORNITO STERILE
GTIN:	
CND:	
RDM:	
STERILIZZAZIONE:	<p>La sterilizzazione deve essere eseguita secondo un convalidato processo di sterilizzazione a vapore DIN ISO 13060 / EN 17665 (metodo vuoto frazionato) in una sterilizzatrice secondo le norme EN 285.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura 134°C (273°F) - Tempo di attesa: min. 5 Minuti (se necessario fino ad un massimo di 18 minuti) - Tempo di essiccazione: minimo 10 minuti. <p>Osservare strettamente le avvertenze d'uso del produttore della sterilizzatrice.</p> <p>Gli strumenti non devono essere utilizzati in sterilizzatrici ad aria calda.</p>

SCHEDA TECNICA

REVISIONATA IL: 15/3/2024

CREATA IL: 07/01/2023

TOT. PAG: 1



MARCA: MEDICI BY ENDOMED	MODELLO: MANICO PER PINZA BIPOLARE LAPAROSCOPICA
TIPO: MANICO PER PINZA LAPAROSCOPICA	CODICE: 2390000

PRODOTTO DA:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
CLASSE CE:	II
STERILIZZAZIONE:	FORNITO NON STERILE
ISO PRODUTTORE:	ISO 13485: 2016
DESCRIZIONE:	MANICO PER PINZA BIPOLARE LAPAROSCOPICA MEDICI
SPECIFICHE TECNICHE:	ROTANTE A 360°, SMONTABILE
INDICAZIONI:	
CONFEZIONAMENTO:	CONFEZIONE ESTERNA IN CARTONE RIGIDO, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE IN PVC NON STERILE.
GTIN:	8057714412591
CND:	Z12010980
RDM:	1759097
STERILIZZAZIONE:	<p>La sterilizzazione deve essere eseguita secondo un convalidato processo di sterilizzazione a vapore DIN ISO 13060 / EN 17665 (metodo vuoto frazionato) in una sterilizzatrice secondo le norme EN 285.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura 134°C (273°F) - Tempo di attesa: min. 5 Minuti (se necessario fino ad un massimo di 18 minuti) - Tempo di essiccazione: minimo 10 minuti. <p>Osservare strettamente le avvertenze d'uso del produttore della sterilizzatrice.</p> <p>Gli strumenti non devono essere utilizzati in sterilizzatrici ad aria calda.</p>

SCHEDA TECNICA

REVISIONATA IL: 10/3/2024

CREATA IL: 07/01/2023



TOT. PAG: 1

MARCA: MEDICI BY ENDOMED	MODELLO: MANIPOLATORE UTERINO MEDICI
TIPO: MANIPOLATORE UTERINO MEDICI	CODICE: 4704190

PRODOTTO DA:	ENDOMED SRL, VIA UGO LA MALFA, SNC, 04020, SPIGNO SATURNIA (LT)
CLASSE CE:	IIA
STERILIZZAZIONE:	FORNITO NON STERILE
ISO PRODUTTORE:	ISO 13485: 2016
DESCRIZIONE:	MANIPOLATORE UTERINO MEDICI, CON SEI ADATTATORI
SPECIFICHE TECNICHE:	Dim. Adattatori: Ø8 x 80 mm, Ø10 x 100mm, Ø3 x 45 mm, Ø3 x 55 mm, adattatore con cono corto, adattatore con cono lungo.
INDICAZIONI:	
CONFEZIONAMENTO:	CONFEZIONE ESTERNA IN CARTONE RIGIDO, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE IN PVC NON STERILE.
GTIN:	8057714419026
CND:	Z12020704
RDM:	2126582
STERILIZZAZIONE:	La sterilizzazione deve essere eseguita secondo un convalidato processo di sterilizzazione a vapore DIN ISO 13060 / EN 17665 (metodo vuoto frazionato) in una sterilizzatrice secondo le norme EN 285. - Temperatura 134°C (273°F) - Tempo di attesa: min. 5 Minuti (se necessario fino ad un massimo di 18 minuti)



- Tempo di essiccazione: minimo 10 minuti.
Osservare strettamente le avvertenze d'uso del produttore della sterilizzatrice.
Gli strumenti non devono essere utilizzati in sterilizzatrici ad aria calda.