

SPECIFICAȚII TEHNICE**Solicitant: IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1764320723933 / 21515619	din 07 ianuarie 2026
Obiectul de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026 (sistem închis) REPETAT		

Nr. Lot	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		Lot 2. Reactivi p/u analizatorul hematologic automat SYSMEX XP-300						
2.1	33696500-0	1. Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	Cellpack	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 20 L Componența: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 20 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului XP-300 Nr.inregistrarii la AMDM - DM000374789	CE, ISO
2.2	33696500-0	2. Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor.	Stromatolyser-WH	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componența: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3x500 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XP-300 Nr.inregistrarii AMDM - DM0003747961	CE, ISO
2.3	33696500-0	3. Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 50 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XP-300 Nr.inregistrarii AMDM - DM000374790	CE, ISO
2.4	33696500-0	4. Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut).	Eighcheck-3WP L	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XP-300 Nr.inregistrarii AMDM - DM000437968	CE, ISO
2.5	33696500-0	5. Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal).	Eighcheck-3WP N	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XP-300 Nr.inregistrarii AMDM - DM000437969	CE, ISO

Nr. Lot	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
2.6	33696500-0	6. Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt).	Eighcheck-3WP H	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XP-300 Nr.inregistrarii AMDM - DM000437970	CE, ISO
		Lot 3. Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330						
3.1	33696500-0	1. Cellpack DCL	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 20 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000437955	CE, ISO
3.2	33696500-0	2. Sulfolyser	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3x500 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000374793	CE, ISO
3.3	33696500-0	3. Lysercell WDF	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 2 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000616654	CE, ISO
3.4	33696500-0	4. Fluorocell WDF	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 2x22 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000437959	CE, ISO
3.5	33696500-0	5. Cellclean	Cellclean	Japonia	Sysmex	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 50 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000374790	CE, ISO
3.6	33696500-0	6. XN CAL	XN CAL	Japonia	Sysmex	Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000437972	CE, ISO

Nr. Lot	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
3.7	33696500-0	7. XN-L Check L1	XN-L Check L1	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000371169	CE, ISO
3.8	33696500-0	8. XN-L Check L2	XN-L Check L2	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000371170	CE, ISO
3.9	33696500-0	9. XN-L Check L3	XN-L Check L3	Japonia	Sysmex	Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului XN-330 Nr.inregistrarii AMDM - DM000371171	CE, ISO
		Lot 6. Reactivi p/u analizatorul analizatorul imunologic AFIAS-6						
6.1	33696500-0	1. Feritin	AFIAS Ferritin	Coreea	Boditech Med	Compatibil cu analizatorul AFIAS	Conform cerințelor; Ambalaj 24 teste; Produsul este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6 Nr.inregistrarii AMDM - DM000271171	CE, ISO
6.2	33696500-0	2. HCG	AFIAS Total βhCG	Coreea	Boditech Med	Compatibil cu analizatorul AFIAS	Conform cerințelor; Ambalaj 24 teste; Produsul este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6 Nr.inregistrarii AMDM - DM000271159	CE, ISO
6.3	33696500-0	3. test Anti-HCV	AFIAS Anti-HCV	Coreea	Boditech Med	Compatibil cu analizatorul AFIAS	Conform cerințelor; Ambalaj 24 teste; Produsul este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6	CE, ISO
6.4	33696500-0	4. Vit D	AFIAS Vitamin D Neo	Coreea	Boditech Med	Compatibil cu analizatorul AFIAS	Conform cerințelor; Ambalaj 24 teste; Produsul este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6 Nr.inregistrarii AMDM - DM000376158	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**