

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21051622, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1644578083244 din „09” martie 2022
Obiectul achiziției:	Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2022.

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul Nr. 3. Tulpini de referință							
3.1	Tulpini referinta control calitatii Enterococcus faecalis 29212	0366P_Enterococcus faecalis derived from ATCC® 29212™	SUA	Microbiologics, Inc.	Tulpini referinta control calitatii Enterococcus faecalis 29212 / dehidratat / CE / Cerinte generale	0366P_Enterococcus faecalis derived from ATCC® 29212™. KWIK-STIK™. Scopul microorganismelor KWIK-STIK™ este acela de a fi utilizate cu rol de control pentru verificarea performanței testelor, reactivilor sau mediilor destinate a fi utilizate în testarea microbiană, pentru detectarea și identificarea unei tulpini izolate a unui microorganism din cadrul unei culturi. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalate individual (se elimina riscul de contaminare). Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Buc.=1 tulpină. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
3.2	Tulpini referinta control calitatii Sla enteritidis ATCC13076	0345P_Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis derived from ATCC® 13076™	SUA	Microbiologics, Inc.	Tulpini referinta control calitatii Sla enteritidis ATCC13076 / dehidratat / CE / Cerinte generale	0345P_Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis derived from ATCC® 13076™. KWIK-STIK™. Scopul microorganismelor KWIK-STIK™ este acela de a fi utilizate cu rol de control pentru verificarea performanței testelor, reactivilor sau mediilor destinate a fi utilizate în testarea microbiană, pentru detectarea și identificarea unei tulpini izolate a unui microorganism din cadrul unei culturi. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalate individual (se elimina riscul de contaminare). Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Buc.=1 tulpină. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
3.3	Tulpini referinta control calitatii Shigella sonnei ATCC 25931	0303P_Shigella sonnei derived from ATCC® 25931™	SUA	Microbiologics, Inc.	Tulpini referinta control calitatii Shigella sonnei ATCC 25931 / dehidratat / CE / Cerinte generale	0303P_Shigella sonnei derived from ATCC® 25931™. KWIK-STIK™. Scopul microorganismelor KWIK-STIK™ este acela de a fi utilizate cu rol de control pentru verificarea performanței testelor, reactivilor sau mediilor destinate a fi utilizate în testarea microbiană, pentru detectarea și identificarea unei tulpini izolate a unui microorganism din cadrul unei culturi. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalate individual (se elimina riscul de contaminare). Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Buc.=1 tulpină. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO

3.4	Tulpini referinta control calitatii Kl.pneumoniae ATCC (13883)	0351P_Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae derived from ATCC® 13883™	SUA	Microbiologics, Inc.	Tulpini referinta control calitatii Kl.pneumoniae ATCC (13883) / dehidratat / CE / Cerinte generale	0351P_Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae derived from ATCC® 13883™. KWIK-STIK™. Scopul microorganismelor KWIK-STIK™ este acela de a fi utilizate cu rol de control pentru verificarea performanței testelor, reactivilor sau mediilor destinate a fi utilizate în testarea microbiană, pentru detectarea și identificarea unei tulpini izolate a unui microorganism din cadrul unei culturi. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalate individual (se elimină riscul de contaminare). Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Buc.=1 tulpină. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
Lotul Nr. 14. Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact							
14.1	Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi	VITEK® 2 GN, 21341	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21341. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.2	Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive	VITEK® 2 GP, 21342	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21342. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.3	Vitek 2 YST Carduri de identificare levurilor	VITEK® 2 YST, 21343	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 YST Carduri de identificare levurilor. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 21343. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.4	Vitek 2 AST - P592 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae	VITEK® 2 AST-P592, 22287	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 AST - P592 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 22287. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.5	Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumoniae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans	VITEK® 2 AST-ST03, 421040	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumoniae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 421040. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.6	Vitek 2 AST - N204 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special fermentative cu confirmare beta-lactamaze	VITEK® 2 AST-N204, 412865	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 AST - N204 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special fermentative cu confirmare beta-lactamaze. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-N204. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 412865. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.7	Vitek 2 AST- N222 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special nefermentative cu colistin	VITEK® 2 AST-N222, 413083	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 AST- N222 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi in special nefermentative cu colistin. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 413083. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO
14.8	Vitek 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice	VITEK® 2 AST-YS08, 420739	SUA	bioMerieux Inc.	Vitek 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice. CE. Cutie/20 carduri	VITEK® 2 AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Ref.: 420739. Conform cerințelor obligatorii	CE, ISO

14.9	Solutie salina sterila (pH4,5-7,0)	V1204	Franța	bioMérieux SA	Solutie salina sterila (pH4,5-7,0). CE. Cutie / 3fl /500ml	Solutie salina sterila numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Ambalaj: 3 fl./cutie. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Ref.: V1204. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.10	Tuburi polister(clare12*75mm)	69285	Franța	bioMérieux SA	Tuburi polister(clare12*75mm). CE. Cutie/ 2000 b	69285_TUBURI DE POLISTIRENA (12X75 mm). Clare, pentru analizatorul VITEK® 2. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Ambalaj: Cutie 1x2000 buc. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.11	Virfuri de pipeta (0,5-250ul)	30507	Franța	bioMérieux SA	Virfuri de pipeta (0,5-250ul). CE. Cutie / 96b	Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificatiile produsului: Capacitate: 0,5 - 250 μl. Vârfurile de pipetă sunt fixate. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Ref.: 30507. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.12	Virfuri de pipeta(100-1000)	30501	Franța	bioMérieux SA	Virfuri de pipeta(100-1000). CE. Cutie / 96b	Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificatiile produsului: Capacitate: 100 - 1000 μl. Vârfurile de pipetă sunt fixate. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Ref.: 30501. Conform cerințelor obligatorii	ISO
14.13	Psipete sterile	234-1S	Franța	bioMérieux SA	Psipete sterile. CE	234-1S_STERILE PSIPETTES 5ML. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE. Ambalaj: Cutie 1x400 buc. Conform cerințelor obligatorii	ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 09.03.2022