

MEDEC SERVICE

R. Moldova, mun. Chişinău, str. Academiei 3, of. 110, MD-2028

Tel/fax.:(+373) 28 60 58 e-mail: medec.service@gmail.com

DECLARAȚIE

privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMDM

Prin prezenta, compania SC "MEDEC Service" SRL declară că toate produselor oferite a companiei Assut Medical - Elvetia au fost înregistrate la AMDM și introduse în Registrul de Stat.

Nr. lot	Produsul oferit	Nr de inregistrare AMDM
1	Surgical Steel CV739706x4	DM000394423
2	Surgical Steel CV739707x4	DM000394424
3	Astralen/Polyester CV3945-33x10	DM000394381
4	Astralen/Polyester CV3945-37x10	DM000394380
9	PTFE Pledgets POF7315x5	DM000394415

Cu profund respect,

Director SC „MEDEC Service” SRL

Vladimir Captari

L.Ș.

CERTIFICATE

Number: 2194636

The management system of the organization(s) and locations mentioned on the addendum belonging to:

Assut Medical Sàrl

Avenue de Rochettaz 57
1009 Pully
Switzerland

including the implementation meets the requirements of the standard:

EN ISO 13485:2016


Scope:

Design, manufacturing and distribution of sterile surgical sutures, pledgets and non-sterile atraumatic needles for the area of surgery

Certificate expiry date: 22 February 2026
Certificate effective date: 22 February 2023
Certified since: 20 September 2016

This certificate is valid for the organization(s) and/or locations mentioned on the addendum.

DEKRA Certification B.V.



B.T.M. Holtus
Managing Director



J.M.A. McKenzie
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



ADDENDUM

To certificate: 2194636

The management system of the organization(s) and/or location(s) of:

Assut Medical Sàrl

Avenue de Rochettaz 57
1009 Pully
Switzerland

Certified organization(s) and/or locations:

Assut Medical Sàrl
Sur le Cret 13
2606 Corgemont
Switzerland

Design, manufacturing and distribution of sterile surgical sutures, pledgets and non-sterile atraumatic needles for the area of surgery

Assut Medical Sàrl
Av. De Lavaux 35 P.O. Box 5
CH-1009 Pully / Lausanne
Switzerland

Design, manufacturing and distribution of sterile surgical sutures, pledgets and non-sterile atraumatic needles for the area of surgery

Addendum expiry date: 22 February 2026

Addendum effective date: 22 February 2023

ADDENDUM

Belonging to certificate: 2194636CE01

1/1

CE MARKING OF CONFORMITY MEDICAL DEVICES

Non-absorbable surgical sutures

Issued to:

Assut Medical Sàrl
Avenue de Rochettaz 57
1009 Pully
Switzerland


This certificate covers the following product(s):

- Astralen (Polyester) with or without pledgets – Class III
- Nylon (Polyamide) – Class III
- Polypropylene – Class III
- Silk – Class III
- PTFE Pledgets – Class III
- Supramid (Polyamide) – Class IIa
- Surgical Steel – Class IIb
- Astralen/Polyester Tape – Class IIb
- AssuTopFiber® (UHMWPE) – Class IIb, Rule 8

Initial date: 23 September 2016

Revision date: 4 April 2019

DEKRA Certification B.V.

A blue ink signature of B.T.M. Holtus, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

B.T.M. Holtus
Managing Director

A blue ink signature of J.A. van Vugt, featuring a large, flowing 'J' and 'V'.

J.A. van Vugt
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

DEKRA Certification B.V. is Notified Body with ID no 0344

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Company registration 09085396

ADDENDUM

Belonging to certificate: 2194636CE03

1/1

CE MARKING OF CONFORMITY MEDICAL DEVICES

Absorbable surgical sutures

Issued to:


Assut Medical Sàrl
Avenue de Rochettaz 57
1009 Pully
Switzerland

This certificate covers the following product(s):

- AssuCryl® MonoSlow (PDO)
- AssuCryl® Lactin (PGLA)
- AssuCryl® (PGA)
- AssuCryl® Rapid (PGA)
- AssuCryl® MonoRapid (PGCL)

Initial date: 23 September 2016
Revision date: 4 April 2019

DEKRA Certification B.V.

A blue ink signature of B.T.M. Holtus, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

B.T.M. Holtus
Managing Director

A blue ink signature of J.A. van Vugt, featuring a large, flowing initial 'J' followed by the name 'A. van Vugt' in a cursive script.

J.A. van Vugt
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

DEKRA Certification B.V. is Notified Body with ID no 0344

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.com Company registration 09085396



Tip	Denumire
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance
I.2. Declarația de conformitate CE	Declarație de conformitate CE

Введите текст для поиска...

Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data
DM000394423	SUTURĂ CHIRURGICALĂ NERESORBABILĂ	Surgical Steel	monofilament, stainless steel, USP 6, Ep8, L- 45cm, HSRG-50 mm, 1/2 circle	CV739706x4	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÂRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000290	05-12

✓ [Содержит\(Nr. catalog\), 'CV739706x4'\) И Содержит\(Reprezentant\), 'SC MEDEC\)](#)



Tip	Denumire
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance
I.2. Declarația de conformitate CE	Declarație de conformitate CE

Введите текст для поиска...

Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data
DM000394424	SUTURĂ CHIRURGICALĂ NERESORBABILĂ	Surgical Steel	monofilament, stainless steel, USP 7, Ep9, L- 45cm, HSRG-50 mm, 1/2 circle	CV739707x4	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÂRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000290	05-12

✓ [Содержит\(Nr. catalog\), 'CV739707x4'\) И Содержит\(Reprezentant\), 'SC MEDEC\)](#)



Tip	Denumire
I.2. Declarația de conformitate CE	Declaratie de conformitate CE_2
I.2. Declarația de conformitate CE	Declaratie de conformitate CE_1
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Design Examination_2
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance_1
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance_2
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Design Examination_1

Введите текст для поиска...

Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data
				CV 3945-33x10			SC MEDEC		
DM000394381	SUTURĂ CHIRURGICALĂ NERESORBABILĂ	Astralen / Polyester	½ circle, cutting taper, double-armed, 2xHSR-18, USP 2/0, L-75 cm	CV 3945-33x10	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÄRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000290	05-12
DM000236044	SUTURĂ CHIRURGICALĂ NERESORBABILĂ	Astralen / Polyester	½ c, ct, d-a, 2xHSR-18, USP 2/0, L-75 cm, 5 green & 5 w b s with 3x3x1.5mm oval pledget	CV 3945-33x10	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÄRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000210	04-09

✓ [Содержит\(Nr. catalog\) 'CV 3945-33x10' И Содержит\(Reprezentant\) 'SC MEDEC'](#)



Tip	Denumire
I.2. Declarația de conformitate CE	Declaratie de conformitate CE_2
I.2. Declarația de conformitate CE	Declaratie de conformitate CE_1
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Design Examination_2
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance_1
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance_2
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Design Examination_1

Введите текст для поиска...

Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data
DM000394380	SUTURĂ CHIRURGICALĂ NERESORBABILĂ	Astralen / Polyester	½ circle, cutting taper, double-armed, 2xHSR-18, USP 2/0, L-75 cm	CV 3945-37x10	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÄRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000290	05-12
DM000236043	SUTURĂ CHIRURGICALĂ NERESORBABILĂ	Astralen / Polyester	½ c, ct, d-a, 2xHSR-18, USP 2/0, L-75 cm, 5 green & 5 w b s with 3x7x1.5mm oval pledget	CV 3945-37x10	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÄRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000210	04-09

✓ [Содержит\(Nr. catalog\) 'CV 3945-37x10' И Содержит\(Reprezentant\) 'SC MEDEC'](#)



Tip	Denumire
I.2. Declarația de conformitate CE	Declaratie de conformitate CE_2
I.2. Declarația de conformitate CE	Declaratie de conformitate CE_1
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Design Examination_2
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance_1
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Full Quality Assurance_2
I.3. Certificatul CE	Certificat CE_Design Examination_1

Введите текст для поиска...

Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producatorul	Reprezentant	Ordin	Data
				POF7315x5			SC MEDEC		
DM000394415	TAMPON CHIRURGICAL PTFE	Pledgets	7x3x1.5mm oval firm pledgets, 2 holes pre-punched	POF7315x5	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÄRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000290	05-12
DM000236286	TAMPON CHIRURGICAL PTFE	PTFE Pledgets	7x3x1.5mm oval firm pledgets	POF7315x5	Elvetia	ASSUT MEDICAL SÄRL	SC MEDEC-SERVICE S.R.L.	Rg04-000210	04-09

[Содержит\(\[Nr. catalog\], 'POF7315x5'\) И Содержит\(\[Reprezentant\], 'SC MEDEC'\)](#)

The background features a light purple and white grid pattern. A large, curved, metallic needle is positioned horizontally across the middle. A blue braided suture thread is shown in a large loop on the right side, and another blue braided suture thread is visible at the bottom left. The text is arranged in a clean, professional layout.

Assut sutures

of Switzerland

**STERILE
SURGICAL
SUTURES
CATALOGUE**

CATALOGUE SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES
STERILES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL KATALOG

At the service of surgery

Au service de la chirurgie
Im Dienste der Chirurgie

www.assutsutures.com

About us

What we do

Assut Medical develops, manufactures and markets sterile surgical sutures and micro-surgical knives. Among the few suture companies in the world to do so, Assut Medical has for decades produced its own atraumatic surgical needles and sutures with its own machines and equipments designed and built internally to its own specific standards.

The Assut Medical group of companies employs over 150 people and is constantly on alert to satisfy daily challenging needs in the surgical and medical field around the world with their dedicated and enthusiastic staff and employees.

The way our products are shown and described hereafter will make it easy for you to choose and order your sutures. Our company is certified EN ISO 13485 and all our sutures and knives are CE-marked.

We have a history

Over 55 years of experience

Our sterile surgical sutures have been produced in Switzerland since 1962 when Mr. Willy Baerfuss and his associates Dr. Jean-Michel Junod, Surgeon FMH and Louis Chassot, Pharmacist founded the company Sutramed Sàrl in the watch/precision industry region of Switzerland.

In 1996, after a re-organization, the company became Assut Medical with headquarters in Pully-Lausanne.

Heading toward the third generation, increased activities in marketing, R&D and product innovation with a renewed technical team give the assurance of a constant and modern upgrading of service to the surgical field worldwide.

Assut Medical Sàrl
AT THE SERVICE OF SURGERY



Assut sutures
of Switzerland


Suture package

Emballage de sutures
Nahtmaterial-Verpackung


Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs
Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen


Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



EN. AssuCryl®
Polyglycolic acid (PGA)
Braided, coated, synthetic, absorbable.
Predictable absorption time.
High initial tensile strength.
Easy and secure knotting.
Excellent knot sliding and smooth to handle.
Violet or undyed.
Absorption essentially complete between 60 to 90 days.

FR. AssuCryl®
Acide polyglycolique (PGA)
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption.
Résistance initiale à la traction élevée.
Réalisation facile et fiable d'un nœud.
Manipulation aisée.
Violet ou incolore.
Résorption généralement complète au bout de 60 à 90 jours.


DE. AssuCryl®
Polyglykolsäure (PGA)
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Einfaches und sicheres Verknoten.
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.
Violett oder ungefärbt.
In der Regel vollständige Resorption nach 60 bis 90 Tagen.



EN. AssuCryl® Lactin
Polyglactin (PGLA)
Braided, coated, synthetic, absorbable.
Predictable absorption time.
High initial tensile strength.
Easy and secure knotting.
Excellent knot sliding and smooth to handle.
Violet or undyed.
Absorption essentially complete between 56 to 70 days.

FR. AssuCryl® Lactin
Polyglactine (PGLA)
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption.
Résistance initiale à la traction élevée.
Réalisation facile et fiable d'un nœud.
Manipulation aisée.
Violet ou incolore.
Résorption généralement complète au bout de 56 à 70 jours.

DE. AssuCryl® Lactin
Polyglactin (PGLA)
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Einfaches und sicheres Verknoten.
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.
Violett oder ungefärbt.
In der Regel vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen.



EN. AssuCryl® Rapid
Polyglycolic acid (PGA)
Braided, coated, synthetic, absorbable.
Predictable shorter absorption time.
High initial tensile strength.
Easy and secure knotting.
Excellent knot sliding and smooth to handle.
Undyed only.
Absorption essentially complete between 40 to 45 days.

FR. AssuCryl® Rapid
Acide polyglycolique (PGA)
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption plus courte.
Résistance initiale à la traction élevée.
Réalisation facile et fiable d'un nœud.
Manipulation aisée.
Incolore uniquement.
Résorption généralement complète au bout de 40 à 45 jours.

DE. AssuCryl® Rapid
Polyglykolsäure (PGA)
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Einfaches und sicheres Verknoten.
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.
Nur ungefärbt erhältlich.
In der Regel vollständige Resorption nach 40 bis 45 Tagen.



EN. AssuCryl® MonoSlow
Polydioxanone (PDO)
Monofilament, synthetic, absorbable.
High initial tensile strength.
Easy to handle and smooth passage through tissue.
Violet only.
Absorption essentially complete between 180 to 210 days.

FR. AssuCryl® MonoSlow
Polydioxanone (PDO)
Monofilament, synthétique, résorbable.
Résistance initiale à la traction élevée.
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.
Violet uniquement.
Résorption généralement complète au bout de 180 à 210 jours.

DE. AssuCryl® MonoSlow
Polydioxanon (PDO)
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.
Nur violett erhältlich.
In der Regel vollständige Resorption nach 180 bis 210 Tagen.



EN. AssuCryl® MonoRapid
Poliglecaprone (PGCL)
Monofilament, synthetic, absorbable.
Predictable shorter absorption time.
Easy to handle and smooth passage through tissue.
Violet or undyed.
Absorption essentially complete between 90 to 120 days.

FR. AssuCryl® MonoRapid
Poliglécaprone (PGCL)
Monofilament, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption plus courte.
Résistance initiale à la traction élevée.
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.
Violet ou incolore.
Résorption généralement complète au bout de 90 à 120 jours.

DE. AssuCryl® MonoRapid
Poliglecapron (PGCL)
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.
Violett oder ungefärbt.
In der Regel vollständige Resorption nach 90 bis 120 Tagen.

Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs

Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



EN. Astralen® / Polyester

Polyester, braided and coated. Improved tensile strength and knot security. A modern braiding technique gives the strand a smooth and uniform surface that minimizes the trauma. Green or white.

FR. Astralen® / Polyester

Polyester, tressé et enduit. Résistance accrue à la traction et fiabilité des nœuds. Une technique de tressage moderne confère au filament une surface lisse et régulière qui minimise le traumatisme. Vert ou blanc.

DE. Astralen® / Polyester

Polyester, geflochten und beschichtet. Verbesserte Zugfestigkeit und Knotensicherheit. Ein modernes Flechtverfahren verleiht dem Faden eine glatte und gleichmässige Oberfläche für eine minimale Traumatisierung. Grün oder weiss.



EN. Silk

Braided on twisted core for greater tensile strength. The coating and a new braiding technique render the silk uniform and smooth to facilitate its handling. Black or blue virgin for ophthalmology.

FR. Soie

Tressé sur un noyau torsadé pour une résistance accrue à la traction. L'enduit et une nouvelle technique de tressage confèrent à la soie une surface lisse et régulière qui facilite sa manipulation. Noire ou bleue vierge pour l'ophtalmologie.

DE. Seide

Geflochten auf einem gezwirnten Kern für eine erhöhte Zugfestigkeit. Die Beschichtung und ein neues Flechtverfahren verleihen der Seide eine gleichmässige Oberfläche und erleichtern die Handhabung. Schwarz oder blaue Naturseide für Ophthalmologie.



EN. Polypropylene

Monofilament. Flexible and excellent knot security. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or clear.

FR. Polypropylène

Monofilament. Flexible et sécurité de nœud optimale. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou transparent.

DE. Polypropylen

Monofilament. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder transparent.



EN. Nylon

Polyamide, monofilament. High tensile strength. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or black.

FR. Nylon

Polyamide, monofilament. Résistance à la traction élevée. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou noir.

DE. Nylon

Polyamid, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder schwarz.



EN. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament with supersoft core. Monofilament in USP 6-0 and 5-0. Superior flexibility and knot security. Extremely well tolerated. Black only.

FR. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament avec un noyau très souple. Monofilament en USP 6-0 et 5-0. Flexibilité et qualité de nœud supérieure. Extrêmement bien toléré. Noir uniquement.

DE. Supramid

Polyamid, Pseudo-Monofilament mit superweichem Kern. Monofilament in USP 6-0 und 5-0. Hervorragende Elastizität und Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Nur schwarz erhältlich.

Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs

Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



EN. AssuTopFiber®


Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) undyed, co-braided with dyed or undyed polyester. Uncoated. Outstanding tensile strength. Excellent knot security. Easy and smooth to handle. White or green and bi-color white/blue or white/green for an easier identification.

FR. AssuTopFiber®

Polyéthylène de masse moléculaire ultra élevée (UHMWPE) incolore, co-tressé avec du polyester teinté ou incolore. Non enduit. Extrême résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Manipulation aisée. Blanc ou vert et bicolor blanc/bleu ou blanc/vert pour une meilleure identification.

DE. AssuTopFiber®

Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) ungefärbt, zusammen mit gefärbtem oder ungefärbtem Polyester geflochten. Unbeschichtet. Extreme Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Weiss oder grün und zweifarbig weiss/blau oder weiss/grün zur besseren Identifizierung.



EN. Surgical Steel

Stainless steel, monofilament. Very high tensile strength. Excellent knot security. This strand causes minimum tissue reaction. Natural steel color.

FR. Acier chirurgical

Acier inoxydable, monofilament. Très grande résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Ce filament réduit au maximum la réaction des tissus. Couleur naturelle d'acier.

DE. Chirurgischer Stahl

Edelstahl, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Der Draht verursacht nur eine sehr geringe Gewebereaktion. Natürliche Stahlfarbe.

Specialties | Spécialités | Spezialprodukte



EN. Temporary Cardiac Pacing Wire


Monopolar temporary cardiac pacing wire made of multifilament surgical stainless steel, with blue, black or white/grey coloured polyethylene insulation. Very flexible. Easy to handle.

FR. Electrode de Stimulation Cardiaque Temporaire

Electrode de stimulation cardiaque temporaire en fil d'acier chirurgical, multifilament avec isolation en polyéthylène de couleur bleu, noir ou blanc/gris. Très flexible. Manipulation aisée.

DE. Temporär Herzschrittmacher

Monopolare temporäre Herzelektrode aus chirurgischem Multifilamentstahldraht mit blau, schwarz oder weiss / grau gefärbter Polyethylen Isolierung. Sehr flexibel. Leichte Handhabung.



EN. Astralen® / Polyester Tape

Polyester Tape. Flexible and excellent knot security. Easy to handle. Green or white.

FR. Astralen® / Polyester Ruban

Ruban de polyester. Flexible et sécurité du nœud optimale. Manipulation aisée. Vert ou blanc.

DE. Astralen® / Polyester Band

Polyesterband. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Grün oder weiss.



EN. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylene (PTFE) polymers fibers. Pre-punched. Various sizes and shapes including oval, round and rectangular. Undyed.

FR. PTFE Pledgets

Fibres de polymères de polytétrafluoréthylène (PTFE). Pré-perforés. Différentes tailles et formes, notamment ovales, rondes et rectangulaires. Incolore.

DE. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylen-Polymerfasern (PTFE). Vorgestanzt. Verschiedene Größe und Forme, darunter oval, rund und rechteckig. Ungefärbt.

Information on labelling

Informations sur l'étiquetage

Informationen zur Beschriftung

Symbols
Symboles - Symbole

Meaning
Signification - Bedeutung



Do not re-use. Disposable product
Ne pas réutiliser. Produit à usage unique
Nicht Wiederverwenden. Einwegprodukt



Do not use if package is damaged
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist



Do not re-sterilize
Ne pas restériliser
Nicht reesterilisieren



Consult instructions for use
Consulter le mode d'emploi
Gebrauchsanweisung beachten



Consult instructions for use
Consulter le mode d'emploi
Gebrauchsanweisung beachten



Date of manufacture
Date de fabrication
Herstellungsdatum



Manufacturer
Fabricant
Hersteller



Use by date
A utiliser avant
Verwendbar bis



Upper limit of temperature (storage)
Température maximale (stockage)
Oberer Temperaturgrenzwert (Lagerung)



CE Mark of the Notified Body
Marquage CE de l'Organisme Notifié
CE-Zeichen der Benannten Stelle



Needle not to scale
Aiguille pas à l'échelle
Nadel nicht maßstabsgerecht

Information on labelling

Informations sur l'étiquetage

Informationen zur Beschriftung

Symbols
Symboles - Symbole

Meaning
Signification - Bedeutung



Sterilized using ethylene oxide
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Sterilisiert mit Ethylenoxid



Sterilized using irradiation
Stérilisé par irradiation
Sterilisiert durch Bestrahlung



Open here
Ouvrir ici
Hier öffnen



Batch code
Numéro de lot
Chargenbezeichnung



Catalogue number
Référence catalogue
Katalognummer



Medical Device
Dispositif Médical
Medizinprodukt



Unique Device Identification
Identification unique du dispositif
Eindeutige Produktkennzeichnung



DataMatrix barcode
Code-barre DataMatrix
DataMatrix Barcode



United States Pharmacopeia
Pharmacopée des Etats-Unis
United States Pharmacopeia



European Pharmacopeia
Pharmacopée européenne
Europäisches Arzneibuch



European Authorized Representative
Représentant autorisé en Europe
Bevollmächtigter in der Europäischen Union

Information on product REF

Indications relatives aux numéros de produits
Informationen zur Produktnummer

EN.

Each Assut product has a REF (Prod. No.) with either 1, 2, 3, 4 or more digits. The prefix letter(s) followed by number(s) or suffix letter(s) refer to the information below.

FR.

Chaque produit Assut a une REF (Prod.No.) avec 1, 2, 3, 4 ou plus de chiffres. La/les lettre(s) en préfixe suivie(s) de nombre(s) ou la/les lettre(s) en suffixe se réfèrent aux informations ci-dessous.

DE.

Jedes Assut Produkt hat eine Produktnummer (Prod. Nr.), die entweder aus 1, 2, 3, 4 oder mehr Zahlen besteht. Präfix-Buchstabe(n) gefolgt von Zahlen oder Suffix-Buchstabe(n), falls vorhanden, beziehen sich auf die unten angeführten Informationen.

Prefix

Préfixe - Präfix

ACL	AssuCryl® (PGA)	NY	Nylon
ACLL // L	AssuCryl® Lactin (PGLA)	SUP	Supramid
ACLMS // MS	AssuCryl® MonoSlow (PDO)	ATF // PE	AssuTopFiber® (UHMWPE)
ACLMR // MR	AssuCryl® MonoRapid (PGCL)	SST	Surgical Steel
ACLR // R	AssuCryl® Rapid (PGA)	PW	Temporary Cardiac Pacing Wire
AST	Astralen®/Polyester	AT	Astralen Tape
SI	Silk - Soie - Seide	PLED	PTFE Pledgets
PPN	Polypropylene - Polypropylène Polypropylen	B	Reel - Bobine - Spule

Suffix

Suffixe - Suffix


Thread length Longueur du fil - Fadenlänge	Thread color Couleur du fil - Farbe des Fadens	Needle type Type d'aiguille - Nadelsorte
FTE 15 cm	White (or undyed) W Blanc (ou non teinté) Weiss (oder ungefärbt)	Conventional cutting -CC Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend
TWE 20 cm	Black B Noir Schwarz	Slim -SL Fine Fein
TH 30 cm	Green (special combination) G Vert (combinaison spéciale) Grün (spezielle Kombination)	Anti-reflective/black -AR Anti-reflet/noire Nicht reflektierend/schwarz
THF 35 cm	Thread characteristics Caractéristiques du fil Besonderheiten des Fadens	
TE 38 cm	No loop -NL Pas de boucle Keine Schlinge	
F 45 cm	Loop -Loop Boucle Schlinge	
FT 50 cm	Special coating PTFE -PTFE Enduit spécial PTFE Spezielle Beschichtung PTFE	
S 60 cm		
ST 70 cm		
75 cm		
E 80 cm		
N 90 cm		
H 100 cm		
HT 120 cm		
HTF 135 cm		
HF 150 cm		
HS 160 cm		
HE 180 cm		
T 200 cm		
TTW 220 cm		
TF 240 cm		

Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale
Nadelform und Querschnitt

HRG 40

H=1/2 circle, R=Round-bodied, G=heavy, 40mm
H=1/2 cercle, R=Corps rond, G=renforcée, 40mm
H=1/2 Kreis, R=Rundkörper, G=stark, 40mm



40mm

TS 60

T=3/8 circle, S=Reverse cutting, 60mm
T=3/8 cercle, S=Tranchante, 60mm
T=3/8 Kreis, S=Schneidend, 60mm



60mm

EN. Needle codes

The shape, cross-section and length of needles are given by the needle codes, for example TS 60. The first letter refers to the shape of the needle, the second to the cross-section. The number stands for the needle length along the body (mm).

FR. Code aiguilles

La forme, la coupe transversale et la longueur des aiguilles sont indiquées par les codes aiguilles, par exemple TS 60. La première lettre se réfère à la forme de l'aiguille, la deuxième à la coupe transversale. Le nombre se réfère à la longueur de l'aiguille (mm).

DE. Nadel-Code

Die Form, der Querschnitt und die Länge der Nadeln sind durch den Nadel-Code, zum Beispiel TS 60, angegeben. Der erste Buchstabe bezieht sich auf die Form der Nadel, der zweite auf den Querschnitt. Die Zahl bezieht sich auf die Länge der Nadel (mm).

Round-bodied (taper)

Corps rond
Rundkörper



Reverse cutting

Tranchante
Schneidend



Conventional cutting

Tranchante conventionnelle
Konventionell schneidend



Cutting taper

Corps rond, tranchante
Rundkörper, schneidend



Spatula

Spatulée
Spatula



















Blunt point

Corps rond, pointe émoussée
Rundkörper, stumpfe Spitze

















Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
HR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
HRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	G heavy renforcée stark	
HRM	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	M micropoint micropointe Mikrospitze	
HS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend		
HSG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend	G heavy renforcée stark	
HSP	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SP Spatula Spatulée Spatula		
HSR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HSRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G heavy renforcée stark	
HCS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	CS Conventional cutting Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
HTT	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	TT Round-bodied, blunt point Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
KSP	K $\frac{1}{4}$ circle $\frac{1}{4}$ cercle $\frac{1}{4}$ Kreis	SP Spatula Spatulée Spatula		
FR	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
FRG	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	G heavy renforcée stark	
RR	R Straight Droite Gerade	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
RS	R Straight Droite Gerade	S Cutting Tranchante Schneidend		
RSK	R Straight Droite Gerade	SK Cutting with breakable feature Tranchante, aiguille cassable Schneidend, brechbare Nadel		

Needle shape and cross-section

















Forme d'aiguille et coupe transversale
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
TR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
TRM	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	M micropoint micropointe Mikrospitze	
TS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend		
TSP	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SP Spatula Spatulée Spatula		
TS-P	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend	P premium	
TSR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
TCS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	CS Conventional cutting Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
TTT	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	TT Round-bodied, blunt point Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
HMR	HM Fish hook Hameçon J-Form	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
HMRG	HM Fish hook Hameçon J-Form	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	G heavy renforcée stark	
HMS	HM Fish hook Hameçon J-Form	S Reverse cutting Tranchante Schneidend		
HMSR	HM Fish hook Hameçon J-Form	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HMSRG	HM Fish hook Hameçon J-Form	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G heavy renforcée stark	
SKT	S Ski	KT Cutting Tranchante Schneidend		

Needle-chart






























Tableau des aiguilles

Tabelle der Nadeln



Surgical Steel
Acier Chirurgical
Chirurgischer Stahl

monofilament, stainless steel, non-absorbable
monofilament, acier inoxydable, non-résorbable
Monofilament, Edelstahl, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Sternotomy Sternotomie Sternotomie						
○ ½ circle, conventional cutting ½ cercle, tranchante conventionnelle ½ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>HCS 50 50 mm</p>	5	7		75	CV7802x2	Multipack 2 sutures per envelope 2 sutures par sachet 2 Fäden per Beutel
	6	8		45	SST1	
	5	7		45	CV7601x4	Multipack 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	5	7		75	CV7621x4	
	6	8		45	CV7624x4	
	6	8		75	CV7623x4	
	7	9		45	CV7605x4	
	7	9		75	CV7910x4	
	5	7		45	CV7601x4-360°	Multipack 4 sutures per envelope 360° rotating needle 4 sutures par sachet aiguille rotative à 360° 4 Fäden per Beutel 360° rotierende Nadel
	6	8		45	CV7624x4-360°	
	7	9		45	CV7605x4-360°	
	5	7		45	CV7620x6	Multipack 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
6	8		45	CV7622x6		
○ ¾ circle, conventional cutting ¾ cercle, tranchante conventionnelle ¾ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>TCS 50 50 mm</p>	5	7		45	CV7501x4	Multipack 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7503x4	
	5	7		45	CV7502x6	Multipack 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7504x6	
▽ ½ circle, reverse cutting, heavy ½ cercle, tranchante, renforcée ½ Kreis, schneidend, stark						
 <p>HSG 50 50 mm</p>	7	9		45	CV772607x4	Multipack 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	 <p>HSG 55 55 mm</p>	5	7		75	CV774505-360°
5		7		75	CV774505x2-360°	Multipack 2 sutures per envelope heavy & 360° rotating needle 2 sutures par sachet aiguille renforcée & rotative à 360° 2 Fäden per Beutel starke & 360° rotierende Nadel
◊ ½ circle, cutting taper, heavy ½ cercle, corps rond, tranchante, renforcée ½ Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 <p>HSRG 50 50 mm</p>	3&4	6		45	CV73979x4	Multipack 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	5	7		45	CV739705x4	
	6	8		45	CV739706x4	
	7	9		45	CV739707x4	

Surgical
Assut sutures
of Switzerland

At the service of surgery
Au service de la chirurgie
Im Dienste der Chirurgie

www.assutsutures.com

Specialties

Spécialités-Spezialitäten




Assut sutures
of Switzerland

















PTFE Pledgets


















Polytetrafluorethylene pledgets, non-absorbable
Pledgets en polytétrafluoroéthylène, non-résorbables
Polytetrafluorethylen-Pledgets nicht resorbierbar

Description Description Beschreibung	Units per envelope Unités par sachet Einheiten per Beutel	Shape Forme Form	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
3x3x1.5mm round firm pledgets pledgets durs ronds 3x3x1.5mm runde feste Pledgets 3x3x1.5mm	6	☉	PRF3315x6	2 holes pre-punched 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☉	PRF3315x5	
6x3x1.5mm oval firm pledgets pledgets durs ovales 6x3x1.5mm ovale feste Pledgets 6x3x1.5mm	6	☉	POF6315x6	2 holes pre-punched 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☉	POF6315x5	
7x3x1.5mm oval firm pledgets pledgets durs ovales 7x3x1.5mm ovale feste Pledgets 7x3x1.5mm	6	☉	POF7315x6	2 holes pre-punched 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☉	POF7315x5	
6x3x1.5mm rectangular firm pledgets pledgets durs rectangulaires 6x3x1.5mm rechteckige feste Pledgets 6x3x1.5mm	6	☉	PRF6315x6	2 holes pre-punched 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☉	PRF6315x5	
7x3x1.5mm rectangular firm pledgets pledgets durs rectangulaires 7x3x1.5mm rechteckige feste Pledgets 7x3x1.5mm	6	☉	PRF7315x6	2 holes pre-punched 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☉	PRF7315x5	

Illustrative pictures - Images d'illustration - Bildliche Darstellungen



Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Astralen®/ Polyester for valve replacement Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz						
1/2 circle, cutting taper, double-armed 1/2 cercle, corps rond, tranchante, double-armée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xHSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV3945-371x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.1mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.1mm
	2-0	3		75	CV3945-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3945-33x10	5 green & 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV3945x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xHSR 25 25 mm	2-0	3		75	CV39485-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39485x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xHSR 26 26 mm	2-0	3		75	CV39495-AR-36x8	4 green & 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln
3/8 circle, round-bodied, double-armed 3/8 cercle, corps rond, double-armée 3/8 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 17 17 mm	2-0	3		90	CV3125N-37	with 3x7x1.5mm oval firm pledgets avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-35x10	5 green & 5 white sutures with 3x5x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-33x10	5 green & 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Astralen®/ Polyester for valve replacement Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz						
3/8 circle, round-bodied, double-armed 3/8 cercle, corps rond, double-armée 3/8 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 20 20 mm	2-0	3		75	CV31225-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV31265-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
 2xTR 25 25 mm	2-0	3		75	CV31265x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	2-0	3		90	CV31265Nx10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
3/8 circle, cutting taper, double-armed 3/8 cercle, corps rond, tranchante, double-armée 3/8 Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xTSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV39915-37	with 3x7x1.5mm oval firm pledgets avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915-33x10	5 green & 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xTSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV39915-AR-36x8	4 green & 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln
	2-0	3		75	CV39975-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
 2xTSR 25 25 mm	2-0	3		90	CV39975N-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39975x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden