

Условия эксплуатации


Для получения оптимальных результатов обследования устройство HFA3 следует использовать в помещении с тусклым освещением и минимумом отвлекающих факторов. Во время обследования пациент должен находиться в удобной позе.

Режимы работы

Устройство HFA3 имеет три режима работы:

Режим	Описание
Локальная база данных	Записи пациентов сохраняются непосредственно на устройстве. Все функции, в том числе редактирование данных пациента и создание отчетов, можно выполнять на устройстве.
Подключение к FORUM	Данные автоматически экспортируются в архив FORUM и удаляются с устройства.
Подключение к системе EMR, соответствующей стандарту DICOM или не соответствующей ему	Данные автоматически экспортируются в архив DICOM, общую сетевую папку или папку FTP.

Настройки устройства

Выберите кнопку **Настройка** для вывода типов настроек. Выберите и введите данные или задайте параметры в соответствии с необходимостью по каждому типу настройки. После внесения изменений, требующих перезагрузки, на кнопке **Назад** отображается символ перезапуска . При выборе кнопки **Назад** устройство автоматически перезапускается.