

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21072548, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1675088043534 din „9” februarie 2023
Obiectul achiziției:	Medii și culturi de referință LDSA

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	LOT 2 API 20 E, reagenți	20100_API 20 E, 70402_TDA, 70542_JAMES, 70422_VP1 + VP2 REAGENTS, 70442_NIT1 + NIT2 REAGENTS, 70380_ZINC, 70100_API ULEI MINERAL, 20230_MEDIU NACL. 0.85%; 5ML, 70250_PSI PIPETTES 5ML STERILE	Franța	bioMérieux SA	1 set 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml Certificat de calitate a produsului	API® 20 E este un sistem calitativ standardizat pentru identificarea Enterobacteriaceae și a altor bacili Gram-Negativi nepretențioși. Acesta utilizează teste miniaturizate, precum și o bază de date specifică. Inocularea și citirea stripurilor se efectuează manual, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare. Lista completă a microorganismelor ce pot fi identificate cu acest sistem este furnizată în Broșura tehnică - Informații pentru Software-ul de identificare. PRINCIPIU Stripul API® 20 E conține 20 de microtuburi cu substraturi deshidratate. Aceste microtuburi sunt inoculate cu o suspensie bacteriană care reconstituie mediile. În timpul incubării, procesele metabolice produc schimbări de culoare care sunt spontane sau care pot fi puse în evidență prin adăugarea de reactivi. Citirea reacțiilor se face cu ajutorul Tabelului de Citire, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare (ATB™ NEW sau APIWEB™). CONȚINUTUL KITULUI KIT PENTRU 25 DE TESTE (Ref. 20100) • 25 de stripuri API® 20 E • 25 de cutii de incubare • 25 de fișe de rezultate • 1 clemă de sigilare • 1 Insert Tehnic furnizat în kit sau care poate fi descărcat de pe www.biomerieux.com/techlib . COMPOZIȚIE Compoziția stripului Compoziția stripului este redată în Tabelul de citire al acestui insert tehnic. REACTIVI ȘI MATERIALE NECESARE FURNIZATE Reactivi • API® NaCl 0.85 % Medium, 5 ml (Ref. 20230) sau API® Suspension Medium, 5 ml (Ref. 20150) • Ulei mineral (Ref. 70100)	CE, ISO

- * produs care nu se comercializează în anumite țări: folosiți un reactiv echivalent.

REGISTRATION OF THE COMPANY

					RECOLTAREA ȘI PREPARAREA SPECIMENELOR API® 20 E nu trebuie utilizate direct cu specimene clinice sau cu alte specimene. Microorganismele care urmează să fie identificate trebuie să fie mai întâi izolate pe un mediu de cultură adecvat care este adaptat la cultura de Enterobacteriaceae și/sau de bacili Gram-negativi nepretențioși, în conformitate cu tehnicile standard de microbiologie. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Testul oxidazei Testul oxidazei trebuie efectuat în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Rezultatul trebuie notat pe o fișă de rezultate ca și cum acesta ar fi o parte integrantă din profilul final (al 21-lea test de identificare).	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1