

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1757598567074
Obiectul achiziției: “Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Injector de contrast CT LOT 11	Imastar CDP	China	Antmed	Descriere: Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, pentru scanare CT, la tomograful computerizat ”Discovery RT”, GE. Specificația minimă necesară Injector automat al mediului de contrast: Tip cu cap dublu Capacitate seringă minim 200 mL - maxim 500 mL Gama de flux, mL/sec 0.1-10 Gama de presiune, psi 0-300 Întârziere injectare / scanare minim 300s Oprire reglabilă a volumului da Încălzire da Memorie - Număr protocoale de injectare admise > 100 Comutare CT da Cardio da Angio da Injecție "Injection" da "Ship and Drip" optional Tip control Comutator de pornire manuală da Controlat prin consola da Interfață scanner da Alerte operator Înclinați capul de putere în sus și în jos da Purjați seringă da Limită presiune da Volum insuficient da Set seringi compatibile – minim 50 bucăți Tub conector pentru seringi – minim 100 bucăți Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a	Descriere: Da, Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, pentru scanare CT, la tomograful computerizat ”Discovery RT”, GE Tip cu cap dublu – da, Dual Head Flexibility, Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 2 (dual head flexibility);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (Syringe specifications) Capacitate seringă – da, 200 mL (Syringe volume 200 ml), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 1 (Specifications);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (Syringe specifications) Gama de flux, mL/sec 0.1-10 – da, 0.1-10 ml/s (Flow rate (configurable) 0.1 -10ml/s, in increments of 0.1 ml/s), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 1 (Specifications);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (Injection specifications) Gama de presiune, psi 0-300 – da, Maxim 325 psi (Presetabila), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 1(Specifications);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 7 (Pressure Limit Safety), pagina 44 (Injection specifications) Întârziere injectare / scanare minim 300s – da, 300s Delay time, (scan delay, injector delay), Manualul	DM 0003658 70

				dispozitivului, întreținerea zilnică. Ghid rapid de utilizare în limba română	de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44(injection specifications), si pagina 33 (Delay setup) Oprire reglabilă a volumului - da, "Hold and pause", Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 31 (Hold and Pause) Încălzire - da (heating sleeves), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 2 (heater);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 17(heating sleeves) Memorie - Număr protocoale de injectare admise > 100 – da, 2000, Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 2;Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (storage capacity) Comutare CT da Cardio da Angio da Injecție – da, Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 37 (capitolul 7 Clinical application/CT) si Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 38 (capitolul 7 Clinical application/Injection) Tip control Comutator de pornire manuală – da, (2.Hand-switch), Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 9 (Control room unit/hand switch) Controlat prin consola – da, (control room unit, figure 1), Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 9 (Control room unit) Interfata scanner – da, optiune inclusa (Imaging System interface) - Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 20 (Connect to other imaging equipments) Alerte operator Înclinați capul de putere în sus și în jos – da, Angle Detection Safety for Injection - Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 22 (Angle Detection Safety for Injection)	
--	--	--	--	--	---	--

					Da, Set seringi compatibile – minim 50 bucăți Tub conector pentru seringi – minim 100 bucăți. - Antmed CT Dual syringe order code 100107 Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Ghid rapid de utilizare în limba română - DA	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)