


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
11.12.2020



**CODICE ARTICOLO: SCATOLE PER STOCCAGGIO CRYOTUBE DA 1-2 ML**  
**ITEM CODE: STORAGE BOXES FOR 1-2 ML CRYOTUBES**

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION



#### RACK PER CRYOTUBES

Scatole in policarbonato per lo stoccaggio refrigerato delle cryotube da 1,0 e 2,0 ml. Possono essere utilizzati in azoto gassoso a -196°C. Il coperchio è trasparente con la griglia numerata serigrafata. Le griglie sono disponibili in diversi colori. Uno speciale sistema di incastro permette la chiusura sempre allineata della numerazione. Con area di scrittura e fori di drenaggio sul fondo. Autoclavabili a +121°C

#### RACK FOR CRYOTUBES

Boxes in polycarbonate used for the cooled storage of cryotubes 1,0 and 2,0 ml. May be used with nitrogen gas at -196°C. The cover is transparent with serigraphed numbered grid. The grids are available in various colours. A special system of joint allows the aligned closing of the numerations. With writing area and drain holes under the base. Autoclavable up to +121°C.

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI     |  | TECHNICAL FEATURES                   |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Stato microbiologico           | <b>NON STERILE / NOT STERILE</b>       | <i>Microbiological status</i>        |
| Materiale impiegato            | POLICARBONATO / POLYCARBONATE          | <i>Raw material</i>                  |
| Temperature tollerate provetta | MIN -196°C MAX +121°C                  | <i>Temperature range - test tube</i> |
| Cryotubes utilizzabili         | 1 ML – Ø12,5 x 43<br>2 ML – Ø12,5 x 49 | <i>Cryotubes type</i>                |
| Validità del prodotto          | 5 ANNI / YEARS                         | <i>Shelf life</i>                    |

| COD.        | COLORE GRIGLIA<br>GRID COLOUR  | POSTI<br>PLACES | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | QUANTITÀ<br>QUANTITY | CONFEZIONE ESTERNA<br>EXTERNAL PACKAGING | PESO<br>WEIGHT | VOLUME               |
|-------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>6025</b> | COD. 6025 > AZZURRO / LIGHT BLUE<br>COD. 6025/1 > VERDE / GREEN<br>COD. 6025/2 > ROSSO / RED | 25<br>(5x5)     | 76 x 76 x 52<br>mm       | 48                   | 240 X 230 X 320 mm                       | 3,48 Kg        | 0,018 m <sup>3</sup> |
| <b>6330</b> | COD. 6330 > AZZURRO / LIGHT BLUE<br>COD. 6330/1 > VERDE / GREEN<br>COD. 6330/2 > ROSSO / RED | 81<br>(9x9)     | 132 x 132 x 52<br>mm     | 40                   | 550 x 290 x 280 mm                       | 6,65 Kg        | 0,045 m <sup>3</sup> |
| <b>6150</b> | COD. 6150 > AZZURRO / LIGHT BLUE<br>COD. 6150/1 > VERDE / GREEN<br>COD. 6150/2 > ROSSO / RED | 100<br>(10x10)  | 132 x 132 x 52<br>mm     | 40                   | 540 x 280 x 290 mm                       | 6,50 Kg        | 0,044 m <sup>3</sup> |

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO”. Prodotto adatto a contenere provette cryotubes per lo stoccaggio refrigerato.

**Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

*Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE”. Product suitable for the cooled storage of cryotubes.*

**For professional use only**

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substances check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione  
*Manufacturing date*



Data di scadenza  
*Expiry date*



Consultare i documenti accompagnatori  
*Please consult accompanying documents*



Numero di lotto  
*Lot number*