

№ п/п	Описание требований	Наличие функции или величина параметра
1	2	3
1	<p align="center">Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный «МАГ-30»</p> 	
2	Область применения	Предназначен для физиотерапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, повреждений опорно-двигательного аппарата и их последствий, гинекологических заболеваний, заболеваний венозной системы верхних и нижних конечностей, заболеваний сердечно-сосудистой системы, дерматологических заболеваний.
3	Метод воздействия	Переменное неоднородное магнитное поле
4	Комплектность	Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный «МАГ-30» – 1 шт.; Индикатор магнитного поля – 1 шт.; Потребительская тара; Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5	Технические характеристики	
5.1	Амплитуда магнитной индукции на поверхности индукторов	30±9 мТл
5.2	Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме: 20 мин. магнитное воздействие, 10 мин. перерыв	6 ч.
5.3	Сетевое питание, В/Гц	220(-22;+22)/50
5.4	Мощность, потребляемая аппаратом от сети, В·А, не более	50
5.5	Световая индикация включения аппарата в сеть электропитания	наличие
5.6	Максимальное значение магнитной индукции на расстоянии 0,5 м от рабочей поверхности аппарата, мТл	не превышает 0,5

6.1	Габаритные размеры	117x80x55 мм ($\pm 3\%$)
6.2	Масса аппарата, кг, не более	0,6
7	Общие требования	
7.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	наличие
7.2	Декларация о соответствии	наличие
7.3	Токсикологическое заключение	наличие
7.4	Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования во время транспортировки и хранения.	наличие
7.5	Средний срок службы аппарата	5 лет
7.6	Гарантийный срок эксплуатации	24 мес.
7.7	Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс	наличие