

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ COMPLETATĂ

Model: LOGIQ P9 R4; PN: H43092LJ; Num. Reg. Disp.: DM000323519; Producător: GE Ultrasound Korea LTD and GE Medical Systems SCS; Tara: Korea si Franta.

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
APLICAȚII CLINICE General, Multidisciplinar PROBE PORTURI 4 Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful Linear banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 3 MHz - nu mai mic de 11 MHz câmp vizual de nu mai mic de 45 mm aplicații: abdominale, vasculare, si părți moi Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai Convex banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz - nu mai mic de 6 MHz câmp vizual nu mai mic de 65 grade aplicații: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, vascular Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / Single cristala Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai sau elastografia hepatica Edocavitar Banda de frecvente de lucru acoperă in totalitatea intervalul Nu mai mare de 3 MHz - nu mai mic de 10 MHz câmp vizual nu mai mic de 150 grade aplicații: obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau străin NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale $\geq 380.000,00 / 500$ (canale fizice) GAMA DINAMICA Sumarul gamei dinamice maximă $\geq 350\text{dB}$ Gama de frecvență a ecografului $\geq 2\text{-}22\text{ MHz}$ Adâncimea de scanare $\geq 46\text{ cm}$ Prezenta obligatoriilor a frecvenților armonice si filtrelor care po fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur, da prezentarea listei da	APLICAȚII CLINICE General, Multidisciplinar PROBE PORTURI 4 – DA pag. 1 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonograful Linear L3-12-RS banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: de 2 MHz - de 11 MHz câmp vizual de 51,2 mm DA aplicații: abdominale, vasculare, si părți moi, Neonatal, Pediatric pag. 27 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Posibilitate de atașare a unui ghid de biopsie pag. 28 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai pag. 16, 17 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet Convex C1-6-D banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: de 1 MHz - de 6 MHz câmp vizual de 70 grade DA aplicații: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, vascular pag.23 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear pag. 3 din broșura LOGIQ™ P9 XDClear DA Compatibil cu elastografi de compresie sau străin si shearwai sau elastografia hepatica pag. 16, 17 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet Edocavitar E8CS-RS Banda de frecvente de lucru acoperă in totalitatea intervalul 3 MHz - de 11MHz câmp vizual de 168 grade DA aplicații: obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau străin pag. 16, 17 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA NIVELE DE GRI - 256 pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA PREPROCESARE, canale digitale - 386.469,00 pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet GAMA DINAMICA DA Sumarul gamei dinamice maximă > 400dB pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Gama de frecvență a ecografului - 2-22 MHz pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Adâncimea de scanare - 48 cm pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Prezenta obligatoriilor a frecvenților armonice si filtrelor care pot fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur, da prezentarea listei Code Harmonic Imaging- avint cite nivlee de setare independeta de necesitatea utilizatorului pag. 14 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet Speckle Reduction Imaging (SRI-HD) pag. 11 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet CrossXBeam pag. 11 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet Line density: pag. 11 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet

Anexa 1

POSTPROCESARE da Compatibil cu transductoarele Liniar, Liniar Matriciale/XDCIera/ Single Cristal, Liniar 20 Mhz, Convex, Convex matriciale/XDCIera/ Single Cristal, Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D), Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant, sonda CW si Sonda TEE (obtional) prezentare listei compelte de sonde disponibile pe ecograf. Aplicații/Moduri disponibile pe echipament minim Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standart. IMAGINE MODURI INCLUSE 2D/B-mode Dopper color Doppler Pulsat M-mode Dual life Triplex life Quat life IMAGINE MODURI OBTIONALE Doppler Tisular Doppler Continu Anatomic M-Mode FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale Măsurători pe reluarea video Posibilitate de inversare a imaginii Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara Mod de compunere a frecventelor Disponibil Baza de date a pacienților Posibilitatea șalvarii bazei de date da Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil Harți in scara gri minim 11 harți Posibilitatea reglării nivelului gain-ului Posibilitatea reglării nivelului gamei dinamice Posibilitatea reglării nivelului puterii	VEZI si modul de control pag. 54 din LOGIQ P8/P9/P10 – User Guide Direction 5841814-1EN Rev. 2 DA POSTPROCESARE Compatibil cu transductoarele Liniar, Liniar Matriciale/XDCIera/ Single Cristal ML6-15-RS, Liniar 20 Mhz L10-22-RS, Convex, Convex matriciale/XDCIera/ Single Cristal C1-6-D, Convex pediatric 8C-RS, Convex 4D (3D/4D) RAB2-6-RS, Endocavitar E8CS-RS, Endocavitar 4D (3D/4D) RIC5-9A-RS, Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant 3Sc-RS, 6S-RS, 12S-RS, sonda CW P8D, P6D, P2D si Sonda TEE 6Tc-RS (obtional) prezentare listei compelte de sonde disponibile pe ecograf. Lista totala este LOGIQ P9 Xdclear Probe Guide DA Aplicații/Moduri disponibile pe echipament minim Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standart. pag. 2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet IMAGINE MODURI INCLUSE DA 2D/B-mode pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Doppler color – Color Floe Mode (CFM) pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Doppler Pulsat – PW Doppler with high PRF pag.3 LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA M-mode pag.3 LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Dual life B/PW, B/CFM sau PDI pag.6 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Triplex life (B + CFM or PDI/PW or CW) pag.6 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Quat life pag.6 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet IMAGINE MODURI OBTIONALE DA Doppler Tisular TVI pag.17 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Doppler Continu CW Doppler Mode pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Anatomic M-Mode pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE DA Măsurători digitale pag. 22 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Măsurători pe reluarea video DA Posibilitate de inversare a imaginii pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Mod de compunere a frecventelor Coded Harmonic Imaging (CHI) inclus pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Disponibil Baza de date a pacienților pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Posibilitatea șalvarii bazei de date pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil pag. 2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Harți in scara gri minim 11 harți DA Posibilitatea reglării nivelului gain-ului pag. 18 din pag. 2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Posibilitatea reglării nivelului gamei dinamice pag. 18 din pag. 2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Posibilitatea reglării nivelului puterii pag. 10 din pag. 2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
---	---

Anexa 1

Read zoom de minim 8 ori in dependenta de adâncime si sonda sa specifice sonda obligatoriu subtilitatea măririi imaginii 2D intra-un interval de 75-100%	DA Read zoom de maxim 20 ori in dependenta de adâncime si sonda sa specifice sonda obligatoriu subtilitatea măririi imaginii 2D intra-un interval de 75-100% . pag. 278 din LOGIQ P8/P9/P10 – User Guide Direction 5841814-1EN Rev. 2
Gama PRF minim 0.3 KHz -19 KHz	DA Gama PRF 0.1 KHz -23.5 KHz pag. 12 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Înclinarea ferestrei doppler cu minim $\pm 20^\circ$	DA înclinarea ferestrei doppler cu minim $\pm 20^\circ$ pag. 12 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode	DA Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode pag. 13 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet In regim M-mode e valabil pozitionarea cursorului independeta de unghiul de scanare a sondei. In regim Anatomical M-Mode este posibil de ajusta di unghiul pentru cursorul pozitionat. pag. 127 din LOGIQ P8/P9/P10 – User Guide Direction 5841814-1EN Rev. 2
Control lățime poarta sau SV in regimul PW si M-mode	DA Control lățime poarta sau SV in regimul PW si M-mode pag. 13 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet Pag. 223 din LOGIQ P8/P9/P10 – User Guide Direction 5841814-1EN Rev. 2
Măsurători automate in regim PW da prezentarea listei	DA Măsurători automate in regim PW da prezentarea listei - <i>Real-time automatic doppler calcs</i> - pag. 3 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet pag. 20 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
FUNCTIONALITĂȚI OPȚIONALE	FUNCTIONALITĂȚI OPȚIONALE
Mod 3D	DA Mod 3D pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Mod 4D	DA Mod 4D pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor da	DA Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor <i>TUI – Tomographic Ultrasound Imaging</i> pag. 1174 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
Sistem de reconstrucția de rezoluție înalta cu control a unghiului de iluminare si biblioteca de textura pentru fetusul reconstruit	DA Sistem de reconstrucția de rezoluție înalta cu control a unghiului de iluminare si biblioteca de textura pentru fetusul reconstruit <i>DA HDLive</i> – pag. 1202 – 1203 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
Măsurarea automata a translucenței nucleale da prezentarea modului de măsurare	DA Măsurarea automata a translucenței nucleale da prezentarea modului de măsurare <i>SonoNT/SonoIT</i> pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Măsurarea automată a foliculilor avariane in regim 3D	DA Măsurarea automată a foliculilor avariane in regim 3D <i>SonoAVC</i> pag. 10 din Spotlight on OB-GYN/ LOGIQ P series Clinical Solutions
Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite	DA Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite <i>SonoRender live, OmniView, Static 3D color</i> pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Prezenta ergimului STIC	DA Prezenta ergimului STIC pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Mod CWD Doppler Conținuu	DA Mod CWD Doppler Conținuu pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Mod Doppler Tisular	DA Mod Doppler Tisular <i>TVI</i> pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Străin (cardiac)	DA Străin (cardiac) pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Ecografie Stress	DA Ecografie Stress pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
EF fracție de ejeecție in regim semi-automat in Mod B	DA EF fracție de ejeecție in regim semi-automat in Mod B - <i>AutoEF</i> – pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Velocitate a testului cardiac a analiza Q	DA Velocitate a testului cardiac a analiza Q - <i>Tissue Velocity Imaging (TVI) with Q-Analysis</i> – pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet

Anexa 1

Măsurarea autoama a intimi medii	DA Măsurarea autoama a intimi medii – <i>Auto IMT</i> - pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Regim de diagnostic hepatic UGAP -folosit in determinarea gradului de stenoza. Cu clasificarea de la producător pentru ecograf	DA Regim de diagnostic hepatic UGAP -folosit in determinarea gradului de stenoza. DA Cu clasificarea de la producător pentru ecograf . pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Elastografie Share wave hepatica, cu prezenta indicelui de calitate pentru zona de diagnostic	DA Elastografie Share wave hepatica, cu prezenta indicelui de calitate pentru zona de diagnostic pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet , pag. 322 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
Elastografie prin compresie Străin	DA Elastografie prin compresie Străin - <i>Strain Elastography</i> pag.4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Elastografie prin compresie cu analiza in timp	Elastografie prin compresie cu analiza in timp - <i>Elastography Quantification</i> pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Soft de detecție automată a zonei cu problema disponibila pentru glanda mamara da prezentarea imaginii cu descriere	DA Soft de detecție automată a zonei cu problema disponibila pentru glanda mamara da prezentarea imaginii cu descriere Vezi Fig. 1 Auto Contour Measurement – automat detecteaza zona posibila malegan acu masurarea dimeniunei Breast Assistant, powered by Koios DS – clasifică conform categorii BI-RADS. Sub fig. este descrierea detaliata
Modul ECG	DA Modul ECG pag. 10 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet , pag. 322 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
PAN/ZOOM	PAN/ZOOM
imagine în timp real	DA imagine în timp real pag. 6 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
imagine înghețată	DA imagine înghețată pag. 6, 19 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500GB tip SSD sau hybrid SSD + HDD	DA STOCARE IMAGINI Capacitate 500GB tip SSD pag. 1 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet .
Cine	Cine
Memoria minima 700 MB	DA Memoria 776 MB pag. 9 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Posibilitate de navigare pe imaginea CINE in timp	DA Posibilitate de navigare pe imaginea CINE in timp pag. 9 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
DICOM 3.0 COMPLIANT	DA DICOM 3.0 COMPLIANT pag. 4 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Posibilitatea de conectare la orice printer extern format minim A4	DA Posibilitatea de conectare la orice printer extern format minim A4 pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
MONITOR Diagonala ≥ 23 inch	DA MONITOR Diagonala - 23.8 inch pag.2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Rezoluție înalt	DA Rezoluție înalt 1920x1080 pixel pag. 970 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
TIP LCD LED	DA TIP LCD LED pag.2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
CONTROL	CONTROL
Butonae Minim 5 programele la necesitate utilizatorului	DA Butonae Minim 5 programele la necesitate utilizatorului pag. 739 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
Tastiera Minim tip digitala	DA Tastiera tip digitala pag. 153 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2
Opțional disponibilitate tip glisanta	DA Opțional disponibilitate tip glisanta <i>Physical A/N keyboard</i> – pag. 5 LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Display pentru control Tip touch screeri	DA Display pentru control Tip touch screeri pag.2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Diagonala minima 10 inch	DA Diagonala 10.4 inch pag.2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet
Imprimanta termica integrata tip alb/negru	DA Imprimanta termica integrata tip alb/negru - <i>Integrated mounting kits and remote controls provided for B/W digital thermal printer</i> -pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet

Anexa 1

încălzitor de gel da, inclus Suporturi pentru sonde inclus minim 4 uniați Braț articulată a monitorului cu posibilitate reglare pe înălțime stingă dreapta Platforma ecografului mobilă da prezenta minim a 4 roți cu frâna pentru fiecare roata reglabila pe înălțime Reglabila stingă/dreapta pentru partea zonei de control si monitor fără a deplasa baza ecografului. Alimentare electrica 220-230 V la 50-60 Hz NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.	DA încălzitor de gel , inclus - Gel warmer - pag. 5 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet DA Suporturi pentru sonde inclus 4 uniați - pag. 103 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2 DA Braț articulată a monitorului cu posibilitate reglare pe înălțime stingă dreapta pag. 2 din LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet si pag. 73 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2 DA Platforma ecografului mobilă da prezenta minim a 4 roți cu frâna pentru fiecare roata pag. 142 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2 DA reglabila pe înălțime pag. 149 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2 DA Reglabila stingă/dreapta pentru partea zonei de control si monitor pag. 150 din LOGIQ P8/P9/P10 – Basic User Manual Direction 5841298-1EN Rev. 2 DA fără a deplasa baza ecografului. DA Alimentare electrica 220-230 V la 50-60 Hz pag. 1 LOGIQ P9 R4 Product Spec Sheet NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.
---	--



Fig. 1 Auto Contour Measurement



LOGIQ™ P-Series Solutions



Patient-Centric Diagnosis

- **Superb Image Quality** – The LOGIQ P Series offers a range of high-performance linear array probes, as well as a matrix array probe, that help users achieve uniform resolution throughout the field of view.
- **2D Shear Wave Elastography** – Provides a quantitative measurement of tissue elasticity displayed in color-coded elastograms to assist in managing patients with breast disease. Now available on multiple probes and with a Shear Wave Elastography Quality Indicator. Strain Elastography is also available for qualitative tissue assessment.
- **Enhanced B-Steer+** – This needle visualization software helps improve the speed and accuracy of image-guided procedures.
- **Strain Elastography** – Provides a qualitative estimate of the strain, or tissue deformation, in the region of interest after compression and displays a real-time color map of the relative elasticity, superimposed on the B-Mode image.
- **Semi-Quantitative Strain Elastography Package** – Supplements strain elastography by providing a relative measure of elasticity in a selected ROI over single or multiple frames.

Personalized Workflow

- **Personalized Set-Up Tools** – With Start Assistant and My Preset, users can customize their own workflow preferences and use case presets, and then launch these settings in seconds.
- **My Page** – Personalized digital user interface enables customization of workflow preferences with user presets. Simply log in, select the appropriate exam type, and begin scanning.
- **Automated Workflow Tools**
 - Measure Assistant: Automates the labeling, measurement, and description of breast lesions.
 - Compare Assistant: Easily retrieve prior exams for side-by-side comparisons.
- **Breast Assistant, powered by Koios DS™** – This AI-based decision support tool recognizes patterns in breast tissue, based on hundreds of thousands of cases. With one click, it automatically provides a quantitative risk assessment that aligns to a BI-RADS® category. Results are available in seconds, providing decision support for the clinician, and helping to improve consistency across the department.

Powerful Support

The LOGIQ P Series gives you access to industry-leading cybersecurity, data management, and educational resources to help you optimize system uptime and utilization, while enhancing user skills.

- **LOGIQ Apps**
 - Remote Control App – Operate the system from an Android™ phone or tablet.
 - Photo Assistant App – Acquire and send photos of relevant anatomy from an Android device for documentation and comparison after a procedure.
- **Trice**
 - Sharing ultrasound images in Cloud Server
- **SonoDefense**
 - Advanced Cybersecurity and Data Privacy Protection
- **MyTrainer**
 - On-board training modules
- **LOGIQClub**
 - LOGIQ users community
- **STAR**
 - Product Education at your fingertips with Augmented Reality