




Verschiedenste Variationen für jeden Bedarf  
Various variations for every requirement

Umfangreiches Sortiment mit zahlreichen  
Kombinationen  
Extensive assortment with many  
combinations



**Bipolar**

Geräteseite / Unit connecting









Stecker Storz  
Fasszange Robi  
Plug Storz gras-  
ping forceps Robi

Stecker Storz  
Resektoskop,  
gewinkelt  
Plug Storz  
resectoscope,  
angled

Stecker Storz  
Resektoskop,  
gerade  
Plug Storz  
resectoscope,  
straight

Buchse  
socket  
4mm  
Kabel  
Resektoskop  
cable  
resectoscope  
2mm

Valleylab 	3 m	<b>92037</b>	<b>92209</b>	<b>92197</b>	<b>92451</b>
	5 m	<b>92038</b>	<b>92210</b>	<b>92198</b>	<b>92504</b>
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz 	3 m	<b>92031</b>	<b>92205</b>	-	<b>92452</b>
	5 m	<b>92032</b>	<b>92206</b>	-	-
Martin; Berchtold; Integra 	3 m	<b>92033</b>	<b>92207</b>	<b>92211</b>	<b>92453</b>
	5 m	<b>92034</b>	<b>92208</b>	<b>92212</b>	-
Ellman 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
Uniflex 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
US-Modelle 2 Pol 	3 m	<b>92035</b>	-	-	-
	5 m	<b>92036</b>	-	-	-



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.  
Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.  
Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.  
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.