

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Эндодонтические жидкости «ЭНДОЖИ» предназначены:

- ЭНДОЖИ №1** - для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.
- ЭНДОЖИ №2** - для выявления устья каналов и их расширения, содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид - повёрхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала.
- ЭНДОЖИ №3** - для антисептической обработки каналов, содержащая глутаровый альдегид.
- ЭНДОЖИ №4** - останавливающая внутриканальное кровотечение, содержит хлористый алюминий.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость 15 мл / 100 мл / 250 мл

Каждая из эндодонтических жидкостей выпускается в отдельной упаковке.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
 «Largal Ultra» - «Septodont», Франция  
 «Edetat, Solution» - «Pierre Rolland», Франция  
 «HydroI» - «Septodont», Франция  
 «EDTA 17%» liq. - «Septodont», Франция

ЭНДОЖИ®

