

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21504749, ocds-b3wdp1-MD-1762270742742							Data: 26.11.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSF Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat 3)							Lot:	pag. 1 din 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)	FS-114	China	WondFo	Principiul de funcționare - Testare point-of-care (POCT). Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 50 Ng/L. Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari. Nu se acceptă dispozitivele care necesită centrifugare. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. Capacitate de testare: test cu test. Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set. Greutatea de până la 2kg. Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital. Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse. Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării. Dotat cu geantă/husă de transportare.	Analizator imunologic FIA METER II PLUS SE, FS-114 Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000373580. Testare point-of-care (POCT) - Broșura FIA Meter II Plus(FS-114)-2025, p. 2, Technical Advantages Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 50 Ng/L - 50ng/ml (Flyer, broșura p. 2) Se admite heparinizarea probei de sânge doar prin mixarea manuală cu reagent în eprubeta/vas inclus în test cu tot setul de reagenți necesari - Se folosește un tub de recoltare a sângelui cu un anticoagulant (EDTA, heparină, citrat de sodiu) și nu este nevoie să se facă o heparinare suplimentară. Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim - 15 min (Flyer, broșura p. 2) Capacitate de testare: test cu test - 1 test = 1 casetă (Flyer, broșura p. 2) Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații - pină la 50 000 teste (Operation Manual p. 7-8, Section III Technical Specifications / Storage Capacity) Să includă în set printer termic pentru înregistrarea rezultatelor, dotat cu 5 rulouri de hârtie compatibilă pentru fiecare set - 5 buc. conform acordului cu producătorul (Operation Manual p. 3, Section II Package Contents / 2. Contents of the Packaging) Greutatea de până la 2kg - 3,3 kg (Operation Manual p. 7-8, Section III Technical Specifications / Weight) Portabil, să funcționeze după principiul (POCT), compatibil cu utilizarea în autoambulanță la etapa de pre spital - (Operation Manual p. 2, Section I Introduction) Alimentare acumulatorului încorporat de la rețeaua de 12 V CC sau 220 V CA cu accesorii incluse - (Operation Manual p. 7-8, Section III Technical Specifications / 2. Battery Specification / Under full charged situation, Quick Test mode ≥200 tests; Standard Test mode ≥10 tests (15 minutes per test)) Să includă test/sistem pentru verificarea calității testării - Instrucție "Device Instructions for Use of cTnICK-MBMyo Multi-Control" Dotat cu geantă/husă de transportare - Nu	ISO, CE.
	33100000-1	Teste	W203 cTn I Rapid Quantitative Test + W817 cTnI/CK-MB/Myo Multi-Control	China	WondFo	Compatibile cu analizatorul oferit. Livrarea testelor se face conform cantității solicitate în dependență de volumul necesar. Termen de valabilitate a testelor, a momentul livrării, de minimum 80% din durata totală de valabilitate declarată de producător, dar nu mai puțin de 18 luni	cTn I Rapid Quantitative Test - test rapid cantitativ cTn I. Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000372764. Instrucțiune "Device Instructions for Use of cTn I"	ISO, CE.
		Teste					cTnI/CK-MB/Myo Multi-Control. Registrul de stat al dispozitivelor medicale nr. DM000372788. Instrucțiune "Device Instructions for Use of cTn I"	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 26.11.2025
Valabilitatea ofertei - 120 zile.