

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21080345 / ocds-b3wdp1-MD-1683980910781					Data: „30” Iunie 2023	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciocan OMBREDANNE	KA 519/55	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciocan ortopedic OMBREDANNE,bifuncțional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 520-590g , mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 245mm(±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Autoclavabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla)/ cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător în mod lizibil, permanent, cu codul produsului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciocan ortopedic OMBREDANNE,bifuncțional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 550g , mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 240mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Autoclavabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla)/ cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător în mod lizibil, permanent, cu codul produsului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sunt înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	2	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciocan COTTLE	KA 531/24	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 30mm/30mm (±3mm), suprafața convexă/suprafață plată, greutatea capului 235g (±5g) , mâner solid; lungime 185mm(±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments - Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 30mm/30mm (±3mm), suprafața convexă/suprafață plată, greutatea capului 240g , mâner solid; lungime 190mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments - Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	3	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciocan fin	KA 534/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 25mm/25mm (±5mm), suprafața netedă/rugosă, greutatea capului 130g (±5g), mâner fin; lungime 185mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 25mm/25mm (±5mm), suprafața netedă/rugosă, greutatea capului 140g, mâner fin; lungime 180mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	4	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tesuturi moi	AK 384/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor chirurgie generala US-ARMY, (lungime 220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15m)/(lungime 210mm, set din două piese, capăt dublu: 21x15mm, 25x15mm, 40x15mm, 45x15m), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai	Retractor chirurgie generala US-ARMY, (lungime 210mm, set din două piese, capăt dublu: 21x15mm, 25x15mm, 40x15mm, 45x15m), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	5	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	AA 151/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 140-151 mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 140 mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	7	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 881/22	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, fălci 5,0 x 36,5 mm, lungime 205mm (±5mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, fălci 5,0 x 36,5 mm, lungime 220mm, curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	9	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 881/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, fălci 25,0 x 3,5 mm, lungime 155mm (±5mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, fălci 25,0 x 3,5 mm, lungime 170mm, curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	10	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 813/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os Luer, fălci 9,0 x 30,0 mm, lungime 180mm (±10mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os Luer, fălci 9,0 x 30,0 mm, lungime 170mm, curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	11	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 845/24	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm (±10mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, (nui clar) cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm, curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune , cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	12	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 860/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, lungime 230mm (±5mm) , angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune , cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune , cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	13	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 860/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, lungime 230mm (±5mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cuclichet, fălci 3,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cuclichet, fălci 3,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	14	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 838/22	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, lungime 260mm-270mm , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, lungime 225mm , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	15	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	AC 977/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram/ HardModel scissors with inserted carbide cutting edges, lungime 115mm- 120mm , branșe curbate, bont/bont, design fin, reutilizabil. Aliajul va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram/ HardModel scissors with inserted carbide cutting edges, lungime 115mm , branșe curbate, bont/bont, design fin, reutilizabil. Aliajul va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	16	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	AC 219/45	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece lungime 185 mm (±5 mm), lamă cu tăiere supercut, branșe angulare 45°, ascuțit/ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece lungime 190 mm, lamă cu tăiere supercut, branșe angulare 45°, ascuțit/ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	17	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	AC 567/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 200mm (±5mm) , angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 200mm , angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	18	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	AC 569/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lungime 200mm(±5mm) , angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lungime 200mm , angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	19	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	AC 151/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție, lungime 175mm(±5mm) , design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție, lungime 180mm , design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	20	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de repoziționare	KA 731/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de repoziționare, lungime 140mm(±5mm) , curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de repoziționare, lungime 135mm , curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	21	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	AA 211/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 185mm (±5mm) , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 180mm , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	22	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	AA 217/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm - 160mm , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm - 160mm , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	23	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de disecție/ligatură	AA 353/22	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de disecție/ligatură, lungime 180mm - 190mm , puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție/ligatură, lungime 220mm , puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	24	Necesități instrumentar Bloc Operator	Penetă chirurgicală	AB 480/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Penetă chirurgicală design rusesc, lungime 150mm (±5mm) , dreaptă, vârf inelar, zimțat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Penetă chirurgicală design rusesc, lungime 150mm , dreaptă, vârf inelar, zimțat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	25	Necesități instrumentar Bloc Operator	Clamă BACKHAUS	AA 751/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 135mm(±5mm) , curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 130mm , curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	26	Necesități instrumentar Bloc Operator	Răzușă	KA 677/10	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Răzușă KRAEMER, ușor curbat, ascuțit, latime 10,0 mm, lungime 190 mm(±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Răzușă LAMBOTTE, ușor curbat, ascuțit, latime 10,0 mm, lungime 210 mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	28	Necesități instrumentar Bloc Operator	Elevator	KA 173/35	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Elevator CHANDLER XL, curbat, bont, latime 30,0 mm, lungime 255 mm (±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Elevator HOHMANN, curbat, bont, latime 33,0 mm, lungime 290 mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	29	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 420/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram/Hard Model/Titanium Coated, lungime 165mm(±5mm) ; foarte fin, brașele drepte, cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram/Hard Model/Titanium Coated, lungime 180mm ; foarte fin, brașele drepte, cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	30	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 420/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram/Hard Model/Titanium Coated, lungime 180mm(±5mm) , foarte fin, brașele drepte, cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram/Hard Model/Titanium Coated, lungime 180mm , foarte fin, brașele drepte, cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	31	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 400/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram/ Titanium Coated/Hard Model lungime 150mm-160mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram/ Titanium Coated/Hard Model lungime 160mm , brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	32	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 400/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram/ Titanium Coated/Hard Model , lungime 180mm -185mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, durita* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram/ Titanium Coated/Hard Model , lungime 180mm , brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, durita* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	33	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 400/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram/ Titanium Coated/Hard Model , lungime 200mm -205mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram/ Titanium Coated/Hard Model , lungime 200mm , brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	34	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	AC 169/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție nervi, design fin, brașe curbate, brașe exterior semi-ascuțit/ascuțit, lungime 150mm(±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție nervi, design fin, brașe curbate, brașe exterior semi-ascuțit/ascuțit, lungime 150mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	35	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	AC 171/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, brașe curbate, bont/bont, lungime 160mm -165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, brașe curbate, bont/bont, lungime 160mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

33100 000-1	36	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	AC 071/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție tip Mayo-LEXER, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție tip MAYO, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 170mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	37	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 076/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip CRILE-MURRAY, branșe drepte, zimțate, mănere cu clichet, lungime 150mm (±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip CRILE-MURRAY, branșe drepte, zimțate, mănere cu clichet, lungime 150mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
33100 000-1	38	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac cu foarfece	AE 150/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR-OLSEN, branșe drepte, serate, canelură longitudinală, mănere cu clichet, cu un inel angular, lungime 140mm(±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HEGAR-OLSEN, branșe drepte, serate, canelură longitudinală, mănere cu clichet, cu un inel angular, lungime 140mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	39	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	AE 400/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 205mm (±5mm) , branșe drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 200mm , branșe drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	40	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de disecție, fin	AB 102/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf serat 1,0 mm, lungime 120mm(±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf serat 1,0 mm, lungime 120mm(±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

	41	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de disecție, fin	AB 112/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf 1,0 mm cu 1x2 dinți, lungime 120mm(±5mm) ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf 1,0 mm cu 1x2 dinți, lungime 120mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	42	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	AB 480/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensetă chirurgicală design rusc, dreaptă, vârf inelar, zimțat, lungime 150mm(±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensetă chirurgicală design rusc, dreaptă, vârf inelar, zimțat, lungime 150mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	43	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	AB 060/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm (±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	44	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps atraumatic	AB 860/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps atraumatic, fin, drept, dinți DEBAKEY, cu canelură, vârf 1,0mm, lungime 195mm - 200mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps atraumatic, fin, drept, dinți DEBAKEY, cu canelură, vârf 1,0mm, lungime 200mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	45	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	AA 151/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 125mm-130mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 125mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

	46	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	AA 177/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps hemostatic tip COLLER, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 140mm (±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic tip COLLER, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 140mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	47	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de ligatura/disecție, fin	AA 365/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de disecție tip GEMINI, drept, branșe angulare serate, mănere cu clichet, lungime 180mm (±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție tip GEMINI, drept, branșe angulare serate, mănere cu clichet, lungime 180mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	48	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cărlig	AK 072/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Cărlig cu capăt dublu, ascuțit, lățime 3,0mm, lungime 160mm (±5 mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cărlig cu capăt dublu, ascuțit, lățime 2,0mm, lungime 160mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	49	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor	AK 122/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor tip SENN-MILLER, bifuncțional, un capăt ascuțit cu 3 dinți bonți cu dimensiuni 8x7mm; un capăt bont cu dimensiuni 22x7mm, opus curbat, lungime 155mm-180mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor tip SENN-MILLER, bifuncțional, un capăt ascuțit cu 3 dinți bonți cu dimensiuni 8x7mm; un capăt bont cu dimensiuni 22x7mm, opus curbat, lungime 160mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	50	Necesități instrumentar Bloc Operator	Extractor de tendon	KA 788/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Extractor de tendon Kleinert -KUTZ, lungime 210mm (±5mm) , shaft rigid, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Extractor de tendon Kleinert -KUTZ, lungime 200mm , shaft rigid, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

51	Necesități instrumentar Bloc Operator	Extractor de tendon	KA 788/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Extractor de tendon Kleinert -KUTZ, lungime 200mm (±5mm) , shaft flexibil, serat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Extractor de tendon Kleinert -KUTZ, lungime 200mm , shaft flexibil, serat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
52	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de tendon	KA 785/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de tendon tip BRAND, drept, dințat 1x2, brașele cu zimți transversali, lungime 150mm (±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de tendon tip BRAND, drept, dințat 1x2, brașele cu zimți transversali, lungime 150mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
53	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de tendon	KA 786/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de tendon tip BRAND, puternic curbat, dințat 1x2, brașele cu zimți transversali, lungime 150mm (±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de tendon tip CAROLL, puternic curbat, dințat 1x2, brașele cu zimți transversali, lungime 110mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
54	Necesități instrumentar Bloc Operator	Daltă	KA 404/06	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Daltă dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 140mm(±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Daltă dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 140mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
55	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cutter pentru os	KA 881/19	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, lungime 190mm-200mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, lungime 190mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

	56	Necesități instrumentar Bloc Operator	Daltă	KA 460/08	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Daltă dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 205mm(±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Daltă dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 200mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	57	Necesități instrumentar Bloc Operator	Tipar mână copii	KA 900/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	17,5 mm; din aluminiu, reutilizabil. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	17,5 mm; din aluminiu, reutilizabil. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	58	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cutter fire metalice	KA 273/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram , lungime 165mm- 200mm , muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 2.5mm și sârma moale de diam. min 3.5mm. Aliajul de carbon cu wolframva fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram , lungime 170mm, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 2.5mm și sârma moale de diam. min 3.5mm. Aliajul de carbon cu wolframva fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	59	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps repoziționare	KA 731/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de repoziționare, lungime 135mm(±5mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de repoziționare, lungime 135mm, curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	60	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps autocentrare	KA 775/19	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps autocentrare a osului, curbat lateral, lungime 190mm(±5mm) , cu fălci 2,5mm și 7mm, cu filet ajustabil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps autocentrare a osului, curbat lateral, lungime 190mm , cu fălci 2,5mm și 6,5mm, cu filet ajustabil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marajul numelui producătorului și codul produsului, cu marajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

	61	Necesități instrumentar Bloc Operator	Clește	KA 253/19	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu seraiți perpendiculare, lungime 190mm(±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu seraiți perpendiculare, lungime 190mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	62	Necesități instrumentar Bloc Operator	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor	SX 235/01 [Filtre, 2 bucăți, cantitate suficienta p/u pentru 1000 cicluri sterilizare] KYE 287/15 [Coș] KYE 280/53 [Capac] SK 307/05 [Coș]	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590x 285x 155mm (±20mm) . Container dotat cu coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor, dimensiuni 540 x 255 x 35mm (±15mm) . Filtre PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 580x 280x150mm . Container dotat cu coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor, dimensiuni 540 x 255 x 50mm . Filtre PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	63	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 860/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os ECHLIN, lungime 230mm(±5mm) , angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cuclichet, fălci 2,0mm x 10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os ECHLIN, lungime 230mm , angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cuclichet, fălci 2,0mm x 10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	64	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 860/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os ECHLIN, lungime 230mm(±5mm) , angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cuclichet, fălci 3,0mm x 10,0mm, suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os ECHLIN, lungime 230mm , angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cuclichet, fălci 3,0mm x 10,0mm, suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

65	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 845/24	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm (±5mm) , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
66	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	KA 852/22	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os LUER-STILLE, lungime 270mm(±10mm) , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os LUER-STILLE, lungime 220mm , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
67	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor Takahashi	KO 221/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip Takahashi, lungime 120mm(±5 mm) , angular 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm- 4,00mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor tip Takahashi, lungime 120mm(±5 mm) , angular 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm- 4,00mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
68	Set canule de aspirație	Set canule de aspirație						
68,1	Set canule de aspirație	Canulă de aspirație	AO 440/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 1,0mm, 3FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 130mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 1,5mm, 3FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
68,2	Set canule de aspirație	Canulă de aspirație	AO 441/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 130mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

68,3	Set canule de aspirație	Canulă de aspirație	AO 443/13	Germania	nopa instruments Medizintech GmbH	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 3,0mm, 9FR, model conic , larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 130mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 2,5mm, 9FR, model conic , larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
69	Necesități instrumentar Bloc Operator	Speculă CUSHING-LANDOLT	KS 820/01	Germania	nopa instruments Medizintech GmbH	Speculă CUSHING-LANDOLT pentru hipofizectomie transsfenoidală, 70x15mm. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Speculă CUSHING-LANDOLT pentru hipofizectomie transsfenoidală, 70x15mm. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
70	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor cervical Cloward	KS 587/08	Germania	nopa instruments Medizintech GmbH	Retractor cervical Cloward, fără proeminență la capăt (without lip), lățime 7mm-8mm, lungime 180m (±5mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor cervical Cloward, fără proeminență la capăt (without lip), lățime 7mm-8mm, lungime 180m (±5mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
71	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor cervical Cloward	KS 587/08	Germania	nopa instruments Medizintech GmbH	Retractor cervical Cloward, cu proeminență angulară la capăt (with lip), lățime 7 mm, lungime 18mm (±2mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor cervical Cloward, cu proeminență angulară la capăt (with lip), lățime 7 mm, lungime 18mm (±2mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
73	Necesități instrumentar Bloc Operator	Spatulă vasculară tip FREER	KA 702/19	Germania	nopa instruments Medizintech GmbH	Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm (±5 mm), curbată, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, dur * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Spatulă vasculară tip FREER, lungime 180mm, curbată, dublă funcțională, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, dur * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

	74	Necesități instrumentar Bloc Operator	Chiureță osoasă	KA 632/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiureță osoasă, lungime 250mm(±5 mm), lățime 4,4mm, dreaptă, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Chiureță osoasă, lungime 250mm, lățime 4,4mm, dreaptă, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	75	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tip WEITLANER	AK 526/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±5 mm), cu dinți 3x4, bont, cu lacăt. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm, cu dinți 3x4, bont, cu lacăt. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	76	Necesități instrumentar Bloc Operator	Speculum rectal	KD 622/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Specula rectala, lungime totală 150mm -160mm, 2 lame, lungimea lamei 75mm(±5mm), lățimea lamei 15mm(±2mm) mâner cu sistem de blocare cu șurubare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Specula rectala SIMS, lungime totală 150mm , 2 lame, lungimea lamei 75mm(±5mm), lățimea lamei 15mm(±2mm) mâner cu sistem de blocare cu șurubare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	77	Necesități instrumentar Bloc Operator	Recipient (bol) medical	KU 300/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Recipient (bol) medical, volum 350 ml (±50ml), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Recipient (bol) medical, volum 350 ml, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	78	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tip ALLISON	KK 180/32	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor tip ALLISON lungime 320mm (±5 mm), lățime 54mm, fenestrat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor tip ALLISON lungime 320mm, lățime 54mm, fenestrat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

79	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensă pentru histerectomie PHANEUF	AA 531/21	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă pentru histerectomie PHANEUF, lungime 200mm (±10 mm), cu brânse curbate, serate, dinți 1x2. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensă pentru histerectomie PHANEUF, lungime 215mm, cu brânse curbate, serate, dinți 1x2. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
80	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner	AA 211/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 200 mm (±5mm), cu brânse curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 200 mm, cu brânse curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
83	Necesități instrumentar artroscopic	Foarfece artroscopic drept	KA 335/10	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece artroscopic drept cu cioc 3,5mm,+/-0,5mm,lungimea de lucru 13cm- 14 cm ,cu profil de inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece artroscopic drept cu cioc 3,4mm, lungimea de lucru 13cm- 14 cm , cu profil de inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
85	Necesități instrumentar artroscopic	Microfoarfece artroscopic	KA 345/30	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Microfoarfece artroscopic drept lungimea muscatirii 3,4mm din inox lungimea de lucru 12cm -13cm. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Microfoarfece artroscopic drept lungimea muscatirii 3,4mm din inox lungimea de lucru 12cm -13cm. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
86	Necesități instrumentar artroscopic	Ciupitor artroscopic(punch)	KA 321/10	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Artroscopic punch cu cioc drept din inox ,inaltimea muscatirii 1,6mm.inox autoclavabil ,lungimea de lucru 12cm -13cm. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Artroscopic punch cu cioc drept din inox ,inaltimea muscatirii 1,6mm.inox autoclavabil ,lungimea de lucru 12cm -13cm. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
88	Ciocan HEAD 900g	Ciocan HEAD 900g	KA 546/90	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 40mm/40mm (±5mm), greutate 900g, suprafața mânerului cu asperități; lungime 265 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 40mm/40mm (±5mm), greutate 900g, suprafața mânerului cu asperități; lungime 265 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

	89	Ciocan Cottle	Ciocan Cottle	KA 531/24	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciocan ortopedic COTTLE, bifunctional, diam. 30mm/30mm (±5mm), plat/convex, greutatea capului 235g (±5g); suprafața mânerului aplatizata, cu amprente digitale; lungime 185mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciocan ortopedic COTTLE, bifunctional, diam. 30mm/30mm (±5mm), plat/convex, greutatea capului 240g; suprafața mânerului aplatizata, cu amprente digitale; lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	91	Ciupitor de os	Ciupitor de os	KA 860/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, lungime 230mm (±10mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	93	Foarfece	Foarfece	AC 151/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție, lungime 200mm (±10mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție, lungime 200mm, design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	94	Foarfece	Foarfece	AC 111/18 SC	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±10mm), design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marc at de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție, lungime 180 mm, design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marc at de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

95	Forceps hemostatic	Forceps hemostatic	AA 157/21	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±10mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic HALSTED, lungime 210mm, fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
96	Clamă vasculară	Clamă vasculară	KK 481/30	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clamă vasculară, dublu curbată, cu dublu platou, fălcile atraumatice, forța de închidere 3,5N, din oțel inoxidabil, reutilizabil / clește cu arc dublu curbat, fălcile atraumatice , Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clamă vasculară DE BAKEY, dublu curbată, cu dublu platou, fălcile atraumatice, forța de închidere 3,5N, din oțel inoxidabil, reutilizabil / clește cu arc dublu curbat, fălcile atraumatice , Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
97	Clamă vasculară	Clamă vasculară	KK 587/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clamă vasculară, angulară/dreaptă, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N , din oțel inoxidabil, reutilizabil / clește cu arc angular/drept, fălcile atraumatice . Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clamă vasculară, angulară/dreaptă, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N , din oțel inoxidabil, reutilizabil / clește cu arc angular/drept, fălcile atraumatice . Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
98	Clamă vasculară	Clamă vasculară	KK 483/28	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clamă vasculară, angulară/cu genunchi indoit, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N , din oțel inoxidabil, reutilizabil / clește cu arc angular/cu genunchi indoit . Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clamă vasculară, angulară/cu genunchi indoit, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N , din oțel inoxidabil, reutilizabil / clește cu arc angular/cu genunchi indoit . Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
99	Foarfece disecție	Foarfece disecție	AC 070/14*	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm (±10mm), branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 145mm, branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

100	Portac	Portac	AE 066/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HALSEY, brânse drepte, netede, mănere cu clichet, lungime 130mm ($\pm 10\text{mm}$); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HALSEY, brânse drepte, netede, mănere cu clichet, lungime 130mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
101	Retractor	Retractor	AK 525/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor tip WEITLANER, cu autofixare, cu dinți 3x4, bonți, unilaterali, cu lacăt, lungime 130mm ($\pm 10\text{mm}$), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor tip WEITLANER, cu autofixare, cu dinți 3x4, bonți, unilaterali, cu lacăt, lungime 130mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
102	Cutter pentru os	Cutter pentru os	KA 880/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, cu acțiune dublă, lungime 170mm ($\pm 10\text{mm}$), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, cu acțiune dublă, lungime 170mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
103	Cutter inele	Cutter inele	KA 908/17 KA 909/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Cutter inele metal, mecanic, cu disc de rezervă, lungime 150mm ($\pm 10\text{mm}$), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cutter inele metal, mecanic, cu disc de rezervă, lungime 170mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
104	Clește	Clește	KA 266/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu serații longitudinale și transversale, lungime 170mm ($\pm 10\text{mm}$), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu serații longitudinale și transversale, lungime 170mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

	105	Ciupitor de os	Ciupitor de os	KA 870/19	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm (±0,5mm), lungime 200mm (±10mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm (±0,5mm), lungime 195mm, drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	106	Ciupitor de os tip CASPAR	Ciupitor de os tip CASPAR	YZ 950/04	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os tip CASPAR, lungime 185mm (±10 mm), drept, serat, lățime vârf 3,0mm, lungime vârf 12,0 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os tip CASPAR, lungime 185mm (±10 mm), drept, serat, lățime vârf 3,0mm, lungime vârf 12,0 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	107	Chiuretă osoasă CASPAR	Chiuretă osoasă CASPAR	KA 631/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiuretă osoasă CASPAR, lungime 220mm (±10 mm), lățime 3,6mm, angulară sus, fig.000, mâner peek, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Chiuretă osoasă CLOWARD HIBBS SPRATT, lungime 225mm, lățime 3,6mm, angulară sus, fig.0, mâner peek, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	108	Set ciupitoare Kerrison	Set ciupitoare Kerrison						
	108,1	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm ±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 1,0mm, deschiderea 8,0 mm, cu ejector, cu clichet, mâner cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 1,0mm, deschiderea 8,0 mm, cu ejector, cu clichet, mâner cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	108,2	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mâner cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mâner cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

108,3	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
109	Set ciupitoare Kerrison	Set ciupitoare Kerrison						
109,1	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
109,2	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
109,3	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

109,4	Set ciupitoare Kerrison	Ciupitor Kerrison	KS 713/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 5,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm, 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 5,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
110	Set Instrumentar Chirurgical Laparoscopic Trocac și capac de etanșare, cu mărimea 6mm							
110,1	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Trocac, mărime 6 mm	XK 650/06	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	„Trocac, mărime 6 mm, cod culoare: negru, compus din: Doar trocac, cu vârf piramidal Canulă, fără supapă, cu robinet de insuflare, lungime 10,5 cm Supapă multifuncțională Set etanșare, 6G/4 mandrin 2 pentru deschiderea supapelor automate". Destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	„Trocac, mărime 6 mm, cod culoare: negru, compus din: Doar trocac, cu vârf piramidal Canulă, fără supapă, cu robinet de insuflare, lungime 10,5 cm Supapă multifuncțională Set etanșare, 6G/4 mandrin 2 pentru deschiderea supapelor automate". Destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
110,2	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Capac de etanșare, 5 mm	XK 766/05	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Capac de etanșare, cod de culoare: negru, dimensiune 5 mm, autoclavabil, pachet de 5, pentru utilizare cu trocare, dimensiune 6 mm și extractoare/reductoare împreună cu instrumente destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Capac de etanșare, cod de culoare: negru, dimensiune 5 mm, autoclavabil, pachet de 5, pentru utilizare cu trocare, dimensiune 6 mm și extractoare/reductoare împreună cu instrumente destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
111	Set Instrumentar Chirurgical Laparoscopic Trocac și capac de etanșare, cu mărimea							
111,1	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Trocac, dimensiune 11 mm	XK 650/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Trocac, dimensiune 11 mm, cod culoare: verde, compus din: Doar trocac, cu vârf piramidal Canulă fără supapă, cu robinet de insuflare, lungime 10,5 cm Supapă multifuncțională . Destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Trocac, dimensiune 11 mm, cod culoare: verde, compus din: Doar trocac, cu vârf piramidal Canulă fără supapă, cu robinet de insuflare, lungime 10,5 cm Supapă multifuncțională . Destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
111,2	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Capac de etanșare, 10 mm	XK 766/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Capac de etanșare, dimensiune 10 mm, autoclavabil, pachet de 5, cod culoare: verde, pentru utilizare cu trocare, dimensiune 11 mm și extractoare/reductoare împreună cu instrumente, autoclavabile destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Capac de etanșare, dimensiune 10 mm, autoclavabil, pachet de 5, cod culoare: verde, pentru utilizare cu trocare, dimensiune 11 mm și extractoare/reductoare împreună cu instrumente, autoclavabile destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
112	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Electrod de coagulare și disecție, în formă de	XK 556/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime de lucru 36 cm, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Electrod de coagulare și disecție, în formă de L, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime de lucru 36 cm, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
113	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Electrod de coagulare tip MANGESHIKAR,	XK 556/05	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Electrod de coagulare tip MANGESHIKAR, în formă de bilă, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Electrod de coagulare tip MANGESHIKAR, în formă de bilă, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

114		Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Foarfecă , rotativă, cu știft	XM 134/32 XM 020/33 XM 010/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfecă , rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, curbată, zimțată, lame lingurițe, lungime lame 17 mm, fâlcii cu acțiune dublă, compusă din: Mâner din plastic, fără clichet, cu contact mai mare zona Tub exterior, izolat Inserție pentru foarfece, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Foarfecă , rotativă, cu știft conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, curbată, zimțată, lame lingurițe, lungime lame 17 mm, fâlcii cu acțiune dublă, compusă din: Mâner din plastic, fără clichet, cu contact mai mare zona Tub exterior, izolat Inserție pentru foarfece, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	115	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Foarfecă , rotativă, cu știft, conică	XM 139/32 XM 020/33 XM 010/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Foarfecă, rotativă, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, zimțată, curbată, conică, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic, fără clichet, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție foarfece, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Foarfecă, rotativă, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, zimțată, curbată, conică, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic, fără clichet, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție foarfece, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	116	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Canulă de aspirație și irigare,	XK 662/01 XK 662/05	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Canulă de aspirație și irigare, cu orificii laterale, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, pentru utilizare cu mănere de aspirație și irigare, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Canulă de aspirație și irigare, cu orificii laterale, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, pentru utilizare cu mănere de aspirație și irigare, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	117	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă pentru disecție și prindere	XM 170/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă pentru disecție și prindere, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție de forceps, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Pensă pentru disecție și prindere, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție de forceps, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	118	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă de disecție și prinder	XM 221/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă de disecție și prindere, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție de forceps	Pensă de disecție și prindere, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție de forceps	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	119	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă de disecție și prindere	XM 260/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă de disecție și prindere, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, fenestrată, fâlcii cu dublă acțiune, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție pentru forceps, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Pensă de disecție și prindere, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, fenestrată, fâlcii cu dublă acțiune, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Inserție pentru forceps, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	120	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Grasper, rotativ	XM 250/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Grasper, rotativ, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fâlcii fenestrate, cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Internă	Grasper, rotativ, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fâlcii fenestrate, cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Internă	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	121	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă de prindere BABCOCK	XM 245/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă de prindere BABCOCK, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Internă	Pensă de prindere BABCOCK, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fâlcii cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Internă	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	122	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă de apucare	XM 168/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă de apucare, rotativă, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, lingură dublă, fâlcii cu dinți multipli, fâlcii cu acțiune dublă, compus din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Insert forceps	Pensă de apucare, rotativă, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, lingură dublă, fâlcii cu dinți multipli, fâlcii cu acțiune dublă, compus din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Insert forceps	ISO / CE / Produce sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

	123	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă de prindere cu gheare	XM 254/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă de prindere cu gheare, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, 2x3 dinți, fâlcii cu acțiune simplă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat FM Inserție de forceps, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Pensă de prindere cu gheare, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, 2x3 dinți, fâlcii cu acțiune simplă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat FM Inserție de forceps, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	124	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Pensă pentru disecție și prindere tip KELLY	XM 160/32 XM 020/33 XM 014/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă pentru disecție și prindere tip KELLY, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fâlcii lungi, cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu zonă de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Insert, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Pensă pentru disecție și prindere tip KELLY, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fâlcii lungi, cu acțiune dublă, constând din: Mâner din plastic cu clichet decuplabil, cu zonă de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Insert, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	125	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Aplicator de cleme	XM 310/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Aplicator de cleme, demontabil, rotativ, cu clichet pentru blocarea piesei fâlcilor care susține clema, dimensiune 10 mm, lungime 36 cm, compus din: Mâner metalic, cu clichet Tub metalic exterior Insert, pentru utilizare cu Pilling- Weck Titanium- Clips (mediu mare), destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Aplicator de cleme, demontabil, rotativ, cu clichet pentru blocarea piesei fâlcilor care susține clema, dimensiune 10 mm, lungime 36 cm, compus din: Mâner metalic, cu clichet Tub metalic exterior Insert, pentru utilizare cu Pilling- Weck Titanium- Clips (mediu mare), destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	126	Instrumentar chirurgical Laparoscopic	Aplicator de noduri endoscopice tip CLERMONT- FERRAND	XM 516/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Aplicator de noduri endoscopice tip CLERMONT-FERRAND, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, pentru noduri extracorporale, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	Aplicator de noduri endoscopice tip CLERMONT-FERRAND, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, pentru noduri extracorporale, destinate si compatibile pentru troleurile laparoscopice KARL STORZ aflate in dotarea Institutiei din 2021.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	129	LOT. Set micro- instrumentar Krisht transfenoidal							
	129,1	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Speculă transfenoidală	KS 820/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Speculă transfenoidală, slim 80x11mm, lacăt cu înșurubare. Material oțel inoxidabil, reutilizabil. Greutate nu mai mare de 220gr. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Speculă transfenoidală, slim 80x11mm, lacăt cu înșurubare. Material oțel inoxidabil, reutilizabil. Greutate nu mai mare de 220gr. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	129,2	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Speculă transfenoidală	KS 820/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Speculă transfenoidală, slim 90x13mm, lacăt cu înșurubare. Material oțel inoxidabil, reutilizabil. Greutate nu mai mare de 225gr. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Speculă transfenoidală, slim 90x13mm, lacăt cu înșurubare. Material oțel inoxidabil, reutilizabil. Greutate nu mai mare de 225gr. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	129,3	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Speculă transfenoidală	KS 820/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Speculă transfenoidală, slim 100x15mm, lacăt cu înșurubare. Material oțel inoxidabil, reutilizabil. Greutate nu mai mare de 230gr. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Speculă transfenoidală, slim 100x15mm, lacăt cu înșurubare. Material oțel inoxidabil, reutilizabil. Greutate nu mai mare de 230gr. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
	129,4	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Depărtător	KS 821/21	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Depărtător pentru speculele transfenoidale din lot, lungime 140mm, dimensiuni fâlcii 34x9mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Depărtător pentru speculele transfenoidale din lot, lungime 140mm, dimensiuni fâlcii 34x9mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

	129,5	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Speculă	KO 070/75	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Speculă tip KILLIAN septum aseptik, lungime 135mm, dimensiuni fâlcii 75x7mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Speculă tip KILLIAN septum aseptik, lungime 135mm, dimensiuni fâlcii 75x7mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,6	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-forceps	AB 542/15	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps pentru sutură, lungime 150mm, lățimea vârfului 0,3mm cu pin pentru fixare, drept, mâner rotund cu asperități, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps pentru sutură, lungime 150mm, lățimea vârfului 0,3mm cu pin pentru fixare, drept, mâner rotund cu asperități, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,7	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-forceps	AB 515/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps tip baionetă, fin, lungime 185mm, lățimea vârfului 0,6mm cu pin pentru fixare, mâner plate zimțate cu scobitură, cu pin pentru fixare, light pattern, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps tip baionetă, fin, lungime 185mm, lățimea vârfului 0,6mm cu pin pentru fixare, mâner plate zimțate cu scobitură, cu pin pentru fixare, light pattern, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,8	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-forceps	AB 516/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps tip baionetă, lungime 185mm, lățimea vârfului 0,7mm, mâner plate zimțate, light pattern, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps tip baionetă, lungime 185mm, lățimea vârfului 0,7mm, mâner plate zimțate, light pattern, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,9	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-portac	AE 572/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-portac tip CASTROVIEJO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 145mm, drept, micro inserți de 0,2mm, mâner plate zimțate cu clichet, tip arc, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-portac tip CASTROVIEJO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 145mm, drept, micro inserți de 0,2mm, mâner plate zimțate cu clichet, tip arc, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,10	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-foarfece	AC 771/09	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-foarfece tip CASTROVIEJO, lungime 95mm, angular lateral, bont/bont, mâner plate zimțate tip arc, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-foarfece tip CASTROVIEJO, lungime 95mm, angular lateral, bont/bont, mâner plate zimțate tip arc, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,11	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-forceps	AB 517/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps, lungime 160mm, drept, dințat 1x2, vârf 0,5mm, mâner rotund lightweight, ergonomic, cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare neagră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps, lungime 160mm, drept, dințat 1x2, vârf 0,5mm, mâner rotund lightweight, ergonomic, cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare neagră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,12	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Chiureță pituitară	KS 832/06	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiureță pituitară, lungime 260mm, lungime de lucru 140mm, diametru 6,50mm, tip baionetă, maleabilă, tăiere spre dreapta, mâner rotund, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiureță pituitară, lungime 260mm, lungime de lucru 140mm, diametru 6,50mm, tip baionetă, maleabilă, tăiere spre dreapta, mâner rotund, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	129,13	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Spatulă vasculară tip FREER	KA 703/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm, curbă, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm, curbă, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

129,14	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Spatulă	KA 699/21	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Spatulă gradată, lungime 200mm, dublă funcțională, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Spatulă gradată, lungime 200mm, dublă funcțională, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,15	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-foarfece pituitar	AC 223/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-foarfece, drept, lungime de lucru 180mm, tăiere verticală, ascuțit/ascuțit, mâner inelar, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-foarfece, drept, lungime de lucru 180mm, tăiere verticală, ascuțit/ascuțit, mâner inelar, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,16	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Forceps pituitar	KS 800/22	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps pituitar, drept, lungime de lucru 180mm, cu canelură, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps pituitar, drept, lungime de lucru 180mm, cu canelură, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,17	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Ciupitor detașabil	KS 701/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor detașabil, standard, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, drept, lungime 180 mm, lățime branșe 3,0 mm, lungimea și lățimea să fie indicate pe branșe, dezasamblare și asamblare ușoară, la detașare - părțile instrumentului să rămână conectate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor detașabil, standard, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, drept, lungime 180 mm, lățime branșe 3,0 mm, lungimea și lățimea să fie indicate pe branșe, dezasamblare și asamblare ușoară, la detașare - părțile instrumentului să rămână conectate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,18	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Ciupitor detașabil	KS 701/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor detașabil, standard, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, drept, lungime 180 mm, lățime branșe 4,0 mm, lungimea și lățimea să fie indicate pe branșe, dezasamblare și asamblare ușoară/rapidă, la detașare - părțile instrumentului să rămână conectate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor detașabil, standard, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, drept, lungime 180 mm, lățime branșe 4,0 mm, lungimea și lățimea să fie indicate pe branșe, dezasamblare și asamblare ușoară/rapidă, la detașare - părțile instrumentului să rămână conectate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,19	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Ciupitor de os KERRISON detașabil	KS 713/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 2,0mm, deschiderea 9,0 mm; standard, cu ejector, lungime 200 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 2,0mm, deschiderea 9,0 mm; standard, cu ejector, lungime 200 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,20	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Ciupitor de os KERRISON detașabil	KS 713/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 4,0 mm, deschiderea 12,0 mm; standard, cu ejector, lungime 200 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 4,0 mm, deschiderea 12,0 mm; standard, cu ejector, lungime 200 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,21	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Chiuretă pituitară	KS 832/06	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiuretă pituitară, lungime 260mm, lungime de lucru 140mm, diametru 6,50mm, tip baionetă, maleabilă, angulară, mâner rotund, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiuretă pituitară, lungime 260mm, lungime de lucru 140mm, diametru 6,50mm, tip baionetă, maleabilă, angulară, mâner rotund, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

[illegible]

129,31	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-portac	AE 661/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-portac, lungime 145mm, fin, curbat, cu clichet, mănere tip arc, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare verde, cu mecanism de blocare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-portac, lungime 145mm, fin, curbat, cu clichet, mănere tip arc, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare verde, cu mecanism de blocare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,32	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-foarfece	AC 780/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-foarfece, lungime 120mm, fin, curbat, ascuțit/ascuțit, mănere tip arc, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare albastră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-foarfece, lungime 120mm, fin, curbat, ascuțit/ascuțit, mănere tip arc, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare albastră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,33	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-foarfece	AC 782/11	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-foarfece, lungime 120mm, fin, curbat, ascuțit/bont, mănere tip arc, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare albastră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-foarfece, lungime 120mm, fin, curbat, ascuțit/bont, mănere tip arc, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare albastră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,34	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-forceps	AB 542/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps, lungime 110mm, fin, drept, vârf 0,2mm, mănere rotunde tip lightweight, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare neagră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps, lungime 110mm, fin, drept, vârf 0,2mm, mănere rotunde tip lightweight, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare neagră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,35	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Micro-forceps	AB 542/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps, lungime 110mm, fin, drept, vârf 0,3mm, mănere rotunde tip lightweight, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare neagră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps, lungime 110mm, fin, drept, vârf 0,3mm, mănere rotunde tip lightweight, ergonomice cu platformă anti-alunecare din plastic de culoare neagră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,36	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Suport-cadru pentru stocarea și sterilizarea micro instrumentelor din lot	SX 440/20 [2 bucati]	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Suport-cadru pentru stocarea și sterilizarea micro instrumentelor din lot, dimensiuni 270 x 120 x 20mm (+/- 5mm), cu fixatoare din silicon și compartimente pentru accesorii mici.	Suport-cadru pentru stocarea și sterilizarea micro instrumentelor din lot, dimensiuni 270 x 120 x 20mm (+/- 5mm), cu fixatoare din silicon și compartimente pentru accesorii mici.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
129,37	Set micro-instrumentar Krisht transfenoidal	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor din lot	KYE 287/20 KYE 280/53 SK 307/07 [2 bucati] SX 432/04 SX 235/01 [8 bucati] SX 257/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590 x 270 x 185mm (+/- 5mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polie, inclusiv 2 coșuri perforate, înălțime minim 70 mm, compatibil cu containerul, din oțel inox., 2 saltele ciliate din silicon pentru micro instrumente dimensiuni min.460x220x30mm. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5.000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminii incluse pentru înscirarea denumirii secției specializate.	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590 x 270 x 185mm (+/- 5mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polie, inclusiv 2 coșuri perforate, înălțime minim 70 mm, compatibil cu containerul, din oțel inox., 2 saltele ciliate din silicon pentru micro instrumente dimensiuni min.460x220x30mm. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5.000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminii incluse pentru înscirarea denumirii secției specializate.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

130	Lot 1. Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale	Lot 1. Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale – 1 set	1. KS 569/01 2. KS 568/40 3. KS 568/45 4. KS 568/50 5. KS 568/55 6. KS 568/60 7. KS 568/65 8. KS 569/35 9. KS 569/40 10. KS 569/45 11. KS 569/50 12. KS 569/55 13. KS 569/60 14. KS 569/65 15. KS 564/00 16. SX 432/05 17. SX 432/05 18. KYE 287/13 19. SK 311/06 [2 bucati] 20. KYE 280/53 21. 8 x SX 235/01 22. SX 257/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Lot 1. Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale – 1 set 1. Contraretractor, cu închidere cu bilă, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 2. Speculă 40mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 3. Speculă 45mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 4. Speculă 50mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 5. Speculă 55mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 6. Speculă 60mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 7. Speculă 65mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 8. Lamă laterală, închidere cu bilă, 35mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 9. Lamă laterală, închidere cu bilă, 40mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 10. Lamă laterală, închidere cu bilă, 45mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 11. Lamă laterală, închidere cu bilă, 50mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 12. Lamă laterală, închidere cu bilă, 55mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 13. Lamă laterală, închidere cu bilă, 60mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 14. Lamă laterală, închidere cu bilă, 65mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 15. Forceps pentru schimbarea lamelor - 1 buc. 16. Coș pentru plasarea și depozitarea speculelor - 1 buc. 17. Coș pentru plasarea și depozitarea lamelor - 1 buc.	Lot 1. Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale – 1 set 1. Contraretractor, cu închidere cu bilă, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 2. Speculă 40mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 3. Speculă 45mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 4. Speculă 50mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 5. Speculă 55mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 6. Speculă 60mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 7. Speculă 65mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 8. Lamă laterală, închidere cu bilă, 35mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 9. Lamă laterală, închidere cu bilă, 40mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 10. Lamă laterală, închidere cu bilă, 45mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 11. Lamă laterală, închidere cu bilă, 50mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 12. Lamă laterală, închidere cu bilă, 55mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 13. Lamă laterală, închidere cu bilă, 60mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 14. Lamă laterală, închidere cu bilă, 65mm, suprafață antireflecție de culoare neagră - 1 buc. 15. Forceps pentru schimbarea lamelor - 1 buc. 16. Coș pentru plasarea și depozitarea speculelor - 1 buc. 17. Coș pentru plasarea și depozitarea lamelor - 1 buc.	ISO / CE / Produce sint inregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
131	Lot 2. Set retractor retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea cervicală a coloanei vertebrale (abord dreapta si stanga)	Lot 2. Set retractor retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea cervicală a coloanei vertebrale (abord dreapta si stanga) – 1 set	1. KS 575/11 2. KS 575/15 3. KS 575/85 4. KS 575/96 5. KS 575/80 6. KS 575/51 7. KS 575/55 8. KS 575/85 9. KS 575/96 10. KS 575/80 11. KYE 287/13 12. SK 311/10 13. KYE 280/53 14. SX 235/01 [8 bucati] 15. SX 257/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Lot 2. Set retractor retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea cervicală a coloanei vertebrale (abord dreapta si stanga) – 1 set 1. Retractor vertebral pentru abord chirurgical C5 dreapta prin T1/2 și abord stânga pentru regiunea cervicală superioară C2-C5. - 1 buc. 2. Ghid pentru dril, reutilizabil - 1 buc. 3. Dril pentru sistem motorizat - 1 buc. 4. Șuruburi 16mm - 10 buc. 5. Șurubelniță reutilizabilă - 1 buc. 6. Retractor vertebral pentru abord chirurgical C5 stânga prin T1/2 și abord dreapta pentru regiunea cervicală superioară C2-C5 - 1 buc. 7. Ghid pentru dril, reutilizabil - 1 buc. 8. Dril pentru sistem motorizat - 1 buc. 9. Șuruburi 16mm - 10 buc. 10. Șurubelniță reutilizabilă - 1 buc. 11. Container pentru sterilizare - container bază cu dimensiuni minim 590mm x 285 mm x 135 mm; din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aluminii incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Documente de calificare:	Lot 2. Set retractor retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea cervicală a coloanei vertebrale (abord dreapta si stanga) – 1 set 1. Retractor vertebral pentru abord chirurgical C5 dreapta prin T1/2 și abord stânga pentru regiunea cervicală superioară C2-C5. - 1 buc. 2. Ghid pentru dril, reutilizabil - 1 buc. 3. Dril pentru sistem motorizat - 1 buc. 4. Șuruburi 16mm - 10 buc. 5. Șurubelniță reutilizabilă - 1 buc. 6. Retractor vertebral pentru abord chirurgical C5 stânga prin T1/2 și abord dreapta pentru regiunea cervicală superioară C2-C5 - 1 buc. 7. Ghid pentru dril, reutilizabil - 1 buc. 8. Dril pentru sistem motorizat - 1 buc. 9. Șuruburi 16mm - 10 buc. 10. Șurubelniță reutilizabilă - 1 buc. 11. Container pentru sterilizare - container bază cu dimensiuni minim 590mm x 285 mm x 135 mm; din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aluminii incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Documente de calificare:	ISO / CE / Produce sint inregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
132	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Chiuretă	KA 628/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiuretă dreaptă, lungime totală 220mm (±3mm), cu vârf diam. 3,6mm, din oțel inoxidabil, mâner peek, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiuretă dreaptă, lungime totală 220mm (±3mm), cu vârf diam. 3,6mm, din oțel inoxidabil, mâner peek, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
133	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Chiuretă	KA 631/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiuretă angulară în sus, lungime totală 200mm (±3mm), vârf diam. 3,6mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiuretă angulară în sus, lungime totală 200mm (±3mm), vârf diam. 3,6mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

[illegible]

143	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Retractor de rădăcină nervoasă	KS 610/21	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor de rădăcină nervoasă tip CASPAR, lungime 240mm, lungime de lucru 90mm, tip baionetă, vârf bont 4,0mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor de rădăcină nervoasă tip CASPAR, lungime 240mm, lungime de lucru 90mm, tip baionetă, vârf bont 4,0mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
144	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Portac	AE 400/16	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 150mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 150mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
145	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Micro-forceps	AB 517/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Micro-forceps, lungime 160mm, drept, tip baionetă, dințat 1x2, mâner zimțat cu canelură, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Micro-forceps, lungime 160mm, drept, tip baionetă, dințat 1x2, mâner zimțat cu canelură, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
146	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Cârlig de nervi și vase	AK 034/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Cârlig de nervi și vase tip CASPAR, angular 90 grade, lungime 245mm, vârf bilă, lungime vârf 5mm, mâner rotund scurt, cu asperități fine, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Cârlig de nervi și vase tip CASPAR, angular 90 grade, lungime 245mm, vârf bilă, lungime vârf 5mm, mâner rotund scurt, cu asperități fine, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
147	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Canulă de aspirație	AO 441/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu controlul fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu controlul fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
148	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Canulă de aspirație	AO 443/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 3,0mm, 9FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu controlul fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 3,0mm, 9FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu controlul fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
149	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Portac	AE 100/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac tip HEGAR, lungime 205mm, brașele drepte, cu creștături în plasă împotriva alunecării, pattern greu, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tip HEGAR, lungime 205mm, brașele drepte, cu creștături în plasă împotriva alunecării, pattern greu, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
150	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Retractor autoexpandabil	AK 556/20	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțiți, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțiți, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

151	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Ciupitor de os	KA 860/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, fălci 2,0mm x 10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, fălci 2,0mm x 10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
152	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Retractor	AK 233/05	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Retractor, lungime 215mm, adâncime 40mm, lățime 10mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor, lungime 215mm, adâncime 40mm, lățime 10mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
153	Lot 22. Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru							
153.1	Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Ciupitor de os KERRISON cu deschidere 9,0mm	KS 713/12	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130 grade sus, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130 grade sus, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
153.2	Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Ciupitor de os KERRISON cu deschidere 10,0mm	KS 713/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130 grade sus, fălci 3,0mm cu deschidere 10,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130 grade sus, fălci 3,0mm cu deschidere 10,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
153.3	Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Ciupitor de os KERRISON cu deschidere 12,0mm	KS 713/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130 grade sus, fălci 4,0mm cu deschidere 12,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130 grade sus, fălci 4,0mm cu deschidere 12,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
153.4	Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Ciupitor tip LOVE-GRUENWALD dimensiuni vârf 2x10mm	KS 742/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip LOVE-GRUENWALD, lungimea brașelor 135mm, dimensiuni vârf 2x10mm, drept, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor tip LOVE-GRUENWALD, lungimea brașelor 135mm, dimensiuni vârf 2x10mm, drept, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
153.5	Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Ciupitor tip LOVE-GRUENWALD dimensiuni vârf 3x10mm	KS 743/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip LOVE-GRUENWALD, lungime 135mm, dimensiuni vârf 3x10mm, drept, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor tip LOVE-GRUENWALD, lungime 135mm, dimensiuni vârf 3x10mm, drept, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
153.6	Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Ciupitor tip CUSHING	KS 743/05	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Ciupitor tip CUSHING, angular 150 grade, mușcătura sus, lungimea brașelor 140 mm, dimensiuni vârf 3x14mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor tip CUSHING, angular 150 grade, mușcătura sus, lungimea brașelor 140 mm, dimensiuni vârf 3x14mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

153.7		Set ciupitoare, câte 3 unități, inclusiv suport-cadru	Suport-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere	SK 110/10	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Support-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 220 x 150mm (±10 mm), compatibil cu containerele aflate în dotare de dimensiunea 592 x 274 x 187 mm, nesteril, reutilizabil, din oțel inoxidabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Support-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 220 x 150mm (±10 mm), compatibil cu containerele aflate în dotare de dimensiunea 592 x 274 x 187 mm, nesteril, reutilizabil, din oțel inoxidabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	154	Spatulă vasculară	Spatulă vasculară	KA 703/18	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Spatulă vasculară tip FREER-YASARGIL, lungime 185mm, curbă, dublă funcțională, ascuțit/ascuțit, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Spatulă vasculară tip FREER-YASARGIL, lungime 185mm, curbă, dublă funcțională, ascuțit/ascuțit, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	155	Elevator	Elevator	KA 690/10	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Elevator tip LANGENBECK, lungime 190 mm, curbat, ascuțit, lățime 17mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Elevator tip LANGENBECK, lungime 190 mm, curbat, ascuțit, lățime 17mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	156	Ciupitor de os	Ciupitor de os	KA 823/17	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Ciupitor de os curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, lungime 175mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Ciupitor de os curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, lungime 175mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	157	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Mâner bisturiu #3	AD 010/03	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Mâner bisturiu #3 drept, mâner cu amprente, lungime 125mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Mâner bisturiu #3 drept, mâner cu amprente, lungime 125mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	158	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Mâner bisturiu #4	AD 010/04	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Mâner bisturiu #4 drept, mâner cu amprente, lungime 135mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Mâner bisturiu #4 drept, mâner cu amprente, lungime 135mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	159	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Cutie pentru ace	KU 303/00	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Cutie etanș pentru ace rotundă, cu boxă interioară cu capac găurit, dimensiunea cutiei 65x15mm (+/-1mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Cutie etanș pentru ace rotundă, cu boxă interioară cu capac găurit, dimensiunea cutiei 65x15mm (+/-1mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	160	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Foarfece de disecție	AC 100/14	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	161	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Foarfece de disecție	AC 101/14	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

189		Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Recipient (bol) medical renal	KU 302/25	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Recipient (bol) medical renal, 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Recipient (bol) medical renal, 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	190	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Recipient (bol) medical	KU 300/08	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Recipient (bol) medical, înălțimea bolului 40mm (+/-2mm), volum 160ml, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Recipient (bol) medical, înălțimea bolului 40mm (+/-2mm), volum 160ml, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	191	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Clamă pentru câmpuri chirurgicale	AA 751/13	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Clamă pentru câmpuri chirurgicale tip BACKHAUS, curbată, ascuțită, lungime 135mm (+/-2mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Clamă pentru câmpuri chirurgicale tip BACKHAUS, curbată, ascuțită, lungime 135mm (+/-2mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	192	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Portac	AA 514/21	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Portac, branșe drepte, zimțate transversal, mănere cu clichet, lungime 190mm (+/-2mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac, branșe drepte, zimțate transversal, mănere cu clichet, lungime 190mm (+/-2mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	193	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Forceps peritoneal	AA 603/18	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps peritoneal, lungime 185mm (+/-2mm), curbat, dinți 1x2, branșe serate, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps peritoneal, lungime 185mm (+/-2mm), curbat, dinți 1x2, branșe serate, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	194	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Pensă hemostatică	AA 210/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă hemostatică tip Kocher, lungimea 150 mm (+/-2mm), cu branșe drepte, serate, dinți 1x2, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensă hemostatică tip Kocher, lungimea 150 mm (+/-2mm), cu branșe drepte, serate, dinți 1x2, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	195	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Pensă hemostatică	AA 211/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Pensă hemostatică tip Kocher, lungimea 150 mm (+/-2mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensă hemostatică tip Kocher, lungimea 150 mm (+/-2mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)
	196	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Chiureță osoasă	KA 650/14	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiureță osoasă, lungime 170mm(+/-2mm), bifuncțională, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiureță osoasă, lungime 170mm(+/-2mm), bifuncțională, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistrate în RSDM (Vezi fișierul cu extras anexat la oferta)

197	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor	10buc. KYE 361/07 2buc. KYE 288/03 2buc. KYE 288/02 2buc. KYE 288/04 2buc. KYE 288/05 2buc. KYE 288/01 20buc. SX 235/21, 2buc. SX 257/03, 2buc. SX 257/04, 2buc. SX 257/05, 2buc. SX 257/02, 2buc. SX 257/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 310x140x65mm (+/-2mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe. Capac separat din aluminiu de diverse culori (din cele 10 bucăți: 2 containere dotate cu capac roșu, 2 containere dotate cu capac albastru, 2 containere dotate cu capac verde, 2 containere dotate cu capac auriu, 2 containere dotate cu capac argintiu); lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre PTFE pentru 2000 cicluri sterilizare la fiecare container, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aliminiu de diverse culori pentru înscrierea denumirii secției specializate. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 310x140x65mm (+/-2mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe. Capac separat din aluminiu de diverse culori (din cele 10 bucăți: 2 containere dotate cu capac roșu, 2 containere dotate cu capac albastru, 2 containere dotate cu capac verde, 2 containere dotate cu capac auriu, 2 containere dotate cu capac argintiu); lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre PTFE pentru 2000 cicluri sterilizare la fiecare container, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aliminiu de diverse culori pentru înscrierea denumirii secției specializate. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	
198	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară								
198,1	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps dentar maxilar	PB 001/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps dentar maxilar, american pattern, mănere ergonomice, falci plate, drepte, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps dentar maxilar, american pattern, mănere ergonomice, falci plate, drepte, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	
198,2	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps dentar maxilar	PB 010/09	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps dentar maxilar, american pattern, mănere ergonomice, falci cu șanț, dublu-angulare, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps dentar maxilar, american pattern, mănere ergonomice, falci cu șanț, dublu-angulare, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	
198,3	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps anatomic dentar	AB 970/03	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps anatomic dentar, mănere ergonomice, falci corioate, sub 90°, striate perpendicular, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps anatomic dentar, mănere ergonomice, falci corioate, sub 90°, striate perpendicular, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	
198,4	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps anatomic dentar maxilar	PB 150/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps anatomic dentar maxilar, mănere ergonomice, falci striate corioate, sub 90°, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps anatomic dentar maxilar, mănere ergonomice, falci striate corioate, sub 90°, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	
198,5	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps anatomic dentar	PB 062/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps anatomic dentar de extracție a molarilor inferiori, mănere ergonomice, falci striate corioate, sub 90°, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps anatomic dentar de extracție a molarilor inferiori, mănere ergonomice, falci striate corioate, sub 90°, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	
198,6	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps de extracție	PB 010/09	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de extracție a rădăcinilor superioare, american pattern, mănere ergonomice, falci dublu-angulare, finisaj neted pentru facilitarea procesării, pentru extracții cu abord dificil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps de extracție a rădăcinilor superioare, american pattern, mănere ergonomice, falci dublu-angulare, finisaj neted pentru facilitarea procesării, pentru extracții cu abord dificil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produce sint inregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)	

198,7	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps anatomic dentar	AB 976/05	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps anatomic dentar, mănere ergonomice, falci corioate, sub 135°, striate perpendicular, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps anatomic dentar, mănere ergonomice, falci corioate, sub 135°, striate perpendicular, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,8	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Forceps de extracție a molarilor inferiori	PB 151/09	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Forceps de extracție a molarilor inferiori, american pattern, mănere ergonomice, falci curbate, cu excavație, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps de extracție a molarilor inferiori, american pattern, mănere ergonomice, falci curbate, cu excavație, finisaj neted pentru facilitarea procesării, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,9	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Elevator de rădăcini	PF 001/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Elevator de rădăcini, drept, vârf rotunjit, lățime 3mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Elevator de rădăcini, drept, vârf rotunjit, lățime 3mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,10	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Elevator de rădăcini	PF 090/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Elevator de rădăcini drept, design fin, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Elevator de rădăcini drept, design fin, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,11	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Elevator de rădăcini	PF 084/02	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Elevator de rădăcini stâng, design fin, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Elevator de rădăcini stâng, design fin, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,12	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Excavator	PM 121/17	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Excavator bifuncțional, design tip ergofill, #171/172, nesteril, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Excavator bifuncțional, design tip ergofill, #171/172, nesteril, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,13	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Excavator	PM 121/19	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Excavator bifuncțional, design tip ergofill, #179/180, nesteril, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Excavator bifuncțional, design tip ergofill, #179/180, nesteril, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,14	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Chiureță	KA 626/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Chiureță osoasă, lungime 215mm (±2 mm), lățime vârf 2mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiureță osoasă, lungime 215mm (±2 mm), lățime vârf 2mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)
198,15	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Aplicator bifuncțional	PS 010/01	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Aplicator (fuluar) bifuncțional, angular, lungime 165mm (+/-2mm), mâner hexagonal, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Aplicator (fuluar) bifuncțional, angular, lungime 165mm (+/-2mm), mâner hexagonal, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produse sint înregistragistrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

198,16	Lot. Set instrumentar pentru chirurgia dentară	Finisator bifuncțional	PS 160/00	Germania	nopa instruments Medizintech nik GmbH	Finisator (netezitor) bifuncțional, angular, lungime 175mm (+/-2mm), mâner hexagonal, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Finisator (netezitor) bifuncțional, angular, lungime 175mm (+/-2mm), mâner hexagonal, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	ISO / CE / Produe sint inregistristrate in RSDM (Vezi fisierul cu extras anexat la oferta)

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova
