

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <u>Conform SIA RSAP</u> din <u>Conform SIA RSAP</u> ocds-b3wdp1-MD-1588764073709
Denumirea licitației: Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale
Cod CPV: 33100000-1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
33100000-1	Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale	BT 770	Korea de Sud	Bistos	Tip: pacient adult, pediatric; Display, tip Diagonala – 12.1 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin	Tip: pacient adult, pediatric; -da, inclusiv neonatal; Display, tip Diagonala – 12.1 inch LCD TFT- da, Touch screen; "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3și 12 minim- da Parametri afișați ECG- da Pulsul, SpO2 Fotopletismograma- da Presiunea sanguină neinvaziv;- da	Certificat CE, ISO

					cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 25- 300 bpm Detectarea aritmiei; Monitorizarea respirației 0 -150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul 10 - 300mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, născut "Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate Protocole de lucru setate de utilizator Memorie internă Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor Imprimantă Încorporată Forme de raportare Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s	Temperatura,Analiza automată a unei ST; Trendingul ST;- da Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi"- da, 3 sau 5 la solicitare I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn - da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV- da Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB- da, inclusiv 3 moduri separate Rata cardiacă 25- 300 bpm- superior 15-300 bpm, acuratete ± 1 %,include si functia pt Pediatrie/Neonatologie 15-350 bpm; Detectarea aritmiei; Monitorizarea respirației 0 -150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% - da Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % - da Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm- 25-250 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul 10 - 300mmHg- da,resolutie 1 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start - da Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min.- 1 la 480 min "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"- da Metoda de măsurare oscilometrică- da, manula, automat, continuu Regim pacient adult, pediatric, născut- da	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Înscriere continuă; Preprogramate; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarme rata cardiacă scăzută/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; Ajustarea nivelului de alarmă.	"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg-limita de protecție 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C-da Rezoluția 0.1 °C-da Număr de senzori 1 unit.-superior, 2 senzori Protocoale de lucru preprogramate - da Protocoale de lucru setate de utilizator -da Memorie internă -da, aprox. 168 ore Trendingul evenimentelor - da Arhivarea datelor - da Imprimantă Încorporată - da Forme de raportare Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s- da Înscriere continuă; Preprogramate; Personalizate; - da Alimentarea rețea electrică 220 V- da 50 Hz da; Baterie internă- da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h- superior, 5 h Interfata de conectare la monitorul central-da Ethernet, wireless, RS-232 etc. -plus USB si chemare pacient Alarma Vizuala, sonora; -informarea si indicarea paramentruului in alarma Manjetă deconectată;-da	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarmerata cardiacă scăzută/mărită;- da Lipsă sursă externă de alimentare;- da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore;- da Ajustarea nivelului de alarmă.- da	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ioan Razvan CARSTOCEA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Piata D. Cantemir 1