

Specificație Tehnică

Model: Palmcare PRO 40.50-2300; Producător: Medical Econet GmbH; Tara: Germania si China.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către autoritatea ofertantă
Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar, Cod 260410 Descriere Acest grup de produse include puls- oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametru Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoareizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 da Valoarea pulsului da Puterea semnalului (PI) da Baterie descărcată da Mesaj de eroare da Tip display LCD sau LED da Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, $\leq 2\%$ Rata cardiacă 30 - 250 bpm, $\pm 2\%$ Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar DA Cod 260410 Descrierea Acest grup de produse include puls- oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. DA Parametru Specificație Tip dispoziv, staționar cu monitoareizare continuă (bedside)DA Tip pacient Adult, pediatric DA pag. 1 din Specificație Palmcare PRO Afișaj SPO2 DA pag. 2 SpO2 Measurement Display din Specificație Palmcare PRO Valoare pulsului DA pag. 1 din Specificație Palmcare Puterea semnalului (PI) DA pag. 1 din Specificație Palmcare - Perfusion Index (PI) Baterie descărcată DA pag. 3 din Specificație Palmcare Mesaj de eroare DA pag. 3 din Specificație Palmcare - Alarms Tip display LCD DA pag. 3 din Specificație Palmcare Gama SpO2, % Diapazonul 0 - 100% DA pag. 3 din Specificație Palmcare Rata de măsurare 70 - 100, Adult, pediatric $\pm 2\%$ DA Neontal $\pm 3\%$ DA pag. 3 din Specificație Palmcare Rata cardiacă 30 - 250 bpm, $\pm 3\%$ DA pag. 3 din Specificație Palmcare Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic DA pag. 1 din Specificație Palmcare Sensor deconectat DA Sensor epuizat DA Buton de dezactivare alarmei sonore DA Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă DA Baterie descărcată DA DA pag. 3 din Specificație Palmcare

Anexa 7

Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului da Autotestarea da Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz da Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc. Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc. Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc.	Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală DA Controlul volumului DA (Deconectare si conectare) Autotestarea DA Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz DA Baterie internă Li-Ion - 8 ore DA Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc. DA Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc. DA Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc. DA
---	---