

**Tabelul indicațiilor pentru magnetoterapie (MT-8, MF-2)**

Nº	Indicații	Locul de aplicare	Tipul aplicatorului	Intensitate [mT]	Frecvență [Hz]	Timp [min.]	Formă de undă
1	Terapia întârziată a fracturilor	membru superior	APE-1	8	40 până la 50	20 până la 60	Bipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AS-204	4 până la 8			
		trunchi	APE-1, AP-1	2 până la 5			
2	pseudoartroză	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 5	25 până la 50	30 până la 60	Unipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 5			
3	necroză idiopatică a capului femural (boala Perthes)	articulația femurală	APE-1, AP-1	2 până la 5	25 până la 50	30 până la 60	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
4	Boala Bechterew	trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 3,5	5 până la 10	10 până la 30	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
5	Boala Sudeck	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	5 până la 10	10 până la 30	Bipolar dreptunghiular sau dreptunghiular unipolar
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 7			
6	fracturi recente	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	10 până la 30	20 până la 60	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
		trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 5			
7	boli degenerative ale articulațiilor, poliartrită reumatoidă	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	10 până la 40	10 până la 60	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
		trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 5			
8	stări inflamatorii cronice ale articulațiilor	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	2 până la 10	10 până la 30	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 4			
		trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 2			
9	modificări degenerative ale coloanei vertebrale (spondiloartrită)	trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 2	2 până la 7	10 până la 30	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
10	osteoporoză	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	10 până la 50	20 până la 60	Bipolar dreptunghiular sau unipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
		trunchi	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	0,5 până la 5			
11	vindecarea întârziată a rănilor, arsuri	membru superior	APE-1	2 până la 8	30 până la 50	10 până la 60	Sinusoidal bipolar sau rectangular bipolar
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
		trunchi	APE-1 AP-1, AP-2	0,5 până la 5			
	implantarea unei endoproteze a articulației	membrului superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8			

12	operații la discurile intervertebrale	membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8	35 până la 50	10 până la 30	Bipolar dreptunghiular
	operații musculare și tendinoase	trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 4			
Nº	Indicații	Locul de aplicare	Tip aplicator	Intensitate [mT]	Frecvență [Hz]	Durață [min.]	Formă de undă
13	miotrofie	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	25 până la 50	10 până la 30	Sinusoidal bipolar sau bipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
14	contuzii, luxații, entorse	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	30 până la 50	10 până la 50	Sinusoidal bipolar sau rectangular bipolar
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
		trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 5			
15	articulațiile cotului și umărului artrită, condilartrită, alte stări inflamatorii ale atașamentelor musculare	membru superior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	2 până la 8	4 până la 7	10 până la 20	Sinusoidal bipolar sau rectangular bipolar
16	nevralgie	cap	APE-1	0,5 până la 1,5	2 până la 6	10 până la 20	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar; IV
17	ulcerații crurale angiogenice tulburări la nivelul membrelor inferioare circulație	membrelor inferioare	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	8 până la 12	10	Circulație sinusoidală bipolară
		membru superior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 7			
18	tulburări ale circulației arteriale	membru superior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	2 până la 8	5 până la 8	10 până la 20	Sinusoidal bipolar
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 7			
		trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 3,5			
19	nefrite, calcificări renale	rinichi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 4,5	20 până la 50	10 până la 30	Bipolar dreptunghiular
20	otită medie	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	2 până la 5	10 până la 15	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
21	sinuzită	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	2 până la 5	10 până la 15	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
22	Astm bronșic	trunchi	APE-1, AP-1	0,5 până la 2,0	20 până la 50	10 până la 20	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
23	sinuzită paranasală cronică	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	5 până la 20	10 până la 20	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
24	bronșită acută	trunchi	APE-1, AP-1	0,5 până la 2,0	4 până la 6	10 până la 15	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
25	sinuzită paranasală acută, amigdalită acută	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	4 până la 5	10 până la 15	Sinusoidal bipolar sau rectangular bipolar

26	stări inflamatorii cronice ale hipogastrului	trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 2,0	2 până la 5	10 până la 30	Sinusoidal bipolar sau bipolar dreptunghiular
27	stări inflamatorii ale articulației maxilare	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	2 până la 5	10 până la 15	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
<b>N<sup>o</sup></b>	<b>Indicații</b>	<b>Locul de aplicare</b>	<b>Tip aplicator</b>	<b>Intensitate [mT]</b>	<b>Frecvență [Hz]</b>	<b>Durață [min.]</b>	<b>Formă de undă</b>
28	stări inflamatorii ale cavității bucale, inflamații parodontale	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	2 până la 5	10 până la 15	Sinusoidal bipolar sau dreptunghiular bipolar
29	migrenă	cap	APE-1	0,5 până la 2,0	1 până la 5	10 până la 15	Sinusoidal bipolar, sinusoidal bunipolar sau rectangular bipolar, rectangular unipolar
30	pareză flască	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	10 până la 50	10 până la 30	Sinusoidal bipolar
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
31	spasticitate	membru superior	APE-1, AP-1, AS-204	2 până la 8	10 până la 20	10 până la 30	Sinusoidal bipolar sau bipolar dreptunghiular
		membru inferior	APE-1, AP-1, AP-2, AS-204	1 până la 8			
32	nevralgie trigeminală	cap	APE-1, AP-1	0,5 până la 4	20 până la 50	10 până la 20	Bipolar dreptunghiular
33	nevralgie intercostală	trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 4	20 până la 50	10 până la 20	Bipolar dreptunghiular
34	Ischias, lumbago	trunchi	APE-1, AP-1, AP-2	0,5 până la 5	4 până la 12	10 până la 20	Bipolar dreptunghiular