

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21010578 din 01.08.2019						
Denumirea achiziției: valoare mică						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELISA pentru anul 2019						
Lot 1						
IgM Measles Virus (Rujeola)	MEAM0330	Germania	NovaTec	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacția de testare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
IgG Measles Virus (Rujeola)	MEAG0330	Germania	NovaTec	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacția de testare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor	Conform cerințelor	ISO, CE

				reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Aviditatea IgG Measles virus (Rujeola)	AMEA7330	Germania	NovaTec	Tip reacție - imunoenzimatică; Principiul metodei - determinarea avidității anticorpilor către virusul rujeolei pentru diferențierea reinfecției de infecția primară. Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele și reagent pentru determinarea avidității. Sensibilitatea, și specificitatea $\geq 98\%$. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile).	Conform cerințelor	ISO, CE
Lotul 3						
Test ELISA Adenovirus Ag	C1001	Germania	R-Biopharm	Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
Test ELISA Astrovirus Ag	C1301	Germania	R-Biopharm	Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
Test ELISA Norovirus Ag	C1401	Germania	R-Biopharm	Lichid stabil gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte	Conform cerințelor	ISO, CE

				8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Lot 4						
Coxiella burnetii Phase 1 IgG calitativ	ESR1311G	Germania	Virion Serion	Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
Coxiella burnetii Phase 2 IgG cantitativ	ESR1312G	Germania	Virion Serion	Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
Lot 5						
Francisella tularensis IgM	ESR142M	Germania	Virion Serion	Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
Francisella tularensis IgG	ESR142G	Germania	Virion Serion	Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.	Conform cerințelor	ISO, CE
Lot 7						
Test sistemă completă pentru determinarea ADN Coxiella burnetii în timp real (RT-PCR)	K-2-9 B85-50FRT	Italia	Sacace	Reactivi pentru nu mai puțin de 50 teste, inclusiv controalele, compatibil cu amplificator Rotor-Gene-6000,	K-2-9: Trusă pentru extragere, B85-50FRT: Trusă pentru amplificare	ISO, CE

în material biologic (sînge, spută, spălături bronhice, licvor, material necroptic, etc.)				(eprubete 0,2 ml). Sensibilitate între 1000-5000 copii/ml. Setul va include reactivi concepute pentru a efectua o reacție PCR completă, care implică extracția ADN-ului din material biologic și amplificarea ADN-ului Coxiella burnetii cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizarea in vitro diagnostic în conformitate cu cerințele Directivei Europene.		
---	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele:: Sergiu RATA În calitate de: Director General
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova