

MANI



マニーオブサルミックスーチャー

MANI® Ophthalmic Sutures

11-0 (0.1metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	彎曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	13cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	4.0	3/8 135°	0.05	OE04-05	実験用 For laboratories	0550S
	20cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10	強角膜縫合 Sclerocornea	1000
	10cm	片端針 Single-armed		5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10		1000S
	20cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1403
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1476
	15cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1478S

10-0 (0.2metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1401
	15cm	片端針 Single-armed		5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14		1401S
	20cm			5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14		1474
	30cm			5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10		1001
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1404
	15cm	片端針 Single-armed		5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1404S
	15cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1482
	30cm			5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20		2000
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1406
	15cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1406S
	6cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1468S
	15cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1452
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2002
	15cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2002S
	30cm			7.0	1/2 180°	0.14	ZH07-14		1410
	15cm	片端針 Single-armed		7.0	1/2 180°	0.14	ZH07-14		1410S
	20cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	4.0	3/8 135°	0.10	TE04-10	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1053S
	20cm	片端針 Single-armed		5.0	3/8 135°	0.10	TE05-10		1052S
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	TG055-14		1475
	45cm			6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14		1459
ポリエステル グリーン・モノ Polyester Green Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1411
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1412
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2017



※片端針の表示が無いものは全て両端針です。 1箱12本入 12pcs. / box

マニーハードファイバーステンレススチールによるクロスラップエッジが、究極の切味を生み出します。
The crosslapped edge made of MANI's original hard fiber stainless steel produces the ultimate in sharpness.

10-0 (0.2metric) 針付縫合糸 Needed Sutures


縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例	品番
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code	Main Application	Order No.
ポリプロピレン ブルー・モノ	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1415
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1417
Polypropylene Blue Mono	15cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1417S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2021

9-0 (0.3metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ	30cm		ヘラ Trape spatula	5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1402
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1405
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1407
	15cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1407S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2003
	15cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2003S
バージンシルク ブルー・ツイスト	45cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1453
	45cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1413
	20cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1413S
	15cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1480
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2020
	20cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2020S
ポリプロピレン ブルー・モノ	45cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1450
	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1416
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1418
Polypropylene Blue Mono	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2022

8-0 (0.4metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強膜縫合 Sclera	1421
	30cm			6.5	1/4 90°	0.20	ZK065-20		2054
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2056
Nylon Black Mono	30cm			7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20		2028
	50cm		逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24	皮膚縫合 Skin	2461
	50cm	片端針 Single-armed 		11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24		2461S



マニーオブサルミックスーチャー MANI® Ophthalmic Sutures

8-0 (0.4metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles							主な適用症例	品番
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code	Main Application	Order No.	
バージンシルク ブルー・ツイスト Virgin Silk Blue Twisted	45cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1419	
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2024	
	20cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2024S	
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2051	
	45cm			7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20		2019	
	45cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1466	
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.18	ZE06-18	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1467	
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2023	
	20cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2023S	
PGA吸収系バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1490	
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2090	
	30cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14		1491	

7-0 (0.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強膜縫合 Sclera	1457
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2058
	45cm			8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28		2855
	45cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	7.0	3/8 135°	0.24	RE07-24	皮膚縫合 Skin	2455S
	50cm	片端針 Single-armed		9.0	3/8 135°	0.24	RE09-24		2457S
	30cm			11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24		2463
	30cm		形成ヘラ Lancet	8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33		3361
	45cm	片端針 Single-armed		8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33		3361S
	50cm			11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3364
	50cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3364S
ナイロン クリアー・モノ Nylon Clear Mono	30cm		丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	二重脗形成 Repositioning of Palpebral furrow	3365
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2008
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2063
	30cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2008S
	45cm	片端針 Single-armed		8.0	1/2 180°	0.20	ZH08-20		2062S
	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	7.0	3/8 135°	0.28	PE07-28	皮膚縫合 Skin	2860S
シルク ホワイト・ブレイド Silk White Braided	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/2 180°	0.20	ZH08-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2068S
PGA吸収系 バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2091
	45cm			5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20		2092

※片端針の表示が無いものは全て両端針です。 1箱12本入 12pcs./box


マニーハードファイバーステンレススチールによるクロスラップエッジが、究極の切味を生み出します。
The crosslapped edge made of MANI's original hard fiber stainless steel produces the ultimate in sharpness.

6-0 (0.7metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例	品番
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code	Main Application	Order No.
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2854
	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	7/16 158°	0.28	ZG08-28	↓	2859
	30cm		逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	2808
	20cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	↓	2808S
	30cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	7.0	3/8 135°	0.33	PE07-33	↓	3379S
	50cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/2 180°	0.33	PH08-33	↓	3362S
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	↓	3381S
	50cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	↓	3382
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	↓	3382S
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38	↓	3853S
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	13.0	1/2 180°	0.33	PH13-33	↓	3363S
	30cm	丸、先端カット Cut taper	丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	二重瞼形成 Repositioning of Palpebral furrow	3386
	ナイロン クリアー・モノ Nylon Clear Mono	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.28	ZG055-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2804
	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	3/8 135°	0.28	ZE065-28	↓	2801
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	10.0	3/8 135°	0.33	ZE10-33	↓	3354S
	45cm		逆三角 Reverse cut	7.0	3/8 135°	0.28	RE07-28	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	2853
	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	5/16 113°	0.28	RI08-28	↓	2805
	45cm		ヘラ Trape spatula	11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	↓	3305
	45cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	制御糸・皮膚・筋肉 Control suture・Skin・Ocular muscles	3305S
	55cm		形成ヘラ Lancet	10.0	3/8 135°	0.33	PE-10-33	↓	3366
	55cm	丸、先端カット Cut taper	丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33	制御糸 Control suture	3356
	55cm	丸、先端カット Cut taper	丸、先端カット Cut taper	13.0	3/8 135°	0.33	YE13-33	↓	3353
PGA吸収糸 バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	1/4 90°	0.24	ZK065-24	斜視・筋肉縫合 Heterotropia・Ocular muscles	2490
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.5	1/4 90°	0.28	XK085-28	↓	2890

5-0 (1.0metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	6.0	1/4 90°	0.28	ZK06-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2806
	45cm		ヘラ Trape spatula	7.0	3/8 135°	0.28	ZE07-28	↓	2865
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	↓	2856
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.28	XK06-28	↓	2807



マニーオブサルミックスーチャー

MANI® Ophthalmic Sutures

5-0 (1.0metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles							主な適用症例	品番	
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam (mm)	針記号 Code	Main Application	Order No.		
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	45cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin · Ocular muscles	3383S		
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38		3854		
	45cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38		3854S		
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.43	RE11-43	制御糸・皮膚・筋肉 Control suture · Skin · Ocular muscles	4350S		
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.33	RE13-33		3358S		
	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3856		
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3856S		
	45cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33		制御糸 Control suture	3355	
	30cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33		3355S		
	60cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3855		
	30cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3855S		
	ポリエステル ホワイト・ブレイド Polyester White Braided	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33		ZK08-33	硝子体手術 Operations on Vitreous	3377
		45cm	片端針 Single-armed	ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.28		X1K06-28		2863
45cm		片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	6.0	1/4 90°	0.33	XK06-33	3372			
45cm		片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33	3370			
45cm		片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/2 180°	0.33	XH08-33	3371			
75cm		片端針 Single-armed	丸 Taper point	10.0	3/8 135°	0.33	TE10-33	3380			
ポリエステル グリーン・ブレイド Polyester Green Braided	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33	ZK08-33	硝子体手術 Operations on Vitreous	3376		
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.33	XK06-33		3375		
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3373		
	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/2 180°	0.33	XH08-33		3374		
	75cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	10.0	3/8 135°	0.33	TE10-33		3378		
PGA吸収糸バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	45cm	片端針 Single-armed	ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.5	1/4 90°	0.33	XK085-33	斜視・筋肉縫合 Heterotropia · Ocular muscles	3391		
	30cm	片端針 Single-armed	ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3392		

4-0 (1.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	13.0	7/16 158°	0.43	RG13-43	制御糸 Control suture	4300
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.43	RE13-43		4351
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.43	RE13-43		4351S
	55cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	13.0	3/8 135°	0.43	PE13-43		4359
	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	13.0	3/8 135°	0.43	PE13-43		4359S

※片端針の表示が無いものは全て両端針です。 1箱12本入 12pcs./box

マニーハードファイバーステンレススチールによるクロスラップエッジが、究極の切味を生み出します。
The crosslapped edge made of MANI's original hard fiber stainless steel produces the ultimate in sharpness.

4-0 (1.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例	品番
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code	Main Application	Order No.
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38	制御糸 Control suture	3801
	45cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3801S
	55cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3851
	45cm		丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3861
	75cm		丸 Taper point	16.0	1/2 180°	0.53	TH16-53		5351
	75cm		丸、先端カット Cut taper	14.0	3/8 135°	0.43	YE14-43		4302S
シルク ホワイト・ブレイド Silk White Braided	45cm		丸 Taper point	25.0	7/16 157°	0.38	TG25-38	皮膚縫合用 Skin	3857
	60cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.5	1/4 90°	0.43	XK065-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4360
ポリエステル ホワイト・ブレイド Polyester White Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	ZK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4356
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.5	1/4 90°	0.43	XK065-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4357
	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	XK08-43		4352
45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	ZK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous		4355
ポリエステル グリーン・ブレイド Polyester Green Braided	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.0	1/4 90°	0.43	XK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4353

IOL 縫着用針付縫合糸 10-0 (0.2metric) Needed Sutures for Secondary Implantation

ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ペア両端針 Pair double-armed	1455P	
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		1458P	
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	1/4 90°	0.24	VK18-24		硝子体手術 Operations on Vitreous	1458P
			ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14			1460P
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	Straight ストレート	0.14	VS18-14		硝子体手術 Operations on Vitreous	1460P
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14			1470
	20cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14		ループ糸付針 Needed suture with loop	1470
	15cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14			1486L
20cm		先端カット Spatula side cut	15.0	1/4 90°	0.24	VK15-24	2451L			
20cm		先端カット Spatula side cut	13.0	1/4 90°	0.24	VK13-24	2450			

IOL 縫着用針付縫合糸 9-0 (0.3metric) Needed Sutures for Secondary Implantation

ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ペア両端針 Pair double-armed	1465P
	20cm		先端カット Spatula side cut	15.0	1/4 90°	0.24	VK15-24	ループ糸付針 Needed suture with loop	2452L

