

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21559185	Data: „_20_” februarie 2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinico-biochimic, conform necesităților pentru anul 2026	Lot: Nr. 7; 8; 9.	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lot 6 Reactive și piese de schimb pentru analizator hematologic Yumizen H500 - 2 buc, (sistem închis)						
33100000-1	ABX Diluent pentru analizator Yumizen 20 1	ABX Diluent	Franta	Horiba	Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta	CE
33100000-1	Whitediff pentru analizator 1.0 L	ABX Whitediff	Franta	Horiba	Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. Compozitie: - Agent lizant < 5% - Surfactanti < 5% - Conservanti < 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C Prezentare:Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	CE

33100000-1	Cleaner pentru Yumizen 1.0 L	ABX Cleaner	Franta	Horiba	Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne blocarea tubulaturii. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne blocarea tubulaturii. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	CE
33100000-1	Minocclair pentru Yumizen 0.5 L	ABX Minocclair	Franta	Horiba	Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	CE
33100000-1	QC Difftrol H (material de control 3 nivele)	ABX Difftrol H	Franta	Horiba Medical	1 kit contine nivel High – 2 eprubete Unitate de masura –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei 1 kit contine nivel High – 2 eprubete Unitate de masura –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	CE

33100000-1	QC Difftrol N (material de control 3 nivele)	ABX Difftrol N	Franta	Horiba Medical	1 kit conține nivel Normal – 2 eprubete Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei 1 kit conține nivel Normal – 2 eprubete Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	CE
33100000-1	QC Difftrol L (material de control 3 nivele)	ABX Difftrol L	Franta	Horiba Medical	1 kit conține nivel Low – 2 eprubete Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Conform cerintelor institutiei 1 kit conține nivel Low – 2 eprubete Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	CE

Lot 7 Necesitățile de reactivi pentru analizator EAB RAPID Point 500 (sistem închis)							
33100000-1	Teste de măsurare compatibile cu Rapid 500	Measurement Cartridge 750 test	Germania	Siemens	Cartus de unica folosinta cu toate componentele necesare masuratorilor integrate: senzori, reactivi, componente electronice si fluidice; - senzori integrati pentru: 1. pH, Na, K, Ca Cl – ce utilizeaza metoda ISE; 2. Referinta – Ag/Ag in clorura de K si clorura de Ag; 3. pCO2 – masuratoare potentiometrica bazata pe principiul electrodului Severinghaus; 4. pO2 – masuratoare ampermetrica bazata pe principiul electrodului Clark; 5. Glucoza – masuratoare ampermetrica cu un electrode ce contine glucoza oxidaza;- pentru masurarea urmatoilor parametri: 1.Gaze in sange: pH (si din lichid pleural),pCO2, pO2 ; 2.Electroliti: Na+, K+, Ca++, Cl- ; 3.Metaboliti: Glucoza,,Hematocrit, Lactat; 4. CO-oximetrie: nBili, tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb ; - numarul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartus - 250 teste, - stabilitate minim 28 zile de la instalarea in aparat	Cartus de unica folosinta cu toate componentele necesare masuratorilor integrate: senzori, reactivi, componente electronice si fluidice; - senzori integrati pentru: 1. pH, Na, K, Ca Cl – ce utilizeaza metoda ISE; 2. Referinta – Ag/Ag in clorura de K si clorura de Ag; 3. pCO2 – masuratoare potentiometrica bazata pe principiul electrodului Severinghaus; 4. pO2 – masuratoare ampermetrica bazata pe principiul electrodului Clark; 5. Glucoza – masuratoare ampermetrica cu un electrode ce contine glucoza oxidaza;- pentru masurarea urmatoilor parametri: 1.Gaze in sange: pH (si din lichid pleural),pCO2, pO2 ; 2.Electroliti: Na+, K+, Ca++, Cl- ; 3.Metaboliti: Glucoza,,Hematocrit, Lactat; 4. CO-oximetrie: nBili, tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb ; - numarul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartus - 750 teste, - stabilitate minim 28 zile de la instalarea in aparat	CE
33100000-1	Teste de spălare aparatul cu Rapid Point 500	Wash-Waste Cartridge	Germania	Siemens	Cartuse de unica folosinta ce contin toate solutiile de spalare si intretinere din timpul masuratorilor si dupa acestea' - ambalare: cutie cu 4 cartuse (pt utilizare impreuna cu cartusul de reactivi)	Cartuse de unica folosinta ce contin toate solutiile de spalare si intretinere din timpul masuratorilor si dupa acestea' - ambalare: cutie cu 4 cartuse (pt utilizare impreuna cu cartusul de reactivi) Wash waste Amb: 1 set - 4 cartușe În set 4 cartușuri wash/waste. Cartușe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere din timpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie	CE

	Lot 8 Reactive pentru analizatorul Yumizen G 800, coagulometr automat (sistem închis)						
33100000-1	Yumizen G PT Lichid 4	Yumizen G PT Lichid 4	Franta	Horiba	Yumizen G PT Lichid 4 Amb: 1 set - 12 x 4 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G PT Lichid 4 Amb: 1 set - 12 x 4 ml	CE
33100000-1	Yumizen G cuvettes	Yumizen G cuvettes	Franta	Horiba	Yumizen G cuvettes Amb: 1 set - 1000 buc	Conform cerintelor institutiei Yumizen G cuvettes Amb: 1 set - 1000 buc	CE
33100000-1	Yumizen G APTT lichid 4	Yumizen G APTT lichid 4	Franta	Horiba	Yumizen G APTT lichid 4 Amb: 1 set - 12 x 4 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G APTT lichid 4 Amb: 1 set - 12 x 4 ml	CE
33100000-1	Yumizen G CaCl2 4	Yumizen G CaCl2 4	Franta	Horiba	Yumizen G CaCl2 4 Amb: 1 set - 12 x 4 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G CaCl2 4 Amb: 1 set - 12 x 4 ml	CE
33100000-1	Yumizen G imidozol	Yumizen G imidozol	Franta	Horiba	Yumizen G imidozol Amb: 1 set - 12 x 15 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G imidozol Amb: 1 set - 12 x 15 ml	CE
33100000-1	Yumizen G CTRL I, II	Yumizen G CTRL I, II	Franta	Horiba	Yumizen G CTRL I, II Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G CTRL I, II Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml	CE
33100000-1	Yumizen G SORP	Yumizen G SORP	Franta	Horiba	Yumizen G SORP Amb: 1 set - 12 x 5 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G SORP Amb: 1 set - 12 x 5 ml	CE
33100000-1	Yumizen G cleaner	Yumizen G cleaner	Franta	Horiba	Yumizen G cleaner Amb: 1 Fl - 1 x 4,5 L	Conform cerintelor institutiei Yumizen G cleaner Amb: 1 Fl - 1 x 4,5 L	CE
33100000-1	Yumizen G clean SYS	Yumizen G clean SYS	Franta	Horiba	Yumizen G clean SYS Amb: 1 fl - 0,1 L	Conform cerintelor institutiei Yumizen G clean SYS Amb: 1 fl - 0,1 L	CE
33100000-1	YumizenG Fib 2	YumizenG Fib 2	Franta	Horiba	YumizenG Fib 2 Amb: 1 set - 12 x 2 ml	Conform cerintelor institutiei YumizenG Fib 2 Amb: 1 set - 12 x 2 ml	CE
33100000-1	Yumizen G DD 2	Yumizen G DD 2	Franta	Horiba	Yumizen G DD 2 Amb: 1 set - 3 x 2.5 ml + 3x6.5 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G DD 2 Amb: 1 set - 3 x 2.5 ml + 3x6.5 ml	CE
33100000-1	Yumizen G CTRL Ddi I&II	Yumizen G CTRL Ddi I&II	Franta	Horiba	Yumizen G CTRL Ddi I&II Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml	Conform cerintelor institutiei Yumizen G CTRL Ddi I&II Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Savga Cristina** În calitate de: **Reprezentant vanzari**

Ofertantul: **I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L.** Adresa: **Mun Chisinau , Comuna Stauceni , Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839**