

PRODUCTS CATALOG

产品画册

佛山市稳健医疗器械有限公司

公司地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘三雅大雾岗三益物流A栋
联系电话：400-803-3313
传真号码：0757-81801297
公司邮箱：Vicegm@wenjian88.com
公司网址：www.wenjian88.com
售后热线：400-803-3313

Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd.

Workshop A, SanYi Logistics, ShiShan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

Tel: 400-803-3313
Fax: +86-757-81801297
E-Mail: Vicegm@wenjian88.com
Web: www.wenjian88.com
Service Line: 400-803-3313



佛山市稳健医疗器械有限公司
Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd.



Company profile:

公司介绍:

佛山市稳健医疗器械有限公司成立于2006年，是一家集研发、制造、销售和售后服务为一体的专业口腔设备制造的国家高新技术企业，公司位于中国广东省佛山市南海区。

公司主营产品为：高速涡轮手机、低速涡轮手机、三用枪、技工用打磨机、金刚砂车针、树脂加热器、喷砂枪等及相关配件。近年来，因产品的不断成熟改良，我们的产品先后通过ISO13485、CE和FDA等认证及国家多项专利认证，凭借出众的产品质量、一诺千金的商业信誉驰骋国际市场，我们的产品已畅销世界100多个国家。

我们将一直秉承以“安全可靠、技术创新、精细管理、用户满意”为经营目标，致力以“品质为先、顾客至上、友好合作”为宗旨。佛山市稳健医疗器械有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈，携手共进，共创辉煌。

Wenjian Medical Instrument Co.,Ltd was founded in 2006, is a professional dental handpiece manufacturer that focusing on R&D produce, sales and after services. The company is located in nanhai district, foshan city.

We are manufacturer of Dental High-speed & low-speed handpiece, E-generator LED handpiece, 3 way syringe, micro motor, diamond burs, dental composite heater, sand-blasting gun and other dental instruments. Our company's products passed ISO13485, CE and FDA various certification and national multiple patent certification. Our products have sold well in over 100 countries.

We will always adhere to safe and reliable, technological innovation, fine management, customer satisfaction as the business objectives, committed to quality first customer friendly cooperation for the purpose. Welcome new and old customers to negotiate, hand in hand, create brilliant.

01	高速手机	HIGH SPEED HANDPIECE	普通系列	NORMAL HIGH SPEED	01.....07
			带灯系列	LIGHT SPEED	08.....18

19	低速手机	LOW SPEED HANDPIECE	外水道系列	EXTERNAL TYPE SERIES	19.....22
			内水道系列	INTERNAL CHANNEL TYPE	23.....26
			其它系列	OTHER SERIES	27.....30

31	实验室系列	LABORATORY SERIES	电动打磨机	BRUSHLESS ELECTRIC MICROMOTOR	31.....32
			3.5W转有碳刷打磨机	35.000RPM MICROMOTOR	33.....34

35	牙科设备	DENTAL EQUIPMENTS	牙科设备	DENTAL EQUIPMENTS	35.....40
----	------	-------------------	------	-------------------	-----------

41	配 件	DENTAL EQUIPMENTS	机 芯	CARTRIDGE	41.....42
			零 部 件	SPARE PARTS	43.....46


47	车 针	BUR SERIES	车 针	BUR SERIES	47.....50
----	-----	------------	-----	------------	-----------



参数:

产品名称: 零回吸高速牙科手机
转速范围: 320.000rpm-420.000rpm
工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
适用车针: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
噪音: \leq 70db
接口: ISO-E型国际标准接口

HIGH SPEED HANDPIECE SERIES
Rotation speed : 320.000rpm-420.000rpm
Air pressure : 0.25mpa-0.30mpa
Bur applicable: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
Noise: \leq 70db
Assie : ISO-E型国际标准接口



单点喷雾 Single water spray
大头 torque
四孔 4hole
两孔 2hole



筒夹式机芯



零回吸高速手机

产品型号 (Number):

WJ-122/WJ-124

编号 (Model number):

110496

特点:

具有防回吸功效,能保持机头及机芯不受杂质污染,延长手机使用寿命。

head anti-back suction design, prevent dirt from entering the head of the machine and cartridge, longer service life.



参数:

产品名称: 高速牙科手机
转速范围: 320.000rpm-420.000rpm
工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
适用车针: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
噪音: \leq 70db
接口: ISO-E型国际标准接口

HIGH SPEED HANDPIECE SERIES
Rotation speed : 320.000rpm-420.000rpm
Air pressure : 0.25mpa-0.30mpa
Bur applicable: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
Noise: \leq 70db
Assie : ISO-E型国际标准接口



单点喷雾 Single water spray
大头 torque
四孔 4hole
两孔 2hole



高速牙科手机

产品型号 (Number):

WJ-122/WJ-124

编号 (Model number):

110492

参数:

产品名称: 高速环保手机
 转速范围: 280.000rpm-400.000rpm
 工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
 适用车针: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
 噪音: \leq 70db



Anti-retraction handpiece series
 Rotation speed : 280.000rpm-400.000rpm
 Air pressure : 0.25mpa-0.30mpa
 Bur applicable: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
 Noise: \leq 70db

高速环保手机

产品型号 (Number):

WJ-122/124

编号 (Model number):

110059



特点:

具有防回吸功效,能保持机头及机芯不受杂质污染,延长手机使用寿命。

head anti-back suction design, prevent dirt from entering the head of the machine and cartridge, longer service life.



110011
WJ-114
(四孔标准按压单点喷雾筒夹手机)



110001
WJ-112
(二孔标准取针单点喷雾筒夹手机)

筒夹手机

产品型号 (Number):

WJ-112/114/132/134



参数:

产品名称: 筒夹手机
 转速范围: 280.000rpm-400.000rpm
 工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
 适用车针: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
 噪音: \leq 65db
 扭矩: 大头:21/ 标准:19/ 迷你头:17

Close type handpiece series
 Rotation speed : 280.000rpm-400.000rpm
 Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa
 Bur applicable: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
 Noise: \leq 65db
 Torque: T:21/ S:19/ M:17



二孔大头按压单点喷雾普通彩色手机

产品型号 (Number):

WJ-122/WJ-124



参数:

产品名称: 彩虹高速手机
转速范围: 280.000 RPM-400.000 RPM
工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
适用车针: ϕ 1.595mm- ϕ 1.600mm
噪音: \leq 65db

High speed color handpiece
Rotation speed : 280.000rpm-420.000rpm
Air pressure : 0.25mpa-0.30mpa
Bur applicable: 1.595mm-1.600mm
Noise: \leq 65db



特点:

外观时尚靓丽, 铝合金材质, 手感轻盈, 颜色多样, 可以根据客户的喜好使用不同色彩的手机, 适合女性医生使用。

beautiful appearance, aluminum alloy, lightweight, various color, you use different colors of handpiece according to customers preferences, suit for female doctors.

参数:

产品名称: 风锐筒夹手机
 转速范围: 320.000rpm-420.000rpm
 工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
 适用车针: ϕ 1.593mm- ϕ 1.598mm
 噪音: \leq 63db
 Fieri high speed handpiece
 Rotation speed : 320.000rpm-420.000rpm
 Air pressure : 0.25mpa-0.30mpa
 Bur applicable: ϕ 1.593mm- ϕ 1.598mm
 Noise: \leq 63db



多点喷雾 Multiple water spray
 标准头 standard
 大头 torque
 两孔 2hole
 四孔 4hole

风锐筒夹手机

产品型号 (Number):

WJ-122/WJ-124

编号 (Model number):

110451

特点:

具有防回吸功能,能保持机头及机芯不受杂质污染,延长手机寿命。

head anti-back suction design, prevent dirt from entering the head of the machine and cartridge, longer service life.



参数:

产品名称: 风锐高速风光手机
 转速范围: 320.000rpm-420.000rpm
 工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
 适用车针: ϕ 1.593mm- ϕ 1.598mm
 噪音: \leq 63db
 Fieri high speed led handpiece
 Rotation speed : 320.000rpm-420.000rpm
 Air pressure : 0.25mpa-0.30mpa
 Bur applicable: ϕ 1.593mm- ϕ 1.598mm
 Noise: \leq 63db



多点喷雾 Multiple water spray
 标准头 standard
 大头 torque
 两孔 2hole
 四孔 4hole

风锐高速风光手机

产品型号 (Number):

WJ-162/WJ-164

编号 (Model number):

110429

特点:

具有防回吸功能,能保持机头及机芯不受杂质污染,延长手机寿命。

head anti-back suction design, prevent dirt from entering the head of the machine and cartridge, longer service life.



高速风光手机
LED E-GENERATOR HANDPIECE

产品型号 (Number):
WJ-164/162



参数:

产品名称: 高速风光手机
适用车针: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$
工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
转 速: 280.000-400.000RPM
噪 音: $\leq 65\text{db}$
扭 矩(W): 大头:21/标准头:19/45度:23



单点喷雾 多点喷雾 迷你头 标准头 大头 两孔 四孔
Single Multiple mini standard torque 2hole 4hole
water spray water spray

LED E-generator handpiece
Bur applicabie: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$
Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa
Rotation speed: 280.000-400.000RPM
Noise: $\leq 65\text{db}$
Torque(W): T:21/S:19/45°:23



110181
(四孔45度标准按压单点喷雾风光手机)
(两槽)



110236
(四孔大头按压三点喷雾风光手机)
(螺旋纹)



110232
(四孔大头按压三点喷雾风光手机)
(两槽)



110218
(四孔标准按压三点喷雾风光手机)
(椭圆)

特点:

内置发电机、LED灯、光照自然、聚光, 无需改装牙椅、更换导线。
全球牙椅2孔、4孔通用, 可反复高温高压消毒, 三点喷水、雾化更
优良、全方位冷却。

The fuselage is made of stainless steel, fall proof, imported
ceramic bearing, longer service life, one year replacement.
two hole, four hole universally, it can be autoclaved repeatedly,
three water spray, better atomization, comprehensive
cooling cutting surface.

弧形风光手机

U TYPE E-GENERATOR LED HANDPIECE

产品型号 (Number):

WJ-164

编号 (Model number):

110253

豪华款



参数:


产品名称: 弧形风光手机

适用车针: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$

工作气压: 0.25mpa-0.30mpa

转 速: 280.000-400.000RPM

噪 音: $\leq 65\text{db}$



单点喷雾 多点喷雾 迷你头 标准头 大头 两孔 四孔
Single Multiple mini standard torque 2hole 4hole
water spray water spray

U type E-generator LED handpiece

Bur applicabie: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$

Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa

Rotation speed: 280.000-400.000RPM

Noise: $\leq 65\text{db}$

鱼纹风光手机

F TYPE E-GENERATOR LED HANDPIECE

产品型号 (Number):

WJ-164

编号 (Model number):

110223

专利
花纹



参数:

产品名称: 鱼纹风光手机

适用车针: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$

工作气压: 0.25mpa-0.30mpa

转 速: 280.000-400.000RPM

噪 音: $\leq 65\text{db}$



单点喷雾 多点喷雾 迷你头 标准头 大头 两孔 四孔
Single Multiple mini standard torque 2hole 4hole
water spray water spray

F type E-generator LED handpiece

Bur applicabie: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$

Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa

Rotation speed: 280.000-400.000RPM

Noise: $\leq 65\text{db}$

高速风光手机 3+1套装
HIGH SPEED HANDPIECE SET

产品型号 (Number):

WJ-164




参数:

产品名称: 高速风光手机 3+1套装
工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
转 速: 280.000-400.000RPM
噪 音: ≤65db
扭 矩(W): 大头:21/标准头:19/45度:23
寿 命: 10000hours



High speed led handpiece
Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa
Rotation speed: 280.000-400.000RPM
Noise: ≤65db
Torque(W): T:21/S:19/45°:23
LED life: 10000hours



光纤手机

FIBER OPTIC HIGH SPEED HANDPIECE

产品型号 (Number):

WJ-164



参数:

产品名称: 光纤手机
 适用车针: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$
 工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
 转 速: 280.000-400.000RPM
 噪 音: $\leq 65\text{db}$



Fiber optic high speed handpiece
 Bur applicabie: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$
 Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa
 Rotation speed: 280.000-400.000RPM
 Noise: $\leq 65\text{db}$



110258
 (45度六孔迷你头按压单点喷雾Kvao快插光纤手机)
 (大水滴)



110264
 (六孔大头按压四点喷雾Kvao快插光纤手机)
 (大水滴)



110262
 (六孔标准头按压四点喷雾Kvao快插光纤手机)
 (大水滴)



210058
 (六孔光纤快插头)
 (可选配2孔或者4孔快插头)

特点:

采用玻璃硬光纤, 性价比高开放式机芯, 更容易更换轴承、独特的灯帽设计, 容易更换灯泡, 灯泡不易坏, 三点喷雾, 全方位冷却, 快接设计, 使用方便。

Using fiber optic, come with open type cartridge, easy to change bearing and bulb, triple water spray, cooling at all direction, quick coupler, easy operation.

高速风光N快插手机

Nsk type quick coupling E-generator LED handpiece



110350
(四孔标准按压三点喷雾N1快插光纤手机)



110350
(四孔大头按压三点喷雾N1快插风光手机)



110051
WJ-144
(四孔标准按压三点喷雾N快插普通手机)



110172
WJ-164
(四孔标准按压三点喷雾N快插风光手机)

参数:

产品名称: 高速风光N快插手机
 适用车针: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$
 工作气压: 0.25mpa-0.30mpa
 转速: 280.000-400.000RPM
 噪音: $\leq 65\text{db}$
 扭矩(W): 大头:21/标准头:19

NSK type quick coupling E-generator LED handpiece
 Bur applicabie: $\phi 1.595-\phi 1.600\text{mm}$
 Air pressure: 0.25mpa-0.30mpa
 Rotation speed: 280.000-400.000RPM
 Noise: $\leq 65\text{db}$
 Torque(W): T:21/S:19



110330
(四孔标准按压三点喷雾N1快插光纤手机)



110350
(四孔大头按压三点喷雾N1快插风光手机)



110051
WJ-144
(四孔标准按压三点喷雾N快插普通手机)



10172
WJ-164
(四孔标准按压三点喷雾N快插风光手机)



210137
WJ-422J-SU-W64
(新款NSK快插头)



10081
WJ-422J-SU-W64
(新款六孔NSK光纤快插头)



210136
WJ-422J-SU-W64
(NSK快插头)



新款外水道套装 EXTERNAL TYPE SERIES

产品型号 (Number):
WJ-414/412

新款

参数:

产品名称: 旧低速手机1:1外置冷却系统
速 比: 1:1
工作气压: 0.3mpa-0.35mpa
转 速: ≥15.000RPM
噪 音: ≤68db

External Low speed set series
(straight/contra angle/Airmotor)
Ratio: 1:1
Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa
Rotation speed: ≥15.000RPM
Noies: ≤68db

新款外水道套装 EXTERNAL TYPE SERIES



120056
(新款外水道取针弯机)



120069
(新款外水道直机)



120050
(新款外水道按压弯机)



120038
(新款四孔外水道马达)

旧款外水道 套装

EXTERNAL TYPE SERIES

产品型号 (Number):

WJ-414/412



参数:

产品名称: 旧低速手机1:1外置冷却系统

速 比: 1:1

工作气压: 0.3mpa-0.35mpa

转 速: $\geq 15.000\text{RPM}$

噪 音: $\leq 68\text{db}$

External Low speed set series
(straight/contra angle/Airmotor)

Ratio: 1:1

Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa

Rotation speed: $\geq 15.000\text{RPM}$

Noises: $\leq 68\text{db}$

旧款外水道套装

EXTERNAL TYPE SERIES



120032
(旧款外水道取针弯机)



120034
(旧款外水道直机)



120030
(旧款外水道按压弯机)



120028
(旧款四孔外水道马达)

新款内水道套装 INTERNAL TYPE SERIES

产品型号 (Number):
WJ-424/422



新款

参数:

产品名称: 新款内水道套装 (直机/弯机/马达)

速 比: 1:1

工作气压: 0.3mpa-0.35mpa

转 速: ≥15.000RPM

噪 音: ≤68db

Inner channel Low speed set series
(straight/contra angle/Airmotor)

Ratio: 1:1

Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa

Rotation speed: ≥15.000RPM

Noises: ≤68db

新款内水道套装 INTERNAL TYPE SERIES



120091
(新款内水道按压风光弯机)



120097
(新款内水道直机)



120094
(新款内水道按压普通弯机)



120090
(新款四孔内水道马达)

旧款内水道套装 INTERNAL TYPE SERIES

产品型号 (Number):
WJ-424/422



参数:

产品名称: 旧款内水道套装(直机/弯机/马达)

速 比: 1:1

工作气压: 0.3mpa-0.35mpa

转 速: $\geq 15.000\text{RPM}$

噪 音: $\leq 68\text{db}$

Inner channel Low speed set series
(straight/contra angle/Airmotor)

Ratio: 1:1

Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa

Rotation speed: $\geq 15.000\text{RPM}$

Noises: $\leq 68\text{db}$

旧款内水道套装 INTERNAL TYPE SERIES



120084
(旧款内水道按压风光弯机)



120089
(旧款内水道直机)



120082
(旧款四孔内水道马达)



120092
(旧款内水道按压普通弯机)

减速弯机
REDUCTION HANDPIECE SERIES

产品型号 (Number):
WJ-422



120100
(10:1普通减速弯机)

120101
(16:1普通减速弯机)

120105
(64:1普通减速弯机)

参数:

产品名称: 减速手机系列
速 比: 普通10:1、16:1、64:1
工作气压: 0.3mpa-0.35mpa
转 速: 4000:2500:625rpm
噪 音: ≤60db

Reduction contra angle series
Ration: 10:1、16:1、64:1
Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa
Rotation speed: 4000:2500:625rpm
Noise: ≤60db

20:1种植弯机
IMPLANT CONTRA ANGLE

产品型号 (Number):
WJ-422



120104
(20:1光纤种植弯机)

120103
(20:1风光种植弯机)

120102
(20:1普通种植弯机)

参数:

产品名称: 20:1种植手机系列
速 比: 20:1
工作气压: 0.3mpa-0.35mpa
转 速: 2000r/min
噪 音: ≤60db

Implant contra angle
Ration: 20:1
Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa
Rotation speed: 2000r/min
Noise: ≤60db

切片弯机

ORTHODONTICS CONTRA ANGLE

产品型号 (Number):

WJ-422

编号 (Model number):

120014



参数:

产品名称: 切片弯机
 转速范围: $\geq 15.000\text{RPM}$
 工作气压: 0.3mpa-0.35mpa
 噪音: $\leq 60\text{db}$
 扭矩: 30N

ORTHODONTICS CONTRA ANGLE
 Rotation speed : $\geq 15.000\text{RPM}$
 Air pressure : 0.3mpa-0.35mpa
 Torque : 1.595mm-1.6000mm
 Noise: $\leq 60\text{db}$
 Torque: 30N

参数:

产品名称: 根管治疗仪
 电池电压: 3.7Vdc
 电池容量: 800mAh
 额定输入电压: Acl100~240V 60/60Hz
 输出电压: 5vdc
 输出电刘: 1A
 速度范围(rpro): 120-500
 转速比: 16:1
 扭矩范围 (N.cm): 0.6-4.0

ENDO MOTOR
 Battery voltage: 3.7Vcd
 Battery capacity: 800mAh
 Rated input voltage: Acl100-240V 60/60Hz
 Output voltage: 5cdv
 Output current: 1A
 Speed range(rpro): 120-500
 Ratio: 16:1
 Torque(N.cm): 0.6-4.0



根管治疗仪
 编号 (Model number):
120016



增速弯机 (1:5/1:1)
INCREASING CONTRA ANGLE

产品型号 (Number):

WJ-422

编号 (Model number):

120010/99



120010
(1:5增速光纤弯机)

参数:

产品名称: 增速弯机 (1:5/1:1)
工作气压: 0.3mpa-0.35mpa
转 速: 200.0000RMP
噪 音: ≤60db
速 比: 1:5/1:1
寿 命: 10000hours



120099
(1:1增速光纤弯机)

Increasing contra angle(1:5,1:1)
Air pressure: 0.3mpa-0.35mpa
Rotation speed: 200.0000RPM
Noise: ≤60db
Ratio: 1:5/1:1
LED life: 10000hours

电动打磨机
BRUSHLESS ELECTRIC
MICROMOTOR

产品型号 (Number):

WJ-422

编号 (Model number):

130002



130002
(电动打磨机)

参数:

产品名称: 电动打磨机
电机类型: 直流无刷马达
转 速: 2.000-40.000rpm
扭 矩: 3.4Ncm
电源输入: DC 24V
马达尺寸: φ22xL71 mm
马达重量: 71g
噪 音: <60dB
光 源: LED(white light)
总 重 量: 1250.00g

BRUSHLESS ELECTRIC MICROMOTOR
Rotation: 2,000-40,000rpm
Torque: 3.4Ncm
Power input: DC 24V
Size of motor: φ22xL71 mm
Weight of motor: 71g
Noise level: <60dB
Illuminate: LED(white light)
Total weight: 1250.00g

3.5万转有碳刷打磨机
35.000RPM MICROMOTOR

产品型号 (Number):

WJ-90

编号 (Model number):

130021

参数:

产品名称: 3.5万转有碳刷打磨机
输入电压: 220V/110V
转 速: 3.5000
噪 音: ≤68db

Input power: 220V/110V
Rotation speed: 3.5000
noise: ≤68db



130004
WJ-90-18
(18打磨机手柄)



130003
WJ-90-102
(102打磨机手柄)




130021
WJ-90
(3.5万转有碳刷打磨机)

130009
WJ-90-204
(204打磨机手柄)

WJ-90-102-317
(脚踏)

全瓷托槽喷砂枪
SAND BLASTING UNIT

产品型号 (Number):
WJ-PSQ
编号 (Model number):
150038



参数:

产品名称: 全瓷托槽喷砂枪
工作气压: 0.3Mpa-04Mpa
出砂量: 1.5/min-3.59/min
喷砂孔: $\phi 0.6\text{mm}$
喷头可360度旋转

Sand Blasting Unit
Air pressure: 0.3Mpa-04Mpa
Outlet: 1.5/min-3.59/min
Spray Hole: $\phi 0.6\text{mm}$
360 degree adjustment

树脂加热器
DENTAL COMPOSITE HEATER

产品型号 (Number):
WJ-JRQ
编号 (Model number):
150036



参数:

产品名称: 树脂加热器
输入电压: 100-240V AC 50/60Hz 0.8A Max
输出电压: 12V DC 2A
功 耗: 24W
温度设定: 40 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$ 、50 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$ 、70 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$

Dental Composite heater
Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.8A Max
Output: 12V DC 2A
Power: 24W
Temperature setting: 40 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$ 、50 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$ 、70 \pm 1 $^{\circ}\text{C}$

种植扭力弯机
IMPLANT TORQUE HANDLE

产品型号 (Number):

WJ-414

编号 (Model number):


120098



牙托套装
IMPLANT TRAY

编号 (Model number):

150020-25



(牙托M上下)



新款三用枪
COLORFUL 3 WAY SYRINGE

产品型号：
WJ-183C



编号
Model number:
150002

编号
Model number:
150005

编号
Model number:
150008

编号
Model number:
150003



150015
WJ-414Z
(正畸扳手 长款)



150016
WJ-414Z
(正畸扳手 短款)

150001
WJ-183B
(旧款三用枪)




WJ-YP0476-2
WJ-YP0476
(氧化铝粉)

参数:

产品名称: 敞开式按压机芯
 取针力度: 大头: ≤45N; 标准: ≤40N
 硬度: 60HRC
 加持力: 按压式: 30N; 取针式: 50N
 旋转精度: 最大: 0.01mm


Push Button open type cartridge series
 Bur extracting force: T: ≤45N; S: ≤40N
 Hardness: 60HRC
 Clamping force: Push button: 30N; Wrench chuck: 50N
 Accuracy of bur in rotation: Max: 0.01mm



参数:

产品名称: 敞开式环保机芯
 取针力度: 大头: ≤45N; 标准: ≤40N
 硬度: 60HRC
 加持力: 按压式: 30N; 取针式: 50N
 旋转精度: 最大: 0.01mm

Anti-retraction open type cartridge series
 Bur extracting force: T: ≤45N; S: ≤40N
 Hardness: 60HRC
 Clamping force: Push button: 30N; Wrench chuck: 50N
 Accuracy of bur in rotation: Max: 0.01mm



参数:

产品名称: 敞开式取针机芯
 取针力度: 大头: ≤45N; 标准: ≤40N
 硬度: 60HRC
 加持力: 按压式: 30N; 取针式: 50N

Wrench chuck type open type cartridge series
 Bur extracting force: T: ≤45N; S: ≤40N
 Hardness: 60HRC
 Clamping force: Push button: 30N; Wrench chuck: 50N
 Accuracy of bur in rotation: Max: 0.01mm



参数:

产品名称: 按压式筒夹机芯
 取针力度: 大头: ≤45N; 标准: ≤40N
 硬度: 60HRC
 加持力: 按压式: 30N; 取针式: 50N
 旋转精度: 最大: 0.01mm

Push Button close type cartridge series
 Bur extracting force: T: ≤45N; S: ≤40N
 Hardness: 60HRC
 Clamping force: Push button: 30N; Wrench chuck: 50N
 Accuracy of bur in rotation: Max: 0.01mm



参数:

产品名称: 取针式筒夹机芯
 取针力度: 大头: ≤45N; 标准: ≤40N
 硬度: 60HRC
 加持力: 按压式: 30N; 取针式: 50N
 旋转精度: 最大: 0.01mm

Wrench chuck type close type cartridge series
 Bur extracting force: T: ≤45N; S: ≤40N
 Hardness: 60HRC
 Clamping force: Push button: 30N; Wrench chuck: 50N
 Accuracy of bur in rotation: Max: 0.01mm



参数:

产品名称: 风锐筒夹机芯
 取针力度: 大头: ≤45N; 标准: ≤40N
 硬度: 60HRC
 加持力: 按压式: 30N; 取针式: 50N
 旋转精度: 最大: 0.01mm

Fieri close type cartridge
 Bur extracting force: T: ≤45N; S: ≤40N
 Hardness: 60HRC
 Clamping force: Push button: 30N; Wrench chuck: 50N
 Accuracy of bur in rotation: Max: 0.01mm





35061
按压后盖
Push Back Cap



3162
取针后盖
Key Back Cap



210067
取针器
Wrench Key



WJ-164-602
四孔胶垫
4 Hole Gasket



WJ-162-602
二孔胶垫
2 Hole Gasket



39246
轴承
Bearing



WJ-M2-M4
2转4接头
2 to 4 Adapter



WJ-M4-M2
4转2接头
4 to 2 Adapter



WJ-164-701
电机
E-generator



WJ-BL00-308
按压轴
Push button spindle



39708
转动轴
Middle Gear



WJ-WW
取针轴
Wrench shaft



WJ-PSQ-16-AB
喷砂枪枪嘴
Sand blasting tips



WJ-PSQ-16-AB
新款内水道机头三件套
Internal contra angle 3 sets for the head



WJ-PSQ-16-AB
取针弯机机头三件套
Old type external key type contra angle 3 sets for the head



220026
旧款外水道按压弯机机头组件
Old type external push button contra angle head components



210138
二孔风光快插头
2 Hole E-generator Quick Coupling



210138
四孔风光快插头
4 Hole E-generator Quick Coupling



210057
2孔快插头 (通配KAVO)
2 hole KAVO quick coupling



210057
4孔快插头 (通配KAVO)
4 Hole Kavo Quick Coupling



210137
4孔快插头 (通配NSK)
4 Hole New NSK Quick Coupling



210081
6孔快插头 (通配NSK)
6 Hole New NSK Fiber Optic Quick Coupling



210136
2孔快插头 (通配NSK)
2 hole NSK quick coupling



210136
快插头 (通配NSK)
NSK Quick Coupling



150009
新款三用枪嘴
New type 3 way syringe tips



150010
旧款三用枪嘴
Old type 3 way syringe tips

FG S Short shank 313 / 短柄金刚石车针总长, 16mm Ø1.6mm

FG Short medium ISO No. 806.313.524 FC短柄 标准粒度 蓝色图	ISO 001/010 1.0/16.0 BR-S45	ISO 301/014 1.4/16.0 BR-S41	ISO 010/012 1.3/16.0 SI-S45	ISO 010/013 1.8/16.0 SI-S48	ISO 165/014 8.0/19.0 TC-S21	ISO 170/018 3.0/16.0 TF-S41	ISO 170/016 4.0/16.0 TF-S31	ISO 171/014 6.0/18.0 TF-S20	ISO 171/018 6.3/17.0 TF-S23	ISO 197/016 8.0/17.0 TR-S21	ISO 249/014 8.0/19.0 FO-S21
Order No.	001-S010M	001-S014M	010-S012M	010-S016M	165-S014M	170-S010M	170-S016M	171-S014M	171-S018M	197-S016M	249-S014M

RA / CA shank 204 弯机头金刚石车针 Ø2.3mm

RA/CA 204 Coarse ISO No. 806.204.534 标准粒度 绿色图	ISO 001/014 1.4/22.0 BR-R41C	ISO 301/016 1.6/22.0 BR-R40C	ISO 001/023 2.3/22.0 BR-R26C	RA/CA 204 Medium ISO No. 806.204.524 标准粒度 蓝色图	ISO 001/010 1.0/22.0 ER-R45	ISO 001/012 1.2/22.0 BR-R46	ISO 011/014 1.4/22.0 BR-R41	ISO 001/016 1.6/22.0 BR-R40	ISO 011/023 2.3/22.0 BR-R26	ISO 010/010 1.0/22.0 SI-R45	ISO 010/012 1.2/22.0 SI-R46
Order No.	001-R014C	001-R016C	001-R023C	Order No.	001-R010M	001-R012M	001-R014M	001-R016M	001-R023M	010-R010M	010-R012M

ISO 019/014 1.6/22.0 SI-R47	ISO 010/016 1.8/22.0 SI-R48	ISO 105/010 4.0/22.0 SF-R41	ISO 109/012 4.0/22.0 SF-R31	ISO 111/012 6.0/24.0 SF-R11	ISO 141/012 8.0/24.0 SR-R11	ISO 141/014 8.0/24.0 SR-R12	ISO 135/014 8.0/24.0 TC-R21	ISO 166/016 10.0/27.0 TC-R11	ISO 158/016 8.3/24.0 TR-R23	ISO 199/016 10.0/27.0 TR-R12	ISO 225/014 4.0/24.0 SI-R90
010-R014M	010-R016M	109-R010M	109-R012M	111-R012M	141-R012M	141-R014M	165-R014M	166-R016M	198-R018M	199-R016M	225-R014M

ISO 225/018 5.0/24.0 SI-R51	ISO 257/018 3.6/24.0 FO-R32	ISO 257/020 4.8/22.0 FO-R25	RA/CA 204 Fine Grit ISO No. 806.204.514 标准粒度 红色图	ISO 001/015 1.6/22.0 BR-R40	ISO 001/023 2.3/22.0 ER-R26	ISO 165/014 8.0/24.0 TC-R21	ISO 257/018 3.6/24.0 FO-R32
225-R018M	257-R018M	257-R028M	Order No.	001-R016F	001-R023F	165-R014F	257-R018F

FG XL Extra long shank 316 / 加长金刚石车针, 总长25mm Ø1.6mm

FG XL 316 Extra Long Standard ISO No. 806.316.524 加长柄 标准粒度 蓝色图	ISO 001/010 1.0/25.0 BR-X45	ISO 301/012 1.2/25.0 BR-X46	ISO 001/014 1.4/25.0 BR-X41	ISO 001/015 1.6/25.0 BR-X48	ISO 001/018 1.8/25.0 ER-X31	ISO 001/021 2.1/25.0 ER-X26	ISO 010/012 1.2/25.0 SI-X46	ISO 042/040 2.0/25.0 WR-X45	ISO 055/045 2.3/25.0 WR-X44	ISO 110/014 8.8/27.0 SF-X21	ISO 111/012 8.0/28.0 SF-X11
Order No.	001-X010M	001-X012M	001-X014M	001-X016M	001-X018M	001-X021M	010-X012M	042-X040M	055-X045M	110-X014M	111-X012M

ISO 111/014 8.0/26.0 SF-X12	ISO 111/016 8.0/28.0 SF-X13	ISO 165/014 3.0/28.0 TC-X21	ISO 166/016 10.0/29.0 TC-X11	ISO 173/014 10.0/29.0 TF-X11	ISO 173/016 10.0/29.0 TF-X12	ISO 173/018 10.0/29.0 TF-X13	ISO 198/016 8.0/28.0 TR-X23	ISO 199/016 10.0/29.0 TR-X12	ISO 200/022 11.5/29.0 TR-X15	ISO 225/014 4.8/25.0 SI-X90	ISO 249/014 8.0/28.0 FO-X21
111-X014M	111-X016M	165-X014M	166-X016M	173-X014M	173-X016M	173-X018M	198-X018M	199-016XLM	200-X022M	225-X014M	249-X014M

ISO 249/016 8.0/26.0 FO-X22	ISO 257/018 3.6/25.0 FO-X32	ISO 515/014 3.0/28.0 BC-X11	ISO 519/016 8.0/28.0 BC-X12	FG XL 316 Extra Long Super Coarse ISO No. 806.316.544 加长柄 特粗粒度 黑色图	ISO 001/018 1.8/25.0 BR-X31S	ISO 001/021 2.1/25.0 BR-X26S	ISO 055/045 2.0/25.0 WR-X44S	ISO 173/016 10.0/29.0 TF-X12S	FG XL 316 Extra Long Coarse ISO No. 806.316.534 加长柄 标准粒度 绿色图	ISO 001/014 1.4/25.0 BR-X41C	ISO 001/016 1.6/25.0 BR-X40C
249-X016M	257-X018M	515-X014M	519-X016M	Order No.	001-X018S	001-X021S	055-X045S	173-X014S	Order No.	001-X014C	001-X016C

ISO 001/018 1.6/25.0 BR-X31C	ISO 001/021 2.1/25.0 BR-X26C	ISO 355/045 2.0/25.0 WR-X44C	ISO 165/014 8.0/28.0 TC-X21C	ISO 173/015 10.0/25.0 TF-X12C
001-X018C	001-X021C	055-X045C	165-X014C	173-X015C

COLOR CODING

Color code indication is provided at the end of working part According to the size of diamond grit conforming to the I.S.O. Specification.

CLASSIFICATION

BEFULL coding system reflects shapes of burs. The contour and sizes could be imagined by BEFULL nomenclature since I.S.O. numbers are also indicated. TF/Taper Flat End TR/Taper Round End TC/Taper Conical End FO/Flame Ogival End SF/Straight Flat End SO/Straight Ogival End SR/Straight Round End RS/Rounded Shoulder EX/Special (Extra) Shape BR/Ball round type BC/Ball Collar type DI/Double Inverted Cone SI/Single Inverted Cone WR/Wheel Round Edge CR/C Rinlay Preparation Dia-Burs. CD/Childrens Dentistry Dia-Burs S/Short Shank SS/Super Short Shank C/Coarse F/Fine EF/Extra Fine.

HIGH QUALITY CONTROL

100 Percent inspection with laser measurement machine cutting test and strength test for each lot are performed. All products comply with our own standards which are far more strict than I.S.O. standards.

BEFORE USE BE FULL DIA-BURS. PLEASE SEE THE INSTRUCTION AS INDICATED BELOW.

For dental use only Non-sterile Insert the shank into handpiece according to the instruction of the handpiece manufacturer. Insertion should be the full length Before use, run the instruments to make sure there is no descentering. If the instruments become bent, be sure to remove them from any further use. Please always use spray. A plentiful water supply is necessary to maintain long-lived performance and also to prevent loading and pilitis. Handle with care not to put excessive load. Pressure should be 20 to 50P for all instruments with diameter up to 023. Use below max allowable r.p.m. Of each instrument, see chart above, to avoid a possibility of being injured due to breakage. Avoid levering, tilting, twisting and jamming motion. Don't work with a pulling motion. Wear a safety glasses and/or face mask to protect from being injured. Practicable for using auto-clave, chemical vaporized-clave, dry heat and E.O.G. Sterilization. After using, follow appropriate treatment as the medical waste.