

Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție 21047718 din 09-20.12.2021						
	Obiectul achiziției: Reagenți pentru PCR						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3		4	5	6	7
	Bunuri						
	LOT 1 Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea cantitativa a acizilor nucleici						
33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția <u>cantitativă a virusului hepatitei C</u>	TR-V1-P-M,50 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. În trusă să fie incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei C se efectuează în o singură reacție, în amplificator. Trusa e calibrată de producător. Calibratorii sunt lichizi, gata de lucru, nu necesită extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenți. Este inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeaș reacție cu ARN-ul specific. E posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor Gene Q. Măsurarea cantității în Unități Internaționale pe mililitru, în instrucțiunea de utilizare e indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. În trusa este inclus control negativ și minim două controale pozitive – cu cantitate mică și cantitate mare de virus.	CE,ISO
33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția <u>cantitativă a virusului hepatitei B</u>	TR-V5-P-M,50 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea și detecția virusului hepatitei B, să nu necesite reagenți suplimentari pentru lucru. Trusa este calibrată de producător. Calibratorii sunt lichizi, gata de lucru, și nu necesită extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenți. Este obligator controlul intern și se identifica in aceeaș reacție cu ADN-ul specific. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor Gene Q. Măsurarea cantității în Unități Internaționale pe mililitru, în instrucțiunea de utilizare e indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. În trusa sunt inclus control negativ și minim două controale pozitive – cu cantitate mică și cantitate mare de virus.	

33696500-0	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția <u>cantitativă a virusului hepatitei D</u>	R-V3-MC,80 buc/set K2-9-Et-100	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția cantitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru. Reacția de transcriere, amplificarea și detecția a virusului hepatitei D se efectuează în o singură reacție, în amplificator. Trusa este calibrată de producător. Calibratorii sunt lichizi, gata de lucru, nu necesite extragere, amplificarea adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenți. Sunt inclus obligator controlul intern și se identifică în aceeași reacție cu ARN-ul specific. E posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor Gene Q. Măsurarea cantității în Unități Internaționale pe mililitru, în instrucțiunea de utilizare e indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. În trusa e inclus control negativ și minim două controale pozitive – cu cantitate mică și cantitate mare de virus.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic	K1-11-100,100 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusa de reagenți pentru extragerea prin metoda de adsorbție pe particule de silicagel al ADN din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbați), eliminările mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formațiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor și pielii, urina. Trusa completă de reagenți, nu necesita soluții suplimentare pentru lucru, e inclus controlul negativ și control intern pentru etapa de extragere. Este adaptată pentru extragerea ADN pentru trusa de amplificarea a CMV cantitativ și controlului intern. Nu necesita aparatul suplimentar la cel existent în laborator.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic	K2-9-Et-100,100 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusa de reagenți pentru extragerea ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amniotic, raclaj. Trusa conține toți reagenții, nu necesita soluții suplimentare pentru lucru. Procedura de extragere se efectuează cel mai puțin timp. Se poate adapta pentru extragerea ADN pentru trusa de amplificarea a CMV cantitativ și controlului intern. Nu necesita aparatul suplimentar la cel existent în laborator.	CE,ISO
998900	Trusă pentru amplificarea și detecția <u>cantitativă a Citomegalovirusului</u>	R-V7-100-S,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecția Citomegalovirusului, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru. Sunt inclusi obligator controlul intern și se identifică în aceeași reacție cu ADN-ul specific. E posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. Conține set de reagenți pentru calibrare pentru extragere manuală și automată. Calibratorii sunt lichizi, gata de lucru. Măsurarea cantității e indicată în copii pe mililitru. În instrucțiunea de utilizare a trusei este indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusa sunt inclus control negativ și controlul pozitiv (cu indicarea cantității acestuia) al etapei de extragere.	CE,ISO
	LOT 2 Truse pentru extragerea, transcrierea și amplificarea calitativă a acizilor nucleici						
33696500-0	Trusă <u>completa</u> pentru extragerea, amplificarea, transcrierea și diferențierea genotipurilor <u>1a, 1b, 2, 3a, 4</u> a virusului hepatitei C	R-V1-G(1-4)-2x,55 buc/set /K3-4-100/ K2-9-Et-100	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferențierea și detecția genotipurilor virusului hepatitei C - <u>1a, 1b, 2, 3a, 4</u> în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea ARN în ADN, amplificarea și diferențierea genotipului. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ, controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ARN-ul specific. E posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiză a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusă <u>completă</u> pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția	R-V1-Mod ,112buc/set K2-9-Et-100	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei C, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ, controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ARN-ul specific. Reacția de transcriere, amplificarea și detecția a virusului hepatitei C se efectuează în o singură reacție, în	CE,ISO

	<u>calitativă a virusului hepatitei C</u>					amplificator. Este posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. În instrucțiunea de utilizare a trusei este indicată programarea și modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	
33696500-0	Trusă <u>completă</u> pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția <u>calitativă a virusului hepatitei B</u>	R-V5-Mod ,112buc/set K2-9-Et-100	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea și detecția virusului hepatitei B, nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ, controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ADN-ul specific. E posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusă <u>completă</u> pentru extragerea, purificarea, amplificarea și detecția <u>calitativă a virusului hepatitei D</u>	R-V3 ,112buc/set K2-9-Et-100	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea și detecția virusului hepatitei D, nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ, controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ARN-ul specific. Reacția de transcriere, amplificare și detecție a virusului hepatitei D se efectuează în o singură reacție, în amplificator. E posibil de efectuat reacția pe rotor de 36 și 72 probe la amplificatorul Rotor -Gene Q. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
	Lot 3 Truse pentru identificarea infecțiilor urogenitale						
33696500-0	Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic	K1-11-100 ,100 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusa de reagenți pentru extragerea prin metoda de adsorbție pe particule de silicagel al ADN din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbați), eliminările mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctivă, formațiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor și pielii, urina. Trusa completă de reagenți, nu necesită soluții suplimentare pentru lucru, e inclus controlul negativ pentru etapa de extragere și controlul intern pentru detecție prin fluorescență (REAL TIME). Controlul intern este specific și complementar fragmentelor de oligonucleotide care sunt incluse în trusele pentru amplificarea ADN: pozitiile 3.3- 3.20 (infecțiile urogenitale), pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Este adaptată pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a infecțiilor urogenitale. Nu necesită aparatul suplimentar la cel existent în laborator.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic	K2-9-Et-100,100 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusa de reagenți pentru extragerea ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amniotic, raclaj. Trusa conține toți reagenții, nu necesită soluții suplimentare pentru lucru. Procedura de extragere se efectuează cât mai puțin timp. Este adaptată pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a infecțiilor urogenitale. Nu necesită aparatul suplimentar la cel existent în laborator.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis,	R-B1,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND C. trachomatis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere și amplificare, controlul intern, se vizualizează în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, sunt specifice și complementare controlului intern inclus în trusele pentru extragerea și purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea și vizualizarea Controlului Intern - ce servește ca control al calității reacției. Nu necesită aparatul suplimentar la cel existent în laborator. În instrucțiunea de utilizare a trusei e indicată programarea și modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium,	R-B4,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Micoplasma genitalium, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesită reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere și amplificare, controlul intern se vizualizează în aceeași reacție cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din soluțiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, sunt	CE,ISO

						specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	
33696500-0	Trusa pentru amplificarea, detectia și diferențierea Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum,	R-B19,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea, diferențierea și detecția calitativă a AND Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea, diferențiere și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeaș reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis,	R-B7,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Gardnerella vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeaș reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare să fie repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului, pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei este indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis,	R-B3,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Mycoplasma hominis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeaș reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis,	R-B6,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Trihomonas vaginalis , regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeaș reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae,	R-B51,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae , regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeaș reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO

33696500-0	Trusa pentru amplificarea Candida albicans,	R-F1,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Candida albicans , regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59),	R-V31-T-4x,108 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35, 39, 45,51,52,56,58,59), in o singura reactie, regim REAL TIME, cu detecție pe 4 canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea și diferențierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31, 33, 35,39, 45,51, 52,56,58,59),	R-V25,108 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și diferențierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), in o singura reactie, regim REAL TIME, cu detecție pe 4 canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului	R-V7,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Citomegalovirusului, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea HSV tip I,II –	R-V8,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND HSV tip I,II, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea virusului Herpes tipul VI,	R-V10-T,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Herpes tip VI, in regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern,	CE,ISO

						trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	
33696500-0	Trusa pentru amplificarea virusului Epstein-Barr,	R-V9-100-S,110 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi-,	R-P1,60 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția calitativă a AND Toxoplasma gondi, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Trusa pentru amplificarea concomitentă a Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydomphila pneumoniae,	R-B42-4x-Mod,55 buc/set	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Trusă completă pentru amplificarea și detecția concomitentă, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydomphila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, pe 4 canale, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă sunt incluși toți reagenții necesari pentru amplificarea și detecție, nu necesita reagenți suplimentari pentru lucru, conține control pozitiv și negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern se vizualizeaza in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenții pentru amplificare sunt repartizați în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sunt specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Nu necesita aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei e indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q.	CE,ISO
33696500-0	Mediu de transport	953	Rusia	ЦНИИ Эпидемиологии	Vezi AP	Mediu pentru transportarea și păstrarea materialului clinic recoltat din tractul urogenital, nazofaringe și rect. Contine substante mucolitice, nu contine control intern. Este gata pentru utilizare, este posibila pastrarea matrialului biologic recoltat - la temperatura camerei minim 24 ore, in frigider 14 zile. Este adaptat pentru recoltarea materialului biologic pentru infectiile urogenitale (pozitiile 3.3-3.20). Este compatibil cu trusele de extragere – pozititiile 3.1 si 3.2.	CE,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2