

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție oods-b3wdp1-MD-1770974493964 din 13 febr 2026

Denumirea procedurii de achiziție: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contrac-tant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Locația, bd.Stefan cel Mare și Sfânt, 163						
Lotul nr.11 -GenBag anaerobi						
GenBag anaerobi(plicuri cu amestec reductor)	45534. GENbag anaer	Franța	bioMérieux SA	Cutie a cite 20 plicuri	45534. GENbag anaer. Generatoare pentru realizarea atmosferei de incubare. Concentrație de oxigen ≤ 0,1% după 2,5 ore, Concentrație de dioxid de carbon > 15% după 24 de ore. Împachetare: 20 de pungi etanșe, 20 de generatoare , 2 clipsuri de sigilare.	ISO
GenBag microaerobi (plicuri cu amestec reductor)	45532. GENbag microaer	Franța	bioMérieux SA	Cutie a cite 20 plicuri	45532. GENbag microaer. Generatoare pentru realizarea atmosferei de incubare. Concentrație de oxigen: de la 5,5 la 12% după 24 de ore. Împachetare: 20 de pungi etanșe, 20 de generatoare, 2 clipsuri de sigilare.	ISO
Lotul nr.13 -Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact						
Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	21341. VITEK® 2 GN	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi Cutie/20carduri, Unitatea de masura cutie.	21341. VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	21342. VITEK® 2 GP	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	21342. VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitek 2 AST - P659 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococci,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	423050. VITEK®2 AST-P659	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 AST - P659 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococci,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	423050. VITEK®2 AST-P659. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitek 2 AST - P658 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococci,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	423051.VITEK®2 AST-P658	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 AST - P658 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococci,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	423051.VITEK®2 AST-P658. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitek 2 AST -ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumoniae,,Str beta -hemolitic , Str.viridans Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	421040.VITEK® 2 AST-ST03	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 AST -ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumoniae,,Str beta -hemolitic , Str.viridans Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	421040.VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitek 2 AST - N437 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	424498.VITEK® 2 AST-N437	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 AST - N437 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	424498.VITEK® 2 AST-N437. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitek 2 AST - N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	424499.VITEK® 2 AST-N438	SUA	bioMérieux Inc.	Vitek 2 AST - N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri,Unitatea de masura cutie.	424499.VITEK® 2 AST-N438. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO

Vitec 2 AST- N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi nefermentativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie	424502. VITEK® 2 AST-N440	SUA	bioMérieux Inc.	Vitec 2 AST- N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi nefermentativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie	424502. VITEK® 2 AST-N440. Cardul pentru testarea sensibilitatii la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat impreună cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacteriilor Gram-negative aerobe fermentative și nefermentative cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instructiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.	420739. VITEK® 2 AST-YS08	SUA	bioMérieux Inc.	Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.	420739. VITEK® 2 AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilitatii la infectiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat impreună cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instructiunilor. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) Cutie / 3fl /500ml.Unitatea de masura cutie.	V1204. Solutie salină sterilă	Franța	bioMérieux SA	Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) Cutie / 3fl /500ml.Unitatea de masura cutie.	V1204. Solutie salină sterilă numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Kit = 3 flacoane. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO
Varfuri de pipeta (0,5-250ul) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.	30507. Varfuri pipeta	Franța	bioMérieux SA	Varfuri de pipeta (0,5-250ul) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.	30507. Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificatiile produsului: Capacitate: 0,5 - 250 µl. Varfurile de pipetă sunt fixate. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Bucată = cutie. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO
Varfuri de pipeta(100-1000) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.	30501. Varfuri pipeta	Franța	bioMérieux SA	Varfuri de pipeta(100-1000) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.	30501. Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificatiile produsului: Capacitate: 100 - 1000 µl. Varfurile de pipetă sunt fixate. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Bucată = cutie. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO
Pspipete sterile .Unitatea de masura cutie.	234-1S. Pspipette	Franța	bioMérieux SA	Pspipete sterile .Unitatea de masura cutie.	234-1S. Pspipete. Ambalaj=400buc	ISO
Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC 29213/ NCTC12973	0365P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC 29213/ NCTC12973	0365P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 29213™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Tulpini referinta control calitatii E.Coli ATCC 25922	0335P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpini referinta control calitatii E.Coli ATCC 25922	0335P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Escherichia coli derived from ATCC® 25922™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Tulpini referinta control calitatii P. Aerogenosa ATCC 27853	0353P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpini referinta control calitatii P. Aerogenosa ATCC 27853	0353P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Pseudomonas aeruginosa derived from ATCC® 27853™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Tulpini referinta control calitatii Enterococcus Faecalis ATCC 29212	0366P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpini referinta control calitatii Enterococcus Faecalis ATCC 29212	0366P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Enterococcus faecalis derived from ATCC® 29212™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Tulpini referinta control calitatii C. Albicans ATCC 14053	0332P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpini referinta control calitatii C. Albicans ATCC 14053	0332P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Candida albicans derived from ATCC® 14053™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Tulpini referinta control calitatii C. Parapsilosis ATCC 22019	0726P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpini referinta control calitatii C. Parapsilosis ATCC 22019	0726P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Candida parapsilosis derived from ATCC® 22019™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Lotul nr.14 - Reactivi și consumabile compatibile pentru VITEK MS Prime						
Lame țință MS-DS SLIDE	410893.VITEK MS-DS SLIDE	Franța	bioMérieux SA	Lamele țință MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide.	410893.VITEK MS-DS SLIDE. Lamele țință MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Set = 8x4 slide.	CE, ISO
Matrice MS-CHCA	411071.VITEK MS-CHCA	Franța	bioMérieux SA	Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Cutie = 5 fl.x 0,5 ml.	411071.VITEK MS-CHCA. Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK® MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Matricea VITEK MS CHCA este folosită exclusiv împreună cu instrumentele VITEK MS. Set = 5x0,5 ml.	CE, ISO
Reactiv MS-FA	411072.VITEK MS-FA	Franța	bioMérieux SA	MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Destinat utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 fl.x 0,5 m	411072.VITEK MS-FA. MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (MatrixAssisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Set = 5x0,5 ml. REF 411072	CE, ISO
Reactiv MS SMARTCALIBRANT	423710.VITEK MS SMARTCALIBRANT	Franța	bioMérieux SA	Reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Destinat utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 fl.x 0,2 ml.	423710.VITEK MS SMARTCALIBRANT. VITEK MS SMARTCALIBRANT este un reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Acest reactiv poate fi utilizat cu instrumente VITEK MS. Set = 5 x 0,2 ml.	CE, ISO
Vărfuri pentru PICKME PEN	423551.VITEK PICKME NBS	Franța	bioMérieux SA	Vărfuri sterile cu filtru pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vărfuri.	423551.VITEK PICKME NBS. Vărfuri (nbsuri) pentru accesoriile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS.	ISO

Tulpină de referință E. Coli ATCC 8739	0483P. KWIK-STIK™ 2 Pack.	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 8739 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini	0483P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Escherichia coli derived from ATCC® 8739™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Agar Columbia + 5% sânge de oaie	43041. Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS)	Franța	bioMérieux SA	Agar Columbia + 5% sânge de oaie. Medii în plăci gata preparate, potrivit pentru trecerea culturilor de referință, izolarea bacteriilor pretențioase și detecția hemolizei. Cutie = 20 plăci.	43041. Agar Columbia + 5% sânge de oaie. Medii în plăci gata preparate, potrivit pentru trecerea culturilor de referință, izolarea bacteriilor pretențioase și detecția hemolizei. Ambalaj: cutie = 20 plăci.	CE, ISO
Filter pipette tips sterile	ROM_TF-10-HS_10ul Pipette Tips Sterile	China	Hawach Scientific CO LTD	Vărfuri sterile cu filtru pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri.	ROM_TF-10-HS_10ul Pipette Tips Sterile. Vărfuri sterile pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri.	ISO
Tulpină de referință Kl. aerogenes ATCC 13048	0306P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpină de referință Klebsiella aerogenes ATCC 13048 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini.	0306P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Klebsiella aerogenes derived from ATCC® 13048™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO
Tulpină de referință C. glabrata ATCC MYA 2950	0122P. KWIK-STIK™ 2 Pack	SUA	Microbiologics Inc.	Tulpină de referință Candida glabrata ATCC MYA 2950 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini.	0122P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Candida glabrata derived from ATCC® MYA-2950™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO