

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
13.02.2018



CODICE ARTICOLO: **3771/E/TB**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Provetta cilindrica Ø16 x 100 mm prodotta in Polipropilene medicale (PP), infrangibile, traslucido ed inerte. Le provette contengono gel separatore con aggiunta, per migliorare la separazione, di granuli separatori in polistirolo (inerti, tondeggianti e privi di asperità al fine di evitare la rottura delle cellule durante la centrifugazione) per 10,0 ml di sangue i quali formano una sufficiente barriera ermetica tra plasma e siero in seguito alla centrifugazione (raccomandiamo di non superare RCF 1.500 x g). Corredate di etichetta autoadesiva applicata e tappo a pressione in polietilene (PE) di colore rosso a presa bassa a perfetta tenuta. Centrifugabili a max 5.000 RPM. Dispositivo latex free

Cylindrical test tube Ø16 x 100 mm in medical Polypropylene (PP), unbreakable, translucent and inert. Test tubes contain separating silicone gel and, for a better use, PS separating granules (inert and smoothly rounded to avoid cells breakage during centrifugation) for 10.0 ml of blood, forming a hermetic barrier between plasma and serum following to centrifugation (it is recommended not to centrifuge at more than RCF 1,500 x g). Supplied with applied label and polyethylene (PE) cap, red colour, low grip, perfectly tight. The test tubes can be centrifuged at max 5,000 RPM. Latex free device

Prodotto con marchio **CE** - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato provetta	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	<i>Raw material – test tube</i>
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	<i>Raw material – cap</i>
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +121°C	<i>Temperature range - test tube</i>
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	<i>Temperature range - cap</i>
Volume nominale (ml)	10 ML	<i>Nominal volume (ml)</i>
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 x 100 MM	<i>Dimensions – test tube (mm)</i>
Validità del prodotto	2 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (sangue) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W050101010201 (Provette con additivi o separatori di siero per raccolta di sangue)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1246044/R

Classificazione EDMA: 51011001 - Tubes for serum (without anticoagulant)

*The intended purpose is "IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE" able to contain a human biological sample (blood) and in order to carry out analysis of laboratory diagnosis. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050101010201 (Blood collection, tubes with additives or serum separator)

EDMA code: 51011001 - Tubes for serum (without anticoagulant)

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e non esporre alla luce diretta del sole.

Store in dry place, far away from heat sources and not to expose to the direct light of the sun.

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.000	Confezione interna (pz): 50 pezzi in rack polistirolo espanso	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
Quantity (pcs):	Internal packing (pcs): 50 pieces in styrofoam racks	MINIMUM SALEABLE QUANTITY
Misura esterna scatola (cm): 56 x 23,5 x 43	Peso (Kg): 9,0	Volume (m ³): 0,056
External box dimensions (cm):	Weight (Kg):	Volume (m ³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable