

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773850107863 din 23.03.2026
Obiectul achiziției: Detergenți, produse chimice pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului în mașini automate de spălat (Lista suplimentară 1)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Detergent Sanitizer Neutralizer	Detergent Sanitizer Neutralizer 5 l, Euronda 249006	Italia	Italia		Sanifizer Neutralizer - agent lichid cu acțiune de neutralizare și curățare pentru mașinile automate de spălat Avantaje: Elimina alcalinitatea reziduală și facilitează uscarea, reducând pierderea luciului În combinație cu Sanifizer Enzymatic este completarea ideală pentru termodezinfectarea cu mașinile de spălat Eurosafe 60 și Eurosafe 170 Datorită acizilor organici acționează ca un agent anticalcar și un balsam natural, păstrând funcționalitatea și durata de viață a instrumentelor chirurgicale și a dispozitivelor medicale Sprijină și îmbunătățește acțiunea de curățare a detergentului Sanifizer Enzymatic, protejând funcționalitatea termodezinfectantului prin capacitatea sa de a elimina ioni grei din apă Fără fosfor și agenți tensioactivi - formula specială bazată pe acid	

					<p>citric si alfa hidroacid (AHA), derivati in mod natural Prietenos cu mediul inconjurator Ingrediente active: Acid citric Alfa hidroacid (AHA) Materiale compatibile: Otel inoxidabil, anodizat Aluminiu Materiale din cauciuc si plastic in general Materiale ceramice Silicon Teflon (PTFE) Titan Sticla Prezentare: Sanifizer Neutralizer - 1 canistra x 5l</p>	
Detergent Sanitizer Enzymatic	Detergent Sanitizer Enzymatic 5 l, Euronda 249005	Italia	Italia		<p>Sanifizer Enzymatic este un detergent multienzimatic pentru spalarea dispozitivelor medicale care asigura o profunda actiune de curatare.</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcalinitatea sa medie, formula bio-multi-enzimatică, este optima pentru spalarea automată a dispozitivelor medicale. • Potrivit in special pentru indepartarea sangelui, a tesuturilor reziduuri si contaminanți organici de pe dispozitive medicale reutilizabile. 	

					<ul style="list-style-type: none">• Fără substanțe nocive, acesta garantează utilizarea în siguranță și acțiune profundă, păstrând materialele tratate.• În combinație cu Sanifizer Neutralizer este soluția optimă pentru dezinfectarea termică cu Eurosafe 60 sau Eurosafe 170.• Compatibil cu: oțel inoxidabil, aluminiu anodizat, cauciuc și materiale plastice în general, materiale ceramice, silicon, teflon (PTFE), titan și sticlă <p>Utilizare:</p> <ul style="list-style-type: none">• în mașina de spălat automată pentru instrumentar (WD): dozare: 1-10 ml/L (0,1 – 1%); T° 55°C• în mașina de spălat automată pentru endoscoape (EWD): dozare: 5-7 ml/L (0,5 – 0,7%); T° 40-55°C• pentru spălarea manuală a	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>dispozitivelor termostabile si termolavabile: dozare: 5-10 ml/L (0,5 – 1%); T° 30-40°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • in baita cu ultrasunete pentru spalarea dispozitivelor termostabile si termolavabile: dozare: 5-20 ml/L (0,5 – 2%); T° 35-45°C <p>Prezentare: flacon 5L</p>	
Sare p/masina de spalat Euronda	Sare p/masina de spalat Eurosafe, Euronda 266000	Italia	Italia		<p>Sare pentru Masina spalat/termodezinfectie instrumentar Eurosafe 60. Sarea Euronda pentru Masina spalat/termodezinfectie instrumentar Eurosafe 60 asigura functionalitatea tratarii apei si previne depunerile de calcar in aparat. Mod de utilizare: Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare pentru masina dumneavoastră. Turnați sare în recipientul pentru sare conform instrucțiunilor, Completați cantitatea lipsă atunci cand este necesar, Sistemul de dedurizare a apei trebuie reglat înainte de primul proces de spălare. Mod de prezentare: 1 x punga 1kg.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator

Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1