

MINISTERUL SANATATII
MUNCII SI PROTECTII SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE
MD-2028, Republica Moldova,
mun. Chisinau, str. Grigore Vieru, 22/2
tel/fax 022-222-364
office@capcs.md

SC «Distribuitor Prim» S.R.L.
Republica Moldova,
Chisinau,
bd. Dacia 38, ap.1
c/f 1005600046841
Tel: 022-92-92-62

Prin prezenta, compania **Distribuitor Prim SRL** participant la procedura de achizitie nr. **ocds-b3wdp1-MD-1726664629180** privind **Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2025 din 18.09.2024**, organizata de catre **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE** explică că:

Întreaga familie actuală de aparate auditive Oticon, inclusiv modelele Oticon Jet 2 BTE, Oticon Oticon Play PX 2 MiniBTE T și PG 10 BTE SP realizate pe platforma Velox, au în mod implicit capabilități de sincronizare (Binaural Broadband) și coordonare binaurală, precum și conexiune binaurală (stereo) la accesorii și telefoane fără fir, pe baza unui frecvență de 2,4 Hz. Binaural Broadband controlează procesarea binaurală, sincronizarea și coordonarea între două aparate auditive Oticon. De asemenea, inclusiv, întreaga linia actuală de aparate auditive Oticon profită de acordarea binaurală și posibilitatea compresiei binaurale, oferind procesare binaurală a semnalului. Mai jos sunt prezentate screen shot de pe ecran din programul de reglare pentru aceste aparate auditive.

Director Mojila Violetta

«Distribuitor Prim» S.R.L.
B.C. «Moldova-Agroindbank» S.A.
IBAN MD77AG000000022511716031



oticon

110 PG10
Closed

CLIENT



COUNSELLING



WELCOME



SELECTION



FITTING



END FITTING

PG10
Closed 110

P1

FITTING

MORE TOOLS

Fitting Assistant

Automatic Adaptation
Manager

Automatics

Tinnitus

Speech Rescue

Data Logging

In-situ Audiometry

RemoteCare

BINAURAL BROADBAND

Binaural Broadband controls all wireless binaural communication between hearing instruments. This includes binaural synchronisation and binaural coordination of features and controls such as VC, mute and programs. If you turn Binaural Broadband off, all binaural processing will be off.

OFF

ON

FEEDBACK MANAGEMENT

Feedback management is a system in the hearing instrument that constantly compensates for acoustic feedback. When it is set to ON, it helps to prevent feedback. If you turn it off, feedback may occur.

RIGHT SIDE

OFF

ON

LEFT SIDE

OFF

ON





подключить



СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ

oticon

85

Jet 2
Открытый

КЛИЕНТ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



ВЫБОР



НАСТРОЙКА



ЗАВЕРШИТЬ

Jet 2
Открытый 85

P1 P2 P3 P4

НАСТРОЙКА

ИНСТРУМЕНТЫ

Ассистент настройки

Автоматический
Регулятор привыкания

Автоматика

Tinnitus

Мониторинг

Аудиометрия InSitu

RemoteCare

SoundStudio



Референтный зс



Бинауральная связь

Функция беспроводной бинауральной связи между двумя слуховыми аппаратами, включает в себя функции бинауральной координации и бинауральной синхронизации. Если выключить эту функцию, то бинауральная координация и синхронизация также будут отключены.

ВЫКЛ.

ВКЛ

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Подавление обратной связи - это система в слуховом аппарате, которая постоянно подавляет акустическую обратную связь. Когда она включена, она помогает предотвратить обратную связь. Если ее выключить, возможно возникновение обратной связи.

ПРАВАЯ СТОРОНА

ВЫКЛ

ВКЛ

ЛЕВАЯ СТОРОНА

ВЫКЛ

ВКЛ