

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21009067	Data: 08.07.2019	
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivilor si consumabilelor de laborator		Pagina 1 din 60

<i>Nr. d/o</i>	<i>Codul CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>
1	33000000-0	1. Anticorp monoclonal de șoarece anti-uman CD68				Utilizarea: Diagnostic In Vitro Certificare: CE Format: Soluție de anticorp monoclonal de șoarece, recomandat de producător pentru evaluarea macrofagelor stromale în țesuturi neafectate și neoplasme pe probe tisulare umane. Clona: PG-M1 Isotype: IgG3, kappa Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul FLEX EnVisionTm K8000. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire; Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile normale și neoplazice.	
2	33000000-0	2. Anticorp monoclonal de șoarece anti-uman triptază mastocitară				Utilizarea: Diagnostic In Vitro Certificare: CE Format: Soluție de anticorp monoclonal de șoarece, recomandat de producător pentru evaluarea mastocitelor stromale în țesuturi neafectate și neoplasme pe probe tisulare umane. Clona: AA1 Isotype: IgG1, kappa Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul FLEX EnVisionTm K8000, Novolink Max Polymer Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire; Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile normale și neoplazice.	

3	33000000-0	3.Interleukina-1 beta-IFA-BEST sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
4	33000000-0	4.Interleukina-2 ELISA-ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-2 ELISA-ABTS în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
5	33000000-0	5.Interleukina-4 ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-4 ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
6	33000000-0	6.Interleukina-6 ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-6 ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
7	33000000-0	7.Interleukina-10-ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-10-ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
8	33000000-0	8.Interleukina-18-ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-18-ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	

9	33000000-0	9.TNF-alfa ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
10	33000000-0	10.Interferon-gamma ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interferon-gamma ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
11	33000000-0	11.MCP-1 EIA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1 EIA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
12	33000000-0	12.VEGF-ELISA ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea VEGF-ELISA ABTS în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
13	33000000-0	13.Interferon-gamma ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interferon-gamma ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
14	33000000-0	14.Human TGF-beta ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human TGF-beta ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	

15	33000000-0	15.Human FGF-2 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human FGF-2 ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
16	33000000-0	16.Human MMP-2 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human MMP-2 ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
17	33000000-0	17.Human MMP-9 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human MMP-9 ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
18	33000000-0	18.Substanța P ELISA kit pentru cel puțin 96 determinări				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Substanța P ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală Cerințe tehnice : Kit ELISA sandwich pentru determinarea Substanței P în ser uman, plasmă, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare.	
19	33000000-0	19.Human Urinary TIM-1/KIM-1/ ELISA Kit, nu mai puțin de 96 probe				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	
20	33000000-0	20.Glucozo-6-fosfat sare disodică hidrat, [D(+)-Glucopyranose 6-phosphate disodium salt hidrate]	G7250	Germania	Sigma-Aldriche	Forma: pulbere; Puritatea: ≥98.0%, Molecular Biology Grade Impachetarea minimala: 1 g	20.Glucozo-6-fosfat sare disodică hidrat, [D(+)-Glucopyranose 6-phosphate disodium salt hidrate]
21	33000000-0	21.TMB dihydrochloride (3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate)	T8768	Germania	Sigma-Aldriche	Forma: pulbere; Puritatea: ≥98.0%, Molecular Biology Grade Impachetarea minimala: 1 g	21.TMB dihydrochloride (3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate)

22	33000000-0	22.Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel înalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml				Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	
23	33000000-0	23.Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM F-12 Medium (ATCC® 30-2006™), sau echivalent minim 500 ml				Conține: Săruri anorganice (g/litru) - CaCl2 (anhydrous) 0.11665; CuSO4 (anhydrous) 0.0000008; Fe(NO3)3·9H2O 0.00005; FeSO4·7H2O 0.000417; MgSO4 (anhydrous) 0.08495; KCl 0.3118; NaCl 7.00000; NaHCO3 1.20000 (hemicalcium); Na2HPO4 (anhydrous) 0.07100; NaH2PO4 ·H2O 0.06250; ZnSO4·7H2O 0.000432. Vitamine (g/litru)- D-Biotin 0.00000365; Choline Chloride 0.00898; Folic Acid 0.00265; myo-Inositol 0.01261; Niacinamide 0.00202; D-Pantothenic Acid 0.00224; Pyridoxine·HCl 0.00203; Riboflavin 0.00022; Thiamine·HCl 0.00217; Vitamin B-12 0.00068. Amino Acizi (g/litru) - L-Alanine 0.00445; L-Arginine·HCl 0.14750 ; L-Asparagine·H2O 0.00750; L-Aspartic Acid 0.00665; L-Cysteine·HCl·H2O 0.01756 ; L-Cystine·2HCl 0.03129 ; L-Glutamic Acid 0.00735; L-Glutamine 0.36510; Glycine 0.01875; L-Histidine·HCl·H2O 0.03148; L-Isoleucine 0.05437; L-Leucine 0.05895; L-Lysine·HCl 0.09135; L-Methionine 0.01724; L-Phenylalanine 0.03548; L-Proline 0.01725; L-Serine 0.02625; L-Threonine 0.05355; L-Tryptophan 0.00902; L-Tyrosine·2Na·2H2O 0.05582; L-Valine 0.05285. Alte componente (g/litru)- D-Glucose 3.15100; HEPES 3.57480; Hypoxanthine 0.00239; Linoleic Acid 0.000044; Phenol Red, Sodium Salt 0.00810; Putrescine·2HCl 0.00008; Pyruvic Acid·Na 0.05500; DL-Thioctic Acid 0.000105; Thymidine 0.000365. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	
24	33000000-0	24.RPMI-1640 Mediu ATCC 30-2001™, minim 500 ml, sau echivalent				RPMI-1640 modificat ce conține 2 mM L-glutamină, 10 mM HEPES, 1 mM piruvat de sodiu, 4500 mg/l glucoză și 1500 mg/l bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni	
25	33000000-0	25.RPMI-1640 Mediu RSL011G-500 ml LoSera (HIMEDIA) cu l-alanyl-l-glutamine și bicarbonat de sodiu, steril (A), minim 500 ml, sau echivalent.				Mediu pentru culturi de celule conține dipeptida L-alanyl-L-glutamina și bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	
26	33000000-0	26.Mediu EAGLE MEM cu glutamină, PK034, flacon nu mai puțin de 450 ml				Mediu pentru culturi de celule conține L-glutamina și bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	
27	33000000-0	27.Ser fetal bovin, steril, flacon 100 ml	F7524	Germania	Sigma-Aldriche	Destinată: FBS supus cerințelor cu promisiune biocimică și hormonală specială și testări bacteriene.Cu nivelul cel mai jos de endotoxine. Bun pentru linii de celule sensibile. Ambalaj: forma lichida, flacoane cu minimum 100 ml. Conveniența: Steril-filtată, testată pe culturi celulare; Condiții de păstrare: - 20°C Transportare: gheață uscată. Certificate CE, Originea aprobată de OMS. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	27.Ser fetal bovin, steril, flacon 100 ml
28	33000000-0	28.Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml.	T4049	Germania	Sigma-Aldriche	Sol 25% tripsină/0,53 mM EDTA în soluție salină echilibrată Hanks fără calciu sau magneziu, sterilă, pH-ul 7.0-7.6. Pentru disocierea monostaturilor celulare. Conține fenol roșu . Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	28.Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml.
29	33000000-0	29.Rosazurin pentru culture celulare	199303	Germania	Sigma-Aldriche	Rosazurin pentru culture celulare. Bioreagent, pulbere, conținut reagent nu mai puțin de 80 %.	29.Rosazurin pentru culture celulare
30	33000000-0	30. 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate ≥98%;	T8768	Germania	Sigma-Aldriche	3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine. Bioreagent, pulbere, conținut reagent ≥98%.	30. 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate ≥98%;

31	33000000-0	31. TNF-alfa ELISA-BEST, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
32	33000000-0	32. Interleukin-1 beta-IFA-BEST, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1 beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
33	24310000-0	33. Interleukina-17-ELISA BEST, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-17 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
34	24320000-3	34. Interleukina-10-ELISA BEST, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
35	24320000-3	35. MCP-1 EIA-BEST, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
36	24310000-0	36. Citokin-stimul-IFA-Best, kit pentru cel puțin 16 probe, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cultivarea și activarea mitogenică a celulelor sangvine, pentru cel puțin 16 probe. Aplicație: Citokin-stimul-IFA-Best- pentru cultivarea și activarea mitogenică a sîngelui integral. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a minim 16 probe. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	

37	24320000-3	37. TGF-beta, ELISA, sau echivalent				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
38	24320000-3	38. Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, cutie 10x1ml fiole				Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, cutie 10x1ml fiole	
39	24320000-3	39. CO2 lichid		Ucraina	Thgazgrup	CO2 lichid, baloane x 8 litri	CO2 lichid, baloane x 8 litri
40	24310000-0	40. Azot lichid		Ucraina	Thgazgrup	Azot lichid	Azot lichid
41	24310000-0	41. Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai puțin de 99,7%		Ucraina	Macrochem	Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai puțin de 99,7%	Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai puțin de 99,7%
42	24310000-0	42. Sol. Fiziologică, 0,9% NaCl, minim 250 ml		China		Sol. Fiziologică, 0,9% NaCl, minim 250 ml	Sol. Fiziologică, 0,9% NaCl, minim 250 ml
43	33690000-3	43. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4				Certificare: CE Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare Aplicație: Flowcitometria, marcarea specific a T Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspecție la imunodeficiențe primare Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T. Compatibil cu echipamentul din laborator	
44	24310000-0	44. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19				Certificare: CE Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare Aplicație: Flowcitometria, marcarea specific a limfocitelor B și celulelor NK Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspecție la imunodeficiențe primare Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T. Compatibil cu echipamentul din laborator	
45	24200000-6	45. BDTMFACS Clean Solution				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție pentru curățarea flowcitometrului Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
46	24310000-0	46. BD Deter BD Detergent solution concentrate				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție pentru curățarea flowcitometrului Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	

47	24320000-3	47. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție pentru curățarea celulară Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
48	24310000-0	48. BDFACS Lysing Solution				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție pentru liza celulară Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
49	24310000-0	49. BDTM Sheath Additive				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție pentru flowcitolmetru Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
50	24310000-0	50. CST Beads				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Particule pentru controlul calității cercetării Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
51	24200000-6	51. Diluent for Mythic				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Diluția pentru spălarea analizatorului hematologic Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
52	24200000-6	52. Enzymatic Cleaning Solution				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Pentru liza celulară Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
53	24200000-6	53. Lytic Reagent 5 Diff				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Pentru liza celulară Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
54	24200000-6	54. Control L.N.H				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție reference pentru controlul calității cercetării Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
55	24200000-6	55. Immunoglobulin A FS R14x20 mL+R22 x8 mL				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgA în serul sangvin al pacienților cu suspjecție la imunodeficiență primară Certificat: CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	

56	24310000-0	56. Immunoglobulin M FS R14x20 mL+R22x8 mL				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgM în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
57	24310000-0	57. Immunoglobulin G FS R14x20 mL+R22 x8 mL				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgM în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
58	24320000-3	58. TruCal Protein 5x1 mL				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
59	24310000-0	59. TruLab Protein Level 1 3x1 mL				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
60	24320000-3	60. TruLab Protein Level 2 3x1 mL				Utilizarea: Diagnostic in vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător	
61	24320000-3	61. Alcool etilic				Utilizarea: Extragerea principiilor active	
62	24320000-3	62. Tetraclorură de carbon (carbon tetraclorid) CCl ₄		Ucraina	Macrochem	Utilizarea: Inducerea hepatitei toxice Împachetarea minimală: 100 ml Puritate: ≥99.9% (HPLC)	Utilizarea: Inducerea hepatitei toxice Împachetarea minimală: 100 ml Puritate: ≥99.9% (HPLC)
63	24320000-3	63. Quercetin Sinonim: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,6-Pentahydroxyflavone	Q4951	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 g Puritate: ≥95.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: temperatura camerei	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 g Puritate: ≥95.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: temperatura camerei
64	24320000-3	64. Isoquercitrin Sinonim: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside Isoquercitrin Quercetin 3-β-D-glucoside	OO140585	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg
65	24320000-3	65. Quercitrin Synonim: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoside Quercimelin Quercitrin	Y0001931	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 15 mg Temperatura de depozitare: 2-8 ° C	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 15 mg Temperatura de depozitare: 2-8 ° C
66	24320000-3	66. Epicatechin Sinonim: (-)-cis-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavane, (-)-Epicatechin, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol	O3940590	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Temperatura de depozitare: -20 ° C	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Temperatura de depozitare: -20 ° C
67	24320000-3	67. (+)-Catechin Sinonim: (+)-Cyanidanol, D-Catechin	43412	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C

68	24320000-3	68. Luteolin Sinonim: 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone	72511	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥97.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥97.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C
69	24320000-3	69. Apigenin Sinonim: 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone	514B00702	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C	Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C
70	24320000-3	70. L-aspartic acid	A7219	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
71	24320000-3	71. Cetomacrogol 1000 substanță farmaceutică auxiliară				Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Denumirea chimică: Polyethylene glycol hexadecyl ether Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	
72	24320000-3	72. Maltodextrin https://www.sigmaaldrich.com/catalog	31410	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
73	24320000-3	73. Acid citric https://www.sigmaaldrich.com/catalog	27109	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
74	24320000-3	74. Zaharina https://www.sigmaaldrich.com/catalog	109185	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
75	24320000-3	75. Stearat de Calciu https://www.sigmaaldrich.com/c	26411	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
76	24320000-3	76. Stearat de Magneziu substanță farmaceutică auxiliară	26454	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei

77	24320000-3	77. Amidonglicolat de sodiu (sodium starch glycolate) substanță farmaceutică auxiliară	90018481	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: excipient pentru pregătirea forme farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea forme farmaceutice Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
78	24320000-3	78. Spironolactona (analytical standard)				Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei	
79	33690000-3	79. Aspartat de potasiu *1/2 H2O (analytical standard)				Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Formula: C₄H₆KNO₄*1/2H₂O Denumirea chimică: L-Aspartic acid potassium salt hemihydrate Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei	
80	24310000-0	80. Aspartat de magneziu *2H2O (analytical standard)				Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Formula: C₈H₁₂MgN₂O₈*2H₂O Denumirea chimică: L-Aspartic acid hemimagnesium salt dehydrate Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei	
81	24320000-3	81. Orotat de potasiu (analytical standard)				Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei	
82	24310000-0	82. Kaempferol (analytical standard):	96353	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Impachetarea minimala: 10mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8°C	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Impachetarea minimala: 10mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8°C

83	24310000-0	83. Chlorogenic acid (reference standard):	Y0000569	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid Impachetarea minimala: 25 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8°C	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid Impachetarea minimala: 25 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8°C
84	24310000-0	84. Saponin (reference standard)	SAE0073	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Impachetarea minimala: 10 g Concentratia: ≥20-35% Sapogenin content Condiții de pastrare : temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Impachetarea minimala: 10 g Concentratia: ≥20-35% Sapogenin content Condiții de pastrare : temperatura camerei
85	24310000-0	85. Tannic acid (reference standard):	16201	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Empirical formula: C₇₆H₅₂O₄₆ Impachetarea minimala: 250 g Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Empirical formula: C₇₆H₅₂O₄₆ Impachetarea minimala: 250 g Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei
86	24310000-0	86. Gallic acid (reference standard):	91215	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid Impachetarea minimala: 100 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid Impachetarea minimala: 100 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei
87	24310000-0	87. Leiocarposide (reference standard):	PHL89241	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside Impachetarea minimala: 5 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8°C	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referință (analytical standard) Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside Impachetarea minimala: 5 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8°C
88	38000000-5	88. 3-Mercaptopropionic acid <i>Synonym:</i> 3-sulfanylpropanoic acid	M5801	Germania	Sigma-Aldriche	Destinație: Reactiv pentru obținerea derivaților în analiza aminoacizilor; Conținutul: ≥99%; Forma: lichid; Impachetarea minimala: 100 g (1 flacon) Certificare: CE	Destinație: Reactiv pentru obținerea derivaților în analiza aminoacizilor; Conținutul: ≥99%; Forma: lichid; Impachetarea minimala: 100 g (1 flacon) Certificare: CE

89	38000000-5	89. Fmoc chloride Synonym: 9-Fluorenylmethoxy-carbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl	160512	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizarea: Agent de derivatizare a aminoacizilor pentru analiza HPLC Conținutul substanței de bază: ≥97% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 5 g (1 flacon) Conditii de pastrare si utilizare: 2-8°C Certificare: CE	Utilizarea: Agent de derivatizare a aminoacizilor pentru analiza HPLC Conținutul substanței de bază: ≥97% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 5 g (1 flacon) Conditii de pastrare si utilizare: 2-8°C Certificare: CE
90	38000000-5	90. Set de aminoacizi (21 L-Aminoacizi + Glycin)	LAA21	Germania	Sigma-Aldriche	Destinație: Substanțe de referință pentru calibrarea metodei de analiză a aminoacizilor; Componența unui set (22 aminoacizi, cate 1 g fiecare): L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine; Conținutul substanței de bază: ≥99.0% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1g; Prezența certificatului de calitate: Obligativ.	calibrarea metodelor de analiză a aminoacizilor; Componența unui set (22 aminoacizi, cate 1 g fiecare): L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine; Conținutul substanței de bază: ≥99.0% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1g; Prezența certificatului de calitate: Obligativ.
91	38000000-5	91. Talc substanță farmaceutică auxiliară				Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Empirical formula: 3MgO·4SiO ₂ ·H ₂ O Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceutice Certificare: Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Empirical formula: 3MgO·4SiO ₂ ·H ₂ O Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
92	38000000-5	92. Loratadină substanță farmaceutică	PHR1376	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥98.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥98.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
93	38000000-5	93. Dexametazonă substanță farmaceutică	PHR1526	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
94	38000000-5	94. Extract uscat de păducel produs farmaceutic				Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 227G (1flacon) Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	

95	38000000-5	95. Ciprofloxacină clorhidrat substanță farmaceutică	17850	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
96	38000000-5	96. Nitrat de econazol substanță farmaceutică	E4632	Germania	Sigma-Aldriche	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
97	38000000-5	97. Nicergolinăsubstanță farmaceutică	51840147	Germania	Merk	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
98	38000000-5	98. Piracetam substanță farmaceutică	57287055	Germania	Merk	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei	chimică Certificare: CE .Prezența certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
99	38000000-5	99. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real				Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea a 2 polimorfisme prin tehnica TaqMan PCR în timp real Format de ambalare: substanța concentrată 40X Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 5000 reacții pentru fiecare SNP Setul contine: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda marcată cu VIC legată cu MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecția altei forme alelice Tinte de identificare: 2 Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Puritatea: HPLC Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE Condiții de livrare și păstrare: -15 – 25 °C, la întuneric	

100	38000000-5	100. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real				în timp real Format de ambalare: substanța concentrată Setul include: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice, sonda FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 1500 reacții pentru fiecare SNP Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Puritatea: HPLC Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE Condiții de livrare și păstrare: -15 - 25 0C, la întuneric	
101	38000000-5	101. Soluție 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix				Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan Real Time PCR Aplicația: metoda de amplificare TaqMan PCR în timp real Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mL Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător Termenul de valabilitate: 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Certificat: CE	
102	38000000-5	102. Set de teste biochimice pentru determinarea ApoA				Apolipoproteina A prin metoda imunoturbidimetrică Aplicația: diagnostic in vitro Certificare: CE Nr de investigații: cel puțin 243 Setul va include: antiserul de apolipoproteină A în 2 flacoane de cel puțin 3 ml, 2 flacoane de soluția tampon pentru ApoA/ApoB de 20ml, două flacoane de cel puțin 20 ml diluent, toate în volum corespunzător a cel puțin 243 teste Limitele de detecție: 0,2 – 3,7 g/l Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării	

103	38000000-5	103. Set de teste biochimice pentru determinarea Lipoproteina (α)				Lipoproteina (α) prin metoda imunoturbidimetrica Aplicația: diagnostic in vitro Certificare: CE Nr de investigații: cel puțin 243 Setul va include: antiserul de apolipoproteină B în 2 flacoane de cel puțin 3 ml, 2 flacoane de soluția tampon pentru ApoA/ApoB de 20ml, două flacoane de cel puțin 20 ml diluent, toate în volum corespunzător a cel puțin 243 teste Limitele de detecție: 0,15 – 2,8 g/l Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării	
104	38000000-5	104. Set de teste biochimice pentru determinarea ApoB				metoda imunoturbidimetrica Aplicația: diagnostic in vitro Certificare: CE Nr de investigații: cel puțin 243 Setul va include: antiserul de apolipoproteină B în 2 flacoane de cel puțin 3 ml, 2 flacoane de soluția tampon pentru ApoA/ApoB de 20ml, două flacoane de cel puțin 20 ml diluent, toate în volum corespunzător a cel puțin 243 teste Limitele de detecție: 0,15 – 2,8 g/l Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării	
105	38000000-5	105. Set de teste ELISA pentru determinarea IL6, cu calibratori și controale				Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componenta: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL6 monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-peptida C monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid clorhidric 2N Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 0 – și 2560 pg/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare	

106	38000000-5	106. Set de teste ELISA pentru determinarea IL10, cu calibratori și controale			Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componenta: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL10 monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-peptida C monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid clorhidric 2N Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 0 și 500 pg/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare	
107	38000000-5	107. Set de teste ELISA pentru determinarea IL12, cu calibratori și controale			Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componenta: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL12 umani monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-IL12 monoclonal, marcat cu biotină, Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid fosforic 1M Soluție streptavidină- peroxidază Soluție substrat: tetrametil benzidină Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 20X, conține fosfat și detergentul Tween20 Standarde: liofilizat, cu limitele de valori între 0 și 200 pg/ml Soluție diluent Soluție de incubare: soluție tampon fosfat cu albumina serică bovină și Tween20, concentrate 20X Controale: două controale în ser liofilizat Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare	

108	38000000-5	108. Set de teste ELISA pentru determinarea IL18, cu calibratori și controale			Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componenta: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL18 umani monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-IL18 monoclonal, marcat cu biotină, Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid fosforic 1M Soluție streptavidină- peroxidază Soluție substrat: tetrametil benzidină Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 20X, conține fosfat și detergentul Tween20 Standarde: liofilizat Soluție diluent Soluție de incubare: soluție tampon fosfat cu albumina serică bovină și Tween20, concentrate 20X Controale: două controale în ser liofilizat Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare	
109	38000000-5	109. Set de teste ELISA pentru determinarea Leptinei, cu calibratori și controale			Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componenta: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-leptin monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-leptin monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid clorhidric 2N Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 0 și 60 ng/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare	

110	38000000-5	110. Set de teste ELISA pentru determinarea Adiponectinei, cu calibratori și controale				Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componenta: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi adiponectină anti- umană monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp adiponectină anti- umană monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid sulfuric 0,2M Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 2 și 100 ng/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare	
111	38000000-5	111. Proteina C-reactivă				Destinație: Reacția prin care pune în evidență proteina C reactiva este o reacție în urma căreia are loc un fenomen de precipitare Tip reacție: ELISA Sensibilitatea analitică – cel puțin 99% Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% și mai mare. Forma de ambalare: 96 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrării	
112	38000000-5	112. Procalcetonina (ELISA)				Denumirea : Human Procalcitonin ELISA Kit Destinație: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni. Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite; Tip reacție – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză. Sensibilitatea analitică – cel puțin 99% Sensibilitatea tehnică – cel puțin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% și mai mare. Forma de ambalare: 24 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrării	
113	38000000-5	113. Soluție antibiotic colir				Picături oftalmice de ciprofloxacină 0,3% - 10 ml, sterile.	
114	38000000-5	114. Soluție antibiotic injectabil				Soluție de gentamicină 80 mg - 2ml, a câte 10 fiole în cutie.	
115	38000000-5	115. Soluție antiinflamator steroidian injectabil				Soluție de dexametazonă 4 mg/ml, a câte 10 fiole în cutie.	

116	38000000-5	116. Soluție anestezic colir				Picături oftalmice de tetracaină 10 mg/ml, sterile.	
117	38000000-5	117. Soluție anestezic injectabil				Soluție de ketamină 10mg și soluție xylazină 3mg în fiole separate.	
118	38000000-5	118. Set de reactivi pentru detectarea mutației în gena COL2A1 (Metoda Taq Man) cu 1000 tuburi de 0,2 ml RT PCR și master mix				Caracteristici: Pentru specia umană Concentrat – 40x, în formă înghețată Extract în fază solidă (SPE), fără ADN-ază, fără ARN-ază. Fără de modificări în primer 3' și 5' Sonda internă cu modificarea FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3'), VIC® (5') Pentru 1000 reacții în volum de 25 mkl Să conțină 125 stripuri câte 8 tuburi de 0,2 ml RT PCR și master mix pentru genotipare suficient pentru 800 de reacții a câte 25 mkl fiecare Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului	
119	38000000-5	119. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml		China		Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă, Volumul: 200 ml	Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă, Volumul: 200 ml
120	38000000-5	120. Enalapril, flacon 1 g	PHR1289	Germania	Sigma-Aldriche	Inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei I. Destinat pentru cercetări experimentale farmacologice. Puritate≥98% (TLC) Formă - pulbere Culoare – alb până aproape alb Solubilitate – metanol: ≥ 50 mg / ml, limpede, incolor până la galben. Ambalaj – flacon ce conține 1 g de substanță.	Inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei I. Destinat pentru cercetări experimentale farmacologice. Puritate≥98% (TLC) Formă - pulbere Culoare – alb până aproape alb Solubilitate – metanol: ≥ 50 mg / ml, limpede, incolor până la galben. Ambalaj – flacon ce conține 1 g de substanță.
121	38000000-5	121. Labetalol clorhidrat, flacon 5 g	L1011	Germania	Sigma-Aldriche	Destinat pentru blocarea adrenoreceptorilor în cercetările experimentale. Puritate> 98% (TLC). Formă de pulbere. Culoare albă. Solubilitate: H2O: solubil; etanol: solubil. Ambalaj – flacon ce conține 5 g de substanță.	Destinat pentru blocarea adrenoreceptorilor în cercetările experimentale. Puritate> 98% (TLC). Formă de pulbere. Culoare albă. Solubilitate: H2O: solubil; etanol: solubil. Ambalaj – flacon ce conține 5 g de substanță.
122	38000000-5	122. Nitroprusiat de sodiu, flacon 100 g	71778	Germania	Sigma-Aldriche	Nitroprusiat de sodiu dihidrat, destinat pentru cercetări experimentale farmacologice. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Ambalaj – flacon ce conține 100 g de substanță.	Nitroprusiat de sodiu dihidrat, destinat pentru cercetări experimentale farmacologice. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Ambalaj – flacon ce conține 100 g de substanță.
123	38000000-5	123. Izoprenalină, flacon 25 g	J5627	Germania	Sigma-Aldriche	Destinație: agonist al beta-adrenoreceptorilor, utilizat în cercetări experimentale farmacologice. Sinonim – (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride. Punct de topire – 165-175 °C. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Ambalaj – flacon ce conține 25 g de substanță.	Destinație: agonist al beta-adrenoreceptorilor, utilizat în cercetări experimentale farmacologice. Sinonim – (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride. Punct de topire – 165-175 °C. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Ambalaj – flacon ce conține 25 g de substanță.

124	38000000-5	124. Clonidină, flacon 250 mg	C7897	Germania	Sigma-Aldriche	Destinație: agonist al alfa2-adrenoreceptorilor, utilizat în cercetări experimentale farmacologice. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Solubil în apă și metanol. Ambalaj – flacon ce conține 250 mg de substanță.	Destinație: agonist al alfa2-adrenoreceptorilor, utilizat în cercetări experimentale farmacologice. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Solubil în apă și metanol. Ambalaj – flacon ce conține 250 mg de substanță.
125	38000000-5	125. Acid arahidonic (purity 98%)	A3611	Germania	Sigma-Aldriche	Acid arahidonic (purity 98%)	Acid arahidonic (purity 98%)
126	38000000-5	126. Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70%	L7395	Germania	Sigma-Aldriche	Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70%	Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70%
127	38000000-5	127. Oligonucleotide liofilizate cu marcaj fluorescent, 25 nmol				Utilizarea: Diagnostic In Vitro, PCR	
128	38000000-5	128. Polimeraza Hot Star cu bufer pentru investigatiile PCR, doza 500u				Format: praf	
129	38000000-5	129. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml		China		Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9%	Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9%
130	38000000-5	130. Soluție Ringer, flacoane a câte 500 ml		China		Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă	Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă
131	38000000-5	131. Adjuvant Freund, complet, 10 mg/ml, flacon 5 ml				Volumul: 200 ml	
132	38000000-5	132. λ-Carrageenan, flacon 5 g	22049	Germania	Sigma-Aldriche	Forma de prezentare: flacoane cu 500 ml soluție perfuzabilă.	Forma de prezentare: flacoane cu 500 ml soluție perfuzabilă.
133	38000000-5	133. Nicardipină, flacon 1 g	N7510	Germania	Sigma-Aldriche	Destinație: pentru blocarea canalelor voltajdependente L de calciu în cercetările farmacologice experimentale. Formulare: pulbere Aspect (culoare): alb-gălbui Ambalare: flacon Cantitatea de substanță: 1 g Solubilitate: DMSO: ~ 1 mg/ml; 0,1 M NaOH: insolubil; H2O: ușor solubil; metanol: solubil. Puritate: ≥98%	Destinație: pentru blocarea canalelor voltajdependente L de calciu în cercetările farmacologice experimentale. Formulare: pulbere Aspect (culoare): alb-gălbui Ambalare: flacon Cantitatea de substanță: 1 g Solubilitate: DMSO: ~ 1 mg/ml; 0,1 M NaOH: insolubil; H2O: ușor solubil; metanol: solubil. Puritate: ≥98%
134	38000000-5	134. Pipete din sticlă		Ucraina	Macrochem	gradate, terminale, 1 ml pentru efectuarea analizelor de laborator	gradate, terminale, 1 ml pentru efectuarea analizelor de laborator
135	38000000-5	135. Pipete din sticlă		Ucraina	Macrochem	gradate, terminale, 2 ml pentru efectuarea analizelor de laborator	gradate, terminale, 2 ml pentru efectuarea analizelor de laborator
136	38000000-5	136. Pipete din sticlă		Ucraina	Macrochem	gradate, terminale, 10 ml pentru efectuarea analizelor de laborator	gradate, terminale, 10 ml pentru efectuarea analizelor de laborator
137	38000000-5	137. Cutii Petri din sticlă cu capac diametrul – 9,5		Rusia	Minimed	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
138	38000000-5	138. Eprubete mari (din sticlă) 160/15 mm		Rusia	Minimed	pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate	pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate
139	38000000-5	139. Eprubete mici (din sticlă) 120/12,5 mm				pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate	
140	38000000-5	140. Ansa				Oțel inoxidabil, capăt circular, mainer din plastic, corp flexibil cu inel circular de 2,5 mm. Incalzire 1200 grade C.	
141	38000000-5	141. Spirtiera de laborator cu fitil		Rusia	Minimed	Din sticla, h – 8,5 cm, diam. – 7,5 cm, capac din plastic	Din sticla, h – 8,5 cm, diam. – 7,5 cm, capac din plastic
142	38000000-5	142. Pîlnii de laborator		Germania	Isolab	Din sticla, 75 mm	Din sticla, 75 mm
143	38000000-5	143. Pîlnii de laborator		Germania	Isolab	Din sticla, 100 mm	Din sticla, 100 mm
144	38000000-5	144. Pîlnii de laborator		Germania	Isolab	Din sticla, 120 mm	Din sticla, 120 mm
145	38000000-5	145. Pensete		Ucraina	Macrochem	din metal pentru efectuarea analizelor de laborator	din metal pentru efectuarea analizelor de laborator
146	38000000-5	146. Bix de 50 gr.				din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator	
147	38000000-5	147. Bix de 100 gr.				din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator	
148	38000000-5	148. Bix de 150 gr.				din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator	

149	38000000-5	149. Vată nesterilă		Olanda	Romed	pentru efectuarea analizelor de laborator, 100g	pentru efectuarea analizelor de laborator, 100g
150	38000000-5	150. Mănuși nesterile, mărimea N7		Italia	Farmac-Zabban	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
151	38000000-5	151. Mască chirurgicală		Italia	Farmac-Zabban	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
152	38000000-5	152. Fașă din tifon nesterilă 7/14		Italia	Farmac-Zabban	pentru efectuarea analizelor de laborator, lățimea-1m	pentru efectuarea analizelor de laborator, lățimea-1m
153	38000000-5	153. Fașă din tifon la metru		Italia	Farmac-Zabban	pentru efectuarea analizelor de laborator, lățimea-1m	pentru efectuarea analizelor de laborator, lățimea-1m
154	38000000-5	154. Bahile de unică folosință		Italia	Farmac-Zabban	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
155	38000000-5	155. Bonetă de unică folosință		Italia	Farmac-Zabban	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
156	38000000-5	156. Bulion peptonat din carne				Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	
157	38000000-5	157. Geloză peptonată din carne				Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	
158	38000000-5	158. Bulion Saburo		India	TitanBiotech	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere
159	38000000-5	159. Geloză Saburo		India	TitanBiotech	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere
160	38000000-5	160. Geloză Salină				Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	
161	38000000-5	161. Mediul Endo		India	TitanBiotech	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere	Pentru depistarea microorganismelor, pulbere
162	38000000-5	162. Set Kit		India	TitanBiotech	Pentru colorația Gram	Pentru colorația Gram
163	38000000-5	163. Test control				pentru sterilizarea veselei la 180° , 60 min	
164	38000000-5	164. Test control				Pentru controlul autoclavării la 121° , 15 min.	
165	38000000-5	165. Test control				Pentru controlul autoclavării la 132° , 20 min	
166	38000000-5	166. Peroxid de hidrogen		Ucraina	Macrochem	Un antiseptic cu formula (H2O2), folosit pentru investigatii de laborator	Un antiseptic cu formula (H2O2), folosit pentru investigatii de laborator
167	38000000-5	167. Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate farmaceutica		Ucraina	Macrochem	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
168	38000000-5	168. Dimetilformamid		Ucraina	Macrochem	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
169	38000000-5	169. Cloroform				pentru efectuarea analizelor de laborator	
170	38000000-5	170. Amicacin, 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
171	38000000-5	171. Ampicilin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
172	38000000-5	172. Azitromycin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
173	38000000-5	173. Cefalexin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
174	38000000-5	174. Cefazolin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
175	38000000-5	175. Ciprofloxacin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
176	38000000-5	176. Novobiocin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
177	38000000-5	177. Vancomicin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
178	38000000-5	178. Cefoxitina 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
179	38000000-5	179. Gentomicina 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
180	38000000-5	180. Tobramicina 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
181	38000000-5	181. Amoxicilina-clavulant 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
182	38000000-5	182. Cefalotin 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
183	38000000-5	183. Ceftazidim 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
184	38000000-5	184. Impinem50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	

185	38000000-5	185. Claritromicina 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
186	38000000-5	186. Doxaciolina 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
187	38000000-5	187. Cefoperazon 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
188	38000000-5	188. Trimethoprim-Sulfamethozol 50 discuri				pentru efectuarea analizelor de laborator	
189	38000000-5	189. Mueller Hinton Agar, 500g,		India	TitanBiotech	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
190	38000000-5	190. MRS AGAR, 500g,		India	TitanBiotech	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
191	38000000-5	191. Isoniazid $\geq 99\%$, pulbere	I3377	Germania	Sigma-Aldriche	Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice	Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice
192	38000000-5	192. 5 – Nitro – 2 – furaldehyde, pulbere	72393926	Germania	Sigma-Aldriche	Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice	Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice
193	38000000-5	193. Producerea soluției de Izofural				Soluție de Izofural, 30 ml, pentru uz extern	
194	38000000-5	194. Culturi de microorganisme				pentru efectuarea analizelor de laborator	
195	38000000-5	195. Ftalocianină de Zinc, pulbere	341169	Germania	Sigma-Aldriche	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
196	38000000-5	196. Clorură de aluminiu, pulbere	206911	Germania	Sigma-Aldriche	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator
197	38000000-5	197. Clorură de metaciat, pulbere				pentru efectuarea analizelor de laborator	
198	38000000-5	198. Mănuși nesterile				mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati	
199	38000000-5	199. Alcool etilic				96°C medical	
200	38000000-5	200. Eprubete Eppendorff, 2,0 ml				Tuburi Eppendorff cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 2 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m.	
201	38000000-5	201. Eprubete Eppendorff, 1,5 ml				Tuburi Eppendorff cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 1,5 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m.	
202	38000000-5	202. Vîrfuri 0-200 mkl				Vîrfuri 0-200 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpiptet	
203	38000000-5	203. Vîrfuri 200-1000 mkl				Vîrfuri 200-1000 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpiptet	
204	38000000-5	204. Eprubete cu capac, sterile, 15 ml				Tuburi sterile pentru centruga, cu fund conic. Capacitate: 15 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice, Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute, Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g Gradatie: 0,5 ml	
205	38000000-5	205. Eprubete cu capac, sterile, 50 ml				Tuburi sterile pentru centruga, cu fund conic. Capacitate: 50 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute, Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g Gradatie: 2,5 ml	
206	38000000-5	206. Pulbere Potasium Chloride (uscat)	12636	Germania	Sigma-Aldriche	Necesar pentru plasarea electrozilor la echipamentul electroencefalografiei de densitate înaltă 256 electrozi, producătorul EGI.	Necesar pentru plasarea electrozilor la echipamentul electroencefalografiei de densitate înaltă 256 electrozi, producătorul EGI.
207	38000000-5	207. Bandaj elastic medical adeziv				din bumbac compresiv ELAST 95112, 5m.	
208	38000000-5	208. Soluție pentru plasarea electrozilor 300 ml				cerința EGI, producătorul echipamentului electroencefalografiei de densitate înaltă 256 electrozi, pentru plasarea electrozilor.	

209	38000000-5	209. Vas Dewar pentru stocare probe în azot azot lichid. Volum 20 litri.	F4524	Germania	Sigma-Aldriche	Vas Dewar pentru stocare probe biologice în azot lichid, capacitatea nu mai mică de 20 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,10 l/zi	Vas Dewar pentru stocare probe biologice în azot lichid, capacitatea nu mai mică de 20 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,10 l/zi
210	38000000-5	210. Vas Dewar pentru transportarea si stocarea azotului lichefiat. Volum 10 litri.	F9143	Germania	Sigma-Aldriche	Vas Dewar pentru păstrare azot lichid, capacitatea nu mai mică de 10 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,18 l/zi	Vas Dewar pentru păstrare azot lichid, capacitatea nu mai mică de 10 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,18 l/zi
211	38000000-5	211. Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml				Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml	
212	38000000-5	212. Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare				Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare	
213	38000000-5	213. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 25 cm3	F7302	Germania	Sigma-Aldriche	Flacoane sterile pentru utilizarea in cultura in vitro a celulelor aderente, au suprafata tratata, volum 25 cm3. Asigură o manipulare usoara si un risc de contaminare redus, ermeticitate garantata.	Flacoane sterile pentru utilizarea in cultura in vitro a celulelor aderente, au suprafata tratata, volum 25 cm3. Asigură o manipulare usoara si un risc de contaminare redus, ermeticitate garantata.
214	38000000-5	214. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 75cm3	F7552	Germania	Sigma-Aldriche	Flacoane sterile pentru utilizarea in cultura in vitro a celulelor aderente, au suprafata tratata, volum 75 cm3. Asigură o manipulare usoara si un risc de contaminare redus, ermeticitate garantata.	Flacoane sterile pentru utilizarea in cultura in vitro a celulelor aderente, au suprafata tratata, volum 75 cm3. Asigură o manipulare usoara si un risc de contaminare redus, ermeticitate garantata.
215	38000000-5	215. Vârfuri pipete, volum 1-200 mkl				Vîrfuri 1-200 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpiptet	
216	38000000-5	216. Vârfuri pipete, volum 200-1000 mkl				Vîrfuri 200- 1000 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpiptet	
217	38000000-5	217. Tuburi Eppendorf, 1,5 ml				Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 1,5 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m.	
218	38000000-5	218. Tuburi Eppendorf , 2 ml				Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 2 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m.	
219	33000000-0	219. Eprubete cu capac, sterile, 15 ml				Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic. Capacitate: 15 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g. Gradatie: 0,5 ml	
220	33000000-0	220. Eprubete cu capac, sterile, 50 ml				Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic Capacitate: 50 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g. Gradatie: 2,5 ml	
221	33000000-0	221. Crioeprubete, 5 ml				Criotuburi cu fund conic. Capacitate 5 ml. Set /ambalaj 200 buc/set. Material - PP polipropilena, Autoclavabile - Ultra-Congelabile - Livrate cu capace ermetice Gradație 1,0 ml	
222	33000000-0	222. Pipete serologice sterile (5 ml)				Pipete serologice sterile (5 ml), ambalate individual	
223	33000000-0	223. Pipete serologice sterile (10 ml)				Pipete serologice sterile (10 ml), ambalate individual	
224	33000000-0	224. Pipete serologice sterile (25 ml)				Pipete serologice sterile (25 ml), ambalate individual	
225	33000000-0	225. Mănuși nesterile, nepudrate, mărimeaM		Italia	Farmac-Zabban	Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea M	Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea M
226	33000000-0	226. Mănuși nesterile, nepudrate, mărimeaS		Italia	Farmac-Zabban	Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea S	Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea S
227	33000000-0	227. Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea L		Italia	Farmac-Zabban	Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea L	Mănuși nesterile, nepudrate, mărimea L
228	33000000-0	228. Seringi		Olanda	Romed	2 ml	2 ml
229	33000000-0	229. Seringi		Olanda	Romed	5 ml	5 ml
230	33000000-0	230. Seringi		Olanda	Romed	10.ml	10.ml
231	33000000-0	231. Seringi insulină		Olanda	Romed	Seringi insulină	Seringi insulină

232	33000000-0	232. Vârfuri pipete				Nesterile, volum 0,5-200 mkl(galbene) de tip Gilson	
233	33000000-0	233. Multicuvette rack 1 pack				Chiuvețe pentru testarea imunoglobulinelor la analizatorul biochimic	
234	33000000-0	234. Eprubete				Sterile,cu capac,volumul 15 ml,cu fund conic	
235	33000000-0	235. Hârtie termică pentru printare ECG				Tip: pliată, Dimensiuni: 110 mm x 140 mm , Număr coli în pachet: minim 150 , Compatibil cu electrocardiograf: iMAC12	
236	33000000-0	236. Clema pentru nas				Tip accesoriu pentru aparatul de spirometry, Material – plastic	
237	33000000-0	237. Turbina dispozabilă cu piesa bucală de carton				Model spirograf: Compatibilă cu spirograf SpiroLab MIR Acuratețea volumului: ± 3% sau 50 ml, Acuratețea fluxului: ± 5% sau 50 ml, Standard: ATS / ERS Material piesă bucală: carton Ambalare: individuală fiecare turbine, Utilizare: un singur pacient, o singură utilizare	
238	33000000-0	238. Analizator corporal				Grasimea corporala in procentaj(0,1%), Valori tinta pentru copii si adulti Grasimea viscerală (rating 1-50), Masa de grasime, Masa musculara, Apa totala din corp in procentaj, Rata metabolica de baza (BMR), Indicatorul de masa minerala a osului (kg), Varsta metabolica(12-90 ani), Ratingul fizic (9 nivele), Caracteristici speciale: Transmisie prin bluetooth la consola portabila D1000 , ceasuri GARMIN Forerunner sau direct la calculatorul personal prin intermediul unui adaptor wireless Conexiunea la Softul dedicat Fitness GMON PRO, Tehnologie unica bazata pe electrozi transparenti, Monitorizarea extrem de precisa si posibilitatea vizualizarii evolutiei fac din acest aparat un model de tehnologie de top. Garantia produselor este de 24 luni	
239	33000000-0	239. Spirometru portabil				Destinație: funcție de testare rapidă și ușoară de testare a plămânilor. Proprietăți: Analizează oximetrie de efort, analiza de saturație pentru studiul de somn, în apnee, dimensiunea. Toți parametri sunt afișați direct pe ecran fără conexiune la PC. Alimentare: baterie reincarcabilă și rețea de 220 V/50Hz. Senzor la temperatură: semiconductoare 45°C. Display color: FSTN grafic, 320×240 pixeli. Imprimantă: termică, hârtie de 112×30 mm. Piesa de gură: Ø 30 mm diametru extern. Conexiune: USB, Bluetooth, imprimantă. Greutate: 1,9 kg. Memorie de date de epse 6000 de măsurători. Oximeter de memorie cu pînă la 1000 de ore de la înregistrare. Back-up la valorile măsurate timp de 10 ani. Turbina digitală pentru a asigura precizie maximă în orice condiție de mediu.	

240	33000000-0	240. Cutimetru				Caracteristici: Fiaon, portabil si cu o buna repetabilitate Functia HOLD, pastreaza si afiseaza valoarea masurata Ecran LCD, Interval masurare: 0 ~ 50mm / 0 ~ 2 " Unitati: 0,1 mm / 0,01 " Precizie: ± 0.2mm / 0.01 " Conform standardelor de calitate si siguranta: RoHS si CE Setul include: 1 x Cutimetru 1 x Baterie CR2032 1 x Ghid de initiere rapida 1 x Tabel de interpretare a grasimii corporale caracteristici generale Tip produs Tester portabil Tip utilizare Uz casnic Destinat pentru Masurarea functiilor vitale Beneficii Monitorizare Valori masurate Consumul de grasimi Tip alimentare Baterii Unitate de masura Milimetri Inchi Material ABS Functii Ecran LCD Continut pachet Manual de instructiuni Baterie CR2032 Dispozitiv Tabel de interpretare Culoare Gri Lungime 110 mm Latime 50 mm Inaltime 20 mm Greutate 42 g	
241	33000000-0	241. Goniometru				dimensiuni pentru arisaj detanar – asigura citirea usoara a unghiului masurat Constructie robusta din aluminiu usor. Rigla integrata pe partea superioara a aparatului (0 – 32 cm), Usor de utilizat: usor de inteles, Nivelul orizontala si verticala, Functia „Mentinere” poate bloca ultima valoare masurata, Functia de oprire automata daca nu este utilizat timp de 5 minute, Indicator pentru baterie descarcata. Valori masurate Distante/Lungimi Unghiuri, Unitate de masura cm Acuratete de masurare (+/-) 0.5 Numar valori masurate 2 Material Aluminiu Functii Oprire automata Indicator baterie descarcata Continut pachet 1 x Acumulator 1 x Husa 1 x Goniometru Culoare Multicolor SPECIFICATII TEHNICE Interval de masurare 0°-220° Baterii necesare 1 x 9V DIMENSIUNI, Lungime 32 cm Greutate 0.54 Kg	
242	33000000-0	242. Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi pentru ap. „Гастроскан ГЭМ”		Rusia	ZAO NPP IstokSistem	Destinație: pentru pH metrie 24 ore. Proprietăți: Sonde compatibile cu aparatul – Гастроскан ГЭМ, Tipul sondei – transnazală pentru maturi, Diapazonul măsurării – de la 1,2 la 9,2, Numărul de emițătoare – 3, Material de confecționare – polimer, Tipul electrozilor – percutanat din clor- argint	
243	33000000-0	243. Halat alb de laborator		Moldova	Solling	mărimea M	
244	33000000-0	244. Halat alb de laborator		Moldova	Solling	mărimea L	
245	33000000-0	245. Mănuși nesterile		Italia	Farmac-Zabban	mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati	mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati
246	33000000-0	246. Varfuri de pipete 0-20mkl				pentru pipete automate tip Eppendorf, volum 0-20 mkl, ambalaj minim 1000 buc.	
247	33000000-0	247. Eprubete sterile				Eprubete fabricate din sticlă neutră și echipată cu un capac cu filet din polipropilen, capac ce asigură închiderea etanșă absolută, dimensiune 16*100mm, cu grosimea pereților de 1,0/1,1mm.	

248	33000000-0	248. Stativ eprubete				Stativ fabricat din polipropilen, care permite utilizarea rafturilor în băi de apă fără suprafață., cu o rezistență la căldură în intervalul - 20 ° C până la + 121 ° C.	
249	33000000-0	249. Mănuși sterile		Italia	Farmac-Zabban	Mănuși chirurgicale sterile latex, fără talc, mărimea 7.	Mănuși chirurgicale sterile latex, fără talc, mărimea 7.
250	24310000-0	250. Seringă 1ml		Olanda	Romed	Seringă 1ml27G sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință.	Seringă 1ml27G sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință.
251	24320000-3	251. Seringă 3ml		Olanda	Romed	Seringă 3ml sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință.	Seringă 3ml sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință.
252	24320000-3	252. Tifon		Olanda	Romed	Tifon medical nesteril, 10cm*90 cm.	Tifon medical nesteril, 10cm*90 cm.
253	24310000-0	253. Set oftalmologic steril				Halat chirurgical, câmp de acoperire masa de operație, câmp de acoperire masa de instrumente, tampoane absoebante	
254	24320000-3	254. Cilindre pentru măsurare de 1000 ml		Germania	Isolab	Utilizare : măsurare a volumului de lichide Caracteristici: confecționat din sticlă de borosilicat, volumul 1000 ml, baza hexagonală, clasa de calibrare „A” după standardele DIN/ISO, Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Utilizare : măsurare a volumului de lichide Caracteristici: confecționat din sticlă de borosilicat, volumul 1000 ml, baza hexagonală, clasa de calibrare „A” după standardele DIN/ISO, Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
255	24320000-3	255. Vîrfuri pentru pipetă cu filtru de 10 µl				Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul 0-10 µl, lungi, cu filtru și grad scăzut de retenție, transparente, Ambalare: cutie cu 96 bucăți Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	
256	24320000-3	256. Ependorfe				Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare în volum mic. Caracteristici: Volumul – 1,5 ml, formă conică. Fabricat din polipropilen, rezistent la diverse substanțe chimice, stres mecanic și temperaturi extreme, fără plastifianți sau substanțe biocide, autoclavabil, incolor. Ambalare: minim 500 bucăți în pungă Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	
257	24310000-0	257. Set suport pentru uscare				Utilizare: uscarea eficientă a sutiilor de laborator Caracteristici: fabricat din compozit dur, rezistent la apă, cu spațiu pentru 72 de cuiere și spațiu. În partea de jos prezintă o tavă de colectare și scurgere a apei prin furtun. Livrare: împreună cu kitul de montare pe perete, furtunul de evacuare, șablonul de montare. Setul să includă suplimentar 20 de cuiere de dimensiuni mici și 20 de cuiere de dimensiuni mari. Păstrare: Conform recomandărilor producătorului	
258	24310000-0	258. Accesorii pentru baia de apă BAE-2, de 5 Litri, producător RAYPA, Spania				Utilizare: lucrul cu baia de apă și acoperirea acesteia în timpul fierberii cu scop de protecție a personalului. Caracteristici: 1. Capac pentru bae de apă BAE-2, de 5 Litri, model TT-2 – tip acoperiș, confecționat din oțel inoxidabil, cu mâner termorezistent. 2. Stativ cu mâner pentru 48 de tuburi, configurația 12x4, diametru 16mm, model GRB-4816 Livrare: Conform recomandărilor producătorului, ambele accesorii într-un set.	
259	24310000-0	259. Mănuși chirurgicale nesterile		Italia	Farmac-Zabban	Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE	ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE
260	33690000-3	260. Seringi insulinice		Olanda	Romed	Volum: 1 ml Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic	Volum: 1 ml Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic

261	24310000-0	261. Eprubeta Eppendorf		Olanda	Romed	Cu capac. Volum: 1,5 ml	Cu capac. Volum: 1,5 ml
262	24200000-6	262. Eprubeta cu Lithium Heparina 4 ml 13x75 mm				Eprubetă cu lithium heparină cu capac, sterile, Pentru colectarea sângelui Volum – 4 ml. Dimensiuni: 13x75 mm	
263	24310000-0	263. Eprubeta 50 ml, PP, 30x115 mm				Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 50 ml. Dimensiuni - 30x115 mm	
264	24320000-3	264. Eprubeta 10ml, 16x100mm, PP,				Eprubetă din polipropilenă cu capac. Volum – 10 ml, Dimensiuni - 16x100 mm	
265	24310000-0	265. Eprubeta 5ml, 12x86mm PP				Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 5 ml. Dimensiuni - 12x86 mm	
266	24310000-0	266. Eprubeta vacumata clot activator p-u colectarea singelui, 6ml				Pentru colectarea sângelui. Eprubeta vacumata clot activator, sterilă, cu capac. Volum – 6 ml	
267	24310000-0	267. Vârf pentru dozator 0-200 mkl				Vârf pentru dozator (pipetă), Volum – 0-200 mkl	
268	24200000-6	268. Vârf pentru dozator 200-1000 mkl				Vârf pentru dozator (pipetă) Volum – 200-1000 mkl	
269	24200000-6	269. Mănuși chirurgicale nesterile		Italia	Farmac-Zabban	Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE	amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE
270	24200000-6	270. Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă				Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.	
271	24200000-6	271. Eprubete din polipropilen cu capac înșurubator, fund conic. 15 ml				Eprubete din polipropilen cu capac înșurubator, fund conic, 15 ml, pentru izolarea ADN	
272	24200000-6	272. Vîrfuri pentru pipetă cu filtru de 200 µl				Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul 1-200 µl , cu filtru și grad scăzut de retenție, transparente, Ambalare: cutie cu 96 bucăți Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	
273	24310000-0	273. Tuburi pentru teste				Utilizare: recipient pentru testare, diluare și febere a soluției de aminoacizi combinate cu identificatori de aminoacizi Caracteristici: confectionat din sticlă de borosilicat, termorezistente , 12 mm diametru si 100 mm lungimea, grosime perete de 0,9/1 mm. Împachetare: a cite 100 de tuburi în cutie Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	
274	24310000-0	274. Foarfece de laborator		Rusia	Minimed	Utilizare : secționarea materialelor Caracteristici: confectionat din metal rezistent la substanțe chimice și corozive. Lungimea 200 mm, capatele drepte și ascuțite, urechile acoperite cu cauciuc. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	Utilizare : secționarea materialelor Caracteristici: confectionat din metal rezistent la substanțe chimice și corozive. Lungimea 200 mm, capatele drepte și ascuțite, urechile acoperite cu cauciuc. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
275	24320000-3	275. Pincetă pentru preparare				Utilizare: lucrul în laborator Caracteristici: confectionat din oțel inoxidabil rezistent la corozie și acțiunea substanțelor chimice. Vîrful drept, ascuțit fără dinți, lungimea 130 mm Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	

						Utilizare: Crioprezervarea celulelor Caracteristici: Volumul de 2 ml. Înălțimea de 48,6 mm, diametrul de 12,4 mm. Confectionat din polipropilen cu filetul la exterior. Pereții interni prelucrați în așa mod ca să rețină o cantitate minimă de lichide. Non-pirogen, fără urme de ADN-ază și ARN-ază. Sterilizat cu gama radiații. Autoclavabile. Ambalare: 100 de bucăți în pungă Livrare: conform recomandărilor producătorului	
						Utilizare: păstrarea criotuburilor în timpul congelării Caracteristici: Confectionat din policarbonat, pentru 81 de criotuburi. Cu capac care se scoate. Rezistent la temperaturi de la -196°C până la +121°C. Livrare: conform recomandărilor producătorului	
						Utilizare: păstrarea criotuburilor în timpul congelării Caracteristici: Confectionat din carton, pentru 81 de criotuburi. Cu capac care se scoate. Rezistent la alcool, solvenți medii și la temperaturi de la -196°C până la +121°C. Livrare: conform recomandărilor producătorului	
						Utilizare: păstrarea lamelor histologice Caracteristici: Confectionat din ABS, cu capac articulată și lacăt din oțel. Cu perete despărțitor ce oferă posibilitatea de păstrare a 100 de lame histologice în 2 rânduri. Livrare: conform recomandărilor producătorului	
						Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul până la 5000 µl, transparente, nesteril Ambalare: pungă cu 250 bucăți Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului	
281	24320000-3	281. Mănuși chirurgicale nesterile		Italia	Farmac-Zabban	Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50 micogram/gram. În conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declarația de conformitate: CE	Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, ambalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50 micogram/gram. În conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declarația de conformitate: CE
282	24320000-3	282. Seringi insulinice		Olanda	Romed	Volum: 1 ml. Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic	Volum: 1 ml. Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic
283	24320000-3	283. IgG Aspergillus fumigatus				Pentru confirmarea infecției fungice la pacienți cu bronșiectozii	
284	24320000-3	284. Hormonului pro BNP				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
285	24320000-3	285. Troponina				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	

286	24320000-3	286. IL - 1				Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
287	24320000-3	287. Dansyl chloride (5 –Dimethylamino)naphtaline-1sulfanyl Chloride)	D2625	Germania	Sigma-Aldriche	Puritate > 98%. Reagent pentru culture celulare	Puritate > 98%. Reagent pentru culture celulare
288	24320000-3	288. MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide)	M5655	Germania	Sigma-Aldriche	Bioreagent pentru culturi celulare	Bioreagent pentru culturi celulare
289	24320000-3	289. Tampon fosfat salin pentru culturi celulare	P4417	Germania	Sigma-Aldriche	Pentru culturi celulare. Flacon, nu mai puțin de 50 pastile	Pentru culturi celulare. Flacon, nu mai puțin de 50 pastile
290	24320000-3	290. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel înalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml	D6429	Germania	Sigma-Aldriche	Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.	Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni.
		Total:					

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

08.07.2019

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

<i>Standar-de de referință</i>

<i>ISO</i>
<i>ISO</i>

<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>

ISO
ISO
ISO
ISO

[illegible]

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

ISO
ISO

<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>

ISO
ISO
ISO
ISO

ISO
ISO
ISO
ISO

<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

[illegible]

<i>ISO CE</i>
<i>ISO CE</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ISO CE
ISO CE
ISO CE
ISO CE
ISO CE
ISO
ISO CE
ISO CE

	<i>ISO CE</i>
	<i>ISO CE</i>
	<i>ISO</i>

<i>ISO CE</i>
<i>ISO CE</i>

<i>ISO CE</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>
<i>ISO</i>