

The background features a light purple and white grid pattern. A large, curved, metallic needle is positioned horizontally across the middle. A blue braided suture thread is shown in a large loop on the right side, and another blue braided suture thread is visible at the bottom left. The text is centered and uses a mix of red and black colors.

Assut sutures

of Switzerland

**STERILE
SURGICAL
SUTURES
CATALOGUE**

CATALOGUE SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES
STERILES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL KATALOG

At the service of surgery

Au service de la chirurgie
Im Dienste der Chirurgie

www.assutsutures.com


Suture package

Emballage de sutures
Nahtmaterial-Verpackung


Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs
Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



EN. AssuCryl®
Polyglycolic acid (PGA)
Braided, coated, synthetic, absorbable.
Predictable absorption time.
High initial tensile strength.
Easy and secure knotting.
Excellent knot sliding and smooth to handle.
Violet or undyed.
Absorption essentially complete between 60 to 90 days.

FR. AssuCryl®
Acide polyglycolique (PGA)
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption.
Résistance initiale à la traction élevée.
Réalisation facile et fiable d'un nœud.
Manipulation aisée.
Violet ou incolore.
Résorption généralement complète au bout de 60 à 90 jours.


DE. AssuCryl®
Polyglykolsäure (PGA)
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Einfaches und sicheres Verknoten.
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.
Violett oder ungefärbt.
In der Regel vollständige Resorption nach 60 bis 90 Tagen.



EN. AssuCryl® Lactin
Polyglactin (PGLA)
Braided, coated, synthetic, absorbable.
Predictable absorption time.
High initial tensile strength.
Easy and secure knotting.
Excellent knot sliding and smooth to handle.
Violet or undyed.
Absorption essentially complete between 56 to 70 days.

FR. AssuCryl® Lactin
Polyglactine (PGLA)
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption.
Résistance initiale à la traction élevée.
Réalisation facile et fiable d'un nœud.
Manipulation aisée.
Violet ou incolore.
Résorption généralement complète au bout de 56 à 70 jours.

DE. AssuCryl® Lactin
Polyglactin (PGLA)
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Einfaches und sicheres Verknoten.
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.
Violett oder ungefärbt.
In der Regel vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen.



EN. AssuCryl® Rapid
Polyglycolic acid (PGA)
Braided, coated, synthetic, absorbable.
Predictable shorter absorption time.
High initial tensile strength.
Easy and secure knotting.
Excellent knot sliding and smooth to handle.
Undyed only.
Absorption essentially complete between 40 to 45 days.

FR. AssuCryl® Rapid
Acide polyglycolique (PGA)
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption plus courte.
Résistance initiale à la traction élevée.
Réalisation facile et fiable d'un nœud.
Manipulation aisée.
Incolore uniquement.
Résorption généralement complète au bout de 40 à 45 jours.

DE. AssuCryl® Rapid
Polyglykolsäure (PGA)
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Einfaches und sicheres Verknoten.
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.
Nur ungefärbt erhältlich.
In der Regel vollständige Resorption nach 40 bis 45 Tagen.



EN. AssuCryl® MonoSlow
Polydioxanone (PDO)
Monofilament, synthetic, absorbable.
High initial tensile strength.
Easy to handle and smooth passage through tissue.
Violet only.
Absorption essentially complete between 180 to 210 days.

FR. AssuCryl® MonoSlow
Polydioxanone (PDO)
Monofilament, synthétique, résorbable.
Résistance initiale à la traction élevée.
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.
Violet uniquement.
Résorption généralement complète au bout de 180 à 210 jours.

DE. AssuCryl® MonoSlow
Polydioxanon (PDO)
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.
Nur violett erhältlich.
In der Regel vollständige Resorption nach 180 bis 210 Tagen.



EN. AssuCryl® MonoRapid
Poliglecaprone (PGCL)
Monofilament, synthetic, absorbable.
Predictable shorter absorption time.
Easy to handle and smooth passage through tissue.
Violet or undyed.
Absorption essentially complete between 90 to 120 days.

FR. AssuCryl® MonoRapid
Poliglécaprone (PGCL)
Monofilament, synthétique, résorbable.
Durée prévisible de résorption plus courte.
Résistance initiale à la traction élevée.
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.
Violet ou incolore.
Résorption généralement complète au bout de 90 à 120 jours.

DE. AssuCryl® MonoRapid
Poliglecapron (PGCL)
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.
Hohe Ausgangszugfestigkeit.
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.
Violett oder ungefärbt.
In der Regel vollständige Resorption nach 90 bis 120 Tagen.

Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



EN. Astralen® / Polyester

Polyester, braided and coated. Improved tensile strength and knot security. A modern braiding technique gives the strand a smooth and uniform surface that minimizes the trauma. Green or white.

FR. Astralen® / Polyester

Polyester, tressé et enduit. Résistance accrue à la traction et fiabilité des nœuds. Une technique de tressage moderne confère au filament une surface lisse et régulière qui minimise le traumatisme. Vert ou blanc.

DE. Astralen® / Polyester

Polyester, geflochten und beschichtet. Verbesserte Zugfestigkeit und Knotensicherheit. Ein modernes Flechtverfahren verleiht dem Faden eine glatte und gleichmässige Oberfläche für eine minimale Traumatisierung. Grün oder weiss.



EN. Silk

Braided on twisted core for greater tensile strength. The coating and a new braiding technique render the silk uniform and smooth to facilitate its handling. Black or blue virgin for ophthalmology.

FR. Soie

Tressé sur un noyau torsadé pour une résistance accrue à la traction. L'enduit et une nouvelle technique de tressage confèrent à la soie une surface lisse et régulière qui facilite sa manipulation. Noire ou bleue vierge pour l'ophtalmologie.

DE. Seide

Geflochten auf einem gezwirnten Kern für eine erhöhte Zugfestigkeit. Die Beschichtung und ein neues Flechtverfahren verleihen der Seide eine gleichmässige Oberfläche und erleichtern die Handhabung. Schwarz oder blaue Naturseide für Ophthalmologie.



EN. Polypropylene

Monofilament. Flexible and excellent knot security. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or clear.

FR. Polypropylène

Monofilament. Flexible et sécurité de nœud optimale. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou transparent.

DE. Polypropylen

Monofilament. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder transparent.



EN. Nylon

Polyamide, monofilament. High tensile strength. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or black.

FR. Nylon

Polyamide, monofilament. Résistance à la traction élevée. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou noir.

DE. Nylon

Polyamid, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder schwarz.



EN. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament with supersoft core. Monofilament in USP 6-0 and 5-0. Superior flexibility and knot security. Extremely well tolerated. Black only.

FR. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament avec un noyau très souple. Monofilament en USP 6-0 et 5-0. Flexibilité et qualité de nœud supérieure. Extrêmement bien toléré. Noir uniquement.

DE. Supramid

Polyamid, Pseudo-Monofilament mit superweichem Kern. Monofilament in USP 6-0 und 5-0. Hervorragende Elastizität und Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Nur schwarz erhältlich.

Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



EN. AssuTopFiber®


Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) undyed, co-braided with dyed or undyed polyester. Uncoated. Outstanding tensile strength. Excellent knot security. Easy and smooth to handle. White or green and bi-color white/blue or white/green for an easier identification.

FR. AssuTopFiber®

Polyéthylène de masse moléculaire ultra élevée (UHMWPE) incolore, co-tressé avec du polyester teinté ou incolore. Non enduit. Extrême résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Manipulation aisée. Blanc ou vert et bicolor blanc/bleu ou blanc/vert pour une meilleure identification.

DE. AssuTopFiber®

Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) ungefärbt, zusammen mit gefärbtem oder ungefärbtem Polyester geflochten. Unbeschichtet. Extreme Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Weiss oder grün und zweifarbig weiss/blau oder weiss/grün zur besseren Identifizierung.



EN. Surgical Steel

Stainless steel, monofilament. Very high tensile strength. Excellent knot security. This strand causes minimum tissue reaction. Natural steel color.

FR. Acier chirurgical

Acier inoxydable, monofilament. Très grande résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Ce filament réduit au maximum la réaction des tissus. Couleur naturelle d'acier.

DE. Chirurgischer Stahl

Edelstahl, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Der Draht verursacht nur eine sehr geringe Gewebereaktion. Natürliche Stahlfarbe.

Specialties | Spécialités | Spezialprodukte



EN. Temporary Cardiac Pacing Wire


Monopolar temporary cardiac pacing wire made of multifilament surgical stainless steel, with blue, black or white/grey coloured polyethylene insulation. Very flexible. Easy to handle.

FR. Electrode de Stimulation Cardiaque Temporaire

Electrode de stimulation cardiaque temporaire en fil d'acier chirurgical, multifilament avec isolation en polyéthylène de couleur bleu, noir ou blanc/gris. Très flexible. Manipulation aisée.

DE. Temporär Herzschrittmacher

Monopolare temporäre Herzelektrode aus chirurgischem Multifilamentstahldraht mit blau, schwarz oder weiss / grau gefärbter Polyethylen Isolierung. Sehr flexibel. Leichte Handhabung.



EN. Astralen® / Polyester Tape

Polyester Tape. Flexible and excellent knot security. Easy to handle. Green or white.

FR. Astralen® / Polyester Ruban

Ruban de polyester. Flexible et sécurité du nœud optimale. Manipulation aisée. Vert ou blanc.

DE. Astralen® / Polyester Band

Polyesterband. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Grün oder weiss.



EN. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylene (PTFE) polymers fibers. Pre-punched. Various sizes and shapes including oval, round and rectangular. Undyed.

FR. PTFE Pledgets

Fibres de polymères de polytétrafluoréthylène (PTFE). Pré-perforés. Différentes tailles et formes, notamment ovales, rondes et rectangulaires. Incolore.

DE. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylen-Polymerfasern (PTFE). Vorgestanzt. Verschiedene Größe und Forme, darunter oval, rund und rechteckig. Ungefärbt.

Information on product REF

Indications relatives aux numéros de produits
Informationen zur Produktnummer

EN.

Each Assut product has a REF (Prod. No.) with either 1, 2, 3, 4 or more digits. The prefix letter(s) followed by number(s) or suffix letter(s) refer to the information below.

FR.

Chaque produit Assut a une REF (Prod.No.) avec 1, 2, 3, 4 ou plus de chiffres. La/les lettre(s) en préfixe suivie(s) de nombre(s) ou la/les lettre(s) en suffixe se réfèrent aux informations ci-dessous.

DE.

Jedes Assut Produkt hat eine Produktnummer (Prod. Nr.), die entweder aus 1, 2, 3, 4 oder mehr Zahlen besteht. Präfix-Buchstabe(n) gefolgt von Zahlen oder Suffix-Buchstabe(n), falls vorhanden, beziehen sich auf die unten angeführten Informationen.

Prefix

Préfixe - Präfix

ACL	AssuCryl® (PGA)	NY	Nylon
ACLL // L	AssuCryl® Lactin (PGLA)	SUP	Supramid
ACLMS // MS	AssuCryl® MonoSlow (PDO)	ATF // PE	AssuTopFiber® (UHMWPE)
ACLMR // MR	AssuCryl® MonoRapid (PGCL)	SST	Surgical Steel
ACLR // R	AssuCryl® Rapid (PGA)	PW	Temporary Cardiac Pacing Wire
AST	Astralen®/Polyester	AT	Astralen Tape
SI	Silk - Soie - Seide	PLED	PTFE Pledgets
PPN	Polypropylene - Polypropylène Polypropylen	B	Reel - Bobine - Spule

Suffix

Suffixe - Suffix


Thread length Longueur du fil - Fadenlänge	Thread color Couleur du fil - Farbe des Fadens	Needle type Type d'aiguille - Nadelsorte
FTE 15 cm	White (or undyed) W Blanc (ou non teinté) Weiss (oder ungefärbt)	Conventional cutting -CC Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend
TWE 20 cm	Black B Noir Schwarz	Slim -SL Fine Fein
TH 30 cm	Green (special combination) G Vert (combinaison spéciale) Grün (spezielle Kombination)	Anti-reflective/black -AR Anti-reflet/noire Nicht reflektierend/schwarz
THF 35 cm	Thread characteristics Caractéristiques du fil Besonderheiten des Fadens	
TE 38 cm	No loop -NL Pas de boucle Keine Schlinge	
F 45 cm	Loop -Loop Boucle Schlinge	
FT 50 cm	Special coating PTFE -PTFE Enduit spécial PTFE Spezielle Beschichtung PTFE	
S 60 cm		
ST 70 cm		
75 cm		
E 80 cm		
N 90 cm		
H 100 cm		
HT 120 cm		
HTF 135 cm		
HF 150 cm		
HS 160 cm		
HE 180 cm		
T 200 cm		
TTW 220 cm		
TF 240 cm		

Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale
Nadelform und Querschnitt

HRG 40

H=1/2 circle, R=Round-bodied, G=heavy, 40mm
H=1/2 cercle, R=Corps rond, G=renforcée, 40mm
H=1/2 Kreis, R=Rundkörper, G=stark, 40mm



40mm

TS 60

T=3/8 circle, S=Reverse cutting, 60mm
T=3/8 cercle, S=Tranchante, 60mm
T=3/8 Kreis, S=Schneidend, 60mm



60mm

EN. Needle codes

The shape, cross-section and length of needles are given by the needle codes, for example TS 60. The first letter refers to the shape of the needle, the second to the cross-section. The number stands for the needle length along the body (mm).

FR. Code aiguilles

La forme, la coupe transversale et la longueur des aiguilles sont indiquées par les codes aiguilles, par exemple TS 60. La première lettre se réfère à la forme de l'aiguille, la deuxième à la coupe transversale. Le nombre se réfère à la longueur de l'aiguille (mm).

DE. Nadel-Code

Die Form, der Querschnitt und die Länge der Nadeln sind durch den Nadel-Code, zum Beispiel TS 60, angegeben. Der erste Buchstabe bezieht sich auf die Form der Nadel, der zweite auf den Querschnitt. Die Zahl bezieht sich auf die Länge der Nadel (mm).

Round-bodied (taper)

Corps rond
Rundkörper



Reverse cutting

Tranchante
Schneidend



Conventional cutting

Tranchante conventionnelle
Konventionell schneidend



Cutting taper

Corps rond, tranchante
Rundkörper, schneidend



Spatula

Spatulée
Spatula



















Blunt point

Corps rond, pointe émoussée
Rundkörper, stumpfe Spitze

















Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
HR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
HRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	G heavy renforcée stark	
HRM	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	M micropoint micropointe Mikrospitze	
HS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend		
HSG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend	G heavy renforcée stark	
HSP	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SP Spatula Spatulée Spatula		
HSR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HSRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G heavy renforcée stark	
HCS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	CS Conventional cutting Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
HTT	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	TT Round-bodied, blunt point Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
KSP	K $\frac{1}{4}$ circle $\frac{1}{4}$ cercle $\frac{1}{4}$ Kreis	SP Spatula Spatulée Spatula		
FR	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
FRG	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	G heavy renforcée stark	
RR	R Straight Droite Gerade	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
RS	R Straight Droite Gerade	S Cutting Tranchante Schneidend		
RSK	R Straight Droite Gerade	SK Cutting with breakable feature Tranchante, aiguille cassable Schneidend, brechbare Nadel		

Needle shape and cross-section





Forme d'aiguille et coupe transversale
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
TR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
TRM	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	M micropoint micropointe Mikrospitze	
TS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend		
TSP	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SP Spatula Spatulée Spatula		
TS-P	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S Reverse cutting Tranchante Schneidend	P premium	
TSR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
TCS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	CS Conventional cutting Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
TTT	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	TT Round-bodied, blunt point Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
HMR	HM Fish hook Hameçon J-Form	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper		
HMRG	HM Fish hook Hameçon J-Form	R Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper	G heavy renforcée stark	
HMS	HM Fish hook Hameçon J-Form	S Reverse cutting Tranchante Schneidend		
HMSR	HM Fish hook Hameçon J-Form	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HMSRG	HM Fish hook Hameçon J-Form	SR Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G heavy renforcée stark	
SKT	S Ski	KT Cutting Tranchante Schneidend		

Needle-chart






























Tableau des aiguilles

Tabelle der Nadeln



Surgical Steel
Acier Chirurgical
Chirurgischer Stahl

monofilament, stainless steel, non-absorbable
monofilament, acier inoxydable, non-résorbable
Monofilament, Edelstahl, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Sternotomy Sternotomie Sternotomie						
○ ½ circle, conventional cutting ½ cercle, tranchante conventionnelle ½ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>HCS 50 50 mm</p>	5	7		75	CV7802x2	Multipack 2 sutures per envelope 2 sutures par sachet 2 Fäden per Beutel
	6	8		45	SST1	
	5	7		45	CV7601x4	Multipack 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	5	7		75	CV7621x4	
	6	8		45	CV7624x4	
	6	8		75	CV7623x4	
	7	9		45	CV7605x4	
	7	9		75	CV7910x4	
	5	7		45	CV7601x4-360°	Multipack 4 sutures per envelope 360° rotating needle 4 sutures par sachet aiguille rotative à 360° 4 Fäden per Beutel 360° rotierende Nadel
	6	8		45	CV7624x4-360°	
	7	9		45	CV7605x4-360°	
	5	7		45	CV7620x6	Multipack 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
6	8		45	CV7622x6		
○ ¾ circle, conventional cutting ¾ cercle, tranchante conventionnelle ¾ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>TCS 50 50 mm</p>	5	7		45	CV7501x4	Multipack 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7503x4	
	5	7		45	CV7502x6	Multipack 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7504x6	
▽ ½ circle, reverse cutting, heavy ½ cercle, tranchante, renforcée ½ Kreis, schneidend, stark						
 <p>HSG 50 50 mm</p>	7	9		45	CV772607x4	Multipack 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	 <p>HSG 55 55 mm</p>	5	7		75	CV774505-360°
5		7		75	CV774505x2-360°	Multipack 2 sutures per envelope heavy & 360° rotating needle 2 sutures par sachet aiguille renforcée & rotative à 360° 2 Fäden per Beutel starke & 360° rotierende Nadel
◊ ½ circle, cutting taper, heavy ½ cercle, corps rond, tranchante, renforcée ½ Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 <p>HSRG 50 50 mm</p>	3&4	6		45	CV73979x4	Multipack 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	5	7		45	CV739705x4	
	6	8		45	CV739706x4	
	7	9		45	CV739707x4	












































Surgical
Assut sutures
of Switzerland

At the service of surgery
Au service de la chirurgie
Im Dienste der Chirurgie

www.assutsutures.com










































AssuCryl[®] MonoSlow (PDO)

monofilament, synthetic, absorbable
monofilament, synthétique, résorbable
Monofilament, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, round-bodied, heavy 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 45 45 mm	1	4		150	MS43427HF	heavy needle, loop aiguille renforcée, boucle starke Nadel, Schlinge
 HRG 50 50 mm	0 1 1 2	3.5 4 4 5	   	90 90 100 90	MS43436N MS43437N MS43437H MS43438N	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
 HRG 50 50 mm	0 1	3.5 4	 	150 150	MS43436HF MS43437HF	heavy needle, loop aiguille renforcée, boucle starke Nadel, Schlinge
 1/2 circle, reverse cutting 1/2 cercle, tranchante 1/2 Kreis, schneidend						
 HS 21 21 mm	3-0 2-0	2 3	 	45 45	MS46844F MS46845F	
 HS 30 30 mm	2-0 0 1	3 3.5 4	  	75 75 75	MS4715 MS4716 MS4717	
 HS 40 40 mm	0 1 2	3.5 4 5	  	90 90 90	MS4736N MS4737N MS4738N	
 HS 52 52 mm	0 1 2	3.5 4 5	  	90 90 90	MS4746N MS4747N MS4748N	
 1/2 circle, cutting taper 1/2 cercle, corps rond, tranchante 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 HSR 25 25 mm	3-0 2-0	2 3	 	75 75	MS43664 MS43665	
 HSR 27 27 mm	3-0 2-0	2 3	 	75 75	MS4374 MS4375	
 HSR 35 35 mm	2-0 0 1	3 3.5 4	  	75 90 90	MS43795 MS43796N MS43797N	
 HSR 38 38 mm	0 0 1 1	3.5 3.5 4 4	   	75 90 75 90	MS4386 MS4386N MS4387 MS4387N	

















AssuCryl[®] MonoSlow (PDO)

monofilament, synthetic, absorbable
monofilament, synthétique, résorbable
Monofilament, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, cutting taper, heavy 1/2 cercle, corps rond, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 HSRG 35 35 mm	0 1	3.5 4	 	90 90	MS43806N MS43807N	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
 HSRG 40 40 mm	0 1	3.5 4	 	90 90	MS43866N MS43867N	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
 HSRG 45 45 mm	1	4		100	MS43957H	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
 HSRG 50 50 mm	1	4		100	MS43977H	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
 3/8 circle, round-bodied, double-armed 3/8 cercle, corps rond, double-armée 3/8 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 13 13 mm	6-0 5-0	0.7 1	 	75 75	MS4991 MS4992	
 3/8 circle, reverse cutting 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 12 12 mm	6-0 5-0 4-0	0.7 1 1.5	  	45 45 45	MS4521F MS4522F MS4523F	
 TS 15 15 mm	6-0 5-0 4-0	0.7 1 1.5	  	75 75 75	MS4531 MS4532 MS4533	
 TS 17 17 mm	4-0 4-0 3-0 3-0	1.5 1.5 2 2	   	45 75 45 75	MS4543F MS4543 MS4544F MS4544	
 TS 19 19 mm	4-0 4-0 3-0 3-0	1.5 1.5 2 2	   	45 75 45 75	MS4553F MS4553 MS4554F MS4554	
 TS 24 24 mm	4-0 3-0 2-0	1.5 2 3	  	75 75 75	MS4563 MS4564 MS4565	
 TS 27 27 mm	3-0 2-0	2 3	 	75 75	MS4574 MS4575	













AssuCryl[®] Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable
tressé, enduit, synthétique, résorbable
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
⊙ 1/2 circle, round-bodied, heavy 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 27 27 mm	3-0	2		75	L4334	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	2-0	3		75	L4335	
	0	3.5		75	L4336	
	1	4		75	L4337	
 HRG 30 30 mm	2-0	3		75	L43325	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43326	
	1	4		75	L43327	
 HRG 35 35 mm	2-0	3		75	L43365	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43366	
	0	3.5		90	L43366N	
	1	4		90	L43367N	
 HRG 38 38 mm	2-0	3		75	L4345	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	2-0	3		90	L4345N	
	0	3.5		75	L4346	
	0	3.5		90	L4346N	
	1	4		75	L4347	
	1	4		90	L4347N	
	2	5		75	L4348	
2	5	90	L4348N			
 HRG 40 40 mm	0	3.5		75	L43416	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	L43416N	
	1	4		75	L43417	
	1	4		90	L43417N	
	1	4		100	L43417H	
	2	5		75	L43418	
2	5	90	L43418N			
 HRG 45 45 mm	0	3.5		75	L43426	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	L43427	
	2	5		75	L43428	
 HRG 45 45 mm	0	3.5		75	L43426-Loop	heavy needle, loop aiguille renforcée, boucle starke Nadel, Schlinge
 HRG 50 50 mm	0	3.5		75	L43436	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	L43436N	
	1	4		75	L43437	
	1	4		90	L43437N	
	1	4		100	L43437H	
	2	5		75	L43438	
	2	5		90	L43438N	
2	5	100	L43438H			
















































AssuCryl[®] Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable
tressé, enduit, synthétique, résorbable
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
⊙ 1/2 circle, round-bodied, heavy 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 65 65 mm	2-0	3		75	L43445	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
 HRG 80 80 mm	1	4		90	L43487N	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		100	L43487H	
⊙ Fish hook, round-bodied, heavy Hameçon, corps rond, renforcée J-Form, Rundkörper, stark						
 HMRG 35 35 mm	0	3.5		75	L426636	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
⊙ 1/2 circle, round-bodied, heavy & 1/2 circle, reverse cutting, heavy 1/2 cercle, corps rond, renforcée & 1/2 cercle, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark & 1/2 Kreis, schneidend, stark						
 HRG 38 38 mm	2-0	3		135	L48575HTF	heavy needles aiguilles renforcées starke Nadeln
○ 1/2 circle, round-bodied, blunt point 1/2 cercle, corps rond, pointe émoussée 1/2 Kreis, Rundkörper, stumpfe Spitze						
 HTT 35 35 mm	2-0	3		75	L48645	
				0	3.5	
 HTT 50 50 mm	1	4		90	L46267N	


























AssuCryl® Lactin (PGLA)

















braided, coated, synthetic, absorbable
tressé, enduit, synthétique, résorbable
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar


















Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Pre-cut sutures without needle Sutures pré-coupées sans aiguille Fäden ohne Nadel						
	5-0	1		1x140	L40052	
	4-0	1.5		1x140	L40053	
	3-0	2		1x140	L40054	
	2-0	3		1x140	L40055	
	0	3.5		1x140	L40056	
	1	4		1x140	L40057	
	2	5		1x140	L40058	
	5-0	1		1x150	L40032	
	4-0	1.5		1x150	L40033	
	3-0	2		1x150	L40034	
	2-0	3		1x150	L40035	
	0	3.5		1x150	L40036	
	1	4		1x150	L40037	
	2	5		1x150	L40038	
	5-0	1		3x45	L40352	
	4-0	1.5		3x45	L40353	
	3-0	2		3x45	L40354	
	2-0	3		3x45	L40355	
	0	3.5		3x45	L40356	
	1	4		3x45	L40357	
	2	5		3x45	L40358	
	4-0	1.5		6x45	L40093	
	3-0	2		6x45	L40094	
	2-0	3		6x45	L40095	
	0	3.5		6x45	L40096	
	1	4		6x45	L40097	
	4-0	1.5		12x45	L40523	
	3-0	2		12x45	L40524	
	2-0	3		12x45	L40525	
	0	3.5		12x45	L40526	
	1	4		12x45	L40527	
Pre-cut sutures without needle on reel Sutures pré-coupées sans aiguille sur bobine Fäden ohne Nadel auf Spule						
	5-0	1		1x150	BL40032	
	4-0	1.5		1x150	BL40033	
	3-0	2		1x150	BL40034	
	2-0	3		1x150	BL40035	
	0	3.5		1x150	BL40036	
	1	4		1x150	BL40037	
	2	5		1x150	BL40038	
	5-0	1		1x250	BL4092	
	4-0	1.5		1x250	BL4093	
	3-0	2		1x250	BL4094	
	2-0	3		1x250	BL4095	
	0	3.5		1x250	BL4096	
	1	4		1x250	BL4097	
	2	5		1x250	BL4098	

AssuCryl® Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable
tressé, enduit, synthétique, résorbable
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar





















Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Ophthalmic sutures Sutures ophtalmiques Ophthalmologie						
 1/2 circle, spatula, double-armed 1/2 cercle, spatulée, double-armée 1/2 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
	8 mm	6-0	0.7		45	L422986 300 Mi.
 1/4 circle, spatula, double-armed 1/4 cercle, spatulée, double-armée 1/4 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
	8 mm	7-0	0.5		45	L432687 200 Mi.
		7-0	0.5		45	L432787 230 Mi.
		6-0	0.7		45	L432986 300 Mi.
		6-0	0.7		45	L432086 350 Mi.
		5-0	1		45	L432085 350 Mi.
 3/8 circle, spatula, double-armed 3/8 cercle, spatulée, double-armée 3/8 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
	6,2 mm	8-0	0.4		30	L484568 150 Mi.
		8-0	0.4		45	L484588 150 Mi.
	6,4 mm	8-0	0.4		30	L486668 200 Mi.
		8-0	0.4		45	L486688 200 Mi.
		7-0	0.5		30	L486667 200 Mi.
		7-0	0.5		45	L486687 200 Mi.
	8 mm	8-0	0.4		45	L488688 200 Mi.
		7-0	0.5		45	L488687 200 Mi.
		6-0	0.7		30	L488066 350 Mi.
		6-0	0.7		45	L488086 350 Mi.
		5-0	1		45	L488085 350 Mi.

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Astralen®/ Polyester for valve replacement Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz						
½ circle, cutting taper, double-armed ½ cercle, corps rond, tranchante, double-armée ½ Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xHSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV3945-371x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.1mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.1mm
	2-0	3		75	CV3945-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3945-33x10	5 green & 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV3945x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xHSR 25 25 mm	2-0	3		75	CV39485-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39485x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xHSR 26 26 mm	2-0	3		75	CV39495-AR-36x8	4 green & 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln
¾ circle, round-bodied, double-armed ¾ cercle, corps rond, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 17 17 mm	2-0	3		90	CV3125N-37	with 3x7x1.5mm oval firm pledgets avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-35x10	5 green & 5 white sutures with 3x5x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-33x10	5 green & 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Astralen®/ Polyester for valve replacement Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz						
¾ circle, round-bodied, double-armed ¾ cercle, corps rond, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 20 20 mm	2-0	3		75	CV31225-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV31265-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
 2xTR 25 25 mm	2-0	3		75	CV31265x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	2-0	3		90	CV31265Nx10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
¾ circle, cutting taper, double-armed ¾ cercle, corps rond, tranchante, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xTSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV39915-37	with 3x7x1.5mm oval firm pledgets avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915-33x10	5 green & 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xTSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV39915-AR-36x8	4 green & 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln
 2xTSR 25 25 mm	2-0	3		75	CV39975-37x10	5 green & 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		90	CV39975N-37x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	2-0	3		75	CV39975x10	5 green & 5 white sutures 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden

















Silk-Soie-Seide

braided, coated, non-absorbable
tressé, enduit, non-résorbable
geflochten, beschichtet, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
3/8 circle, reverse cutting 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 45 45 mm	0	3.5		75	6606	
	1	4		75	6607	
	2	5		75	6608	
 TS 60 60 mm	0	3.5		75	6626	
	1	4		75	6627	
	2	5		75	6628	
 TS 90 90 mm	2-0	3		100	66255H	
	0	3.5		100	66256H	
	1	4		100	66257H	
	2	5		100	66258H	
3/8 circle, reverse cutting, double-armed 3/8 cercle, tranchante, double-armée 3/8 Kreis, schneidend, doppelt-armiert						
 2xTS 12 12 mm	6-0	0.7		45	947F	
	5-0	1		45	948F	
	4-0	1.5		45	949F	
 2xTS 17 17 mm	5-0	1		38	6152TE	
	4-0	1.5		38	6153TE	
	3-0	2		38	6154TE	
3/8 circle, cutting taper 3/8 cercle, corps rond, tranchante 3/8 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 TSR 18 18 mm	4-0	1.5		75	63913	
	3-0	2		75	63914	
	2-0	3		75	63915	
	2-0	3		45	63915F	
 TSR 27 27 mm	4-0	1.5		45	63933F	
	3-0	2		45	63934F	
Straight, cutting Droite, tranchante Gerade, schneidend						
 RS 50 50 mm	4-0	1.5		75	6833	
	3-0	2		75	6834	
	2-0	3		75	6835	
	0	3.5		75	6836	
 RS 58 58 mm	2-0	3		75	6845	
	0	3.5		75	6846	
	1	4		75	6847	
 RS 75 75 mm	2-0	3		100	6855H	
	0	3.5		100	6856H	
	1	4		100	6857H	
















































Silk-Soie-Seide

braided, coated, non-absorbable
tressé, enduit, non-résorbable
geflochten, beschichtet, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Pre-cut sutures without needles Sutures pré-coupées sans aiguille Fäden ohne Nadel						
	6-0	0.7		1x100	691	
	5-0	1		1x100	692	
	4-0	1.5		1x100	693	
	3-0	2		1x100	694	
	2-0	3		1x100	695	
	0	3.5		1x100	696	
	1	4		1x100	697	
	2	5		1x100	698	
	3&4	6		1x100	699	
		3-0		2		1x150
2-0		3	1x150	60035		
0		3.5	1x150	60036		
	4-0	1.5		1x180	60043	
	3-0	2		1x180	60044	
	2-0	3		1x180	60045	
	0	3.5		1x180	60046	
	1	4		1x180	60047	
	4-0	1.5		5x75	681	
	3-0	2		5x75	682	
	2-0	3		5x75	683	
	0	3.5		5x75	684	
	1	4		5x75	685	
	3-0	2		6x45	60094	
	2-0	3		6x45	60095	
	0	3.5		6x45	60096	
	1	4		6x45	60097	
	3-0	2		10x75	60024	
	2-0	3		10x75	60025	
	0	3.5		10x75	60026	
	1	4		10x75	60027	
	6-0	0.7		13x60	60001	
	5-0	1		13x60	60002	
	4-0	1.5		13x60	60003	
	3-0	2		13x60	60004	
	2-0	3		13x60	60005	
	0	3.5		13x60	60006	
	1	4		13x60	60007	
	2	5		13x60	60008	
	4-0	1.5		16x45	616453	
	3-0	2		16x45	616454	
	2-0	3		16x45	616455	
	0	3.5		16x45	616456	































AssuCryl® Rapid (PGA)

braided, coated, synthetic, absorbable
tressé, enduit, synthétique, résorbable
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, round-bodied 1/2 cercle, corps rond 1/2 Kreis, Rundkörper						
 HR 17	5-0	1		75	R4232W	
17 mm	4-0	1.5		75	R4233W	
	3-0	2		75	R4234W	
 HR 22	4-0	1.5		75	R4243W	
22 mm	3-0	2		75	R4244W	
	2-0	3		75	R4245W	
 HR 25	4-0	1.5		75	R42453W	
25 mm	3-0	2		75	R42454W	
	2-0	3		75	R42455W	
 HR 27	4-0	1.5		75	R4253W	
27 mm	3-0	2		75	R4254W	
	2-0	3		75	R4255W	
	0	3.5		75	R4256W	
 HR 30	3-0	2		75	R42554W	
30 mm	2-0	3		75	R42555W	
	0	3.5		75	R42556W	
	1	4		75	R42557W	
 HR 40	0	3.5		75	R4286W	
40 mm	1	4		75	R4287W	
 1/2 circle, round-bodied, heavy 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 35	0	3.5		90	R43366WN	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
35 mm						
 HRG 38	2-0	3		90	R4345WN	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
38 mm	0	3.5		90	R4346WN	
	1	4		90	R4347WN	
 HRG 40	0	3.5		75	R43416W	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
40 mm	0	3.5		90	R43416WN	
	1	4		75	R43417W	
	1	4		90	R43417WN	
	2	5		75	R43418W	
	2	5		90	R43418WN	
 HRG 45	1	4		90	R43427WN	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
45 mm						
 HRG 50	2-0	3		75	R43435W	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
50 mm	2-0	3		90	R43435WN	
	0	3.5		90	R43436WN	
	1	4		90	R43437WN	

AssuCryl® Rapid (PGA)

























braided, coated, synthetic, absorbable
tressé, enduit, synthétique, résorbable
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, conventional cutting 1/2 cercle, tranchante conventionnelle 1/2 Kreis, konventionell schneidend						
 HCS 22	3-0	2		45	R46864WF-CC	
22 mm						
 1/2 circle, reverse cutting 1/2 cercle, tranchante 1/2 Kreis, schneidend						
 HS 21	4-0	1.5		45	R46843WF	
21 mm	3-0	2		45	R46844WF	
 HS 24	3-0	2		75	R4694W	
24 mm						
 HS 27	2-0	3		75	R4705W	
27 mm						
 1/2 circle, cutting taper 1/2 cercle, corps rond, tranchante 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 HSR 25	3-0	2		90	R43664WN	
25 mm	2-0	3		90	R43665WN	
 HSR 35	2-0	3		90	R43795WN	
35 mm	2-0	3		120	R43795WHT	
	0	3.5		90	R43796WN	
	1	4		90	R43797WN	
 HSR 40	2-0	3		90	R43885WN	
40 mm						
 HSR 45	2-0	3		90	R43895WN	
45 mm	0	3.5		90	R43896WN	
 1/2 circle, cutting taper, heavy 1/2 cercle, corps rond, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 HSRG 38	2-0	3		90	R43855WN	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
38 mm						
 HSRG 40	2-0	3		90	R43865WN	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
40 mm						

Polypropylene

Polypropylène-Polypropylen





























monofilament, synthetic, non-absorbable
monofilament, synthétique, non-résorbable
Monofilament, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, round-bodied, micropoint, double-armed 1/2 cercle, corps rond, micropointe, double-armée 1/2 Kreis, Rundkörper, Mikrospitze, doppelt-armiert						
 2xHRM 10 10 mm	7-0	0.5		60	910607	200 Mi.
	7-0	0.5		75	910697	200 Mi.
	6-0	0.7		60	9102406	240 Mi.
	6-0	0.7		75	9102496	240 Mi.
 2xHRM 13 13 mm	7-0	0.5		60	9082807	280 Mi.
	6-0	0.7		60	908906	300 Mi.
	6-0	0.7		75	908996	300 Mi.
	6-0	0.7		60	9083306	330 Mi.
	6-0	0.7		75	9083396	330 Mi.
	6-0	0.7		90	90833906	330 Mi.
	5-0	1		60	9083805	380 Mi.
	5-0	1		75	9083895	380 Mi.
	5-0	1		90	90838905	380 Mi.
	 1/2 circle, reverse cutting 1/2 cercle, tranchante 1/2 Kreis, schneidend					
 HS 17 17 mm	5-0	1		75	9672	
	4-0	1.5		75	9673	
 HS 19 19 mm	3-0	2		90	9684N	
 HS 21 21 mm	3-0	2		45	96844F	
 HS 24 24 mm	3-0	2		75	9694	
	2-0	3		75	9695	
 HS 27 27 mm	3-0	2		75	9704	
	2-0	3		75	9705	
 HS 38 38 mm	0	3.5		75	9726	
	0	3.5		100	9726H	
	1	4		75	9727	
 HS 40 40 mm	0	3.5		75	9736	
	1	4		75	9737	
 HS 45 45 mm	1	4		75	97327	
 HS 52 52 mm	0	3.5		75	9746	
	1	4		75	9747	
	1	4		100	9747H	

Polypropylene























Polypropylène-Polypropylen

monofilament, synthetic, non-absorbable
monofilament, synthétique, non-résorbable
Monofilament, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, cutting taper 1/2 cercle, corps rond, tranchante 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 HSR 18 18 mm	5-0	1		75	9362	
	4-0	1.5		75	9363	
 HSR 25 25 mm	3-0	2		75	93664	
	2-0	3		75	93665	
 HSR 38 38 mm	0	3.5		75	9386	
	1	4		75	9387	
	1	4		100	9387H	
 1/2 circle, cutting taper, double-armed 1/2 cercle, corps rond, tranchante, double-armée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xHSR 18 18 mm	5-0	1		90	9942N	
	4-0	1.5		90	9943N	
	3-0	2		90	9944N	
	2-0	3		90	9945N	
 2xHSR 25 25 mm	4-0	1.5		90	99483N	
	3-0	2		90	99484N	
	2-0	3		90	99485N	
 3/8 circle, round-bodied 3/8 cercle, corps rond 3/8 Kreis, Rundkörper						
 TR 17 17 mm	6-0	0.7		75	9431	
	5-0	1		75	9432	
	4-0	1.5		75	9433	
 TR 20 20 mm	4-0	1.5		75	93353	
 3/8 circle, round-bodied, double-armed 3/8 cercle, corps rond, double-armée 3/8 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 13 13 mm	6-0	0.7		60	9991S-AR	black needles aiguilles noires schwarze Nadeln
	6-0	0.7		75	9991-AR	
	5-0	1		75	9992-AR	
	5-0	1		90	9992N-AR	
 2xTR 17 17 mm	5-0	1		90	9122N	
	4-0	1.5		75	9123	
	4-0	1.5		90	9123N	
 2xTR 22 22 mm	3-0	2		90	9124N	
	5-0	1		90	91252N	
 2xTR 22 22 mm	4-0	1.5		75	91253	
	3-0	2		75	91254	
	5-0	1		75	91252N	
 2xTR 27 27 mm	4-0	1.5		90	91273N	
	3-0	2		90	91274N	



















AssuCryl® MonoSlow (PDO)

monofilament, synthetic, absorbable
monofilament, synthétique, résorbable
Monofilament, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⊙ ½ circle, round-bodied ½ cercle, corps rond ½ Kreis, Rundkörper </div>						
HR 13 	13 mm	6-0 5-0 4-0	0.7 1 1.5		45 45 45	MS4201F MS4202F MS4203F
HR 17 	17 mm	5-0 5-0 4-0 4-0 3-0	1 1 1.5 1.5 2		75 90 75 90 75	MS4232 MS4232N MS4233 MS4233N MS4234
HR 17 	17 mm	5-0	1		75	MS4232-AR black needle aiguille noire schwarze Nadel
HR 20 	20 mm	4-0 4-0 3-0 3-0 2-0 0	1.5 1.5 2 2 3 3.5		75 75 75 75 75 75	MS42353 MS42353-SL MS42354 MS42354-SL MS42355 MS42356 <i>slim needle, aiguille fine, feine Nadel</i> <i>slim needle, aiguille fine, feine Nadel</i>
HR 20 	20 mm	4-0	1.5		75	MS42353-AR black needle aiguille noire schwarze Nadel
HR 22 	22 mm	4-0 3-0 2-0	1.5 2 3		75 75 75	MS4243 MS4244 MS4245
HR 22 	22 mm	4-0	1.5		75	MS4243-AR black needle aiguille noire schwarze Nadel
HR 25 	25 mm	4-0 3-0 2-0 2-0 0 1	1.5 2 3 3 3.5 4		75 75 75 75 75 75	MS42453 MS42454 MS42455 MS42455-SL MS42456 MS42457 <i>slim needle, aiguille fine, feine Nadel</i>
HR 25 	25 mm	3-0 2-0	2 3		75 75	MS42454-AR MS42455-AR black needle aiguille noire schwarze Nadel
HR 27 	27 mm	3-0 2-0 0	2 3 3.5		75 75 75	MS4254 MS4255 MS4256
HR 30 	30 mm	3-0 3-0 3-0 2-0 0 1	2 2 2 3 3.5 4		90 75 75 75 75 75	MS42554N MS42554 MS42554-SL MS42555 MS42556 MS42557 <i>slim needle, aiguille fine, feine Nadel</i>

AssuCryl® MonoSlow (PDO)





























monofilament, synthetic, absorbable
monofilament, synthétique, résorbable
Monofilament, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⊙ ½ circle, round-bodied ½ cercle, corps rond ½ Kreis, Rundkörper </div>						
HR 35 	35 mm	2-0 0 0 1 1	3 3.5 3.5 4 4		75 75 90 75 90	MS42655 MS42656 MS42656N MS42657 MS42657N
HR 40 	40 mm	2-0 0 1 2	3 3.5 4 5		75 75 75 75	MS4285 MS4286 MS4287 MS4288
HR 40 	40 mm	1	4		150	MS4287HF loop boucle Schlinge
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⊙ ½ circle, round-bodied, double-armed ½ cercle, corps rond, double-armée ½ Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert </div>						
2xHR 13 	13 mm	6-0 5-0	0.7 1		75 75	MS4861 MS4862
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⊙ ½ circle, round-bodied, heavy ½ cercle, corps rond, renforcée ½ Kreis, Rundkörper, stark </div>						
HRG 27 	27 mm	2-0 0 1	3 3.5 4		75 75 75	MS4335 MS4336 MS4337 heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
HRG 38 	38 mm	0 1 2	3.5 4 5		90 90 90	MS4346N MS4347N MS4348N heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
HRG 40 	40 mm	0 0 1 1 1 2 2 2	3.5 3.5 4 4 4 5 5 5		75 90 75 90 100 75 90	MS43416 MS43416N MS43417 MS43417N MS43417H MS43418 MS43418N heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
HRG 40 	40 mm	0 1	3.5 4		150 150	MS43416HF MS43417HF heavy needle, loop aiguille renforcée, boucle starke Nadel, Schlinge
HRG 45 	45 mm	1	4		90	MS43427N heavy needle aiguille renforcée starke Nadel

Polypropylene

Polypropylène-Polypropylen























monofilament, synthetic, non-absorbable
monofilament, synthétique, non-résorbable
Monofilament, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, round-bodied 1/2 cercle, corps rond 1/2 Kreis, Rundkörper						
 HR 13 13 mm	6-0	0.7		75	9201	
	5-0	1		75	9202	
	4-0	1.5		75	9203	
 HR 17 17 mm	5-0	1		75	9232	
	4-0	1.5		75	9233	
	3-0	2		75	9234	
 HR 20 20 mm	4-0	1.5		45	92353F	
	3-0	2		75	92354	
 HR 22 22 mm	5-0	1		75	9242	
	4-0	1.5		75	9243	
	3-0	2		75	9244	
 HR 25 25 mm	3-0	2		75	92454	
	2-0	3		75	92455	
	0	3.5		75	92456	
 HR 27 27 mm	3-0	2		75	9254	
	2-0	3		75	9255	
	0	3.5		75	9256	
 HR 30 30 mm	2-0	3		75	92555	
	0	3.5		75	92556	
	1	4		75	92557	
 HR 35 35 mm	2-0	3		75	92655	
	0	3.5		75	92656	
	1	4		75	92657	
 HR 38 38 mm	0	3.5		75	9276	
	1	4		75	9277	
 HR 40 40 mm	0	3.5		75	9286	
	1	4		75	9287	
 1/2 circle, round-bodied, heavy 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 38 38 mm	0	3.5		75	9346	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	9347	
	1	4		100	9347H	
 HRG 40 40 mm	0	3.5		75	93416	heavy needle aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	93417	
	1	4		100	93417H	
 HRG 40 40 mm	0	3.5		150	93416HF	heavy needle, loop aiguille renforcée, boucle starke Nadel, Schlinge
	1	4		150	93417HF	

Polypropylene

Polypropylène-Polypropylen












































monofilament, synthetic, non-absorbable
monofilament, synthétique, non-résorbable
Monofilament, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 1/2 circle, round-bodied, double-armed 1/2 cercle, corps rond, double-armée 1/2 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xHR 13 13 mm	6-0	0.7		75	9861-AR	black needles aiguilles noires schwarze Nadeln
	5-0	1		60	9862S-AR	
	5-0	1		75	9862-AR	
 2xHR 17 17 mm	5-0	1		90	9872N	
	4-0	1.5		90	9873N	
	3-0	2		90	9874N	
 2xHR 17 17 mm	5-0	1		90	9872N-AR	black needles aiguilles noires schwarze Nadeln
	4-0	1.5		90	9873N-AR	
	3-0	2		90	9874N-AR	
 2xHR 20 20 mm	4-0	1.5		90	98753N	
	3-0	2		90	98754N	
 2xHR 22 22 mm	4-0	1.5		90	9883N	
	3-0	2		90	9884N	
 2xHR 25 25 mm	4-0	1.5		90	98853N	
	3-0	2		90	98854N	
	2-0	3		90	98855N	
 2xHR 25 25 mm	4-0	1.5		75	98853-AR	black needles aiguilles noires schwarze Nadeln
	4-0	1.5		90	98853N-AR	
	3-0	2		75	98854-AR	
	3-0	2		90	98854N-AR	
	2-0	3		75	98855-AR	
	2-0	3		90	98855N-AR	
 2xHR 30 30 mm	3-0	2		90	98934N	
	2-0	3		75	98935	
	2-0	3		90	98935N	
 1/2 circle, round-bodied, micropoint 1/2 cercle, corps rond, micropointe 1/2 Kreis, Rundkörper, Mikrospitze						
 HRM 10 10 mm	7-0	0.5		75	9092897	280 Mi.
 HRM 13 13 mm	5-0	1		75	9073895	380 Mi.

Polypropylene

Polypropylène-Polypropylen

















monofilament, synthetic, non-absorbable
monofilament, synthétique, non-résorbable
Monofilament, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 3/8 circle, reverse cutting, premium 3/8 cercle, tranchante, premium 3/8 Kreis, schneidend, premium						
 TS 12P 12 mm	6-0	0.7		45	95201F	
	5-0	1		45	95202F	
	4-0	1.5		45	95203F	
	4-0	1.5		75	95203W	
 TS 15P 15 mm	6-0	0.7		45	95301F	
	5-0	1		45	95302F	
	4-0	1.5		45	95303F	
	3-0	2		75	95304W	
 TS 17P 17 mm	4-0	1.5		75	95403W	
 TS 19P 19 mm	5-0	1		45	95502F	
	4-0	1.5		45	95503F	
	3-0	2		45	95504F	
	3-0	2		75	95504W	
 TS 24P 24 mm	5-0	1		45	95602F	
	4-0	1.5		45	95603F	
	3-0	2		45	95604F	
	2-0	3		45	95605F	
 3/8 circle, conventional cutting, premium 3/8 cercle, tranchante conventionnelle, premium 3/8 Kreis, konventionell schneidend, premium						
 TCS 15P 15 mm	5-0	1		45	PPN1	
	4-0	1.5		45	95303F-CC	
	3-0	2		45	95304F-CC	
 TCS 19P 19 mm	5-0	1		45	95502F-CC	
	4-0	1.5		45	95503F-CC	
	3-0	2		45	95504F-CC	
 TCS 27P 27 mm	4-0	1.5		45	PPN2	
 Straight, cutting Droite, tranchante Gerade, schneidend						
 RS 58 58 mm	3-0	2		75	9844	
	2-0	3		75	9845	
 RS 75 75 mm	3-0	2		75	9844 INTC	with 2 beads & 2 collars avec 2 perles & 2 bloqueurs mit 2 Perlen & 2 Stoppern
	2-0	3		75	9845 INTC	
	0	3.5		100	9854H	
	1	4		100	9855H	

Polypropylene





















Polypropylène-Polypropylen

monofilament, synthetic, non-absorbable
monofilament, synthétique, non-résorbable
Monofilament, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
Ophthalmic sutures Sutures ophtalmiques Ophthalmologie						
 3/8 circle, spatula, double-armed 3/8 cercle, spatulée, double-armée 3/8 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
 2xTSP 6 6,2 mm	10-0	0.2		30	984560	150 Mi.
 Straight, spatula, double-armed Droite, spatulée, double-armée Gerade, Spatula, doppelt-armiert						
 2xRSP 16 16 mm	10-0	0.2		30	934560	150 Mi.
	10-0	0.2		23	9345230	150 Mi.
 Straight, spatula & 3/8 circle, spatula Droite, spatulée & 3/8 cercle, spatulée Gerade, Spatula & 3/8 Kreis, Spatula						
 RSP 16 16 mm	10-0	0.2		30	999560	150 Mi.
	 TSP 5 5 mm	10-0	0.2		30	999560
Microsurgical sutures Sutures microchirurgicales Mikrochirurgie						
 3/8 circle, round-bodied, micropoint 3/8 cercle, corps rond, micropointe 3/8 Kreis, Rundkörper, Mikrospitze						
 TRM 5 5 mm	10-0	0.2		13	943320	100 Mi.
	9-0	0.3		13	943329	100 Mi.


















Silk-Soie-Seide

braided, coated, non-absorbable
tressé, enduit, non-résorbable
geflochten, beschichtet, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 3/8 circle, round-bodied 3/8 cercle, corps rond 3/8 Kreis, Rundkörper						
 TR 13 13 mm	6-0 5-0 4-0 3-0	0.7 1 1.5 2		75 75 75 75	632 633 6423 6424	
 TR 17 17 mm	5-0 4-0 3-0 2-0	1 1.5 2 3		75 75 75 75	634 635 636 6435	
 TR 22 22 mm	5-0 4-0 3-0 2-0 0	1 1.5 2 3 3.5		75 75 75 75 75	6442 6443 6444 6445 6446	
 TR 27 27 mm	3-0 2-0 0 1	2 3 3.5 4		75 75 75 75	6454 6455 6456 6457	
 TR 32 32 mm	3-0 2-0 0 1 2	2 3 3.5 4 5		75 75 75 75 75	6464 6465 6466 6467 6468	
 TR 38 38 mm	2-0 0 1 2	3 3.5 4 5		75 75 75 75	6475 6476 6477 6478	
 3/8 circle, reverse cutting 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 12 12 mm	6-0 5-0 5-0 4-0 4-0	0.7 1 1 1.5 1.5		45 45 75 45 75	643F 644F 644 645F 645	
 TS 15 15 mm	6-0 5-0 4-0 3-0 2-0	0.7 1 1.5 2 3		75 75 75 75 75	6531 6532 6533 6534 6535	
 TS 17 17 mm	6-0 5-0 4-0 3-0 2-0	0.7 1 1.5 2 3		75 75 75 75 75	659 660 6543 6544 6545	

Silk-Soie-Seide

braided, coated, non-absorbable
tressé, enduit, non-résorbable
geflochten, beschichtet, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 3/8 circle, reverse cutting 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 19 19 mm	5-0 4-0 4-0 3-0 3-0 2-0	1 1.5 1.5 2 2 3		75 75 75 75 75 75	646 647 647-SL 648 648-SL 6555	slim needle, aiguille fine, feine Nadel slim needle, aiguille fine, feine Nadel
 TS 22 22 mm	4-0 3-0	1.5 2		75 75	65543 65544	
 TS 24 24 mm	4-0 3-0 3-0 2-0 2-0 0 1	1.5 2 2 3 3 3.5 4		75 45 75 45 75 75 75	649 650F 650 651F 651 6566 6567	
 TS 27 27 mm	4-0 3-0 2-0 2-0 0 1	1.5 2 3 3 3.5 4		75 75 45 75 75 75	652 653 654F 654 6576 6577	
 TS 30 30 mm	4-0 3-0 2-0 0 1	1.5 2 3 3.5 4		75 75 75 75 75	6583 655 656 6586 6587	
 TS 35 35 mm	3-0 2-0 2-0 2-0 0 1 2	2 3 3 3 3.5 4 5		75 75 90 100 75 75 75	65854 65855 65855N 65855H 65856 65857 65858	
 TS 38 38 mm	3-0 2-0 0 1 2	2 3 3.5 4 5		75 75 75 75 75	657 658 6596 6597 6598	
 TS 40 40 mm	0	3.5		75	65936	



TO WHOM IT MAY CONCERN

Ref. : Product number/REF not mentioned in our 'general Catalogue'

We hereby declare that not all the products we offer/manufacture are mentioned in our general catalogue Assut sutures. Our general catalogue only shows the most sold products worldwide but do not reflect the thousands of different sutures we are able to manufacture. We are a manufacturer of atraumatic needles (not an assembler like many other companies) and we are thus able to offer various products that sometimes are not mentioned in our general catalogue.

We confirm that we can manufacture/offer the following products :

- lot. 41 - AssuCryl® MonoSlow (PDO) TS 17 USP 5-0 75cm violet REF MS4542
- lot. 42 - AssuCryl® MonoSlow (PDO) TS 12 USP 5-0 75cm violet REF MS4522
- lot. 45 - Astralen/Polyester 2x HR 20 USP 2-0, 75cm green REF 38755
- lot. 48 - AssuCryl® Lactin (PGLA) HSR 38 USP 3-0 75cm violet REF L4384
- lot. 49 - AssuCryl® Lactin (PGLA) HS 17 USP 3-0 75cm violet REF L4674
- lot. 50 - AssuCryl® Lactin (PGLA) HRG 45 USP 0 75cm violet REF L43426
- lot. 60 - AssuCryl® (PGA) HRG 65 USP 0,75cm violet REF 43446
- lot. 61 - AssuCryl® (PGA) HRG 65 USP 1,75cm violet REF 43447
- lot. 62 - AssuCryl® Rapid (PGA) HRG 38 USP 1, 75cm undyed REF R4347W
- lot. 65 - AssuCryl® Rapid (PGA) HR 17 USP 3-0, 120cm undyed REF R4234WHT
- lot. 66 - AssuCryl® Rapid (PGA) HR 27 USP 3-0, 75cm undyed REF R4254W
- lot. 73 - Polypropylene blue HR 13 USP 5-0 45cm blue REF 9202F
- lot. 86 - AssuCryl® Rapid (PGA) HR 30 USP 0, 90cm undyed REF R42556WN
- lot. 87 - Polypropylene blue HR 30 USP 1 90cm blue REF 92557N
- lot. 88 - Polypropylene blue HR 20 USP 4-0 90cm blue REF 92353N

We thank you for your kind cooperation and understanding.

With best regards,

Assut Medical Sàrl

A blue ink handwritten signature, appearing to read "Marc Baerfuss", is written over the printed name and title.

Marc Baerfuss
Sales & Marketing Director

Pully, 24th May 2022