

Specificații tehnice

Numărul licitației:

LP nr. 21064191/ ocds-b3wdp1-MD-1663761169918 din 31.10.2022

Denumirea licitației:

Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului National de prevenire si control HIV/SIDA si ITS pentru anul 2023”

Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	3	Virfuri sterile 10-100 ul, N96	Virfuri sterile 10-100 ul, N96	640405	China	Boen	Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN 10-100 ul, N96	Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN 10-100 ul, N96	CE,ISO
3310000-1	4	Virfuri sterile 100-1000 ul, N96	Virfuri sterile 100-1000 ul, N96	640407	China	Boen	Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN 100-1000 ul, N96	Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN 10-100 ul, N96	CE,ISO
3310000-1	5	Vacutainer K3 EDTA 5 ml N100	Vacutainer K3 EDTA1 ml N100	630901	China	Boen	Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA 1 ml,N100	Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA 1 ml,N100	CE,ISO
3310000-1	6	Vacutainer K3 EDTA 5 ml N100	Vacutainer K3 EDTA 5 ml N100	630905	China	Boen	Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA 5 ml,N100	Vacutainere sterile, cu conținut de K3EDTA 5 ml,N100	CE,ISO
3310000-1	8	Criotuburi sterile, 2 ml N20	Criotuburi sterile, 2 ml N20	661802	China	Boen	Criotuburi sterile cu capac filetat,2.0ml,rezistente la -80oC,	External Thread Cryogenic Vial, round bottom,2.0ml,rezistente la -80oC,sterile	CE,ISO
3310000-1	9	Cryoboxe cu 81 godeuri, N5	Cryoboxe cu 81 godeuri, N5	662202	China	Boen	Crioboxe compatibile cu criotuburi oferate cu 81 godeuri, N5	Crioboxe compatibile cu criotuburi oferate cu 81 godeuri, N5	CE,ISO
3310000-1	10	Microtuburi cu capac filetat- 2.0 ml	Microtuburi cu capac filetat- 2.0 ml	661604	China	Boen	Microtuburi sterile de AND si ARN,cu capac filetat	2ml Micro Cryogenic tube, clear, PP,sterile de AND si ARN	CE,ISO
3310000-1	25	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardioplinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardioplinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	725000, 100 teste	Egipt	Egyptean Company for Biotechnology, Spectrum Diagnostics	Teste RPR care sunt bazate pe reactie de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste. 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 86.0% Specificitatea ≥ 98.0%	Teste RPR care sunt bazate pe reactie de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste. 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea -95.00 % Specificitatea ≥ 98.0%	CE,ISO
3310000-1	26	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare,	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare,	043100A, 100 teste DM000380700	Marea Britanie	Lorne	Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti-Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru maxim 100 de teste. Set maxim 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti-Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru maxim 100 de teste. Set maxim 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea -100.0% Specificitatea -100.0%	CE,ISO

3310000-1	27	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	D-1858,96 teste	Rusia	Vector Best	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluție (flacon) – pentru diluția prealabilă. Soluție (flacon) – pentru diluția serului. Soluție (flacon) – pentru diluția conjugatului. Soluție bufer fosfat - salină concentrată Soluție bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% (96 teste)	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluție (flacon) – pentru diluția prealabilă. Soluție (flacon) – pentru diluția serului. Soluție (flacon) – pentru diluția conjugatului. Soluție bufer fosfat - salină concentrată Soluție bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% (96 teste)	ISO
3310000-1	28	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	D-1852,96 teste	Rusia	Vector Best	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluție (flacon) – pentru diluția prealabilă. Soluție (flacon) – pentru diluția serului. Soluție (flacon) – pentru diluția conjugatului. Soluție bufer fosfat - salină concentrată Soluție bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% (96 teste)	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Probe pozitive de control, inactivate. Probe negative de control, inactivate. Conjugat flacon. Anticorpi specifici IgM marcată. Soluție (flacon) – pentru diluția prealabilă. Soluție (flacon) – pentru diluția serului. Soluție (flacon) – pentru diluția conjugatului. Soluție bufer fosfat - salină concentrată Soluție bufer substrat. Tetrametilbenzidin (flacon). Stop – reagent (flacon). Peliculă pentru acoperirea planșetei. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% (96 teste)	ISO

3310000-1	29	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgM ,24 teste/DY 2111-2401M DM000106806	Germania	Euroimmun	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua maxim 30 teste. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua maxim 30 teste. Sensibilitatea -100.0% Specificitatea - 98.0%	CE,ISO
3310000-1	30	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgG ,24 teste/ DY 2111-2401G,24 teste DM000106804	Germania	Euroimmun	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua maxim 30 teste. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă.	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua maxim 30 teste. Sensibilitatea -100.0% Specificitatea -100.0% un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă.	CE,ISO
3310000-1	31	Godeuri TPHA –	Godeuri TPHA –	5096/U/SG DM000036525	Italia	Aptaca	Placi sterile pentru efectuarea testelor TPHA	Placi sterile pentru efectuarea testelor TPHA,forma ovala	CE,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.