


Sodium Citrate tubes for Coagulation

Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación / Tubes avec Citrate de Sodium pour Coagulation / Provette con Sodio Citrato per Coagulazione

x 2,25 ml	Coagulation Coagulación / Coagulation / Coagulazione	x 2,7 ml	Coagulation Coagulación / Coagulation / Coagulazione	x 3,6 ml	Coagulation Coagulación / Coagulation / Coagulazione	x 2,25 ml	Coagulation Coagulación / Coagulation / Coagulazione	x 4,5 ml	Coagulation Coagulación / Coagulation / Coagulazione	x 3,15 ml	Coagulation Coagulación / Coagulation / Coagulazione
13x75 mm		13x75 mm		13x75 mm		12x86 mm		12x86 mm		13x75 mm	
											

32218	32247	32250	32210	32254	22220
test tube with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8%) x 2,25 ml of blood (Coagulation) tubo con 0,25 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 2,25 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,25 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 2,25 ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,25 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 2,25 ml di sangue (Coagulazione)	test tube with 0,3 ml of Sodium Citrate (3,8%) x 2,7 ml of blood (Coagulation) tubo con 0,3 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 2,7 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,3 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 2,7 ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,3 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 2,7 ml di sangue (Coagulazione)	test tube with 0,4 ml of Sodium Citrate (3,8%) x 3,6 ml of blood (Coagulation) tubo con 0,4 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 3,6 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,4 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 3,6ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 3,6 ml di sangue (Coagulazione)	test tube with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8%) x 2,25 ml of blood (Coagulation) tubo con 0,25 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 2,25 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,25 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 2,25 ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,25 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 2,25 ml di sangue (Coagulazione)	test tube with 0,5 ml of Sodium Citrate (3,8%) x 4,5 ml of blood (Coagulation) tubo con 0,5 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 4,5 ml de sangre (Coagulación) / tube avec 0,5 ml de Citrate de Sodium (3,8 %) x 4,5 ml de sang (Coagulation) / provetta con 0,5 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 4,5 ml di sangue (Coagulazione)	test tube with 0,35 ml of Sodium Citrate (3,8%) x 3,15 ml of blood (Coagulation) x ACL 2000-7000-9000 tubo con 0,35 ml de Citrato de Sodio (3,8%) x 3,15 ml de sangre (Coagulación) para ACL 2000-7000-9000 / tube avec 0,35 ml de Citrate de Sodium (3,8%) x 3,15 ml de sang (Coagulation) pour ACL 2000-7000-9000 / provetta con 0,35 ml di Sodio Citrato (3,8%) x 3,15 ml di sangue (Coagulazione)
PP	PP	PP	PP	PP	PP
blue azul / bleu / blu	blue azul / bleu / blu	blue azul / bleu / blu	blue azul / bleu / blu	blue azul / bleu / blu	blue azul / bleu / blu