

simbol	Ce măsurăm	unitati	Marimea 1	Marimea 2	Marimea 3
W	Înălțimea aproximativ	cm	90-140	110-170	140-200
A/A1	Lațimea între pelotele bazinului/cutiei toracice	cm	23	31	38
C	Reglarea înălțimii pelotelor bazinului	cm	61-90	80-104	92-122
C1	Reglarea pelotelor cutiei toracice	cm	73-111	92-126	107-163
	Circumferința pelotelor bazinului	cm	56-76	80-102	95-124
G	Distanța între pelotele genunchilor	cm	12-22	16-24	20-31
H	Înșălțimea pelotelor genunchilor	cm	18-45	24-49	31-71
I	Lungimea plantei	cm	20	27	30
	Greutatea maxima a pacientului	kg	30	55	95

Atenție: se permite deviere +/- 1 cm

Înălțimea pacientului nu trebuie sa fie principalul factor de a alege mărimea

Dimensiunile echipamentului

masurari	Unit de masura	Mar 1	Mar 2	Mar 3
Lățimea	Cm	56	56	67
lungimea	Cm	75	87	93
Înălțimea	Cm	73	92	107
greutatea	kg	17	21,5	27,5

Setul standart cuprinde

Pelota cutiei toracice

Reglarea înălțimii și a circumferinței

Larg și moale, se stabilizează perfect

Acesta este fixat cu un Velcro larg și curele de cataramă, ceea ce crește siguranța de utilizare

Ușor de dezinfectat și de păstrat curat.

Măsuță:

Echipamente standard în mărimea 1

În dimensiunile 2 și 3, masa este disponibilă ca echipament opțional

Blatul de lucru din MDF foarte rezistent și ușor de curățat

Reglabil în înălțime și adâncime

Sub blat există mânere care facilitează intrarea în stand, de exemplu, dintr-un cărucior

Pelota bazinului

• Înălțimea și circumferința reglabile

• Larg și moale, se stabilizează perfect

• Se fixează cu un Velcro larg și curele de cataramă, ceea ce crește siguranța de utilizare

