



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303
К/с 30101810700000000716

Филиал «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО)
в г. Тула
ИНН 3234007127 БИК 047003716
КПП 320701001 ОКПО 29508133

Исх. № д
от 09.01.2018г

ООО "Экохимия"
Республика Молдова
г. Кишинев

Доверенность производителя.


Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «МиниМед» (241520, Российская Федерация, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17А), являющееся производителем лабораторной посуды, красителей и изделий медицинского назначения, в лице директора Азбукина В.Р., уполномочивает ООО «Экохимия» (2060, Республика Молдова, г.Кишинев, ул. Куза Водэ, 5/1, оф.403) представлять продукцию ООО «МиниМед» с правом реализации в открытых конкурсах по государственным закупкам на территории Республики Молдова.


Настоящим подтверждаем наши полные гарантии в отношении продукции, произведенной ООО «МиниМед», и предлагаемой к поставке через ООО «Экохимия».

Доверенность действительна до 31.12.2018г.

Директор ООО «МиниМед»

В.Р. Азбукин





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 декабря 2015 года № ФСР 2011/11306

На медицинское изделие

Краситель Азур-Эозин по Романовскому (МиниМед-Р)
по ТУ 9398-003-29508133-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский,
д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9275/51846 от 18.11.2015

Вид медицинского изделия 232730

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 07 декабря 2015 года № 9111
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015715

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/11306 от 07.12.2015 г.

Паспорт

Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) ТУ 9398-003-29508133-2011

Серия
Дата изготовления
Размер партии

Срок годности – 1 год с даты изготовления.

1. Назначение

Предназначен для окрашивания форменных элементов крови.

2. Технические требования

| Наименование показателя | Норма по ТУ | Результаты испытаний |
|---|--|----------------------|
| 1. Внешний вид | | |
| 1.1. Краситель | Темно-синяя сиропообразная жидкость без нерастворимых примесей | |
| 1.2. Буфер фосфатный | Прозрачная бесцветная жидкость | |
| 2. Плотность раствора красителя при комнатной температуре 20±2°C, г/см ³ | 1,000 – 1,100 | |
| 3. Время наступления окраски мазка (при разведении красителя 1:19), мин, не более | 50 | |
| 4. Окраска форменных элементов крови | <ul style="list-style-type: none"> - эритроциты – розовые с серым оттенком, бежево-коричневые; - ядра лейкоцитов – фиолетовые; - цитоплазма лимфоцитов – голубая, серо-голубая; - цитоплазма нейтрофилов – бледно-розовая, серо-розовая; - зернистость нейтрофилов – фиолетовая, красно-фиолетовая; - зернистость эозинофилов – желто-оранжевая, розово-фиолетовая; - зернистость базофилов – фиолетовая; - тромбоциты – розово-фиолетовые, розово-сине-фиолетовые | |

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование красителя-фиксатора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре от 0 до 25°C в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Краситель следует хранить при температуре от +5° до +25°C в темном месте, вдали от кислот и щелочей в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие красителя азур-эозина по Романовскому требованиям ТУ 9398-003-29508133-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ПТО



Захаров А.И.

