

Magnetoterapie Cod 400150	FISIOFIELD MIDDLE, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale	Da , Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale
Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2	Da , Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ NUMBER OF OUTPUTS:
Programe preselectate obligatoriu	Da , Programe preselectate de tratament 50 buc. FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PRESET THERAPEUTIC PROGRAMS
Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu	Da , Magnetoterapie cu impulsuri , FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.1/ DEVICE FOR MAGNETOTHERAPY THAT GENERATES IN LOW AND MEDIUM FREQUENCY PULSATING MAGNETIC FIELDS.
Timp de aplicare reglabil obligatoriu	Da , Timpul de tratament reglabil, diapazon minim 1-90 min FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ TIMER
Setare intensitate obligatoriu	Da , Setare intensitate/ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ INTENSITY OF THE MAGNETIC FIELD
Intensitatea maximă a impulsului magnetic: ≥ 20 mT	Da , Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 200 Gauss pentru fiecare aplicator FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ PEAK INTENSITY OF THE MAGNETIC FIELD
Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz	Da , Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ EMISSION FREQUENCY
Alimentare 220V, 50 Hz	Da , Alimentare 220V, 50 HZ FisiofieldMiddle_WEB_EN/ pag.3/ POWER SUPPLY VOLTAGE
Accesorii Solenoid $\varnothing$ 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) $\varnothing$ 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 25$ cm sau echivalent ≥ 1 buc	Accesorii Solenoid $\varnothing$ 60 cm ≥ 1 buc cod.FI635 Solenoid (cilindru) $\varnothing$ 30-35 cm ≥ 1 buc cod.FI131 Aplicator linear cu dimensiuni $\geq 50 \times 35$ cm cod.FI648