

Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120	FISIOSONIC, FISIOLINE SRL, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcția de comutarea automata a frecvenței obligatoriu Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min. 5 cm² Posibilitatea reglării puterii obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sonda cu suprafată de ~1 cm²: ≥ 1 bucată; Sonda cu suprafată de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată. (să se indice codul produsului) Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da, Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Da, Ecran dimensiune 4,3 inch color, touch-screen/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ DISPLAY: Da, Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ ULTRASOUND FREQUENCY: Da, Moduri de operare continuu sau pulsatoriu / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ OPERATING MODE Da, Funcția de comutarea automata a frecvenței obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.2/ sequential treatment and automatic frequency switching Da, Testarea automata da / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ Visual and sound contact CONTROL SYSTEM and SELF-CALIBRATION SYSTEM Da, Suprafata de contact a sondei 5 cm²/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ STANDARD ACCESSORIES: Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm² surface Da, Posibilitatea reglării puterii / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ POWER DENSITY ON THE TRANSDUCERS: it may be regulated continuously 0÷3 W/cm² Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm² surface Da, Timpul de tratament 1-30 min. / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ TIMER Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ACOUSTIC SIGNAL at end of treatment Da, Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu// Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/Visual and sound contact CONTROL SYSTEM Da, Librarie de protocoale interne de tratament 40/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/PRESET PROGRAMS Da, Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 100/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/FREE PROGRAMS Da, Tensiune 220V 50Hz/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/POWER Accesorii Da, Sonda cu suprafată de ~1 cm²: ≥ 1 buc. /Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ Multifrequency applicator Ø 21mm 1/3 MHz - 1cm² surface Da, Sonda cu suprafată de ~4-5 cm²: ≥ 1 buc., Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm² surface cod.FIS254 Da, Gel contact, cod.FIS14 Da, Troleu dispozitiv 1 buc., cod.FIS964