

Имплант среднего уха VORP 503

Каталог продукции



Активный имплант среднего уха VORP 503

Естественный слух и свобода



Довольные пользователи

- Активная стимуляция структур среднего уха обеспечивает естественное звучание
- Чрескожная передача сигнала не повреждает кожу
- Свободный слуховой канал и легкий аудиопроцессор обеспечивают максимальный комфорт при ношении и оптимальный слух на протяжении всего дня

Гибкие возможности имплантации

- Различные варианты куплеров для разного анатомического строения и видов тугоухости
- Стандартные куплеры для разных структур среднего уха
- Самонарезающие винты для стабильной и простой фиксации импланта
- Крепление FMT к одной точке упрощает фиксацию и обеспечивает независимость импланта от роста черепа

Направленность в будущее

- Исключительная надежность
- Очень низкая частота осложнений¹
- easyMPT: пользователи могут совершенно спокойно проходить МРТ*
- Система совместима с нынешним и следующими поколениями аудиопроцессоров, поэтому пользователи смогут без проблем перейти на новейшую технологию обработки сигнала

Не все упомянутые в данном буклете продукты, функции или показания доступны в вашем регионе.

* Пользователи импланта SOUNDBRIDGE VORP 503 могут безопасно проходить МРТ с индукцией магнитного поля 1,5 теслы при соблюдении условий, указанных в руководстве пользователя.

¹ Kließ, M. K., Ernst, A., Wagner, J. and Mittmann, P. (2018), The development of active middle ear implants: A historical perspective and clinical outcomes. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*, 3: 394-404. doi: HYPERLINK «<https://doi.org/10.1002/liv2.215>» 10.1002/liv2.215

Комплектация VORP 503

Каждый набор содержит комплект импланта VORP 503 и комплект для определения размера VORP 503, а также куплер на выбор (см. ниже). Все куплеры показаны на странице 3 и могут быть заказаны отдельно.



Комплект импланта VORP 503

- Комплект содержит:
 - 1 имплант VORP 503
 - 3 самонарезающих винта
 - 1 одноразовая отвертка

Комплект для определения размера VORP 503

- Комплект содержит:
 - 1 шаблон VORP 503
 - 1 устройство для определения размера FMT

Набор VORP 503

51547

- 1 комплект импланта VORP
- 1 комплект для определения размера VORP 503

Набор VORP 503 (Incus-SP-Coupler)

51548

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 1 Incus-SP-Coupler

Набор VORP 503 (Incus-Symphonix-Coupler, левый)

51549

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 1 Incus-Symphonix-Coupler для левого уха

Набор VORP 503 (Incus-Symphonix-Coupler, правый)

51550

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 1 Incus-Symphonix-Coupler для правого уха

Набор VORP 503 (Incus-LP-Coupler, левый)

51551

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 1 Incus-LP-Coupler для левого уха

Набор VORP 503 (Incus-LP-Coupler, правый)

51552

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 1 Incus-LP-Coupler для правого уха

Набор VORP 503 (RW-Soft-Coupler)

51553

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 2 куплера RW-Soft-Coupler

Набор VORP 503 (Vibroplasty-CliP-Coupler)

51554

- 1 комплект импланта VORP 503
- 1 комплект для определения размера VORP 503
- 1 Vibroplasty-CliP-Coupler



Куплеры для вибропластики



Incus-SP-Coupler ■

51294



Incus-LP-Coupler, правый ■

51295



Incus-LP-Coupler, левый ■

51296



Incus-Symphonix-Coupler,
правый ■

51292



Incus-Symphonix-Coupler,
левый ■

51293



Vibroplasty-CliP-Coupler ■

50284



Vibroplasty-Bell-Coupler ■

50288



Vibroplasty-OW-Coupler ■

50326



RW-Soft-Coupler** ■

51297



Vibroplasty-RW-Coupler ■

50292

■ Поставляется в стерильном виде

▲ Поставляется в нестерильном виде

◊ Устройство многоразового использования

** Два в упаковке — один для устройства для определения размера FMT, второй для FMT

Инструменты для импланта



Устройство для измерения толщины кожного лоскута 7 10763-003



Устройство для измерения толщины кожного лоскута 7 можно использовать для измерения толщины кожного лоскута над имплантом. Его можно стерилизовать и использовать неоднократно.



Комплект для определения размера VORP 503 51395



Комплект для определения размера VORP 503 предназначен только для однократного использования.
1 шаблон VORP 503
1 устройство для определения размера FMT



VSB QuickCheck 2 52046

Инновационное устройство для определения функциональности импланта можно использовать во время или после операции.

Демонстрационная версия VORP 503

Другие демонстрационные продукты для VIBRANT SOUNDBRIDGE можно найти в нашем каталоге демонстрационных продуктов, где содержится множество вариантов для всех слуховых устройств MED-EL.



Демонстрационная версия VORP 503 + упаковочная коробка 51826

В комплект входит упаковочная коробка с демонстрационной версией VORP 503.

■ Поставляется в стерильном виде

▲ Поставляется в нестерильном виде

🔄 Устройство многократного использования

Обращайтесь к нам

Где сделать заказ

Для заказа VORP 503 или аксессуаров обратитесь к представителю компании MED-EL в вашем регионе.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами — мы всегда рады общению!



medel.com

Офисы компании MED-EL по всему миру

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Аргентина
medel@medel.com.ar

Бразилия
office@br.medel.com

Канада
officecanada@medel.com

Колумбия
office-colombia@medel.com

Мексика
office-mexico@medel.com

**Соединенные Штаты
Америки**
implants@medelus.com

АЗИАТСКО-ТИХОО- КЕАНСКИЙ РЕГИОН

Австралия
office@medel.com.au

Китай
office@medel.net.cn

Гонконг
office@hk.medel.com

Индия
implants@medel.in

Индонезия
office@id.medel.com

Япония
office-japan@medel.com

Малайзия
office@my.medel.com

Филиппины
office@ph.medel.com

Сингапур
office@sg.medel.com

Южная Корея
office@kr.medel.com

Таиланд
office@th.medel.com

Вьетнам
office@vn.medel.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

Австрия
office@at.medel.com

Бельгия
office@be.medel.com

Дания
nordic@medel.com

Финляндия
office@fi.medel.com

Франция
office@fr.medel.com

Германия
office@medel.de

Италия
ufficio.italia@medel.com

Нидерланды
office@nl.medel.com

Норвегия
norge@medel.com

Португалия
office@pt.medel.com

Южная Африка
customerserviceZA@medel.com

Испания
office@es.medel.com

Швеция
nordic@medel.com

Швейцария
office-ch@medel.com

Турция
medelturkey@medel.com

**Объединенные
Арабские Эмираты**
office@ae.medel.com

Великобритания
customerservice@medel.co.uk