

| № | Наименование, краткая характеристика | Кол-во |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Stericell 222 - сухожаровой стерилизатор | 1 |
| | model SC 222 eco | |
| | Объём камеры : 222 литров | |
| | Рабочая температура: от 10 °С над температурой окружающей среды до 250 °С | |
| | Ряд Stericell ® применяется для нагревания, сушки материалов и для сухожаровой стерилизации. Микропроцессорное управление обеспечивает контроль за процессами сушки и стерилизации. Специальная адаптация программы обеспечивает всегда правильный ход программы. | |
| | Интуитивное управление • Микропроцессорное управление процессом Fuzzy logic • Многоязычная коммуникация • Акустический и визуальный алармы • Светодиодный индикатор контроля функционирования аппарата • ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см) с сверхстандартным широким углом зрения • Высококонтрастный свёртывающийся дисплей FSTN, выполненный с использованием технологии COG (с подсветкой и использованием отражения наружного освещения – более высокая интенсивность наружного света повышает удобочитаемость знаков на экране дисплея) • Регулировка контрастности изображения на дисплее в зависимости от расположения аппарата • Сверхстандартный широкий угол зрения • Крупные, видимые с большого расстояния знаки на дисплее • Отображение текущей информации в течение программы увеличено для лучшей читаемости • Устойчивая плёночная клавиатура с приятной на ощупь поверхностью SoftTouch • Механическая реакция кнопок • Символы с подсветкой, объединённые в схему плёночной клавиатуры • Замок клавиатуры для защиты от несанкционированного доступа или нежелательного нажатия кнопки • Автоматический запуск программы на основании дата и времени. • Разъем USB Host для присоединения флеш-накопителя и облегчения экспорта данных (опция под заказ) • Принтер для распечатки протоколов прямо с аппарата (оснащение под заказ) | |
| | Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом.) • S1 – температура 160 °С/ стерилизационная экспозиция 60 мин. • S2 – температура 170 °С/ стерилизационная экспозиция 30 мин. • S3 – температура 180 °С/ стерилизационная экспозиция 20 мин. Новинкой являются две программы для сушки • P4, P5 - температура 10 °С (выше температуры окружающей среды) до 250 °С/ время экспозиции регулируемое пользователем. | |
| | Апарат оснащён вентилятором. | |
| | Stericell ® | |
| | Основная характеристика – стандарт поставки: | |
| | - микропроцессорное управление | |
| | - 3 настраиваемые программы | |
| | - возможность включения и выключения с задержкой | |
| | - возможность нагрева при заданной температуре без ограничения времени | |
| | - предел времени выдержки до 99 часов 59 минут = 599минут | |
| | - реальное время | |
| | - интерфейс RS 232 для подключения принтера или ПК | |
| | - звуковая сигнализация неисправностей и сбоев в работе | |
| | - электронный защитный термостат класса 2 | |
| | - контроль за открытием двери во время стерилизации | |
| | - контроль за открытием воздушной заслонки во время стерилизации | |
| | - быстрый нагрев до заданной температуры с минимальным перерегулированием | |
| | - две полки из нерж. стали | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | - электрошнур для подключения через евровилку к эл. сети | |
| | Внутренние размеры камеры: 540x540x760мм | |
| | Внешние размеры стерилизатора: 760x790x1090мм | |
| | Макс. потр. мощность: 1,9 кВт | |
| | Подкл. к электрической сети : 220В/50Гц | |
| | Упаковка - картонная коробка на поддоне 860x830x1280мм /// вес брутто нетто 116/100кг | |
| 2 | Стол подставка под сухожаровой шкаф, четыре разворотных колеса, из них два с тормозом | 1 |
| 3 | USB флеш порт, для записи и хранения данных о работе аппарата | 0 |
| 4 | Дополнительная сетчатая полка из нержавеющей стали (две полки входят в комплект стандартного оснащения). | 6 |
| | Сертификат происхождения подтвержденный ТПП | 0 |
| | Монтаж | 1 |
| | Гарантийное обслуживание в течении 12 месяцев | 1 |
| Условие поставки : | FCA Brno | |
| Монтаж : | Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должен проводиться авторизованным сервисным персоналом. | |
| Срок действия предложения : | 30.12.2021 | |
| Срок отгрузки : | в течении 3 месяцев, в зависимости от загруженности производства | |
| Срок гарантии: | 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня продажи. Гарантия на камеру стерилизаторов 10 лет. Во время гарантии высылаются детали для замены бесплатно. | |
| Условие оплаты: | Предоплата или бесотзывный аккредитив. Возможен и вариант 30% предоплата и 70% перед отгрузкой. | |