

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. ocde-b3wdp1-MD-1708514220331/ 21175614	Data: „15” martie 2024	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de Reagenți Clinici Generali, Hematologici și Biochimici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT		Lot: Pagina: 1 din 7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
331000 00-1	32	Plasma de control normal 4 parametri	Plasma de control normal 4 parametri	5186	Marea Britanie	Helena Biosciences	Plasma de control normal 4 parametri Ambalaj până la 3 ml	Plasma de control normal 4 parametri Ambalaj fl.1 ml	DM000394160
331000 00-1	33	Plasma de control patologică 4 parametri	Plasma de control patologică 4 parametri	5187	Marea Britanie	Helena Biosciences	Plasma de control patologică 4 parametri Ambalaj până la 3 ml	Plasma de control patologică 4 parametri Ambalaj fl.1 ml	DM000394161
331000 00-1	38	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-AB	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-AB	620010, Anti A,B Monoclonal, 10 ml, 200 tests	Marea Britanie	Lorne	Reagent monoclonal anti AB. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate-conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti AB. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml =20 doze)	DM000380715

331000 00-1	39	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-A	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-A	600010, Anti-A Monoclonal, 10 ml, 200 tests	Marea Britanie	Lorne	Reagent monoclonal anti A. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti A. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml =20 doze)	DM000380713
331000 00-1	40	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-B	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-B	610010, Anti-B Monoclonal, 10 ml, 200 tests	Marea Britanie	Lorne	Reagent monoclonal anti B. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti B. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml =20 doze)	DM000380714
331000 00-1	44	Reagent monoclonal anti D (IgM). (Țoliclon anti D Super)	Reagent monoclonal anti D (IgM). (Țoliclon anti D Super)	730010, Anti- D Clone 1 Monoclonal, 10 ml-200 tests	Marea Britanie	Lorne	Reagent monoclonal anti D (IgM). Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti D (IgM). Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml =20 doze)	DM000380706
331000 00-1	47	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste)	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste)	5267L	Marea Britanie	Helena Biosciences	Reagent tromboplastina-calcium pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	Reagent tromboplastina-calcium pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	DM000394198
331000 00-1	53	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%	3917	Polonia	Avantor	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj - 1 litru	DM000431023

3310000 0-1	65	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator automat	222001	Spectrum	Egipt	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: 3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l	Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: 3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l	DM000671204
3310000 0-1	72	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALSL-0510	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 ; Interferențe: Acid ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, lipemie până la 21 g/l.	DM000305017
331000 00-1	73	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALBU-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l;	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,15$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,15$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l;	DM000304989

331000 00-1	74	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	AMSL-0400	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP; -G3; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 33,0$ U/L; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 5,0$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP; -G3; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 33,0$ U/L; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 5,0$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l	DM000305019
331000 00-1	75	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175ml.) determinarea la analizator semiautomat	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175ml.) determinarea la analizator semiautomat	ASSL-0510	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,5$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l; Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,5$; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l; Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	DM000305021
331000 00-1	76	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	BIDI-0500	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică DCA; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l	Metoda de determinare: Fotometrică DCA; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l	DM000345509

331000 00-1	77	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	BITO-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică DCA. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l	Metoda de determinare: Fotometrică DCA. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l	DM000304992
331000 00-1	78	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CHSL-0507	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD- PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,08$ mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 0,08 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	DM000305042
331000 00-1	80	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	GHSL-0600	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: $\leq$ 7.0; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza; Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 0.1 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	DM000304999

331000 00-1	82	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	TGML-0517	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. ; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. ; Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq$ 0,01 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l.	DM000305050
331000 00-1	83	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	318002	Spectrum	Egipt	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 ; Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l.	DM000671230
331000 00-1	84	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	AUML-0507	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 ; Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, lipemie - trigliceride până la 21g/l.	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina; Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l; Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 ; Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 ; Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, lipemie - trigliceride până la 21g/l.	DM000305011

331000 00-1	85	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	HBAC-0240+HBAC-0043+HBAC-0049	Franta	Elitech	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele , control pozitiv si control negativ . Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$; Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml;	Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele , control pozitiv si control negativ . Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA; Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$; Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$; Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$; Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml;	DM000305079+ DM000305080+DM000305081
331000 00-1	86	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	CONT-0060	Franta	Elitech	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	DM000305057
331000 00-1	87	Ser control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	CONT-0160	Franta	Elitech	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	DM000305058

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: director general

Ofertantul: "GBG-MLD"SRL;

Adresa: RM mun. Chisinau, str. Albisoara, 64/2