

## Instrucțiuni de utilizare pentru Masa medicală pentru instrumente

### **Masa medicală pentru instrumente model: MPI -002**

Masa este proiectată pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de operație, săli de proceduri etc.)

Masa este fabricată din oțel de înaltă calitate, vopsit cu vopsea albă cu pulbere- rezistent la coroziune și dezinfectanți. Masa medicală cu 2 polițe din oțel de inox(AISI304) de înaltă calitate (continuu sudat), astfel încât este potrivită pentru utilizarea în încăperi cu cerințe ridicate pentru tratarea și dezinfectarea mobilierului.

Domeniul de aplicare plasarea instrumentelor medicale, preparatelor și consumabilelor utilizate în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări.

Două rafturi din oțel inoxidabil, cu care este echipată masa, au o margine pe toate părțile, aceasta previne căderea obiectelor așezate pe suprafață în timpul deplasării produsului.

Masa are o mobilitate datorită prezenței a 4 piciorușe reglabile. Poate fi proiectată și pe roti cu frână.

**Indicații de utilizare:** Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator. pentru amplasarea în saloane, săli de tratament și de examinare.

**Contraindicații:** niciuna atunci când este utilizată în conformitate cu documentația de operare.

**Nu mișcați masa în timpul utilizării.**

Denumirea principalilor parametri și dimensiuni	MPI - 002
Inălțimea mesei	870 mm
Lățimea mesei	410 mm
Lungimea mesei	650 mm
Sarcina admisibilă a raftului	25 kg

### **Reguli de funcționare a mobilierului:**

1. Transportul, depozitarea și exploatarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii din tabel.
2. Masa medicală trebuie să fie exploatată în încăperi închise uscate, cu o temperatură nu mai mică de +2°C și nu mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Masa trebuie să fie instalată la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.
5. Echipamentul trebuie protejat de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive.
6. Este interzisă utilizarea pentru curățare a obiectelor ascuțite, a acizilor, a soluțiilor alcaline, precum și a agenților abrazivi destinați îngrijirii veselei și a obiectelor sanitare

### **Îngrijirea suprafețelor din oțel vopsit cu pulbere și oțel din inox:**

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.

### **Condiții de garanție**

- Perioada de garanție este de 24 de luni de la data vânzării produsului.
- **Produsul este scos din serviciul de garanție dacă:** cumpărătorul a încercat să repare singur produsul;
- - au fost detectate modificări neautorizate în proiectarea produsului;
- - daune mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Garanția nu se aplică elementelor de fixare și altor produse achiziționate care nu sunt fabricate de această societate.



Producător: Caravan Express SRL  
Republica Moldova  
or. Cimișlia, MD-4101

