

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21113155, ocds-b3wdp1-MD-1698849570746							Data: 13.12.2023	Alternativa nr.
Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024							Lot:	pag. 1 din 9
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	ALT-UV-DAC. Lq/ 2010A150	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	ALAT (GPT) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 1,95U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,84 mmol/l, Bilirubina până la 0,257 mmol/l, Hemoglobina până la 0,1 g/l, Lipemie (lipide) până la 3g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
2	33100000-1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALT-UV-DAC. Lq/ 2010A150	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	ALAT (GPT) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 1,95U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,84 mmol/l, Bilirubina până la 0,257 mmol/l, Hemoglobina până la 0,1 g/l, Lipemie (lipide) până la 3g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
3	33100000-1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500- 1000 ml.) determinarea la analizator automat	ALT-UV-DAC. Lq/ 2010A600	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	ALAT (GPT) , (Fl. cu vol. 500-1000ml), determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 1,95U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,84 mmol/l, Bilirubina până la 0,257 mmol/l, Hemoglobina până la 0,1 g/l, Lipemie (lipide) până la 3g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
4	33100000-1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500- 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ALT-UV-DAC. Lq/ 2010A600	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	ALAT (GPT) , (Fl. cu vol. 500-1000ml), determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 1,95U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,84 mmol/l, Bilirubina până la 0,257 mmol/l, Hemoglobina până la 0,1 g/l, Lipemie (lipide) până la 3g/l. Hemoglobina până la 0,1 g/l, Lipemie (lipide) până la 3g/l. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
5	33100000-1	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Albu-DAC. Lq/ 3002A125	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,2g/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,6. Interferențe: Acid Ascorbic 1,7 mmol/l, Bilirubina nu va influența rezultatul, Lipemie 1,25 g/l, Hemoglobina 1,25g/l, Magneziu nu va influența rezultatul. . Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
6	33100000-1	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Albu-DAC. Lq/ 3002A125	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,2g/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,6. Interferențe: Acid Ascorbic 1,7 mmol/l, Bilirubina nu va influența rezultatul, Lipemie 1,25 g/l, Hemoglobina 1,25g/l, Magneziu nu va influența rezultatul. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
7	33100000-1	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500- 1000 ml.) determinarea la analizator automat	Albu-DAC. Lq/ 3002A1000	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l	Albumina (Albumin) , (Fl. cu vol. 500-1000ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 0,2g/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,0. Coeficientul de variație extraserial: 1,6. Interferențe: Acid Ascorbic 1,7 mmol/l, Bilirubina nu va influența rezultatul, Lipemie 1,25 g/l, Hemoglobina 1,25g/l, Magneziu nu va influența rezultatul. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.

[illegible]

77	33100000-1	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40 -175 mL.) determinarea la analizator semiautomat	Uree UV-DAC. Lq / 3094U100	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l.	Uree (Urea) , (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: 0.009mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,6. Coeficientul de variație extraserial: 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic 1,7mmol/l, Bilirubina 0,7mmol/l, Hemoglobina 5g/l, Lipemie - trigliceride 10g/l. Catalog pag. 3-4, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
78	33100000-1	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 mL.) determinarea la analizator automat	Uree UV-DAC. Lq / 3094U500	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l.	Uree (Urea) , (Fl. cu vol. 500-1000ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: 0.009mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,6. Coeficientul de variație extraserial: 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic 1,7mmol/l, Bilirubina 0,7mmol/l, Hemoglobina 5g/l, Lipemie - trigliceride 10g/l.Catalog pag. 3-4, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
79	33100000-1	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat	Uree UV-DAC. Lq / 3094U500	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l.	Uree (Urea) , (Fl. cu vol. 500-1000ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: 0.009mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 1,6. Coeficientul de variație extraserial: 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic 1,7mmol/l, Bilirubina 0,7mmol/l, Hemoglobina 5g/l, Lipemie - trigliceride 10g/l. Catalog pag. 3-4, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
80	33100000-1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 mL.) determinarea la analizator automat	Uric Acid-DAC. Lq/ 3096U100	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.	Acidul Uric (Uric Acid) (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina. Limita minimă de detectie pentru set: 4,1 mcmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,8. Coeficientul de variație extraserial: 1,0. Interferențe: Bilirubina 0,16mmol/l, Hemoglobina până la 0,5g/l, Lipemie - trigliceride până la 8g/l. Catalog pag. 3-4, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
81	33100000-1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 mL.) determinarea la analizator semiautomat	Uric Acid-DAC. Lq/ 3096U100	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.	Acidul Uric (Uric Acid) (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina. Limita minimă de detectie pentru set: 4,1 mcmol/l. Coeficientul de variație intraserial: 0,8. Coeficientul de variație extraserial: 1,0. Interferențe: Bilirubina 0,16mmol/l, Hemoglobina până la 0,5g/l, Lipemie - trigliceride până la 8g/l. Catalog pag. 3-4, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
82	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 mL.) determinarea la analizator automat	HbA1c-Turbi-DAC/1102H75 + HbA1C Calibrator (4 levels)/ 1103H2 + HbA1C Control (2 levels)/1104H4	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c.	Hemoglobina glicozilată (HbA1c) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA. Limita minimă de detectie pentru set: 4%. Coeficientul de variație intraserial: 2,3. Coeficientul de variație extraserial: 3,2. Interferențe: Acid Ascorbic 3mmol/l, Bilirubina 0,8mmol/l, Lipemie - trigliceride 7g/l, Hemoglobina nu prezinta interferenta, Factorul reumatoid- nu este cunoscut. Setul conține control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Catalog pag. 6, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
83	33100000-1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 mL.) determinarea la analizator semiautomat	HbA1c-Turbi-DAC/1102H75 + HbA1C Calibrator (4 levels)/ 1103H2 + HbA1C Control (2 levels)/1104H4	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c.	Hemoglobina glicozilată (HbA1c) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 4 nivele. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA. Limita minimă de detectie pentru set: 4%. Coeficientul de variație intraserial: 2,3. Coeficientul de variație extraserial: 3,2. Interferențe: Acid Ascorbic 3mmol/l, Bilirubina 0,8mmol/l, Lipemie - trigliceride 7g/l, Hemoglobina nu prezinta interferenta, Factorul reumatoid- nu este cunoscut. Setul conține control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Catalog pag. 6, instructiune de utilizare.	ISO, CE.
88	33100000-1	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 mL.) determinarea la analizator automat	CK-DAC/ 2035C60	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: 4,13 U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,35. Coeficientul de variație extraserial: 1,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,84 mmol/l, Bilirubina până la 0,855 mmol/l, lipemie (lipide) până la 700 mg/dl. Catalog pag. 3-4, instructiune de utilizare.	ISO, CE.

89	33100000-1	Creatin chinaz a totală (Creatinkinaze totale) (Flacoane cu volumul 40 -175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CK-DAC/ 2035C60	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Creatin chinaza totală (Creatinkinaze totale) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 4,13 U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,35. Coeficientul de variație extraserial: 1,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,84 mmol/l, Bilirubina până la 0,855 mmol/l, lipemie (lipide) până la 700 mg/dl. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
90	33100000-1	Creatin chinaz a MB (Creatinkinaze MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	CK-MB-DAC/ 2037C120	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Creatin chinaza MB (Creatinkinaze MB) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator automat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 6 U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,8. Coeficientul de variație extraserial: 2,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,246 mmol/l, Bilirubina până la 0,75 mmol/l, lipemie până la 250 mg/dl. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
91	33100000-1	Creatin chinaz a MB (Creatinkinaze MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	CK-MB-DAC/ 2037C120	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.	Creatin chinaza MB (Creatinkinaze MB) , (Fl. cu vol. 40-175ml), determinarea la analizator semiautomat. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: 6 U/L. Coeficientul de variație intraserial: 1,8. Coeficientul de variație extraserial: 2,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,246 mmol/l, Bilirubina până la 0,75 mmol/l, lipemie până la 250 mg/dl. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
94	33100000-1	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator automat	Thymol-DAC/ 3087T500	Moldova	Dac-Spectromed	Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie trigliceride până la 2 g/l, Factorul reumatoid până la 500 ME/ml.	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10-11 ml.) determinarea la analizator automat. Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: 0,00 S-H Coeficientul de variație intraserial: 3,5 Coeficientul de variație extraserial: 3,1 Interferențe: Bilirubina până la 0,69 mmol/l, Acidul ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie- trigliceride până la 2 g/l Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
95	33100000-1	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Thymol-DAC/ 3087T500	Moldova	Dac-Spectromed	Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie trigliceride până la 2 g/l, Factorul reumatoid până la 500 ME/ml.	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10-11 ml.) determinarea la analizator semiautomat. Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: 0,00 S-H Coeficientul de variație intraserial: 3,5 Coeficientul de variație extraserial: 3,1 Interferențe: Bilirubina până la 0,69 mmol/l, Acidul ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 1,5 g/l lipemie- trigliceride până la 2 g/l Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
96	33100000-1	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Sera hN-DAC / 2062S5	Moldova	Dac-Spectromed	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 5ml. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
97	33100000-1	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Sera hP-DAC / 2064S5	Moldova	Dac-Spectromed	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 3-5m	Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 5ml. Catalog pag. 3-4, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 13.12.2023

Valabilitatea ofertei - 160 zile.