



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21421337 din 26.05.2025

Obiectul de achizitie: Servicii de mentenanță a Stației de oxigen pentru anul 2025

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică deplină propusă, Standarde de referință
1	Generator de oxigen Model POC 8300-MED, Inmatec (Germania)	1 buc.	Schimbare elemente filtrante: IPE123CA de carbon activ P-SRFO 04/20 filtru steril. Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens	Schimbare elemente filtrante: IPE123CA de carbon activ P-SRFO 04/20 filtru steril. Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat.	Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare Interval de întreținere programat.
2	Analizator Zirconiu 0-96% Inmatec (Germania)	1	Fiecare 2-3 ani sau la necesitate Putere: 24VDC Ieșire: Analogic 4-20mA Comunicații: RS485 Cablu de comunicație: 1 metru Domeniu de măsurare: 0-96% Tehnologie senzor: Zirconiu	Fiecare 2-3 ani sau la necesitate Putere: 24VDC Ieșire: Analogic 4-20mA Comunicații: RS485 Cablu de comunicație: 1 metru Domeniu de măsurare: 0-96% Tehnologie senzor: Zirconiu
3	Cuplaj elastic Compresor ASD60 Kaeser (Germania)	1	Schimbare la necesitate	Schimbare la necesitate



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

4	Compresor de aer Model ASD60/12 bar, Kaeser (Germania)	1 buc.	KIT A (Prima la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent)	KIT A (Prima la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent)
---	--	--------	---	---



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

5	Kit service Unit Eco-drain 31 Vario ASD 60 Kaeser (Germania)	1	La necesitate	La necesitate
---	---	---	---------------	---------------



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

6	Uscator de Aer Model ACT 55 (Friulair, Italia)	1 buc.	1) Masina curatata: Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2) Condensatorul Desfacere/Curățare	1) Masina curatata: Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2) Condensatorul Desfacere/Curățare
7	Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 + NEA 242SMA + NEA340RD) Turn carbune: Indicator ulei rezidual A-4000-120 Purja automata Ethadrian TRIM1. (Ethafiltru, Italia)	1 buc.	- Cartuș cod. EAL2630SMA = 2 buc. - Cartuș cod. EAL2642SMA = 1 buc. - Cartuș cod. EAL2642RD1 = 1 buc. Schimbare indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore) cod A-4000-121 Mentenanța purja automata (kit service purja)	- Cartuș cod. EAL2630SMA = 2 buc. - Cartuș cod. EAL2642SMA = 1 buc. - Cartuș cod. EAL2642RD1 = 1 buc. Schimbare indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore) cod A-4000-121 Mentenanța purja automata (kit service purja)
8	Rezervor de Aer 2000L, (Model 212 vertical) Purja automată Ethadrian TRIM1. (Siccotech, Italia)	1 buc.	Verificare Scurgeri Verificare purjă automată	Verificare Scurgeri Verificare purjă automată
9	Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical) (Siccotech, Italia)	1 buc.	Verificare Scurgeri	Verificare Scurgeri
10	Panou electric	1 buc.	Verificare Panou electric	Verificare Panou electric

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Schimbare sigurante	Schimbare sigurante
--	--	---------------------	---------------------

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21421337 din 26.05.2025
Obiectul de achizitie: Servicii de mentenanță a Stației de oxigen pentru anul 2025

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50400000-9						
	1	Servicii de mentenanță a Stației de oxigen cu Generator de oxigen Model POC 8300-MED și Compresor de aer Model ASD 60/12 bar, amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Grenoble, 149	195.710,00	234.852,00	195.710,00	234.852,00
		TOTAL			195.710,00	234.852,00

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.