

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
14.09.2015



CODICE ARTICOLO: **3558/E**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Provetta cilindrica Ø12 x 86 mm prodotta in PMMA (Polimetilmetacrilato) perfettamente trasparente, con acceleratore della coagulazione idonee per 5 ml di sangue. Provette graduate, etichettate e corredate di tappo a pressione di colore rosso che ne garantisce una perfetta tenuta. Le provette hanno adeso all'interno micro particelle di silice che attivano la coagulazione quando le provette vengono agitate delicatamente dopo il prelievo. Centrifugabili a circa max 3.500 RPM. Dispositivo Latex-free

Test tubes Ø12 x 86 mm made in PMMA (polymethylmethacrylate) perfectly transparent with clot accelerator for 5 ml of blood. Graduated test tubes, labeled and equipped by a pressure cap red colour which guarantees a perfect seal. The test tubes were coated on silica microparticles inside which activate clotting when tubes are shaken gently after collection. Centrifuge at about 3,500 RPM max. Latex free device.

Prodotto con marchio **CE** - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLIMETILMETACRILATO (PMMA) POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)	Raw material – test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material – cap
Temperature tollerate provetta	MIN -40°C MAX +85°C	Temperature range - test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range - cap
Dimensioni provetta (mm)	Ø 12 x 86	Dimensions – test tube (mm)
Taratura provetta (ml)	2,5 – 5	Calibration – test tube (ml)
Validità del prodotto	2 ANNI / YEARS	Shelf life



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (sangue) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W050101010201 (Provette con additivi o separatori di siero per raccolta di sangue).

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1246070/R

Classificazione EDMA > 51011001 - Tubes for serum (without anticoagulant)

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" adapted to contain a human biological sample (blood) in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050101010201 (Blood collection, tubes with additives or serum separator).

EDMA code > 51011001 - Tubes for serum (without anticoagulant)

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -0°C max +40°C

Store in dry place, Temperature range: min -0°C max +40°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

For a maximum centrifuge speed of 3,000 r.p.m to be kept for 20" max

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.000	Confezione interna (pz): 50 pezzi in rack polistirolo espanso	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
Quantity (pcs):	Internal packing (pcs): 50 pieces in styrofoam racks	MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm):	47 x 23 x 37	Peso (Kg): 5,0	Volume (m ³): 0,039
External box dimensions (cm):		Weight (Kg):	Volume (m ³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable