

# ANIOXYDE 1000 LD

## Stabilité et conditions de conservation *Stability and storage conditions*

---

### Produit non reconstitué :

- Stockage entre +5°C et +25°C.
- Stabilité : 2 ans à partir de la date de production (précisé sur les étiquettes).

### Produit reconstitué :

- 14 jours maximum
- 7 jours selon la réglementation française : instruction n°220 du 4 Juillet 2016, relative aux modalités de traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins.
- Contrôler le taux d'acide peracétique avec une bandelette de test ANIOXYDE 100 LD en début de séance, à la reprise d'activité après interruption et toutes les 4h en cas d'activités consécutives.

Product not reconstituted:

- Storage between +5°C and +25°C.
- Stability: Two years from the date of production (specified on labels).

Reconstituted product:

- 14 days maximum
- 7 days according to the French regulation: instruction n°220 of 4<sup>th</sup> of July 2016, relating on procedures for manual processing for the disinfection of endoscope not autoclavable in healthcare settings.
- Check the level of peracetic acid with ANIOXYDE 1000 LD test strip at the beginning of the session, when resuming activity after an interruption and every 4h in case of continuous activity.

# ANIOXYDE 1000 LD

## Stabilitate și condiții de depozitare *Stability and storage conditions*

---

### Produs ne-reconstituit:

- Depozitare între +5°C și +25°C.
- Stabilitate: 2 ani de la data fabricării (indicată pe etichete).

### Produs reconstituit:

- maximum 14 zile
- 7 zile conform reglementărilor franceze: instrucțiunea nr. 220 din 4 iulie 2016, privind modalitățile de tratare a endoscoapelor flexibile termosensibile cu canale din domeniul medical.
- Verificați nivelul de acid peracetic cu o bandă de testare ANIOXYDE 100 LD la începutul sesiunii, la reînceperea activității după o întrerupere și la 4h în cazul activităților consecutive.

---

Subsemnata, BĂLTEANU DIANA MIHAELA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine franceză și engleză în temeiul autorizației nr. 17009/2006, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba franceză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,  
BĂLTEANU DIANA MIHAELA



Revizuit în 04/07/2022  
Revised on 04/07/2022

Product not reconstituted:

- Storage between +5°C and +25°C.
- Stability: Two years from the date of production (specified on labels).

Reconstituted product:

- 14 days maximum
- 7 days according to the French regulation: instruction n°220 of 4<sup>th</sup> of July 2016, relating on procedures for manual processing for the disinfection of endoscope not autoclavable in healthcare settings.
- Check the level of peracetic acid with ANIOXYDE 1000 LD test strip at the beginning of the session, when resuming activity after an interruption and every 4h in case of continuous activity.