

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1661774689659, 29.08.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 21						
Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500	303060-0160-000	Germania	Carl Zeiss	1) Reutilizabil ; 2) Pentru tehnica coaxiala; 3) 20G; 4) Curba, cu manson de silicon; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm.	1) Reutilizabil ; 2) Pentru tehnica coaxiala; 3) 20G; 4) Curba, cu manson de silicon; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm. Pag. 10	ISO, CE
Lotul 24						
Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500	303060-0204-000	Germania	Carl Zeiss	1) Sterila; 2) De unica folosinta; 3) Cu sistem I/A "QuickSet"; 4) Cu sac de drenaj;	1) Sterila; 2) De unica folosinta; 3) Cu sistem I/A "QuickSet"; 4) Cu sac de drenaj; Pag. 3	ISO, CE
Lotul 78						
Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500	303060-0101-000	Germania	Carl Zeiss	1) reutilizabil; 2) Albastru; 3) Silicon; 4) 20G; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm;	1) reutilizabil; 2) Albastru; 3) Silicon; 4) 20G; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm; Pag. 7, 8	ISO, CE
Lotul 83						
Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500	303060-0140-000	Germania	Carl Zeiss	1) De multipla folosinta; 2) pentru tehnica coaxiala	1) De multipla folosinta; 2) pentru tehnica coaxiala Pag. 9	ISO, CE
Lotul 84						
Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500	303060-0301-000	Germania	Carl Zeiss	1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20G; 4) Cu manson de silicon.	1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20G; 4) Cu manson de silicon. Pag. 11	ISO, CE
Lotul 102						
Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500	303060-0055-000	Germania	Carl Zeiss	1) De multipla folosinta; 2) 20G; 3) Drept; 4) Angulare 30 grade; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm; 6) Tehnica coaxiala;	1) De multipla folosinta; 2) 20G; 3) Drept; 4) Angulare 30 grade; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm; 6) Tehnica coaxiala; Pag. 7	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**